

Фотографии Тест-системы для иммуноцитохимического исследования

белков тканей человека SER-1


по ТУ 21.20.23-003-25717294-2021 с принадлежностями для проведения исследования



Пробирка объемом 1,5
мл, содержащая 15 мкл
реагента № 3
«Диаминобензидин» - 1
шт.



Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 4 «Буферный раствор для Диаминобензидина» - 1 шт.




Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 5 «Гематоксилин Майера» - 1 шт.



Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 2 «Вторичное антитело» - 1 шт



Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 1
«Первичное антитело к EpCAM/HerEp4» - 1 шт.



Тест-система для иммуноцитохимического исследования белков тканей человека SER-1 - 1 шт.



Генеральный директор ООО «РУССЭЛЛ»



С.В.Зиновьев

(трч)
листа(ов)


Подпись



Фото маркировки Тест-системы для иммуноцитохимического исследования

белков тканей человека SER-1

по ТУ 21.20.23-003-25717294-2021



Генеральный директор ООО «РУССЭЛЛ»



С.В.Зиновьев

ООО «РУССЭЛЛ» 603000, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.5, кв.13

ИНН 5260381100 | КПП 526001001 | ОГРН 1145260003899

Макет маркировки Тест-системы для иммуноцитохимического исследования

белков тканей человека SER-1

по ТУ 21.20.23-003-25717294-2021



Тест-система для иммуноцитохимического исследования белков тканей человека SER-1



Антитела к ВИЧ 1/2, вирусу
гепатита С, HBsAg
НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ТЕСТ-СИСТЕМА SER-1

Тест-система для иммуноцитохимического исследования
белков тканей человека SER-1

Состав упаковки

1. Тест-система для иммуноцитохимического исследования белков тканей человека SER-1 - 1 шт.
2. Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 1 «Первичное антитело к HСAM Витер4» - 1 шт.
3. Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 2 «Вторичное антитело» - 1 шт.
4. Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 15 мкл реагента № 3 «Дополнительное» - 1 шт.
5. Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 4 «Буферный раствор для докраски/обесцвечивания» - 1 шт.
6. Пробирка объемом 1,5 мл, содержащая 100 мкл реагента № 5 «Гематоксилин Матер» - 1 шт.

ТУ 21.20.23-003-25717294-2021

Условия хранения: при температуре от 4°С до 8°С

Срок годности 12 месяцев

ПУ XXXXXXX от XXXXXXX

Общество с ограниченной
ответственностью «РУССЭЛЛ»

Юридический адрес:
603000, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, улица Минина, 133

Адрес производства:
603007, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Светлогорский
проезд, д. 4, пом. 2



Тест-система для иммуноцитохимического исследования белков тканей человека SER-1



Генеральный директор ООО «РУССЭЛЛ»



С.В.Зиновьев

ООО «РУССЭЛЛ» 603000, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.5, кв.13

ИНН 5260381100 КПП 526001001 ОГРН 1145260003899