


УТВЕРЖДАЮ

ООО «Эко-мед-с М»

Генеральный директор

Н.А.Ворошилов




2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Дилуэнт ISOTONAC · 4 для
лабораторной диагностики in vitro

**1. Фотографическое изображение внутренней упаковки МИ
Дилуэнт ISOTONAC · 4 для
лабораторной диагностики in vitro**



 NIHON KOHDEN

ISOTONAC · 4

CE

20 L

ITALIANO

Discente da utilizzare
su contaplateau
NIHON KOHDEN in
combinazione con
reagente
NIHON KOHDEN

Ingredienti attivi:
Sodio citrato 4.0 g/L
Sodio solfato 9.0 g/L
acido

ENGLISH

Discent to be used on
NIHON KOHDEN
blood cell analyser
in combination with
NIHON KOHDEN reagent

Active ingredients:
Sodium citrate 4.0 g/L
Sodium sulphate 9.0 g/L
anhydrous

ESPAÑOL

Discente a utilizar en
el contaplateau NIHON
KOHDEN en combinación
con reactivo NIHON
KOHDEN

Ingredientes activos:
Citrato de sodio 4.0 g/L
Sulfato de sodio 9.0 g/L
anhidro

DEUTSCH

Vorbereitungsmittel zur
Verwendung mit
NIHON KOHDEN
Blutanalysegeräten in
Kombination mit NIHON
KOHDEN Reagenzien

Wirkstoffe Bestandteile:
Natriumcitrat 4.0 g/L
Natriumsulfat 9.0 g/L
wasserfrei

FRANÇAIS

Discent destiné
pour les analyseurs
hématologiques NIHON
KOHDEN en combinaison
avec le réactif NIHON
KOHDEN

Ingédients actifs:
Citrure de sodium 4.0 g/L
Sulfate de sodium anhydre
9.0 g/L



LOT 180097



REF MEK-641 I



2019-08

20104381-200214

 NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN FIRENZE S.p.A.
Via Torino, 72/74 - 50119 Sesto Fiorentino - Firenze, Italy
Phone +39 055 30445 1 Fax +39 055 308548

MADE IN ITALY



IVD

ISOTONAC · 4

CE

ITALIANO

Diluente da utilizzare
su contaglobuli
Nihon Kohden in
combinazione con
reagenti
Nihon Kohden.

Ingredienti attivi:
Sodio cloruro 4,0 g/L
Sodio solfato 9,8 g/L
anidro

ENGLISH

Diluent to be used on
Nihon Kohden
blood cell analyzers
in combination with
Nihon Kohden reagents

Active ingredients:
Sodium chloride 4,0 g/L
Sodium sulphate 9,8 g/L
anhydrous

ESPAÑOL

Diluyente a utilizar en
el cuentaglobulos Nihon
Kohden en combinación
con reactivos Nihon
Kohden

Ingredientes activos:
Cloruro de sodio 4,0 g/L
Sulfato de sodio 9,8 g/L
anhidro

DEUTSCH

Verdünnungsmittel zur
Verwendung mit
Nihon Kohden
Blutanalysegeräten in
Kombination mit Nihon
Kohden Reagenzien

Wirksame Bestandteile:
Natriumchlorid 4,0 g/L
Natriumsulfat 9,8 g/L
wasserfrei

FRANÇAIS

Diluant destiné
pour les analyseurs
hématologiques Nihon
Kohden en combinaison
avec les réactifs Nihon
Kohden


Ingédients actifs:
Chlorure de sodium 4,0 g/L
Sulfate de sodium anhydre
9,8 g/L

20 L

4000153



LOT 180097



REF MEK-641 I



2019-08


201043101-200214

 **NIHON KOHDEN**



NIHON KOHDEN FIRENZE S.r.l.
Via Torta, 72/74 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze, Italy
Phone +39 055 3045 1 Fax +39 055 308548

MADE IN ITALY




2. Инструкция по применению

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ на медицинское изделие

«Дилуэнт ISOTONAC •4 для лабораторной диагностики in vitro»,
производства NIHON KOHDEN CORPORATION (Нихон Кодэн
Корпорейшн), Япония

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5

Шевцов)
пистов. Генеральный директор



/ Н.А.Ворошилов