

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «МЕДВАЙЗ»

А.Н. Минин

От «04» 10 2021 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинских
изделий и макет этикетки на русском языке
«Микропипетки для вспомогательных репродуктивных технологий»**

77396
28.10.2021




Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 80 мкм, угол наклона 30°.

Изделие без упаковки

77396
28.10.2021




Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 80 мкм, угол наклона 30°.
Пластиковый футляр, индивидуальная упаковка (блистер).



Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 80 мкм, угол наклона 30°.
Потребительская упаковка (коробка).

77396
28.10.2021



Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 100 мкм, угол наклона 30°


Изделие без упаковки

77396
28.10.2021




Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 100 мкм, угол наклона 30°.
Пластиковый футляр, индивидуальная упаковка (блистер).

77396
28.10.2021



Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 100 мкм, угол наклона 30°.
Потребительская упаковка (коробка).



77396
28.10.2021



Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 120 мкм, угол наклона 35°.


Изделие без упаковки

77396
28.10.2021



Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 120 мкм, угол наклона 35° .
Пластиковый футляр, индивидуальная упаковка (блистер).

77396
28.10.2021




Холдинговая микропипетка (Holding), внешний диаметр 120 мкм, угол наклона 35°.
Потребительская упаковка (коробка).

77396
28.10.2021

SN IC018574


Микропипетка для ИКСИ (ICSI) , внешний диаметр 5 мкм, угол наклона 20°, с шипом
Изделие без упаковки

77396
28.10.2021




Микропипетка для ИКСИ (ICSI), внутренний диаметр 5 мкм, угол наклона 20°, с шипом.
Пластиковый футляр, индивидуальная упаковка (блистер).

77396
28.10.2021




Микропипетка для ИКСИ (ICSI), внутренний диаметр 5 мкм, угол наклона 20°, с шипом.
Потребительская упаковка (коробка).

77396
28.10.2021




Микропипетка для ИКСИ (ICSI) , внешний диаметр 7 мкм, угол наклона 35°, скошенный край
Изделие без упаковки

77396
28.10.2021



Микропипетка для ИКСИ (ICSI), внутренний диаметр 7 мкм, угол наклона 35°, скошенный край.
Пластиковый футляр, индивидуальная упаковка (блистер).

77396
28.10.2021




Микропипетка для ИКСИ (ICSI), внутренний диаметр 7 мкм, угол наклона 35°, скошенный край.
Потребительская упаковка (коробка).

77396
28.10.2021

SN B1005567


Микропипетка для биопсии бластомера , внутренний диаметр 15 мкм, угол наклона 30°, тупой край
Изделие без упаковки

77396
28.10.2021



Микропипетка для биопсии бластомера, внутренний диаметр 15 мкм, угол наклона 30°, тупой край.
Пластиковый футляр, индивидуальная упаковка (блистер).


77396
28.10.2021



Микропипетка для биопсии бластомера, внутренний диаметр 15 мкм, угол наклона 30°, тупой край.
Потребительская упаковка (коробка).

77396
28.10.2021


Вид А



Холдинговая микропипетка (Holding)- тупой край (blunt). Снимок получен с помощью микроскопа, увеличение 500:1


77396
28.10.2021

Вид Б




Микропипетка - скошенный край (bevelled). Снимок получен с помощью микроскопа, увеличение 2500:1

Вид В



Микропипетка - тупой край (blunt). Снимок получен с помощью микроскопа, увеличение 2500:1

Вид Г



Микропипетка - с шипом (spike). Снимок получен с помощью микроскопа, увеличение 2500:1

МАКЕТ РУССКОЯЗЫЧНОЙ МАРКИРОВКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ (КОРОБКА)

Микропипетки для вспомогательных репродуктивных технологий

Микропипетка для ИКСИ (ICSI)

REF- IC-5-0°- be

внутренний диаметр ID 5 мкм, внешний диаметр OD 6,8 мкм,
угол наклона 0°, скошенный край

Производитель

ГИНЕМЕД ГмбХ унд Ко. КГ, (Gynemed GmbH & Co. KG), Германия
Deutschland, Lübecker Straße 9, 23738 Lensahn.

Тел.: +49 (0) 4363 90 32 90 - Факс: +49 (0) 4363 90 32 9-19

E-Mail: info@gynemed.de - <http://www.gynemed.de>

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

ООО «Медвайз» Россия, 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, территория
квартал 1, владение 09, офис 04.

Телефон: 8-495-660-76-28

Электронная почта: office@medwize.ru

температура хранения от 10 °C до 30 °C, влажность 40-60 %.

РУ _____

77396
28.10.2021