

«УТВЕРЖДАЮ»

Старший специалист по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Трафимова Е.Н.

«15» сентября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Аппликаторы двойные одноразовые стерильные для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)




Рис. 1. Общий вид медицинского изделия: Аппликатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)



Рис. 2. Общий вид медицинского изделия в первичной стерильной упаковке (блистер). Аппликатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)




Рис. 3. Пример маркировки на первичной стерильной упаковке (блистер). Аппликатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)




Рис. 4. Пример макета дополнительного стикера на первичной упаковке Аппликатора двойного для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)



Рис. 5. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппликатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)




Рис. 6. Пример макета потребительской упаковки (картонной коробки) и маркировка. Аппликатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)



Рис. 7. Пример макета дополнительного стикера на потребительской упаковке (картонной коробки) и маркировка. Аппликатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)




Рис. 8. Общий вид медицинского изделия: Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)
35 см, жесткий




Рис. 9. Общий вид медицинского изделия в первичной стерильной упаковке (блистер). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 35 см, жесткий




Рис. 10. Пример маркировки на первичной стерильной упаковке (блистер). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 35 см, жесткий





Рис. 11. Пример макета дополнительного стикера на первичной упаковке (блистер). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 35 см, жесткий



Рис. 12. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 35 см, жесткий



Рис.14. Пример макета дополнительного стикера на потребительской упаковке (картонной коробки) и маркировка. Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 35 см, жесткий



**Рис. 15. Общий вид медицинского изделия: Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)
45 см, гибкий**




Рис. 16. Общий вид медицинского изделия в первичной стерильной упаковке (блистер). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий




Рис. 17. Пример маркировки на первичной стерильной упаковке (блистер). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий




Рис.18. Пример макета дополнительного стикера на первичной упаковке (блистер). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий



Рис.19. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий



Рис.21. Пример макета дополнительного стикера на потребительской упаковке (картонной коробке) и маркировка. Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий

REF VRAAS1E

Апplikаторы двойные одноразовые стерильные для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®), вариант исполнения: Апplikатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®).

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Производитель: Ethicon, Inc. (Этикон, Инк.) 1000 Route 202 Raritan, New Jersey 08869 USA, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель производителя: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество штук в упаковке: 3 шт.

Комплектация: см. инструкцию.

Интерпретация символов: см. инструкцию.

Код партии: см. на упаковке.

Использовать до: см. на упаковке.

Срок годности: 3 года.

Температура хранения и транспортирования: от -20°C до +50°C. Влажность воздуха: до 75 %.

Упаковка не содержит радиоактивных веществ.



Рис. 22. Пример русскоязычной маркировки потребительской упаковки (картонная коробка).
Апplikатор двойной для открытой хирургии для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®)

REF VRAL35

Аппликаторы двойные одноразовые стерильные для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®), вариант исполнения

Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 35 см, жесткий

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение РЗН XXXX/XXXXX от XX XX XXXX г

Производитель: Ethicon, Inc. (Этикон, Инк.) 1000 Route 202 Raritan, New Jersey 08869 USA, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель производителя: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. +7(495)5807777

Количество штук в упаковке: 3 шт.

Комплектация см. инструкцию

Интерпретация символов см. инструкцию

Код партии см. на упаковке

Использовать до см. на упаковке.

Срок годности 3 года

Температура хранения и транспортирования от -20°C до +50°C Влажность воздуха до 75 %

Упаковка не содержит радиоактивных веществ



Рис. 23. Пример русскоязычной маркировки потребительской упаковки (картонная коробка).
Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal
(Вирасиал®) 35 см, жесткий

REF VRAL45

Аппликаторы двойные одноразовые стерильные для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®), вариант исполнения:

Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий.

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Производитель: Ethicon, Inc. (Этикон, Инк.) 1000 Route 202 Raritan, New Jersey 08869 USA, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель производителя: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество штук в упаковке: 3 шт.

Комплектация: см. инструкцию.

Интерпретация символов: см. инструкцию.

Код партии: см. на упаковке.

Использовать до: см. на упаковке.

Срок годности: 3 года.

Температура хранения и транспортирования: от -20°C до +50°C. Влажность воздуха: до 75 %.

Упаковка не содержит радиоактивных веществ.



Рис. 24. Пример русскоязычной маркировки потребительской упаковки (картонная коробка).

Аппликатор двойной лапароскопический для нанесения хирургического герметика VeraSeal (Вирасиал®) 45 см, гибкий



ПРОШУ И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТОВ