



# **Фотографическое изображение медицинского изделия**


**Электроды для интраоперационного нейромониторинга  
однократного применения в стерильных упаковках,  
производства Spes Medica S.r.l.  
(Спес Медика С.р.л.), Италия**




Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10A/SRU



Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10B/SRU



Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15A/SRU




Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15B/SRU




Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MN4013D25A/SRU



**Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MN4013D25B/SRU**




Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4018D10A/SRU



Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4018D15A/SRU




Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MN4018D25A/SRU




Электрод игольчатый подкожный скрученный с длиной иглы 22 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4022D15A/SRU




Электрод игольчатый подкожный 3-жильный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул TT03MN4013D/25RU



Электрод игольчатый подкожный 3-жильный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TT03MN4018D/15RU




Электрод игольчатый подкожный 5-жильный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TT05MN4013D/15RU




Электрод игольчатый подкожный 5-жильный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TT05MN4018D/15RU




Электрод игольчатый подкожный монополярный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, углом наклона иглы 30° (150°), с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013HD10SRU




Электрод игольчатый подкожный монополярный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, углом наклона иглы 30° (150°), с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013HD15SRU




Электрод игольчатый подкожный монополярный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, углом наклона иглы 30° (150°), с кабелем длиной 250 см, артикул MN4013HD25SRU




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см,  
артикул MN4013D10SRU




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10BRU




**Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15SRU**




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см,  
артикул MN4013D15BRU




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул MN4013D20SRU




**Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MN4013D25SRU**




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MN4013D25BRU




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4018D10SRU




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4018D15SRU




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MN4018D25SRU



**Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 22 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4022D15SRU**



**Электрод игольчатый штопорный, без экрана, с длиной иглы 5 мм, диаметром иглы 0.60 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MNCS0610DSRU**




**Электрод игольчатый штупорный, без экрана, с длиной иглы 5 мм, диаметром иглы 0.60 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MNCS0615DSRU**




Электрод игольчатый штопорный, без экрана, с длиной иглы 5 мм, диаметром иглы 0.60 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул MNCS0625DSRU




Электрод игольчатый штопорный двукратно скрученный, без экрана, с длиной иглы 5 мм, диаметром иглы 0.60 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MNCS0615DTSRU




Электрод игольчатый штопорный 6-жильный, без экрана, с длиной иглы 5 мм, диаметром иглы 0.60 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MNCS0615DT6RU




**Электрод-крючок монополярный с длиной иглы 30 мм, диаметром иглы 0.50 мм, артикул DIMW1105030101RU**



**Электрод-крючок монополярный с длиной иглы 50 мм, диаметром иглы 0.50 мм, артикул DIMW1105050101RU**




**Электрод-крючок биполярный с длиной иглы 30 мм, диаметром иглы 0.50 мм, артикул DIMW1105030102RU**




**Электрод-крючок биполярный с длиной иглы 50 мм, диаметром иглы 0.50 мм, артикул DIMW1105050102RU**




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.35 мм с углом наклона иглы 30° (150°) и расстоянием между иглами 2.5 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN351331RU



Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.35 мм с углом наклона иглы 90° и расстоянием между иглами 2.5 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN351341RU




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.45 мм, с углом наклона иглы 30° (150°), расстоянием между иглами 5 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN451841RU




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 25 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона иглы 30° (150°) и расстоянием между иглами 5 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN452531RU




**Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 25 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона иглы 90° и расстоянием между иглами 5 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN452541RU**




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 37 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона иглы 30° (150°) и расстоянием между иглами 10 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN453731RU




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 37 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона иглы 90° и расстоянием между иглами 10 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN453741RU




**Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 50 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона игл 30° (150°) и расстоянием между иглами 10 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN455031RU**




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 50 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона иглы 90° и расстоянием между иглами 10 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN455041RU




Электрод игольчатый парный скрученный с длиной иглы 25 мм, диаметром иглы 0.45 мм с углом наклона иглы 30° с кабелем длиной 150 см, артикул TFDN452531SBRU




Электрод-зонд стимулирующий монополярный аспирационный с длиной стержня 130мм, артикул SI1K0130S2526DRU



Электрод-зонд стимулирующий монополярный аспирационный с длиной стержня 260мм,  
артикул SI1K0260S2526DRU




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный сферический с длиной стержня 45мм,  
артикул SI1B0045S2526DRU**




Электрод-зонд стимулирующий монополярный сферический с длиной стержня 100мм,  
артикул SI1B0100S2526DRU



Электрод-зонд стимулирующий монополярный сферический изогнутый с длиной стержня 45/8 мм,  
артикул SIIBC045S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий монополярный сферический изогнутый с длиной стержня 95/8мм, артикул SI1BC095S2526DRU




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный сферический Г-образный с длиной стержня 130мм, артикул SI1BB130S2526DRU**




Электрод-зонд стимулирующий монополярный с длиной стержня 45мм,  
артикул SI1I0045S2526DRU




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный с длиной стержня 100мм,  
артикул SI1I0100S2526DRU**




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный с длиной стержня 200мм, артикул SI1I0200S2526DRU**




Электрод-зонд стимулирующий монополярный изогнутый с длиной стержня 45/8 мм, артикул SI1IC045S2526DRU




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный изогнутый с длиной стержня 95/8 мм, артикул SI1IC095S2526DRU**




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный изогнутый с длиной стержня 130/8 мм, артикул SI1IC130S2526DRU**



Электрод-зонд стимулирующий монополярный Г-образный с длиной стержня 130мм,  
артикул SI1IB130S2526DRU




**Электрод-зонд стимулирующий монополярный с гибким наконечником с длиной стержня 95мм, артикул  
SI1IF095S2526DRU**




Электрод-зонд стимулирующий биполярный мини-вилка с длиной стержня 100 мм, артикул SI2G0100S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный концентрический с длиной стержня 45мм, артикул SI2C0045S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный концентрический с длиной стержня 100мм, артикул SI2C0100S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный концентрический Г-образный с длиной стержня 130 мм,  
артикул SI2CB130S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный концентрический изогнутый с длиной стержня 45/8 мм, артикул SI2CC045S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный концентрический изогнутый с длиной стержня 95/8 мм, артикул SI2CC095S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный сферический концентрический с длиной стержня 45 мм, артикул SI2T0045S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный сферический концентрический с длиной стержня 100 мм, артикул SI2T0100S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный сферический концентрический Г-образный с длиной стержня 130 мм,  
артикул SI2TB130S2526DRU




**Электрод-зонд стимулирующий биполярный сферический концентрический изогнутый с длиной стержня 45/8 мм,  
артикул SI2TC045S2526DRU**




Электрод-зонд стимулирующий биполярный сферический концентрический изогнутый с длиной стержня 95/8 мм,  
артикул SI2TC095S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий биполярный мини-вилка с длиной стержня 45 мм,  
артикул SI2F0045S2526DRU



Электрод-зонд стимулирующий биполярный мини-вилка с длиной стержня 100 мм,  
артикул SI2F0100S2526DRU



**Электрод-зонд стимулирующий биполярный мини-вилка Г-образный с длиной стержня 130 мм, артикул SI2FB130S2526DRU**



Электрод-зонд стимулирующий биполярный мини-вилка изогнутый с длиной стержня 95/8 мм,  
артикул SI2FC095S2526DRU




Электрод-зонд стимулирующий триполярный мини-вилка изогнутый педиатрический с длиной стержня 95/8 мм, артикул SI3FC095S2526DRU



Электрод-зонд стимулирующий биполярный крючковидный с длиной стержня 20 мм, артикул SI2H0020S2526DRU



Электрод-зонд стимулирующий триполярный крючковидный с длиной стержня 20 мм, артикул SI3H0020S2526DRU



Электрод-зонд стимулирующий биполярный сферический с длиной стержня 30 мм, артикул SI2B0030S2526DRU

Прошнуровано  
Пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 82 листах  
Президент ООО «Нейрософт»  
Алексей Борисович Шубин

