



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

На медицинское изделие

Материал шовный стерильный хирургический синтетический
рассасывающийся WEGO с иглами атравматическими и без игл

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА СИЭЙЧЭМ"

(ООО "ГРУППА СИЭЙЧЭМ"), Россия,

440052, Пензенская область, г. Пенза, улица Чкалова, стр 32а, офис 302

Производитель

"Фусин Медикал Соплаиз Инк. Лтд.", Китай,

Foosin Medical Supplies Inc. Ltd., No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech
Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, China

Место производства медицинского изделия

Foosin Medical Supplies Inc. Ltd., No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech
Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, China

Номер регистрационного досье № РД-48104/95902 от 02.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 98 листах

приказом Росздравнадзора от 14 февраля 2023 года № 834

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070704

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 1

На медицинское изделие

Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO с иглами атравматическими и без игл, в составе:

I. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO с иглами атравматическими и без игл, варианты исполнения:

I. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA (полигликолид) с иглами атравматическими и без игл - 12 шт.

индивидуальных упаковок в групповой упаковке, варианты исполнения:

I.1. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA (полигликолид) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 15 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одностыльная, двухстыльная, петля; с круглым поперечным сечением: острья иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острья, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G11222U-70, G11222U-75, G11222HU-70, G1B220U-30, G11252U-70, G11252U-75, G11252U-90, G1B250U-45, G11262U-45×4, G11262U-65, G11262U-70×4, G11262U-70, G11262U-75, G11262U-90, G11262HU-70, G11262HU-75, G11262HU-90, G11262SU-75, G11262SU-90, G11265U-75, G11265U-90, G11265DU-70, G11265DU-90, G11272U-45, G11272U-75, G11272U-90, G11275U-75, G11275HU-75, G11302U-70, G11302U-75, G11302U-90, G11302HU-70, G11302HU-75, G11302HU-90, G11302SU-75, G11302SU-90, G11302DU-90, G11303U-75, G11312U-70×4, G11312U-75, G11312HU-75, G11312HU-100, G11322U-100, G11322HU-100, G11322SU-100, G11323U-70, G11323U-75, G11352U-70, G11352U-75, G11352U-90, G11352HU-75, G11352HU-90, G11352SU-75, G11362U-50, G11362U-65, G11362U-70×8, G11362U-70, G11362U-75, G11362U-90, G11362HU-45×8, G11362HU-45, G11362HU-50, G11362HU-75, G11362HU-90, G11362SU-45, G11362SU-50, G11362SU-75, G11362SU-90, G11365U-75, G1136JU-75, G11372U-45×4, G11372U-45, G11372U-70×4, G11372U-70, G11372U-75, G11372U-90, G11372HU-75, G11372HU-90, G11372SU-75, G1B370U-60, G11382U-75, G11382U-90, G11382HU-75, G11382HU-90, G11402U-45×4, G11402U-45, G11402U-60, G11402U-70×4, G11402U-70, G11402U-75, G11402U-90, G11402U-100, G11402PU-150, G11402HU-60, G11402HU-75, G11402HU-90, G11402SU-60, G11402SU-75, G11402SU-90, G11402SU-100, G11402DU-180, G11403U-75, G11405U-75, G11405HU-75, G11415U-90, G11422U-75, G11432U-70, G11432U-75, G11452U-75.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114106

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 2

G11452U-90, G11452HU-75, G11452HU-90, G11452SU-75, G11482U-45×4, G11482U-45, G11482U-70×4, G11482U-70, G11482U-75, G11482U-90, G11482U-95, G11482U-100, G11482U-120, G11482U-203, G11482HU-75, G11482HU-90, G11482HU-100, G11482HU-203, G11482SU-75, G11482SU-100, G11482SU-203, G11502U-75, G11502U-90, G11502U-95, G11502U-100, G11502HU-75, G11602U-70, G11652HU-70, G11702U-75, G11762U-70, G11762U-75, GB1222U-70, GB1252U-70, GB1262U-45×4, GB1262U-65, GB1262U-70×4, GB1262U-70, GB1262U-75, GB1262U-90, GB1262HU-75, GB1262HU-90, GB1263U-75, GB1265U-75, GB1272U-45, GB1272U-75, GB1275U-75, GB1275HU-75, GB1302U-70, GB1302U-75, GB1302U-90, GB1302HU-75, GBB300U-45, GBB300U-75, GB1303HU-75, GB1312U-75, GB1312HU-75, GB1322U-75, GB1323U-70, GB1323U-75, GB1352U-70, GB1352U-75, GB1352U-90, GB1352HU-75, GB1353HU-75, GB1362U-65, GB1362U-70, GB1362U-75, GB1362U-90, GB1362U-95, GB1362HU-45×8, GB1362HU-70×4, GB1362HU-90, GB1363U-75, GB1372U-45×4, GB1372U-45, GB1372U-70×4, GB1372U-70, GB1372U-75, GB1372U-90, GB1372HU-70, GB1372HU-90, GB1382U-75, GB1382U-90, GB1382HU-75, GB1382HU-90, GB1383U-90, GB1402U-45×4, GB1402U-45, GB1402U-70×4, GB1402U-70, GB1402U-75, GB1402U-90, GB1402U-95, GB1402U-100, GB1402PU-150, GB1402HU-45×8, GB1402HU-70×4, GB1402HU-75, GB1402HU-90, GB1402HU-100, GB1402DU-180, GB1403U-75, GB1405U-90, GB1405U-100, GBB400U-60, GB1403U-70, GB1422U-75, GB1432U-45×4, GB1432U-70, GB1432U-90, GB1442U-75, GB1452U-75, GB1452U-90, GB1452HU-75, GB1452HU-90, GB1453U-90, GB1462HU-75, GB1482U-45×4, GB1482U-45, GB1482U-70×4, GB1482U-70, GB1482U-75, GB1482U-90, GB1482U-95, GB1482U-100, GB1482PU-150, GB1482HU-45×8, GB1482HU-75, GB1482HU-90, GB1483U-75, GB1483U-90, GB1502U-75, GB1502U-90, GB1502U-95, GB1502HU-75, GB1502HU-90, GB1562U-75, GB1602U-70, GB1602U-75, GB1602U-90, GB1602PU-150, GB1652U-75, GB1652U-90, GB1652U-130, GB1652PU-150, GB1652U-150, GB1652HU-75, GB1652HU-100, GB1653U-100, GB1702U-75, GB1762U-70, GB1762PU-75, GB1762U-75, GB1802HU-90, GB1802HU-100, GB1904U-90, GB1903U-90, GB1905U-90, GB1900U-90, GB1906U-90, GB1903U-90, GC1252U-70, GC1262U-45×4, GC1262U-70×4, GC1262U-70, GC1262U-75, GC1262U-90, GC1275U-75, GC1275HU-75, GC1302U-70, GC1302U-75, GC1303U-75, GC1343U-75, GC1352U-75, GC1362U-70, GC1362U-75, GC1362U-90, GC1362HU-70×4, GC1362HU-75, GC1362HU-90, GC1372U-45×4, GC1372U-70×4, GC1372U-70, GC1372U-75, GC1372U-90, GC1372HU-75, GC1372HU-90, GC1382U-75, GC1382HU-75, GC1382HU-90, GC1383U-90, GC1402U-45×4, GC1402U-45, GC1402U-60, GC1402U-70×4, GC1402U-70, GC1402U-75, GC1402U-90, GC1402U-100, GC1402HU-45×8, GC1402HU-70×4, GC1402HU-75, GC1402HU-90, GC1402HU-100, GC1403U-75, GC1422U-75, GC1432U-45×4, GC1432U-70, GC1432U-90, GC1442U-75, GC1452U-70,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0114107

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 3

GC1452U-75, GC1452U-90, GC1452HU-75, GC1452HU-90, GC1482U-45×4, GC1482U-45, GC1482U-60, GC1482U-70×4, GC1482U-70, GC1482U-75, GC1482U-90, GC1482HU-45×8, GC1482HU-75, GC1482HU-90, GC1482HU-100, GC1482HPU-150, GC1483U-75, GC1502U-70, GC1502U-75, GC1502U-90, GC1502U-100, GC1502HU-75, GC1502HU-90, GC1602U-70, GC1602U-75, GC1652U-75, GC1652U-90, GC1652U-100, GC1652U-130, GC1652U-150, GC1652PU-240, GC1652U-240, GC1762U-70, GC1762PU-75, GD1652U-90, GD1652U-130, GD1904U-90, GD1902U-90, GD1903U-90, GD1905U-90, GD1900U-90, GD1906U-90, GD190JU-90, GG1093U-15, G21132HU-70, G21162U-75, G21172U-70, G21172U-75, G21172HU-75, G21172DU-75×15, G21172DU-75×20, G21182U-70, G21182DU-75, G21192U-75, G21192HU-75, G21202U-75, G21202HU-75, G21202HU-90, G21202DU-75, G21203U-75, G21222U-45×4, G21222U-45×8, G21222U-70×4, G21222U-70, G21222U-75, G21222U-90, G21222HU-75, G21222DU-75×4, G21222DU-75×6, G21222DU-75×8, G21222DU-75×10, G21222DU-75×12, G21222DU-75×16, G21222DU-75×20, G21222DU-90×4, G21222DU-90×6, G21222DU-90×8, G21222DU-90×10, G21222DU-90×12, G21222DU-90×16, G21222DU-90×20, G21242U-75, G21252U-45, G21252U-70, G21252U-75, G21253U-75, G21262U-45×4, G21262U-45×8, G21262U-45, G21262U-65, G21262U-70×4, G21262U-70×8, G21262U-70, G21262U-75, G21262U-80, G21262U-90, G21262AU-70, G21262HU-70, G21262HU-75, G21262HU-90, G21262DU-75, G21262DU-90, G21263U-70, G21263U-75, G21263U-80, G21263HU-75, G21265U-70, G21265U-75, G21265U-90, G21265DU-70, G21265DU-90, G2B260U-20, G2B260U-120, G21272U-45, G21272U-70, G21272U-75, G21272U-90, G21272HU-75, G21275U-75, G21275HU-75, G21282U-75, G21292U-80, G21302U-70, G21302U-75, G21302U-90, G21302HU-70, G21302HU-75, G21302HU-90, G21303U-75, G2B300U-45, G2130JU-70, G21312U-70×4, G21312U-70, G21312U-75, G21312DU-75, G21312DU-100, G21322U-75, G21322U-100, G21322HU-75, G21322HU-100, G21322DU-90, G21323U-70, G21323U-75, G21352U-70, G21352U-75, G21352U-90, G21352HU-75, G21352SU-75, G21355U-70, G21362U-65, G21362U-70×8, G21362U-70, G21362U-75, G21362U-90, G21362HU-70, G21362HU-75, G21362HU-90, G21362SU-70, G21362SU-75, G21362SU-90, G21363U-70, G21365U-70, G21365U-75, G21365HU-70, G2136JU-75, G21372U-45×4, G21372U-45, G21372U-70×4, G21372U-70, G21372U-75, G21372U-90, G21372U-150, G21372HU-75, G21372HU-90, G21372SU-75, G21372SU-90, G21382U-75, G21382HU-90, G21385U-75, G21402U-45, G21402U-70, G21402U-75, G21402U-90, G21402U-150, G21402HU-75, G21402HU-100, G21402SU-75, G21402SU-100, G21403U-70, G21403U-75, G21403U-90, G21442U-75, G21482U-45, G21482U-70, G21482U-75, G21482U-90, G21502U-75, G21502U-90, G21600U-75, G21652U-75, G21652HU-75, G21700U-75, G21700HU-75, G21700SU-75, G21762U-70, G21762U-75, G31162U-75, G31162HU-75, G31172U-45×4, G31172U-70×4,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114108

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 4

G31172U-70, G31172U-75, G31172U-90, G31172HU-75, G31172HU-90, G31172DU-70, G31172DU-75×15, G31172DU-75×20, G31173U-75, G31182U-75, G31183U-70, G31183U-75, G31192U-25, G31192U-45, G31192U-75, G31192U-90, G31192HU-75, G31193U-25, G31193U-45, G31193U-75, G31202U-60, G31202U-70, G31202U-75, G31202U-90, G31202HU-70, G31202HU-75, G31202HU-90, G31202DU-75, G31203U-75, G3120JU-45, G3120JHU-45, G31222U-18, G31222U-45×4, G31222U-45×8, G31222U-45, G31222U-60, G31222U-70×4, G31222U-70×8, G31222U-70, G31222U-75, G31222U-90, G31222U-120, G31222HU-70, G31222HU-75, G31222DU-45, G31222DU-75, G31223U-70, G31223DU-75, G3122JU-75, G31242U-75, G31243U-75, G31252U-45, G31252U-70×4, G31252U-70, G31252U-75, G31252HU-75, G31262U-45×4, G31262U-45×8, G31262U-45, G31262U-60, G31262U-65, G31262U-70×4, G31262U-70×8, G31262U-70, G31262U-75, G31262U-90, G31262AU-70, G31262HU-70, G31262HU-75, G31262HU-90, G31262SU-70, G31262SU-75, G31262SU-90, G31262DU-70, G31262DU-75×4, G31262DU-75×6, G31262DU-75×8, G31262DU-75×10, G31262DU-75×12, G31262DU-75×16, G31262DU-75×20, G31262DU-90, G31263U-70, G31263U-75, G31263U-80, G31263DU-90, G31265U-70, G31265U-90, G3B260U-20, G3B260U-40, G3B260U-75, G3B260U-120, G31272U-75, G31272U-80, G31282U-75, G31292U-80, G31302U-70, G31302U-75, G31302U-90, G31302HU-75, G31302HU-90, G31302SU-75, G31302SU-90, G31302DU-75, G31303U-75, G31312U-70×4, G31312U-70, G31312U-75, G31312U-90, G31312DU-90, G31312DU-120, G31322DU-120, G31323U-70, G31323U-75, G31352U-70, G31352U-75, G31362U-65, G31362U-70, G31362U-75, G31362HU-75, G31362HU-90, G31362SU-75, G31362SU-90, G31363U-70, G31372U-45×4, G31372U-45, G31372U-70, G31372U-75, G31372U-90, G31372U-150, G31372HU-75, G31372SU-75, G31382U-75, G31402U-60, G31402U-70, G31402U-75, G31402U-90, G31402U-150, G31403U-70, G31403U-90, G31482U-45, G31482U-70, G31482U-75, G31482U-90, G31600U-75, G41093HU-75, G41103DU-75, G41132U-45, G41132U-70, G41132U-75, G41132HU-75, G41132DU-75, G41132DU-90, G41133U-60, G41133U-75, G41133HU-75, G41162U-45, G41162U-70, G41162U-75, G41162U-90, G41163U-45, G41163U-75, G41172U-45×4, G41172U-70×4, G41172U-70, G41172U-75, G41172U-90, G41172HU-75, G41172HU-90, G41172SU-75, G41172SU-90, G41172DU-70, G41173U-45, G41173U-75, G41173HU-75, G41173SU-75, G41182U-45, G41182U-75, G41182U-90, G41182HU-75, G41182HU-90, G41182SU-75, G41182SU-90, G41183U-70, G41183U-75, G41183HU-75, G41183DU-75, G41183DU-90, G41192U-25, G41192U-45, G41192U-75, G41192U-90, G41192HU-75, G41192HU-90, G41193U-25, G41193U-45, G41193U-75, G41190AU-20, G41190HU-45, G41202U-45, G41202U-70, G41202U-75, G41202U-90, G41202HU-45, G41202HU-70, G41202HU-75, G41202HU-90, G41203U-75, G41222U-45×4, G41222U-45×8, G41222U-45, G41222U-70×4, G41222U-70, G41222U-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0114109

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 5

G41222HU-75, G41222DU-75, G41223U-70, G4122JU-75, G41242U-75, G41242HU-75,
G41242SU-75, G41252U-70, G41252U-75, G41252U-90, G41262U-45×4, G41262U-45,
G41262U-65, G41262U-70×4, G41262U-70, G41262U-75, G41262U-90, G41262HU-75,
G41262HU-90, G41262SU-75, G41262SU-90, G41262DU-70, G41262DU-90×4, G41262DU-
90×6, G41262DU-90×8, G41262DU-90×10, G41262DU-90×12, G41262DU-90×16,
G41262DU-90×20, G41262DU-120, G41263U-75, G41263SU-75, G41263DU-90, G41265U-
70, G41265U-90, G41272U-75, G41282U-75, G41302U-75, G41302U-90, G41362U-70,
G41363U-70, G41372U-75, G41372U-90, G41442U-75, G51083DU-45, G51102U-70,
G51102DU-60, G51103U-45, G51122U-45, G51122U-75, G51122HU-75, G51123U-45,
G51123U-70, G51123U-75, G51123HU-75, G51132U-45, G51132U-60, G51132U-70,
G51132U-75, G51132HU-45, G51132HU-75, G51132HU-90, G51132DU-45, G51133U-75,
G51133HU-75, G51133HU-90, G51152U-45, G51152U-75, G51152U-90, G51162U-30,
G51162U-60, G51162U-65, G51162U-70, G51162U-75, G51162U-90, G51162HU-60,
G51162HU-75, G51162HU-90, G51162DU-45, G51163U-70, G51163U-75, G51163HU-70,
G51163HU-75, G51172U-60, G51172U-70, G51172U-75, G51172HU-75, G51172HU-90,
G51173HU-75, G51173DU-90, G51182U-45, G51182U-60, G51182U-70, G51182U-75,
G51182HU-75, G51183HU-75, G51183DU-75, G51192HU-75, G51202U-70, G51202U-75,
G51203U-75, G51222U-75, G51222DU-75, G51223U-75, G51232U-75, G51252U-70,
G51252U-75, G51262U-75, G51262HU-75, G51262DU-75, G51262DU-90, G51263U-75,
G51263HU-75, G51263SU-75, G51282DU-75, G51302DU-75, G61062DU-45, G61082DU-
60, G61083U-60, G61083HU-60, G61083SU-60, G61083DU-45, G61092DU-60, G61093U-
30, G61093HU-60, G61093SU-60, G61093DU-45, G61093DU-60×4, G61102U-70, G61102U-
75, G61102HU-60, G61102HU-75, G61102SU-60, G61102SU-75, G61103HU-75, G61103SU-
75, G61122U-45, G61122U-75, G61122HU-75, G61122SU-75, G61123U-45, G61123U-70,
G61123U-75, G61123HU-75, G61123SU-75, G61132U-45, G61132U-60, G61132U-70,
G61132U-75, G61132U-90, G61132HU-60, G61132HU-75, G61132HU-90, G61132SU-60,
G61132SU-75, G61132SU-90, G61133U-70, G61133U-75, G61133HU-45, G61133HU-70,
G61133HU-75, G61133SU-45, G61133SU-70, G61133SU-75, G61152U-75, G61162U-75,
G61162HU-75, G61162SU-75, G61163U-75, G61163HU-75, G61163SU-75, G61172U-70,
G61172U-75, G61202U-75, G61203U-75, G61222U-75, G61265DU-70, G61265DU-90,
G12262U-75, G12262HU-75, G12372U-45, G12372U-60, G12372U-75, G12372U-90,
G12402U-75, G12402U-90, G12402HU-90, G12402SU-90, G12452U-60, G12482U-45,
G12482U-90, G12482U-150, G12642U-90, GB2362HU-90, GB2372U-45, GB2372U-60,
GB2372U-75, GB2372U-90, GB2402U-75, GB2402U-90, GB2402U-100, GB2402HU-90,
GB2452U-90, GB2452U-100, GB2482U-45, GB2482U-90, GB2502U-75, GB2502U-90,
GB2603U-75, GB2633U-100, GB2652U-75, GB2653U-75, GB2653U-90, GB2703U-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114110

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 6

GB2802U-90, GB2904U-90, GB2902U-90, GB2903U-90, GB2905U-90, GB2900U-90, GB2906U-90, GB290JU-90, GC2252U-75, GC2324U-75, GC2372U-90, GC2452U-90, GC2482U-45, GC2602U-75, GC2642U-90, GC2652U-75, GC2653U-75, GD2904U-90, GD2902U-90, GD2903U-90, GD2905U-90, GD2900U-90, GD2906U-90, GD290JU-90, G22262U-75, G22262HU-75, G22312U-75, G22362U-75, G22362HU-75, G22372U-45, G22372U-75, G22372U-90, G32262U-45, G32372U-90, G32424U-120, G19402U-75, G19402HU-75, G19402SU-75, GB9904U-90, GB9902U-90, GB9903U-90, GB9905U-90, GB9900U-90, GB9906U-90, GB990JU-90, GD9904U-90, GD9902U-90, GD9903U-90, GD9905U-90, GD9900U-90, GD9906U-90, GD990JU-90;

- шти в отрезках одной длины от 25 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратнорежущая, обратнорежущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G13202U-75, G13202HU-75, G13222U-75, G13222HU-75, G13232U-70, G13243U-45, G13243U-70, G13243HU-45, G13243HU-75, G13252U-75, G13262U-45, G13262U-70, G13262U-75, G13262HU-75, G13262DU-45, G13263U-75, G13263HU-75, G13302U-70, G13302U-90, G13303U-30, G13303U-45, G13303U-70, G13303U-75, G13303U-90, G13303U-100, G13303HU-30, G13303HU-45, G13303HU-75, G13313U-100, G13323U-100, G13323HU-100, G13352U-70, G13352U-90, G13353U-70, G13353U-75, G13362U-75, G13362U-90, G13362HU-75, G13362SU-75, G13363U-75, G13363HU-70, G13363HU-75, G13363SU-70, G13363SU-75, G13372U-70, G13372U-75, G13372U-90, G13372U-100, G13372HU-70, G13372HU-75, G13372HU-100, G13372SU-70, G13372SU-75, G13372SU-100, G13373U-75, G13373HU-75, G13373SU-75, G13383U-75, G13402U-70, G13402U-75, G13402U-90, G13402HU-90, G13402HU-100, G13402SU-90, G13402SU-100, G13403U-75, G13403U-90, G13403HU-75, G13403HU-90, G13403HU-100, G13403SU-75, G13403SU-90, G13403SU-100, G13453U-75, G13453HU-75, G13453SU-75, G13482U-70, G13482U-75, G13482U-90, G13502U-75, G13502HU-75, G13502SU-75, G13503U-45, G13503HU-45, G13503HU-100, G13503SU-45, G13503SU-100, G13500U-90, G13522U-75, G13700U-90, G13700HU-90, G13750U-100, G13750HU-100, G13903U-100, G13903SU-100, GB3222U-70, GB3232U-70, GB3253U-75, GB3262U-45, GB3262U-75, GB3262HU-100, GB3262DU-45, GB326JU-75, GB3282U-75, GB3302U-70, GB3302U-75, GB3302U-90, GB3303U-70, GB3303U-75, GB3313U-100, GB3322U-75, GB3352U-70, GB3352U-75, GB3352U-90, GB3353U-70, GB3353U-75, GB3362U-75, GB3363U-70, GB3363U-75, GB3372U-70, GB3372U-75, GB3372U-90, GB3373U-75, GB3382U-75, GB3383U-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114111

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 7

GB3402U-70, GB3402U-75, GB3402U-90, GB3402HU-90, GB3403U-75, GB3403U-90, GB3453U-90, GB3482U-70, GB3482U-75, GB3482U-90, GB3482U-100, GB3483U-75, GB3483U-90, GB3485U-90, GB3503U-45, GB3522U-90, GB3904U-90, GB3902U-90, GB3903U-90, GB3903U-100, GB3905U-90, GB3900U-90, GB3906U-90, GB390JU-90, GC3222U-75, GC3262U-75, GC3302U-75, GC3303U-75, GC3352U-75, GC3372U-75, GC3372U-90, GC3382U-90, GC3383U-75, GC3383U-90, GC3393U-90, GC3402U-70, GC3402U-75, GC3402U-90, GC3403U-75, GC3403U-90, GC3443U-75, GC3452U-75, GC3453U-75, GC3482U-75, GC3482U-90, GC3483U-70, GC3483U-75, GC3483U-90, GC3502U-70, GC3502U-75, GC3503U-45, GC3522U-90, GC3552U-75, GD3302U-75, GD3904U-90, GD3902U-90, GD3903U-90, GD3905U-90, GD3900U-90, GD3906U-90, GD390JU-90, G23030U-120, G23183U-45, G23193U-45, G23193U-70, G23193U-75, G23193HU-45, G23193HU-75, G23202U-90, G23222U-75, G23232U-45, G23232U-70, G23242U-75, G23242HU-75, G23243U-45, G23243U-70, G23243U-75, G23243HU-45, G23243HU-75, G23252U-75, G23253U-75, G23253U-90, G23262U-45, G23262U-70, G23262U-75, G23262U-90, G23262HU-60, G23262HU-70, G23262HU-75, G23262DU-45, G23263U-45, G23263U-75, G23263U-90, G23263HU-45, G23263HU-75, G23273U-45, G23273U-70, G23273U-75, G23302U-70, G23302U-75, G23302U-90, G23302HU-75, G23302SU-75, G23303U-30, G23303U-45, G23303U-70, G23303U-75, G23303U-90, G23303U-100, G23303HU-30, G23303HU-45, G23303HU-70, G23303HU-75, G23303HU-100, G23303SU-30, G23303SU-45, G23303SU-70, G23303SU-75, G23303SU-100, G2330JU-75, G23312U-75, G23313U-75, G23323U-60, G23323U-75, G23323HU-60, G23323SU-60, G23353U-70, G23353U-75, G23350HU-75, G23350DU-70, G23362U-75, G23362U-90, G23363U-70, G23363U-75, G23372U-70, G23372U-75, G23372U-90, G23372HU-70, G23372HU-90, G23372DU-150, G23373U-75, G23373U-90, G23373U-150, G23373HU-75, G23373HU-90, G23373SU-75, G23373SU-90, G23393U-75, G23402U-70, G23402U-75, G23402U-90, G23403U-75, G23403HU-75, G23403HU-90, G23403SU-75, G23403SU-90, G23453U-75, G23453HU-75, G23453HU-100, G23453SU-75, G23453SU-100, G23482U-90, G23483U-75, G23480DU-70, G23503U-75, G23500U-75, G23500HU-100, G23500SU-100, G23550U-90, G23550HU-90, G23550SU-90, G23600U-75, G23600U-100, G23600HU-70, G23600HU-75, G23600HU-90, G23600HU-100, G23600SU-75, G23700DU-70, G23750U-100, G23750HU-100, G23750SU-100, G23903U-100, G23903SU-100, G33163U-45, G33163U-70, G33163U-75, G33163HU-45, G33163HU-75, G33173U-75, G33183U-45, G33183U-75, G33192U-75, G33192U-90, G33192HU-75, G33193U-45, G33193U-60, G33193U-70, G33193U-75, G33193HU-30, G33193HU-45, G33193HU-75, G33202U-70, G33202U-75, G33202U-90, G33202HU-45, G33203U-70, G33203U-75, G33203HU-75, G33212U-45, G33222U-75, G33223U-75, G33223HU-75, G33232U-45, G33232U-70,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114112

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 8

G33242U-45, G33242U-75, G33242HU-75, G33242SU-75, G33243U-30, G33243U-45,
G33243U-60, G33243U-70, G33243U-75, G33243U-90, G33243HU-30, G33243HU-70,
G33243HU-75, G33243HU-90, G33243SU-30, G33243SU-45, G33243SU-70, G33243SU-75,
G33243SU-90, G33252U-75, G33253U-75, G33262U-70, G33262U-75, G33262U-90,
G33262HU-70, G33262HU-75, G33262SU-70, G33262SU-75, G33263U-45, G33263U-75,
G33263U-90, G33263HU-45, G33263HU-60, G33263HU-75, G33263HU-90, G33263SU-45,
G33263SU-60, G33263SU-75, G33263SU-90, G33273U-45, G33302U-70, G33302U-75,
G33303U-45, G33303U-70, G33303U-75, G33303U-90, G33303HU-45, G33303HU-75,
G33303SU-45, G33303SU-75, G33353U-70, G33353U-75, G33362U-90, G33363U-75,
G33363HU-75, G33363SU-75, G33372U-75, G33372U-90, G33373U-75, G33373U-150,
G33373HU-75, G33373SU-75, G33383U-75, G33393U-75, G33402U-75, G33402U-90,
G33403U-90, G33403HU-75, G33403HU-90, G33403SU-75, G33403SU-90, G33450HU-90,
G33450SU-90, G33482U-90, G33500U-75, G33580U-75, G33600U-75, G33600U-90,
G33600U-100, G33600HU-70, G33600HU-75, G33600HU-100, G33600SU-70, G33600SU-
75, G33600SU-100, G33750U-100, G33750HU-100, G33750SU-100, G43103HU-75,
G43123U-45, G43123U-70, G43123U-75, G43123HU-45, G43133U-45, G43133U-75,
G43133HU-45, G43133HU-60, G43133DU-45, G43130U-45, G43152U-45, G43152U-70,
G43153U-70, G43162U-75, G43162HU-70, G43163U-45, G43163U-60, G43163U-70,
G43163U-75, G43163HU-45, G43163HU-60, G43163HU-70, G43163HU-75, G43163DU-45,
G43173U-45, G43173U-70, G43173U-75, G43173U-90, G43182U-70, G43182U-75,
G43182HU-60, G43182HU-70, G43182HU-75, G43183U-45, G43183U-75, G43183HU-75,
G43192U-45, G43192U-75, G43192U-90, G43192HU-45, G43192HU-75, G43193U-45,
G43193U-60, G43193U-70, G43193U-75, G43193U-90, G43193HU-45, G43193HU-60,
G43193HU-75, G43193HU-90, G43202U-70, G43202U-75, G43202HU-45, G43202HU-75,
G43203U-60, G43203U-75, G43212U-45, G43222U-75, G43223U-70, G43223U-75,
G43242U-75, G43242U-90, G43243U-45, G43243U-70, G43243U-75, G43243HU-45,
G43243HU-75, G43243SU-45, G43243SU-75, G43252U-75, G43253U-75, G43262U-75,
G43262U-90, G43262HU-75, G43262HU-90, G43262SU-75, G43262SU-90, G43263U-45,
G43263U-75, G43263U-90, G43263HU-45, G43263HU-75, G43263HU-90, G43263SU-45,
G43263SU-75, G43263SU-90, G43302U-75, G43303U-75, G43303U-90, G43303HU-75,
G43303SU-75, G43352U-75, G43402U-75, G43403U-90, G43403HU-70, G43450U-45,
G53103U-60, G53103HU-60, G53103HU-75, G53113HU-45, G53122U-75, G53123U-45,
G53123U-70, G53123HU-45, G53123HU-75, G53133U-45, G53133U-75, G53133HU-45,
G53133HU-60, G53133HU-75, G53133DU-45, G53152U-45, G53152U-70, G53162U-45,
G53162U-75, G53162HU-45, G53162HU-75, G53163U-45, G53163U-60, G53163U-70,
G53163U-75, G53163HU-45, G53163HU-60, G53163HU-70, G53163HU-75, G53163DU-30,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114113

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 9

G53163DU-90, G53172U-75, G53172HU-75, G53182U-75, G53182HU-45, G53183U-45, G53183U-75, G53192U-75, G53193U-30, G53193U-45, G53193U-60, G53193U-70, G53193U-75, G53193HU-30, G53193HU-45, G53193HU-60, G53193HU-70, G53193HU-75, G53203U-70, G53203U-75, G53203HU-75, G53222HU-70, G53263U-75, G53263HU-75, G63083HU-45, G63083SU-45, G63093U-45, G63103HU-60, G63103SU-60, G63113U-45, G63113HU-45, G63113SU-45, G63113DU-45, G63122U-45, G63122U-75, G63123U-45, G63123U-60, G63123U-70, G63123U-75, G63123HU-45, G63123HU-60, G63123HU-70, G63123SU-45, G63123SU-60, G63123SU-70, G63132U-70, G63132U-75, G63132HU-75, G63132SU-75, G63133U-45, G63133U-60, G63133U-75, G63133HU-45, G63133HU-60, G63133HU-75, G63133SU-45, G63133SU-60, G63133SU-75, G63143U-75, G63153U-75, G63162HU-70, G63162SU-70, G63163U-45, G63163U-70, G63163U-75, G63163HU-45, G63163HU-60, G63163HU-75, G63163SU-45, G63163SU-60, G63163SU-75, G63173SU-75, G63183U-75, G63193U-45, G63193HU-45, G63193SU-45, G14253U-75, G14263U-75, G14303U-75, G14303HU-75, G14343U-150, G14363U-75, G14382U-75, G14402U-75, G14402U-90, G14403U-90, G14403HU-90, G14403SU-90, G14452U-95, G14600HU-75, GB430JU-70, GB4343U-150, GB4363U-75, GB4373U-75, GB4382U-75, GB4402U-90, GB4403U-75, GB4452U-95, GB4904U-90, GB4902U-90, GB4903U-50×2, GB4903U-90, GB4905U-90, GB4900U-90, GB4906U-90, GB490JU-90, GC4262U-75, GC4313U-45, GC4502U-70, GD4904U-90, GD4902U-90, GD4903U-90, GD4905U-90, GD4900U-90, GD4906U-90, GD490JU-90, G24202U-75, G24222U-75, G24242U-70, G24243U-75, G24262U-75, G24262U-90, G24262HU-75, G24262HU-90, G24263U-75, G24302U-60, G24302HU-75, G24303HU-75, G24373U-75, G24402U-90, G24402HU-75, G24402SU-75, G24403U-75, G24403U-100, G24403HU-100, G24403SU-100, G24600U-45, G24600U-70, G24600U-75, G24600HU-75, G24600HU-85, G24903U-90, G24903SU-90, G34163U-75, G34163HU-75, G34182U-75, G34193U-45, G34193HU-45, G34193HU-80, G34202U-45, G34202HU-45, G34203U-65, G34203U-75, G34212U-45, G34222U-45, G34222HU-45, G34222HU-75, G34242HU-75, G34242SU-75, G34243HU-75, G34243SU-75, G34262U-75, G34263U-45, G34263U-75, G34263HU-45, G34263HU-75, G34263SU-45, G34263SU-75, G34265U-75, G34302U-75, G34302U-90, G34302HU-75, G34302HU-90, G34303HU-75, G34303SU-75, G34363U-75, G34363HU-75, G34363SU-75, G34403U-60, G34580U-75, G34600U-45, G34600U-70, G34600U-75, G34600HU-75, G34600SU-75, G44132U-75, G44132HU-75, G44163U-45, G44163U-75, G44163HU-45, G44172U-75, G44172HU-75, G44192HU-75, G44193U-45, G44193HU-75, G44193HU-80, G44222U-45, G44253U-75, G44263U-45, G44263U-75, G44263SU-45, G44263SU-75, G44302U-75, G44302SU-75, G44403U-45, G44600U-75, G54123U-75, G54123HU-75, G54162HU-90, G54163U-45, G54163U-75, G54163HU-45, G54193U-45, G64123U-75, G64123HU-45, G64123HU-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114114

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 10

G64123SU-45, G64123SU-75, G64163U-45, G64163HU-45, G64163SU-45, G15402U-90, G15402HU-90, G15402SU-90, GB5904U-90, GB5902U-90, GB5903U-90, GB5905U-90, GB5900U-90, GB5906U-90, GB590JU-90, GC5613U-45, GD5904U-90, GD5902U-90, GD5903U-90, GD5905U-90, GD5900U-90, GD5906U-90, GD590JU-90, G16303U-75, G16373U-75, G16373HU-75, G16373SU-75, G16403U-90, G16403HU-90, G16403SU-90, GB6363U-75, GB6904U-90, GB6902U-90, GB6903U-90, GB6905U-90, GB6900U-90, GB6906U-90, GB690JU-90, GC6613U-45, GD6904U-90, GD6902U-90, GD6903U-90, GD6905U-90, GD6900U-90, GD6906U-90, GD690JU-90, GG6163U-45, G26193U-75, G26243U-45, G26243U-75, G26243HU-45, G26243HU-75, G26262DU-75×4, G26262DU-75×6, G26262DU-75×8, G26262DU-75×10, G26262DU-75×12, G26262DU-75×16, G26262DU-75×20, G26263U-45, G26263U-75, G26263HU-45, G26303U-70, G26303HU-75, G26363U-75, G26372U-75, G26403HU-70, G36163U-45, G36163U-75, G36163HU-45, G36163HU-75, G36193U-45, G36193U-75, G36193HU-45, G36193HU-75, G36243U-75, G36243HU-45, G36243HU-75, G36243SU-45, G36243SU-75, G36263U-45, G36263U-75, G36263HU-45, G36263HU-70, G36263SU-45, G36263SU-70, G36303U-70, G36363U-75, G36600U-75, G46092U-45, G46123U-75, G46123HU-45, G46123HU-75, G46132U-45, G46133U-45, G46133U-75, G46133HU-45, G46133HU-75, G46162U-45, G46163U-45, G46163U-75, G46163HU-45, G46163HU-75, G46193U-45, G46193U-75, G46193HU-45, G46193HU-70, G46193HU-75, G46242U-45, G46243U-45, G46243U-75, G46243SU-45, G46243SU-75, G46263U-45, G46263U-75, G46263SU-45, G56092U-45, G56113U-45, G56113HU-45, G56123U-45, G56123HU-45, G56123HU-75, G56132U-45, G56133U-45, G56133U-75, G56133HU-45, G56133HU-75, G56162U-45, G56162HU-45, G56163U-45, G56163HU-45, G56163HU-70, G56163HU-75, G56193U-45, G56193U-75, G56193HU-45, G56193HU-75, G56242U-45, G56243HU-75, G56263U-45, G56263HU-45, G66083U-45, G66083HU-45, G66083SU-45, G66092U-45, G66113U-45, G66113HU-45, G66113SU-45, G66113DU-45, G66123U-45, G66123HU-45, G66123HU-60, G66123SU-45, G66123SU-60, G66132U-45, G66133U-45, G66133U-75, G66133HU-45, G66133HU-75, G66133SU-45, G66133SU-75, G66163U-45, G66163U-60, G66163U-75, G66163HU-45, G66163HU-60, G66163HU-75, G66163SU-45, G66163SU-60, G66163SU-75, G66263U-45, G66263SU-45, G76113U-45, G17222U-70, G17262U-70, G17262U-75, G17262HU-70, G17262HU-75, G17265U-75, G17302U-75, G17312U-75, G1731JU-100, G1732JU-100, G1732HU-100, G17352HU-100, G17352SU-100, G17362U-70, G17362U-75, G17362U-90, G17362U-95, G17362U-100, G17362HU-100, G17362SU-100, G17372U-75, G17372U-90, G17372HU-75, G17372SU-75, G17372DU-90, G17382U-75, G17382U-90, G17402U-75, G17402U-90, G17402U-95, G17402HU-75, G17402HU-90, G17402SU-75, G17402SU-90, G17452U-75, G17452HU-90, G17452SU-90, G17482U-90, G17802U-75, G17222U-70, G17262U-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114115


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 11

GB7262HU-90, GB7262DU-120, GB7302U-75, GB7312U-75, GB7312U-100, GB7312DU-90, GB731JU-75, GB7362U-70, GB7362U-75, GB7362HU-75, GB7362HU-90, GB7372U-75, GB7372U-90, GB7382U-75, GB7382U-90, GB7382U-100, GB7382HU-75, GB7402U-75, GB7402U-90, GB7402U-95, GB7402PU-150, GB7402HU-75, GB7432HU-150, GB7452U-75, GB7452U-100, GB7452HU-75, GB7452HPU-150, GB7482U-75, GB7482U-90, GB7482PU-150, GB7502U-75, GB7502PU-150, GB7802U-75, GB7904U-90, GB7902U-90, GB7903U-90, GB7905U-90, GB7900U-90, GB7906U-90, GB790JU-90, GC7362U-75, GC7362HU-75, GC7372U-90, GC7382HU-75, GC7402U-75, GC7402U-90, GC7402DU-90, GC7452U-75, GC7452HU-75, GC7482U-75, GC7482U-90, GC7482PU-150, GC7482HPU-150, GC7502U-75, GC7542HU-75, GD7904U-90, GD7902U-90, GD7903U-90, GD7905U-90, GD7900U-90, GD7906U-90, GD790JU-90, G27172DU-75×15, G27172DU-75×20, G27222U-70, G27222U-75, G27262U-75, G27262U-100, G27262HU-45, G27262HU-75, G27262HU-90, G27262DU-75, G27262DU-90, G27262DU-120, G27263HU-75, G27272U-75, G27302U-75, G27302HU-75, G27302SU-75, G27312U-75, G27312U-90, G27312DU-90, G27322U-90, G27322HU-90, G27322DU-90, G27362U-70, G27362U-75, G27362U-90, G27372U-75, G27372U-90, G27372HU-90, G27382U-75, G27382U-90, G27402U-75, G27402U-90, G27402HU-75, G27402DU-90, G27452U-75, G37162DU-90, G37163HU-75, G37172U-45, G37172U-75, G37172DU-75×15, G37172DU-75×20, G37173U-75, G37182U-75, G37182HU-75, G37183U-75, G37183HU-75, G37183DU-75, G37183DU-90, G37192U-25, G37192U-45, G37193U-25, G37193U-45, G37193U-75, G37202U-75, G37202U-90, G37202HU-75, G37202HU-90, G37222U-70, G37222U-75, G37222HU-75, G37222DU-90, G37223U-70, G37242U-75, G37242HU-75, G37242SU-75, G37252U-75, G37262U-75, G37262U-90, G37262HU-75, G37262HU-90, G37262SU-75, G37262SU-90, G37262DU-120, G37263U-75, G37263HU-75, G37263SU-75, G37263DU-75, G37263DU-90, G37272U-75, G37302U-90, G37302HU-90, G37302SU-90, G37322DU-90, G37362U-90, G37372U-90, G37402DU-90, G47123DU-75, G47133U-75, G47162U-90, G47162HU-90, G47162DU-90, G47163HU-75, G47172U-75, G47172HU-75, G47173U-70, G47173U-75, G47175U-75, G47182U-75, G47182HU-75, G47182DU-90, G47183U-75, G47183HU-75, G47183DU-75, G47183DU-90, G47192U-25, G47192U-45, G47193U-25, G47193U-45, G47193U-75, G47202U-25, G47202U-90, G47202HU-90, G47202DU-90, G47222U-70, G47222U-75, G47222HU-45, G47222HU-75, G47222SU-75, G47222DU-90, G47223U-70, G47262U-70, G47262U-75, G47262HU-75, G47262DU-90, G47262DU-120, G47263U-75, G47263SU-75, G47263DU-75, G47263DU-120, G57093DU-60, G57112DU-60, G57123U-75, G57123HU-75, G57123DU-75, G57123DU-90, G57132DU-60, G57132DU-75, G57133U-75, G57162U-75, G57162DU-90, G57163DU-75, G57172U-70, G57172U-75, G57172HU-75, G57173U-70, G57173U-75, G57173DU-75, G57182U-75, G57182HU-75, G57182DU-90, G57183U-75, G57183HU-75.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114116

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 12

G57183DU-75, G57183DU-90, G57192HU-45, G57193U-75, G57202U-90, G57202HU-90, G67083HU-45, G67083SU-45, G67093DU-75, G67103U-75, G67103HU-75, G67103SU-75, G67103DU-60, G67103DU-75, G67105U-30, G67113U-60, G67113HU-60, G67113SU-60, G67122U-75, G67122HU-75, G67122SU-75, G67123U-75, G67123HU-75, G67123SU-75, G67123DU-75, G67132HU-75, G67132SU-75, G67133U-75, G67133DU-60, G67162DU-60, G67172HU-45, G67172SU-45, G3F193U-45, G5F123U-45, G5F163U-45, G5F193U-45, G6F113U-45, G6F123U-45, G6F133U-45;

- нити в отрезках одной длины от 30 см до 70 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы; шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G38163U-45, G38163U-70, G38193U-45, G38193U-70, G48113DU-45, G48133U-45, G48163U-45, G48163U-70, G48193U-45, G48193U-70, G58084DU-30, G58084DU-45, G58113U-45, G58113DU-45, G58133U-45, G58163U-45, G58163U-70, G58193U-45, G58193U-70, G68073DU-45, G68084DU-30, G68084DU-45, G68082U-45, G68082DU-45, G68113U-45, G68113DU-45, G68133U-45, G68133DU-45, G78073DU-45.

1.2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA (полигликолид) фиолетовый многофиламентный плетеный с покрытием - не более 20 шт.: с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 13 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G11222-70, G11222-75, G11222H-70, G1B220-30, G11252-70, G11252-75, G11252-90, G1B250-45, G11262-45×4, G11262-65, G11262-70×4, G11262-70, G11262-75, G11262-90, G11262H-70, G11262H-75, G11262H-90, G11262S-75, G11262S-90, G11262DH-90, G11262DS-90, G11265-75, G11265-90, G11265D-70, G11265D-90, G11272-45, G11272-75, G11272-90, G11275-75, G11275H-75, G11302-70, G11302-75, G11302-90, G11302H-70, G11302H-75, G11302H-90, G11302S-75, G11302S-90, G11302D-90, G11302DH-75, G11302DH-90, G11302DS-75, G11302DS-90, G11303-75, G11312-70×4, G11312-75, G11312H-75, G11312H-100, G11322-100, G11322H-100, G11322S-100, G11323-70, G11323-75, G11352-70, G11352-75, G11352-90, G11352H-75, G11352H-90, G11352S-75, G11362-50, G11362-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.Р. Самойлова

0114117

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 13

65. G11362-70×8, G11362-70, G11362-75, G11362-90, G11362H-45×8, G11362H-45, G11362H-50, G11362H-75, G11362H-90, G11362S-45, G11362S-50, G11362S-75, G11362S-90, G11365-75, G1136J-75, G11372-45×4, G11372-45, G11372-70×4, G11372-70, G11372-75, G11372-90, G11372H-75, G11372H-90, G11372S-75, G1B370-60, G11382-75, G11382-90, G11382H-75, G11382H-90, G11402-45×4, G11402-45, G11402-60, G11402-70×4, G11402-70, G11402-75, G11402-90, G11402-100, G11402P-150, G11402H-60, G11402H-75, G11402H-90, G11402S-60, G11402S-75, G11402S-90, G11402S-100, G11402D-180, G11402DH-90, G11402DH-100, G11402DS-90, G11402DS-100, G11403-75, G11405-75, G11405H-75, G11415-90, G11422-75, G11432-70, G11432-90, G11452-75, G11452-90, G11452H-75, G11452H-90, G11452S-75, G11482-45×4, G11482-45, G11482-70×4, G11482-70, G11482-75, G11482-90, G11482-95, G11482-100, G11482-120, G11482-203, G11482H-75, G11482H-90, G11482H-100, G11482H-203, G11482S-75, G11482S-100, G11482S-203, G11502-75, G11502-90, G11502-95, G11502-100, G11502H-75, G11602-70, G11652H-70, G11702-75, G11762-70, G11762-75, GB1222-70, GB1252-70, GB1262-45×4, GB1262-45, GB1262-65, GB1262-70×4, GB1262-70, GB1262-75, GB1262-90, GB1262H-45, GB1262H-75, GB1262H-90, GB1263-75, GB1265-75, GB1272-45, GB1272-75, GB1275-75, GB1275H-75, GB1302-70, GB1302-75, GB1302-90, GB1302H-75, GBB300-45, GBB300-75, GB130JH-75, GB1312-75, GB1312H-75, GB1322-75, GB1323-70, GB1323-75, GB1352-70, GB1352-75, GB1352-90, GB1352H-75, GB1352H-90, GB135JH-75, GB1362-65, GB1362-70, GB1362-75, GB1362-90, GB1362-95, GB1362H-45×8, GB1362H-70×4, GB1362H-90, GB1363-75, GB1372-45×4, GB1372-45, GB1372-70×4, GB1372-70, GB1372-75, GB1372-90, GB1372-100, GB1372H-70, GB1372H-75, GB1372H-90, GB1372H-100, GB1382-75, GB1382-90, GB1382H-75, GB1382H-90, GB1383-90, GB1402-45×4, GB1402-45, GB1402-70×4, GB1402-70, GB1402-75, GB1402-90, GB1402-95, GB1402-100, GB1402P-150, GB1402H-45×8, GB1402H-70×4, GB1402H-75, GB1402H-90, GB1402H-100, GB1402D-180, GB1402DH-90, GB1403-75, GB1405-90, GB1405-100, GB1405H-90, GB1405H-100, GBB400-60, GB140J-70, GB1422-75, GB1432-45×4, GB1432-70, GB1432-90, GB1442-75, GB1452-75, GB1452-90, GB1452H-75, GB1452H-90, GB1453-90, GB1462H-75, GB1482-45×4, GB1482-45, GB1482-70×4, GB1482-70, GB1482-75, GB1482-90, GB1482-95, GB1482-100, GB1482P-150, GB1482H-45×8, GB1482H-45, GB1482H-75, GB1482H-90, GB1483-75, GB1483-90, GB1502-75, GB1502-90, GB1502-95, GB1502H-75, GB1502H-90, GB1562-75, GB1602-70, GB1602-75, GB1602-90, GB1602P-150, GB1652-75, GB1652-90, GB1652-100, GB1652-130, GB1652P-150, GB1652-150, GB1652H-75, GB1652H-100, GB1652H-150, GB1653-100, GB1702-75, GB1762-70, GB1762P-75, GB1762-75, GB1802H-90, GB1802H-100, GB1904-90, GB1903-90, GB1905-90, GB1900-90, GB1906-90, GB190J-90, GC1252-70, GC1262-45×4, GC1262-70×4, GC1262-70, GC1262-75, GC1262-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114118


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 14

GC1275-75, GC1275H-75, GC1302-70, GC1302-75, GC1303-75, GC1343-75, GC1352-75, GC1362-70, GC1362-75, GC1362-90, GC1362H-70×4, GC1362H-75, GC1362H-90, GC1372-45×4, GC1372-70×4, GC1372-70, GC1372-75, GC1372-90, GC1372H-75, GC1372H-90, GC1382-75, GC1382H-75, GC1382H-90, GC1383-90, GC1402-45×4, GC1402-45, GC1402-60, GC1402-70×4, GC1402-70, GC1402-75, GC1402-90, GC1402-100, GC1402H-45×8, GC1402H-70×4, GC1402H-75, GC1402H-90, GC1402H-100, GC1403-75, GC1422-75, GC1432-45×4, GC1432-70, GC1432-90, GC1442-75, GC1452-70, GC1452-75, GC1452-90, GC1452H-75, GC1452H-90, GC1482-45×4, GC1482-45, GC1482-60, GC1482-70×4, GC1482-70, GC1482-75, GC1482-90, GC1482H-45×8, GC1482H-75, GC1482H-90, GC1482H-100, GC1482HP-150, GC1483-75, GC1502-70, GC1502-75, GC1502-90, GC1502-100, GC1502H-75, GC1502H-90, GC1602-70, GC1602-75, GC1652-75, GC1652-90, GC1652-100, GC1652-130, GC1652-150, GC1652P-240, GC1652-240, GC1762-70, GC1762P-75, GD1652-90, GD1652-130, GD1904-90, GD1902-90, GD1903-90, GD1905-90, GD1900-90, GD1906-90, GD190J-90, GG1093-15, G21132H-70, G21162-75, G21172-70, G21172-75, G21172H-75, G21172D-75×15, G21172D-75×20, G21172DH-75×15, G21172DH-75×20, G21172DH-75, G21182-70, G21182D-75, G21182DH-75, G21192-75, G21192H-75, G21193DH-75, G21202-75, G21202H-75, G21202H-90, G21202D-75, G21202DH-75, G21203-75, G21222-45×4, G21222-45×8, G21222-70×4, G21222-70, G21222-75, G21222-90, G21222H-75, G21222D-75×4, G21222D-75×6, G21222D-75×8, G21222D-75×10, G21222D-75×12, G21222D-75×16, G21222D-75×20, G21222D-90×4, G21222D-90×6, G21222D-90×8, G21222D-90×10, G21222D-90×12, G21222D-90×16, G21222D-90×20, G21222DH-75×4, G21222DH-75×6, G21222DH-75×8, G21222DH-75×10, G21222DH-75×12, G21222DH-75×16, G21222DH-75×20, G21222DH-90×4, G21222DH-90×6, G21222DH-90×8, G21222DH-90×10, G21222DH-90×12, G21222DH-90×16, G21222DH-90×20, G21242-75, G21252-45, G21252-70, G21252-75, G21253-75, G21262-45×4, G21262-45×8, G21262-45, G21262-65, G21262-70×4, G21262-70×8, G21262-70, G21262-75, G21262-80, G21262-90, G21262A-70, G21262H-70, G21262H-75, G21262H-90, G21262D-75, G21262D-90, G21262DH-70, G21262DH-75, G21262DH-90, G21263-70, G21263-75, G21263-80, G21263H-75, G21263DH-75, G21265-70, G21265-75, G21265-90, G21265D-70, G21265D-90, G2B260-20, G2B260-120, G21272-45, G21272-70, G21272-75, G21272-90, G21272H-75, G21275-75, G21275H-75, G21282-75, G21292-80, G21302-70, G21302-75, G21302-90, G21302H-70, G21302H-75, G21302H-90, G21302DH-90, G21302DH-100, G21303-75, G2B300-45, G2130J-70, G21312-70×4, G21312-70, G21312-75, G21312D-75, G21312D-100, G21322-75, G21322-100, G21322H-75, G21322H-100, G21322D-90, G21322DH-90, G21323-70, G21323-75, G21352-70, G21352-75, G21352-90, G21352H-75, G21352S-75, G21355-70, G21362-65, G21362-70×8, G21362-70, G21362-75, G21362-90, G21362H-70, G21362H-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114119

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 15

G21362H-90, G21362S-70, G21362S-75, G21362S-90, G21363-70, G21365-70, G21365-75, G21365H-70, G2136J-75, G21372-45×4, G21372-45, G21372-70×4, G21372-70, G21372-75, G21372-90, G21372-150, G21372H-75, G21372H-90, G21372S-75, G21372S-90, G21372DH-90, G21372DS-90, G21382-75, G21382H-90, G21385-75, G21402-45, G21402-70, G21402-75, G21402-90, G21402-150, G21402H-75, G21402H-100, G21402S-75, G21402S-100, G21403-70, G21403-75, G21403-90, G21442-75, G21482-45, G21482-70, G21482-75, G21482-90, G21502-75, G21502-90, G21600-75, G21652-75, G21652H-75, G21700-75, G21700H-75, G21700S-75, G21700DH-75, G21700DS-75, G21762-70, G21762-75, G31133DH-75, G31162-75, G31162H-75, G31162DH-90, G31172-45×4, G31172-70×4, G31172-70, G31172-75, G31172-90, G31172H-75, G31172H-90, G31172D-70, G31172D-75×15, G31172D-75×20, G31172DH-75×15, G31172DH-75×20, G31172DH-75, G31172DH-90, G31173-75, G31182-75, G31182DH-75, G31182DH-90, G31183-70, G31183-75, G31183DH-75, G31192-25, G31192-45, G31192-75, G31192-90, G31192H-75, G31193-25, G31193-45, G31193-75, G31202-60, G31202-70, G31202-75, G31202-90, G31202H-70, G31202H-75, G31202H-90, G31202D-75, G31202DH-75, G31202DH-90, G31203-75, G3120J-45, G3120JH-45, G31222-18, G31222-45×4, G31222-45×8, G31222-45, G31222-60, G31222-70×4, G31222-70×8, G31222-70, G31222-75, G31222-90, G31222-120, G31222H-70, G31222H-75, G31222D-45, G31222D-75, G31222AD-90, G31222DH-45, G31222DH-75, G31222DH-90, G31222DH-100, G31223-70, G31223D-75, G31223DH-75, G3122J-75, G31242-75, G31243-75, G31252-45, G31252-70×4, G31252-70, G31252-75, G31252H-75, G31252AD-90, G31262-45×4, G31262-45×8, G31262-45, G31262-60, G31262-65, G31262-70×4, G31262-70×8, G31262-70, G31262-75, G31262-90, G31262A-70, G31262H-70, G31262H-75, G31262H-90, G31262S-70, G31262S-75, G31262S-90, G31262D-70, G31262D-75×4, G31262D-75×6, G31262D-75×8, G31262D-75×10, G31262D-75×12, G31262D-75×16, G31262D-75×20, G31262D-90, G31262DH-70, G31262DH-75×4, G31262DH-75×6, G31262DH-75×8, G31262DH-75×10, G31262DH-75×12, G31262DH-75×16, G31262DH-75×20, G31262DH-75, G31262DH-90, G31262DH-120, G31262DS-70, G31262DS-75×4, G31262DS-75×6, G31262DS-75×8, G31262DS-75×10, G31262DS-75×12, G31262DS-75×16, G31262DS-75×20, G31262DS-75, G31262DS-90, G31262DS-120, G31263-70, G31263-75, G31263-80, G31263D-90, G31263DH-75, G31263DH-90, G31263DS-75, G31263DS-90, G31265-70, G31265-90, G3B260-20, G3B260-40, G3B260-75, G3B260-120, G31272-75, G31272-80, G31282-75, G31292-80, G31302-70, G31302-75, G31302-90, G31302H-75, G31302H-90, G31302S-75, G31302S-90, G31302D-75, G31302DH-75, G31302DH-90, G31302DH-100, G31302DS-75, G31302DS-90, G31302DS-100, G31303-75, G31312-70×4, G31312-70, G31312-75, G31312-90, G31312D-90, G31312D-120, G31322D-120, G31322DH-90, G31322DH-120, G31322DS-90, G31322DS-120, G31323-70, G31323-75, G31352-70,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова:

0114120

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 16

G31352-75, G31362-65, G31362-70, G31362-75, G31362H-75, G31362H-90, G31362S-75, G31362S-90, G31363-70, G31372-45×4, G31372-45, G31372-70, G31372-75, G31372-90, G31372-150, G31372H-75, G31372S-75, G31372DS-90, G31382-75, G31402-60, G31402-70, G31402-75, G31402-90, G31402-150, G31403-70, G31403-90, G31482-45, G31482-70, G31482-75, G31482-90, G31600-75, G41093H-75, G41103D-75, G41103DH-75, G41132-45, G41132-70, G41132-75, G41132H-75, G41132D-75, G41132D-90, G41132DH-75, G41132DH-90, G41133-60, G41133-75, G41133H-75, G41133DH-75, G41162-45, G41162-70, G41162-75, G41162-90, G41163-45, G41163-75, G41172-45×4, G41172-70×4, G41172-70, G41172-75, G41172-90, G41172H-75, G41172H-90, G41172S-75, G41172S-90, G41172D-70, G41172DH-70, G41172DH-75, G41172DH-90, G41173-45, G41173-75, G41173H-75, G41173S-75, G41173DH-75, G41173DH-90, G41173DS-75, G41173DS-90, G41182-45, G41182-75, G41182-90, G41182H-75, G41182H-90, G41182S-75, G41182S-90, G41182DH-75, G41182DH-90, G41182DS-75, G41182DS-90, G41183-70, G41183-75, G41183H-75, G41183D-75, G41183D-90, G41183DH-75, G41183DH-90, G41192-25, G41192-45, G41192-75, G41192-90, G41192H-75, G41192H-90, G41193-25, G41193-45, G41193-75, G41193DH-90, G41190A-20, G41190H-45, G41202-45, G41202-70, G41202-75, G41202-90, G41202H-45, G41202H-70, G41202H-75, G41202H-90, G41202AD-90, G41202DH-75, G41202DH-90, G41202DH-100, G41203-75, G41222-45×4, G41222-45×8, G41222-45, G41222-70×4, G41222-70, G41222-75, G41222H-75, G41222D-75, G41222DH-75, G41222DH-90, G41223-70, G4122J-75, G41242-75, G41242H-75, G41242S-75, G41252-70, G41252-75, G41252-90, G41262-45×4, G41262-45, G41262-65, G41262-70×4, G41262-70, G41262-75, G41262-90, G41262H-75, G41262H-90, G41262S-75, G41262S-90, G41262D-70, G41262D-90×4, G41262D-90×6, G41262D-90×8, G41262D-90×10, G41262D-90×12, G41262D-90×16, G41262D-90×20, G41262D-120, G41262DH-70, G41262DH-90, G41262DS-75, G41262DS-90×4, G41262DS-90×6, G41262DS-90×8, G41262DS-90×10, G41262DS-90×12, G41262DS-90×16, G41262DS-90×20, G41262DS-90, G41262DS-120, G41263-75, G41263S-75, G41263D-90, G41263DS-90, G41265-70, G41265-90, G41272-75, G41282-75, G41302-75, G41302-90, G41362-70, G41363-70, G41372-75, G41372-90, G41442-75, G51082DH-60, G51083D-45, G51092DH-75, G51102-70, G51102D-60, G51102DH-60, G51103-45, G51122-45, G51122-75, G51122H-75, G51122DH-75, G51123-45, G51123-70, G51123-75, G51123H-75, G51123DH-60, G51123DH-75, G51132-45, G51132-60, G51132-70, G51132-75, G51132H-45, G51132H-75, G51132H-90, G51132D-45, G51132DH-60, G51132DH-75, G51132DH-90, G51133-75, G51133H-75, G51133H-90, G51133DH-60, G51133DH-75, G51133DH-90, G51152-45, G51152-75, G51152-90, G51162-30, G51162-60, G51162-65, G51162-70, G51162-75, G51162-90, G51162H-60, G51162H-75, G51162H-90, G51162D-45, G51162AD-90, G51162DH-45, G51162DH-60, G51162DH-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114121

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 17

G51162DII-90, G51163-70, G51163-75, G51163H-70, G51163H-75, G51172-60, G51172-70, G51172-75, G51172H-75, G51172H-90, G51172AD-90, G51172DH-75, G51172DH-90, G51172DII-100, G51173H-75, G51173D-90, G51173DH-75, G51173DH-90, G51182-45, G51182-60, G51182-70, G51182-75, G51182H-75, G51182DH-90, G51183H-75, G51183D-75, G51183DH-75, G51183DH-90, G51192H-75, G51202-70, G51202-75, G51202DH-75, G51203-75, G51222-75, G51222D-75, G51222DH-75, G51222DH-90, G51223-75, G51232-75, G51252-70, G51252-75, G51262-75, G51262H-75, G51262D-75, G51262D-90, G51262DH-75, G51262DH-90, G51262DS-75, G51262DS-90, G51263-75, G51263H-75, G51263S-75, G51282D-75, G51302D-75, G51302DH-75, G51302DS-75, G61062D-45, G61062DH-45, G61062DS-45, G61082D-60, G61083-60, G61083H-60, G61083S-60, G61083D-45, G61083DH-60, G61083DH-75, G61083DS-60, G61083DS-75, G61092D-60, G61092DH-60, G61092DS-60, G61093-30, G61093H-60, G61093S-60, G61093D-45, G61093D-60×4, G61093AD-60, G61093DH-45, G61093DH-60×4, G61093DH-60, G61093DH-75, G61093DS-45, G61093DS-60×4, G61093DS-60, G61093DS-75, G61102-70, G61102-75, G61102H-60, G61102H-75, G61102S-60, G61102S-75, G61102DH-45, G61102DH-60, G61102DH-75, G61102DS-45, G61102DS-60, G61102DS-75, G61103H-75, G61103S-75, G61103DH-60, G61103DH-75, G61103DS-60, G61103DS-75, G61113DII-60, G61113DH-75, G61113DS-60, G61113DS-75, G61122-45, G61122-75, G61122H-75, G61122S-75, G61123-45, G61123-70, G61123-75, G61123H-75, G61123S-75, G61123DH-60, G61123DH-75, G61123DS-60, G61123DS-75, G61132-45, G61132-60, G61132-70, G61132-75, G61132-90, G61132H-60, G61132H-75, G61132H-90, G61132S-60, G61132S-75, G61132S-90, G61132DH-60, G61132DH-75, G61132DH-90, G61132DS-60, G61132DS-75, G61132DS-90, G61133-70, G61133-75, G61133H-45, G61133H-70, G61133H-75, G61133S-45, G61133S-70, G61133S-75, G61133AD-75, G61133DH-60, G61133DH-75, G61133DS-60, G61133DS-75, G61152-75, G61162-75, G61162H-75, G61162S-75, G61163-75, G61163H-75, G61163S-75, G61172-70, G61172-75, G61172DH-90, G61172DS-90, G61173DH-75, G61173DS-75, G61183DH-75, G61183DS-75, G61202-75, G61203-75, G61222-75, G61265D-70, G61265D-90, G71062-30, G71062H-30, G71082DH-75, G71082DS-75, G71083H-60, G71083H-90, G71083S-60, G71083S-90, G71083DH-45, G71083DH-60, G71083DH-75, G71083DH-90, G71083DS-45, G71083DS-60, G71083DS-75, G71083DS-90, G71092DH-75, G71092DS-75, G71093-30, G71093H-60, G71093H-75, G71093S-60, G71093S-75, G71093D-60×4, G71093AD-60, G71093DH-60×4, G71093DH-60, G71093DH-75, G71093DH-90, G71093DS-60×4, G71093DS-60, G71093DS-75, G71093DS-90, G71102DH-60, G71102DH-75, G71102DS-60, G71102DS-75, G71103-45, G71103H-60, G71103H-75, G71103S-60, G71103S-75, G71103D-60, G71103DH-60, G71103DH-75, G71103DS-60, G71103DS-75, G71113H-75, G71113S-75, G71123D-60, G71123DH-60,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114122

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года

№ РЗН 2023/19593

Лист 18

G71123DS-60, G71132-45, G71132-75, G71132H-60, G71132H-75, G71132H-90, G71132S-60, G71132S-75, G71132S-90, G71132D-75, G71133-75, G71133H-75, G71133H-90, G71133S-75, G71133S-90, G71133DH-60, G71133DH-75, G71133DS-60, G71133DS-75, G81033-30, G81033H-30, G81062D-45, G81063-13, G81063-18, G81063S-13, G81063S-60, G81063D-45, G81063D-60, G81063DS-45, G81063DS-60, G81073D-45, G81083S-15, G81083S-30, G81083S-60, G81083D-30, G81083DS-45, G81083DS-60, G81083DS-75, G81083DS-90, G81093-30, G81093S-60, G81103S-30, G81103D-45, G81103DS-75, G81113S-60, G81113DS-60, G81132S-75, G81133-75, G81133S-75, G12262-75, G12262H-75, G12372-45, G12372-60, G12372-75, G12372-90, G12402-75, G12402-90, G12402H-90, G12402S-90, G12452-60, G12482-45, G12482-90, G12482-150, G12642-90, G12652-150, G12652P-240, GB2262-75, GB2262H-75, GB2362H-90, GB2372-45, GB2372-60, GB2372-75, GB2372-90, GB2402-75, GB2402-90, GB2402-100, GB2402H-90, GB2402H-100, GB2452-90, GB2452-100, GB2452H-100, GB2482-45, GB2482-90, GB2482-150, GB2502-75, GB2502-90, GB2603-75, GB2633-100, GB2652-75, GB2652P-240, GB2653-75, GB2653-90, GB2703-75, GB2802-90, GB2904-90, GB2902-90, GB2903-90, GB2905-90, GB2900-90, GB2906-90, GB290J-90, GC2252-75, GC2324-75, GC2372-90, GC2452-90, GC2482-45, GC2602-75, GC2642-90, GC2652-75, GC2653-75, GD2904-90, GD2902-90, GD2903-90, GD2905-90, GD2900-90, GD2906-90, GD290J-90, G22262-75, G22262H-75, G22312-75, G22362-75, G22362H-75, G22372-45, G22372-75, G22372-90, G32262-45, G32372-90, G32424-120, G82033-30, G82033H-30, G19402-75, G19402H-75, G19402S-75, GB9904-90, GB9902-90, GB9903-90, GB9905-90, GB9900-90, GB9906-90, GB990J-90, GD9904-90, GD9902-90, GD9903-90, GD9905-90, GD9900-90, GD9906-90, GD990J-90;

- нити в отрезках одной длины от 25 см до 150 см с иглами; сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G13202-75, G13202H-75, G13222-75, G13222H-75, G13232-70, G13243-45, G13243-70, G13243H-45, G13243H-75, G13252-75, G13262-45, G13262-70, G13262-75, G13262H-75, G13262D-45, G13263-75, G13263H-75, G13302-70, G13302-90, G13303-30, G13303-45, G13303-70, G13303-75, G13303-90, G13303-100, G13303H-30, G13303H-45, G13303H-75, G13313-100, G13323-100, G13323H-100, G13352-70, G13352-90, G13353-70, G13353-75, G13362-75, G13362-90, G13362H-75, G13362S-75, G13363-75, G13363H-70, G13363H-75, G13363S-70, G13363S-75, G13372-70, G13372-75, G13372-90, G13372-100, G13372H-70, G13372H-75, G13372H-100, G13372S-70, G13372S-75, G13372S-100,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114123

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 19

G13373-75, G13373H-75, G13373S-75, G13383-75, G13402-70, G13402-75, G13402-90, G13402H-90, G13402H-100, G13402S-90, G13402S-100, G13403-75, G13403-90, G13403H-75, G13403H-90, G13403H-100, G13403S-75, G13403S-90, G13403S-100, G13453-75, G13453H-75, G13453S-75, G13482-70, G13482-75, G13482-90, G13502-75, G13502H-75, G13502S-75, G13503-45, G13503H-45, G13503H-100, G13503S-45, G13503S-100, G13500-90, G13522-75, G13700-90, G13700H-90, G13750-100, G13750H-100, G13903-100, G13903S-100, GB3222-70, GB3222H-70, GB3232-70, GB3253-75, GB3262-45, GB3262-75, GB3262-100, GB3262H-75, GB3262H-100, GB3262D-45, GB3263H-75, GB326J-75, GB326JH-75, GB3282-75, GB3302-70, GB3302-75, GB3302-90, GB3302-100, GB3303-70, GB3303-75, GB3303H-75, GB3313-100, GB3322-75, GB3323-100, GB3323H-100, GB3352-70, GB3352-75, GB3352-90, GB3353-70, GB3353-75, GB3353H-75, GB3362-75, GB3363-70, GB3363-75, GB3363H-75, GB3372-70, GB3372-75, GB3372-90, GB3372H-75, GB3373-75, GB3373H-75, GB3382-75, GB3383-90, GB3402-70, GB3402-75, GB3402-90, GB3402H-75, GB3402H-90, GB3402H-100, GB3403-75, GB3403-90, GB3403H-70, GB3403H-75, GB3453-90, GB3453H-75, GB3453H-90, GB3482-70, GB3482-75, GB3482-90, GB3482-100, GB3482H-75, GB3482H-90, GB3482H-100, GB3483-75, GB3483-90, GB3485-90, GB3485H-90, GB3502-100, GB3502H-100, GB3503-45, GB3503H-45, GB3503H-100, GB3522-90, GB3750H-100, GB3904-90, GB3902-90, GB3903-90, GB3903-100, GB3905-90, GB3900-90, GB3906-90, GB390J-90, GC3222-75, GC3262-75, GC3302-75, GC3303-75, GC3352-75, GC3372-75, GC3372-90, GC3382-90, GC3383-75, GC3383-90, GC3393-90, GC3402-70, GC3402-75, GC3402-90, GC3403-75, GC3403-90, GC3443-75, GC3452-75, GC3453-75, GC3482-75, GC3482-90, GC3483-70, GC3483-75, GC3483-90, GC3502-70, GC3502-75, GC3503-45, GC3522-90, GC3552-75, GD3302-75, GD3904-90, GD3902-90, GD3903-90, GD3905-90, GD3900-90, GD3906-90, GD390J-90, G23030-120, G23183-45, G23193-45, G23193-70, G23193-75, G23193H-45, G23193H-75, G23202-90, G23222-75, G23232-45, G23232-70, G23242-75, G23242H-75, G23243-45, G23243-70, G23243-75, G23243H-45, G23243H-75, G23252-75, G23253-75, G23253-90, G23262-45, G23262-70, G23262-75, G23262-90, G23262H-60, G23262H-70, G23262H-75, G23262D-45, G23263-45, G23263-75, G23263-90, G23263H-45, G23263H-75, G23273-45, G23273-70, G23273-75, G23302-70, G23302-75, G23302-90, G23302H-75, G23302S-75, G23303-30, G23303-45, G23303-70, G23303-75, G23303-90, G23303-100, G23303H-30, G23303H-45, G23303H-70, G23303H-75, G23303H-100, G23303S-30, G23303S-45, G23303S-70, G23303S-75, G23303S-100, G2330J-75, G23312-75, G23313-75, G23323-60, G23323-75, G23323H-60, G23323S-60, G23353-70, G23353-75, G23350H-75, G23350D-70, G23362-75, G23362-90, G23363-70, G23363-75, G23372-70, G23372-75, G23372-90, G23372H-70, G23372H-90, G23372D-150, G23373-75, G23373-90, G23373-150, G23373H-75, G23373H-90, G23373S-75, G23373S-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114124

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 20

G23393-75, G23402-70, G23402-75, G23402-90, G23403-75, G23403H-75, G23403H-90, G23403S-75, G23403S-90, G23453-75, G23453H-75, G23453H-100, G23453S-75, G23453S-100, G23482-90, G23483-75, G23480D-70, G23503-75, G23500-75, G23500H-100, G23500S-100, G23550-90, G23550H-90, G23550S-90, G23600-75, G23600-100, G23600H-70, G23600H-75, G23600H-90, G23600H-100, G23600S-75, G23700D-70, G23700DH-70, G23700DS-70, G23750-100, G23750H-100, G23750S-100, G23903-100, G23903S-100, G33163-45, G33163-70, G33163-75, G33163H-45, G33163H-75, G33173-75, G33183-45, G33183-75, G33192-75, G33192-90, G33192H-75, G33193-45, G33193-60, G33193-70, G33193-75, G33193H-30, G33193H-45, G33193H-75, G33202-70, G33202-75, G33202-90, G33202H-45, G33203-70, G33203-75, G33203H-75, G33212-45, G33222-75, G33223-75, G33223H-75, G33232-45, G33232-70, G33242-45, G33242-75, G33242H-75, G33242S-75, G33243-30, G33243-45, G33243-60, G33243-70, G33243-75, G33243-90, G33243H-30, G33243H-70, G33243H-75, G33243H-90, G33243S-30, G33243S-45, G33243S-70, G33243S-75, G33243S-90, G33252-75, G33253-75, G33262-70, G33262-75, G33262-90, G33262H-70, G33262H-75, G33262S-70, G33262S-75, G33263-45, G33263-75, G33263-90, G33263H-45, G33263H-60, G33263H-75, G33263H-90, G33263S-45, G33263S-60, G33263S-75, G33263S-90, G33263DH-75, G33263DH-90, G33263DS-75, G33263DS-90, G33273-45, G33302-70, G33302-75, G33303-45, G33303-70, G33303-75, G33303-90, G33303H-45, G33303H-75, G33303S-45, G33303S-75, G33353-70, G33353-75, G33362-90, G33363-75, G33363H-75, G33363S-75, G33372-75, G33372-90, G33373-75, G33373-150, G33373H-75, G33373S-75, G33383-75, G33393-75, G33402-75, G33402-90, G33403-90, G33403H-75, G33403H-90, G33403S-75, G33403S-90, G33450H-90, G33450S-90, G33482-90, G33500-75, G33580-75, G33600-75, G33600-90, G33600-100, G33600H-70, G33600H-75, G33600H-100, G33600S-70, G33600S-75, G33600S-100, G33750-100, G33750H-100, G33750S-100, G43103H-75, G43123-45, G43123-70, G43123-75, G43123H-45, G43133-45, G43133-75, G43133H-45, G43133H-60, G43133D-45, G43130-45, G43152-45, G43152-70, G43153-70, G43162-75, G43162H-70, G43163-45, G43163-60, G43163-70, G43163-75, G43163H-45, G43163H-60, G43163H-70, G43163H-75, G43163D-45, G43163DH-45, G43173-45, G43173-70, G43173-75, G43173-90, G43182-70, G43182-75, G43182H-60, G43182H-70, G43182H-75, G43183-45, G43183-75, G43183H-75, G43192-45, G43192-75, G43192-90, G43192H-45, G43192H-75, G43193-45, G43193-60, G43193-70, G43193-75, G43193-90, G43193H-45, G43193H-60, G43193H-75, G43193H-90, G43193DH-45, G43202-70, G43202-75, G43202H-45, G43202H-75, G43203-60, G43203-75, G43212-45, G43222-75, G43223-70, G43223-75, G43242-75, G43242-90, G43243-45, G43243-70, G43243-75, G43243H-45, G43243H-75, G43243S-45, G43243S-75, G43252-75, G43253-75, G43262-75, G43262-90, G43262H-75, G43262H-90, G43262S-75, G43262S-90, G43263-45, G43263-75, G43263-90, G43263H-45, G43263H-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114125

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 21

G43263II-90, G43263S-45, G43263S-75, G43263S-90, G43302-75, G43303-75, G43303-90, G43303H-75, G43303S-75, G43352-75, G43402-75, G43403-90, G43403H-70, G43450-45, G53103-60, G53103H-60, G53103H-75, G53113H-45, G53122-75, G53123-45, G53123-70, G53123H-45, G53123H-75, G53133-45, G53133-75, G53133H-45, G53133H-60, G53133H-75, G53133D-45, G53133DH-45, G53133DH-60, G53133DH-90, G53152-45, G53152-70, G53162-45, G53162-75, G53162H-45, G53162H-75, G53163-45, G53163-60, G53163-70, G53163-75, G53163H-45, G53163H-60, G53163H-70, G53163H-75, G53163D-30, G53163D-90, G53172-75, G53172H-75, G53182-75, G53182H-45, G53183-45, G53183-75, G53192-75, G53193-30, G53193-45, G53193-60, G53193-70, G53193-75, G53193H-30, G53193H-45, G53193H-60, G53193H-70, G53193H-75, G53203-70, G53203-75, G53203H-75, G53222H-70, G53263-75, G53263H-75, G63083H-45, G63083S-45, G63093-45, G63093DH-75, G63093DS-75, G63103H-60, G63103S-60, G63113-45, G63113H-45, G63113S-45, G63113D-45, G63122-45, G63122-75, G63123-45, G63123-60, G63123-70, G63123-75, G63123H-45, G63123H-60, G63123H-70, G63123S-45, G63123S-60, G63123S-70, G63132-70, G63132-75, G63132H-75, G63132S-75, G63133-45, G63133-60, G63133-75, G63133H-45, G63133H-60, G63133H-75, G63133S-45, G63133S-60, G63133S-75, G63133DH-45, G63133DH-75, G63133DS-45, G63133DS-75, G63143-75, G63153-75, G63162H-70, G63162S-70, G63163-45, G63163-70, G63163-75, G63163H-45, G63163H-60, G63163H-75, G63163S-45, G63163S-60, G63163S-75, G63173S-75, G63183-75, G63193-45, G63193H-45, G63193S-45, G73093H-75, G73093S-75, G73103H-45, G73103H-75, G73103S-45, G73103S-75, G73113-45, G73113H-45, G73113S-45, G73123-75, G73123H-45, G73123H-70, G73123H-75, G73123S-45, G73123S-70, G73123S-75, G73132-70, G73133-45, G73133-75, G73133H-45, G73133H-70, G73133H-75, G73133S-45, G73133S-70, G73133S-75, G73133D-75, G73133DH-75, G73133DS-75, G73183S-75, G83033-30, G83033H-30, G83083D-30, G83133-75, G83153-75, G14253-75, G14263-75, G14303-75, G14303H-75, G14343-150, G14363-75, G14382-75, G14402-75, G14402-90, G14403-90, G14403H-90, G14403S-90, G14452-95, G14600H-75, GB4302H-75, GB430J-70, GB4343-150, GB4363-75, GB4373-75, GB4373H-75, GB4382-75, GB4402-75, GB4402-90, GB4402H-75, GB4402H-90, GB4403-75, GB4452-95, GB4452H-75, GB4502-75, GB4502H-75, GB4904-90, GB4902-90, GB4903-50×2, GB4903-90, GB4905-90, GB4900-90, GB4906-90, GB490J-90, GC4262-75, GC4313-45, GC4502-70, GD4904-90, GD4902-90, GD4903-90, GD4905-90, GD4900-90, GD4906-90, GD490J-90, G24202-75, G24222-75, G24242-70, G24243-75, G24262-75, G24262-90, G24262H-75, G24262H-90, G24263-75, G24302-60, G24302H-75, G24303H-75, G24373-75, G24402-90, G24402H-75, G24402S-75, G24403-75, G24403-100, G24403H-100, G24403S-100, G24600-45, G24600-70, G24600-75, G24600H-75, G24600H-85, G24750DH-75, G24903-90, G24903S-90, G34163-75, G34163H-75, G34182-75, G34193-45, G34193H-45,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114126

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 22

G34193H-80, G34202-45, G34202H-45, G34203-65, G34203-75, G34212-45, G34222-45, G34222H-45, G34222H-75, G34242H-75, G34242S-75, G34243H-75, G34243S-75, G34262-75, G34263-45, G34263-75, G34263H-45, G34263H-75, G34263S-45, G34263S-75, G34265-75, G34302-75, G34302-90, G34302H-75, G34302H-90, G34303H-75, G34303S-75, G34363-75, G34363H-75, G34363S-75, G34403-60, G34580-75, G34600-45, G34600-70, G34600-75, G34600H-75, G34600S-75, G44132-75, G44132H-75, G44163-45, G44163-75, G44163H-45, G44172-75, G44172H-75, G44192H-75, G44193-45, G44193H-75, G44193H-80, G44222-45, G44253-75, G44263-45, G44263-75, G44263S-45, G44263S-75, G44302-75, G44302S-75, G44403-45, G44600-75, G54123-75, G54123H-75, G54132DH-70, G54162H-90, G54163-45, G54163-75, G54163H-45, G54172DH-70, G54193-45, G64123-75, G64123H-45, G64123H-75, G64123S-45, G64123S-75, G64163-45, G64163H-45, G64163S-45, G84033-30, G84033H-30, G84083AD-60, G15402-90, G15402H-90, G15402S-90, GB5904-90, GB5902-90, GB5903-90, GB5905-90, GB5900-90, GB5906-90, GB590J-90, GC5613-45, GD5904-90, GD5902-90, GD5903-90, GD5905-90, GD5900-90, GD5906-90, GD590J-90, G85033-30, G85033H-30, G16303-75, G16373-75, G16373H-75, G16373S-75, G16403-90, G16403H-90, G16403S-90, GB6363-75, GB6904-90, GB6902-90, GB6903-90, GB6905-90, GB6900-90, GB6906-90, GB690J-90, GC6613-45, GD6904-90, GD6902-90, GD6903-90, GD6905-90, GD6900-90, GD6906-90, GD690J-90, GG6163-45, G26193-75, G26243-45, G26243-75, G26243H-45, G26243H-75, G26262D-75×4, G26262D-75×6, G26262D-75×8, G26262D-75×10, G26262D-75×12, G26262D-75×16, G26262D-75×20, G26262DH-75×4, G26262DH-75×6, G26262DH-75×8, G26262DH-75×10, G26262DH-75×12, G26262DH-75×16, G26262DH-75×20, G26263-45, G26263-75, G26263H-45, G26303-70, G26303H-75, G26363-75, G26372-75, G26403H-70, G36163-45, G36163-75, G36163H-45, G36163H-75, G36193-45, G36193-75, G36193H-45, G36193H-75, G36243-75, G36243H-45, G36243H-75, G36243S-45, G36243S-75, G36263-45, G36263-75, G36263H-45, G36263H-70, G36263S-45, G36263S-70, G36303-70, G36363-75, G36600-75, G46092-45, G46123-75, G46123H-45, G46123H-75, G46132-45, G46133-45, G46133-75, G46133H-45, G46133H-75, G46162-45, G46163-45, G46163-75, G46163H-45, G46163H-75, G46193-45, G46193-75, G46193H-45, G46193H-70, G46193H-75, G46242-45, G46243-45, G46243-75, G46243S-45, G46243S-75, G46263-45, G46263-75, G46263S-45, G56092-45, G56113-45, G56113H-45, G56123-45, G56123H-45, G56123H-75, G56132-45, G56133-45, G56133-75, G56133H-45, G56133H-75, G56162-45, G56162H-45, G56163-45, G56163H-45, G56163H-70, G56163H-75, G56193-45, G56193-75, G56193H-45, G56193H-75, G56242-45, G56243H-75, G56263-45, G56263H-45, G66083-45, G66083H-45, G66083S-45, G66092-45, G66113-45, G66113H-45, G66113S-45, G66113D-45, G66123-45, G66123H-45, G66123H-60, G66123S-45, G66123S-60, G66132-45, G66133-45, G66133-75, G66133H-45, G66133H-75, G66133S-45, G66133S-75, G66163-45,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114217

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 23

G66163-60, G66163-75, G66163H-45, G66163H-60, G66163H-75, G66163S-45, G66163S-60, G66163S-75, G66263-45, G66263S-45, G76113-45, G76113H-45, G76113S-45, G76123-45, G76123H-45, G76123S-45, G76133-45, G76133-75, G76133H-45, G76133H-75, G76133S-45, G76133S-75, G86033-30, G86033H-30, G17222-70, G17262-70, G17262-75, G17262H-70, G17262H-75, G17265-75, G17302-75, G17312-75, G1731J-100, G1732J-100, G1732JH-100, G17352H-100, G17352S-100, G17362-70, G17362-75, G17362-90, G17362-95, G17362-100, G17362H-100, G17362S-100, G17372-75, G17372-90, G17372H-75, G17372S-75, G17372D-90, G17372DH-75, G17372DH-90, G17372DS-75, G17372DS-90, G17382-75, G17382-90, G17402-75, G17402-90, G17402-95, G17402H-75, G17402H-90, G17402S-75, G17402S-90, G17452-75, G17452H-90, G17452S-90, G17482-90, G17802-75, GB7222-70, GB7262-75, GB7262H-90, GB7262D-120, GB7262DH-120, GB7302-75, GB7302-100, GB7312-75, GB7312-100, GB7312D-90, GB731J-75, GB7322-100, GB7322H-100, GB7322D-90, GB7322DH-90, GB7352H-75, GB7362-70, GB7362-75, GB7362H-75, GB7362H-90, GB7363H-75, GB7372-75, GB7372-90, GB7372-100, GB7372H-75, GB7372H-100, GB7382-75, GB7382-90, GB7382-100, GB7382H-75, GB7402-75, GB7402-90, GB7402-95, GB7402P-150, GB7402H-75, GB7402H-90, GB7432H-150, GB7452-75, GB7452-100, GB7452H-75, GB7452H-90, GB7452H-100, GB7452HP-150, GB7452DH-100, GB7482-75, GB7482-90, GB7482P-150, GB7502-75, GB7502P-150, GB7802-75, GB7904-90, GB7902-90, GB7903-90, GB7905-90, GB7900-90, GB7906-90, GB790J-90, GC7362-75, GC7362H-75, GC7372-90, GC7382H-75, GC7402-75, GC7402-90, GC7402D-90, GC7452-75, GC7452H-75, GC7482-75, GC7482-90, GC7482P-150, GC7482HP-150, GC7502-75, GC7542H-75, GD7904-90, GD7902-90, GD7903-90, GD7905-90, GD7900-90, GD7906-90, GD790J-90, G27172D-75×15, G27172D-75×20, G27172DH-75×15, G27172DH-75×20, G27172DH-90, G27172DH-100, G27222-70, G27222-75, G27262-75, G27262-100, G27262H-45, G27262H-75, G27262H-90, G27262D-75, G27262D-90, G27262D-120, G27262DH-75, G27262DH-90, G27262DH-120, G27263H-75, G27272-75, G27302-75, G27302H-75, G27302S-75, G27312-75, G27312-90, G27312D-90, G27322-90, G27322H-90, G27322D-90, G27322DH-90, G27362-70, G27362-75, G27362-90, G27372-75, G27372-90, G27372H-90, G27382-75, G27382-90, G27402-75, G27402-90, G27402H-75, G27402D-90, G27402DH-90, G27402DS-90, G27452-75, G37162D-90, G37162DH-90, G37163H-75, G37172-45, G37172-75, G37172D-75×15, G37172D-75×20, G37172DH-75×15, G37172DH-75×20, G37172DH-90, G37173-75, G37182-75, G37182H-75, G37183-75, G37183H-75, G37183D-75, G37183D-90, G37183DH-75, G37183DH-90, G37192-25, G37192-45, G37193-25, G37193-45, G37193-75, G37202-75, G37202-90, G37202H-75, G37202H-90, G37222-70, G37222-75, G37222H-75, G37222D-90, G37222DH-90, G37223-70, G37242-75, G37242H-75, G37242S-75, G37252-75, G37262-75, G37262-90, G37262H-75, G37262H-90, G37262S-75, G37262S-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114218

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 24

G37262D-120, G37262DH-90, G37262DH-120, G37262DS-90, G37262DS-120, G37263-75, G37263H-75, G37263S-75, G37263D-75, G37263D-90, G37263DH-75, G37263DH-90, G37263DS-75, G37263DS-90, G37272-75, G37302-90, G37302H-90, G37302S-90, G37322D-90, G37322DH-90, G37322DS-90, G37362-90, G37372-90, G37402D-90, G37402DS-90, G47123D-75, G47132DH-75, G47133-75, G47162-90, G47162H-90, G47162D-90, G47162DH-90, G47163H-75, G47172-75, G47172H-75, G47172AD-90, G47172DH-70, G47172DH-90, G47173-70, G47173-75, G47175-75, G47182-75, G47182H-75, G47182D-90, G47182DH-90, G47183-75, G47183H-75, G47183D-75, G47183D-90, G47183DH-75, G47183DH-90, G47183DS-75, G47183DS-90, G47192-25, G47192-45, G47193-25, G47193-45, G47193-75, G47202-25, G47202-90, G47202H-90, G47202D-90, G47202DH-70, G47202DH-90, G47202DS-70, G47202DS-90, G47222-70, G47222-75, G47222H-45, G47222H-75, G47222S-75, G47222D-90, G47222AD-90, G47222DH-90, G47222DS-90, G47223-70, G47262-70, G47262-75, G47262H-75, G47262D-90, G47262D-120, G47262DS-90, G47262DS-120, G47263-75, G47263S-75, G47263D-75, G47263D-120, G57093D-60, G57093DH-60, G57112D-60, G57112DH-60, G57113DH-60, G57123-75, G57123H-75, G57123D-75, G57123D-90, G57123DH-75, G57123DH-90, G57132D-60, G57132D-75, G57132DH-60, G57132DH-70, G57132DH-75, G57133-75, G57133DH-75, G57162-75, G57162D-90, G57162DH-90, G57163D-75, G57163DH-75, G57172-70, G57172-75, G57172H-75, G57172DH-70, G57172DH-75, G57172DH-90, G57173-70, G57173-75, G57173D-75, G57173DH-75, G57173DH-90, G57182-75, G57182H-75, G57182D-90, G57182DH-90, G57183-75, G57183H-75, G57183D-75, G57183D-90, G57183DH-75, G57183DH-90, G57192H-45, G57193-75, G57202-90, G57202H-90, G67083H-45, G67083S-45, G67093D-75, G67093DH-60, G67093DH-75, G67093DS-60, G67093DS-75, G67103-75, G67103H-75, G67103S-75, G67103D-60, G67103D-75, G67103DH-60, G67103DH-75, G67103DS-60, G67103DS-75, G67105-30, G67113-60, G67113H-60, G67113S-60, G67113DH-60, G67113DS-60, G67122-75, G67122H-75, G67122S-75, G67123-75, G67123H-75, G67123S-75, G67123D-75, G67123DH-75, G67123DS-75, G67132H-75, G67132S-75, G67132DH-60, G67132DS-60, G67133-75, G67133D-60, G67133DH-60, G67133DH-75, G67133DS-60, G67133DS-75, G67162D-60, G67162DH-60, G67162DS-60, G67172H-45, G67172S-45, G77083DH-60, G77083DS-60, G77093DH-60, G77093DS-60, G77102-75, G77102H-75, G77102S-75, G77103-75, G77103H-75, G77103S-75, G77103D-60, G77103D-75, G77103DH-60, G77103DH-75, G77103DS-60, G77103DS-75, G77113D-60, G77113DH-60, G77113DS-60, G77133D-60, G77133DH-60, G77133DS-60, G87033-30, G87033H-30, G87063D-60, G87083D-60, G87093D-60, G3F193-45, G5F123-45, G5F163-45, G5F193-45, G6F113-45, G6F123-45, G6F133-45;

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0114219

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 25

исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G18402-75, G18402H-75, G18402S-75, GB8904-90, GB8902-90, GB8903-90, GB8905-90, GB8900-90, GB8906-90, GB890J-90, GC8903-90, GD8904-90, GD8902-90, GD8903-90, GD8905-90, GD8900-90, GD8906-90, GD890J-90, GG8063-10, G28243-45, G28243-70, G38163-45, G38163-70, G38193-45, G38193-70, G38243-45, G38243-70, G48074-45, G48084D-45, G48113D-45, G48133-45, G48163-45, G48163-70, G48193-45, G48193-70, G58063D-75, G58063DH-75, G58084-45, G58084D-20, G58084D-30, G58084D-45, G58084DII-30, G58082D-45, G58113-45, G58113D-45, G58133-45, G58133-75, G58163-45, G58163-70, G58193-45, G58193-70, G68064D-45, G68063-75, G68063D-30, G68063D-45, G68063DH-75, G68063DS-75, G68074-30, G68074-45, G68073-45, G68073D-45, G68084-30, G68084-45, G68084D-20, G68084D-30, G68084D-45, G68084DH-30, G68084DS-30, G68082D-20, G68082D-45, G68083-45, G68113-45, G68113D-45, G68133-45, G78063D-30, G78063D-38, G78063D-45, G78060D-30, G78060DII-30, G78060DS-30, G78072D-45, G78073-30, G78073D-45, G78083D-30, G78133-75, G88062D-30, G88063-15, G88063-20, G88063-30, G88063-75, G88063D-30, G88063D-38, G88063D-45, G88072D-30, G88073-30, G88073D-45.

1.3. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA (полигликолид) фиолетовый мононить с покрытием - не более 20 шт.: с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- пяти в отрезках одной длины от 10 см до 75 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G91053-13, G91053D-45, G91063D-45, G91082H-75, G91083H-30, G91083D-30, G91103-30, GA1034-30, GA1034H-30, GA1032-30, GA1032H-30, GA1033-30, GA1035-30, GA1035H-30, GA1030-30, GA1030H-30, GA1036-30, GA103J-30, GA103JH-30, GA1043-10, GA1043II-10, GA1043D-13, GA1043D-15, GA1043D-45, GA1043DII-13, GA1043D-30, GA1043DH-45, GA1053-13, GA1053-15, GA1053H-13, GA1053H-15, GA1053D-30, GA1063-15, GA1063H-15, GA1073DH-75, GA1083D-45, GA1160D-23, GA2034-30, GA2034H-30, GA2032-30, GA2032H-30, GA2033-30, GA2035-30, GA2035H-30, GA2030-30, GA2030H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114220

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 26

30, GA2036-30, GA203J-30, GA203JH-30, GA9034-30, GA9034H-30, GA9032-30, GA9032H-30, GA9033-30, GA9033H-30, GA9035-30, GA9035H-30, GA9030-30, GA9030H-30, GA9036-30, GA903J-30, GA903JH-30;

- нити в отрезках одной длины от 20 см до 30 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратнo-режущая, обратнo-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: GA3034-30, GA3034H-30, GA3032-30, GA3032H-30, GA3033-30, GA3035-30, GA3035H-30, GA3030-30, GA3030H-30, GA3036-30, GA303J-30, GA303JH-30, GA4034-30, GA4034H-30, GA4032-30, GA4032H-30, GA4033-30, GA4035-30, GA4035H-30, GA4030-30, GA4030H-30, GA4036-30, GA403J-30, GA403JH-30, GA5034-30, GA5034H-30, GA5032-30, GA5032H-30, GA5033-30, GA5035-30, GA5035H-30, GA5030-30, GA5030H-30, GA5036-30, GA503J-30, GA503JH-30, GA6034-30, GA6034H-30, GA6032-30, GA6032H-30, GA6033-30, GA6035-30, GA6035H-30, GA6030-30, GA6030H-30, GA6036-30, GA603J-30, GA603JH-30, GA7034-30, GA7034H-30, GA7032-30, GA7032H-30, GA7033-30, GA7035-30, GA7035H-30, GA7030-30, GA7030H-30, GA7036-30, GA703J-30, GA703JH-30, GA7134-20;

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 75 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: G98063-10, G98063-15, G98063-20, G98063-23, G98063D-30, GA8034-30, GA8034H-30, GA8032-30, GA8032H-30, GA8033-30, GA8033H-30, GA8035-30, GA8035H-30, GA8030-30, GA8030H-30, GA8036-30, GA803J-30, GA803JH-30, GA8053D-30, GA8053DH-30, GA8063-15, GA8063-20, GA8063-23, GA8063-30, GA8063D-30, GA8063D-75, GA8083D-45, GA8160D-23, GA8160DH-23.

1.4. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA (полигликолид) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием; нити в отрезках одной длины от 45 см до 250 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: G1U-45, G1U-90, G1U-150, GBU-45, GBU-150, GCU-45×6, GCU-45, G2U-45, G2U-75, G2U-150, G2U-250, G3U-45, G3U-150, G3U-250, G4U-45×18, G4U-150.

1.5. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114221

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 27

WEGO PGA (полигликолид) фиолетовый многофиламентный плетеный с покрытием; нити в отрезках одной длины от 10 см до 390 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: G1-45×6, G1-45×3, G1-45×12, G1-45×2, G1-45, G1-45×10, G1-50×6, G1-60×10, G1-60×5, G1-60, G1-60×13, G1-60×12, G1-70×5, G1-70×2, G1-75×10, G1-75, G1-75×2, G1-90, G1-140, G1-150, G1-180, G1-250, GB-10×6, GB-45×6, GB-45×3, GB-45×12, GB-45×2, GB-45, GB-50×6, GB-50×10, GB-60×10, GB-60, GB-70×2, GB-70×5, GB-75×3, GB-75, GB-75×5, GB-75×10, GB-75×2, GB-75×6, GB-90, GB-140, GB-150, GB-180, GB-250, GC-45×3, GC-45×12, GC-45×2, GC-45, GC-45×6, GC-60×6, GC-60×10, GC-70×2, GC-70×5, GC-75×6, GC-75×3, GC-75×10, GC-75, GC-140, GC-150, GC-180, GC-200, GC-220, GC-250, GC-280, GC-300, GC-320, GD-45×6, GD-70×2, GD-200, GD-220, GD-250, GD-280, GD-300, GD-320, GD-350, GD-390, G2-45×6, G2-45×3, G2-45×12, G2-45×2, G2-45, G2-50×6, G2-50×10, G2-60×6, G2-60×10, G2-60, G2-60×13, G2-60×12, G2-70×2, G2-70×5, G2-70×6, G2-75×10, G2-75, G2-75×12, G2-75×2, G2-75×5, G2-75×6, G2-140, G2-150, G2-180, G2-250, G3-45×6, G3-45×3, G3-45, G3-45×2, G3-45×12, G3-50×6, G3-50×10, G3-60×6, G3-60×5, G3-60×10, G3-60, G3-60×13, G3-70×5, G3-70×2, G3-75×10, G3-75, G3-75×12, G3-75×6, G3-140, G3-150, G3-180, G3-250, G4-45×6, G4-45×3, G4-45, G4-45×2, G4-45×12, G4-45×10, G4-70×2, G4-70×5, G4-75, G4-140, G4-150, G4-180, G4-250, G5-15×20, G5-25×4, G5-150, G6-30×20, G7-25×30, G8-15×40.

1.6. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA (полигликолид) фиолетовый монопить с покрытием; нити в отрезках одной длины от 5 см до 15 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: G9-5×50, GA-5×50, GA-15×40.

2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA Rapid (полигликолид) с иглами атравматическими и без игл - 12 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке, варианты исполнения:

2.1. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA Rapid (полигликолид) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 13 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: K11222-70, K11222H-70, K11262-75, K11262H-75, K11262H-90, K11262S-75, K11262S-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114222


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 28

K11262DH-90, K11262DS-90, K11272-45, K11272-75, K11302-70, K11302-75, K11302H-75, K11302H-90, K11302S-75, K11302S-90, K11302D-90, K11302DH-75, K11302DH-90, K11302DS-75, K11302DS-90, K11312H-100, K1131J-100, K11322-100, K11322H-100, K11322S-100, K11352H-75, K11352S-75, K11362-50, K11362-75, K11362H-45, K11362H-50, K11362H-75, K11362H-90, K11362S-45, K11362S-50, K11362S-75, K11362S-90, K11365-90, K11372-45, K11372-75, K11372-90, K11372H-75, K11372S-75, K11402-60, K11402-75, K11402-90, K11402H-60, K11402H-70, K11402H-75, K11402H-90, K11402S-60, K11402S-75, K11402S-90, K11402S-100, K11402DH-90, K11402DH-100, K11402DS-90, K11402DS-100, K11405-90, K11432-90, K11452-75, K11452H-75, K11452S-75, K11482-70, K11482-75, K11482-90, K11482-100, K11482-203, K11482H-75, K11482H-90, K11482H-100, K11482H-203, K11482S-75, K11482S-100, K11482S-203, K11502H-90, K11652P-150, K11652HP-150, K11732-75, KB1262-45, KB1262-90, KB1262H-45, KB1262H-75, KB1272-45, KB1272-75, KB1302-70, KB1302H-75, KB1352-90, KB1352H-75, KB1352H-90, KB1362-75, KB1362H-90, KB1372-75, KB1372-90, KB1372-100, KB1372H-75, KB1372H-100, KB1402-75, KB1402-90, KB1402P-200, KB1402H-70, KB1402H-90, KB1402DH-90, KB1405-90, KB1405-100, KB1405H-90, KB1405H-100, KB1452-75, KB1452H-75, KB1482-45, KB1482-70, KB1482-75, KB1482-90, KB1482H-45, KB1482H-75, KB1482H-90, KB1502-75, KB1502H-75, KB1502H-90, KB1652-75, KB1652-100, KB1652-150, KB1652P-240, KB1652H-75, KB1652H-100, KB1652H-150, KB1732-75, KB1904-90, KB1902-90, KB1903-90, KB1905-90, KB1900-90, KB190J-90, KC1262-75, KC1262-90, KC1402-70, KC1402H-100, KC1482-75, KC1482-90, KC1482H-100, KC1502-75, KC1652-75, KC1652-150, KC1904-90, KC1903-90, KC1905-90, KC1900-90, KC190J-90, K21172-75, K21172H-75, K21172D-75×15, K21172D-75×20, K21172DH-75×15, K21172DH-75×20, K21172DH-75, K21182D-75, K21182DH-75, K21192-75, K21192H-75, K21193DH-75, K21202-75, K21202H-75, K21202H-90, K21202D-75, K21202DH-75, K21222-70, K21222-75, K21222H-75, K21222D-75×4, K21222D-75×6, K21222D-75×8, K21222D-75×10, K21222D-75×12, K21222D-75×16, K21222D-75×20, K21222D-90×4, K21222D-90×6, K21222D-90×8, K21222D-90×10, K21222D-90×12, K21222D-90×16, K21222D-90×20, K21222DH-75×4, K21222DH-75×6, K21222DH-75×8, K21222DH-75×10, K21222DH-75×12, K21222DH-75×16, K21222DH-75×20, K21222DH-90×4, K21222DH-90×6, K21222DH-90×8, K21222DH-90×10, K21222DH-90×12, K21222DH-90×16, K21222DH-90×20, K21262-70, K21262-75, K21262H-90, K21262DH-70, K21262DH-75, K21262DH-90, K21263H-75, K21263DH-75, K21272-45, K21272-75, K21275-75, K21275D-75, K21302-70, K21302-75, K21302-90, K21302H-70, K21302H-75, K21302H-90, K21302DH-90, K21302DH-100, K21322-75, K21322-100, K21322H-75, K21322H-100, K21322D-90, K21322DH-90, K21342-75, K21352-75, K21352H-75, K21352S-75, K21362-70, K21362-75, K21362-90, K21362H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114223


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 29

70, K21362H-75, K21362H-90, K21362S-70, K21362S-75, K21362S-90, K21372-45, K21372-75, K21372-90, K21372H-75, K21372H-90, K21372S-75, K21372S-90, K21372DH-90, K21372DS-90, K21402-75, K21402-90, K21402H-75, K21402H-100, K21402S-75, K21402S-100, K21405-90, K21482-70, K21482-72, K21482-75, K21482H-90, K21700-75, K21700H-75, K21700S-75, K21700DH-75, K21700DS-75, K21732-75, K21732-90, K31133DH-75, K31162H-75, K31162DH-90, K31172-70, K31172-75, K31172-90, K31172H-75, K31172H-90, K31172D-75×15, K31172D-75×20, K31172DH-75×15, K31172DH-75×20, K31172DII-75, K31172DH-90, K31182-75, K31182DH-75, K31182DH-90, K31183DH-75, K31192-75, K31192H-75, K31202H-70, K31202H-75, K31202H-90, K31202D-75, K31202DH-75, K31202DH-90, K3120J-45, K3120JH-45, K31222-45, K31222-70, K31222-75, K31222H-75, K31222D-45, K31222AD-90, K31222DH-45, K31222DH-75, K31222DH-90, K31222DH-100, K31223D-75, K31223DH-75, K31252-75, K31252AD-90, K31262-45, K31262-70, K31262-75, K31262H-70, K31262H-75, K31262H-90, K31262S-70, K31262S-75, K31262S-90, K31262D-70, K31262D-75×4, K31262D-75×6, K31262D-75×8, K31262D-75×10, K31262D-75×12, K31262D-75×16, K31262D-75×20, K31262DH-70, K31262DH-75×4, K31262DH-75×6, K31262DH-75×8, K31262DH-75×10, K31262DH-75×12, K31262DH-75×16, K31262DH-75×20, K31262DII-75, K31262DH-90, K31262DH-120, K31262DS-70, K31262DS-75×4, K31262DS-75×6, K31262DS-75×8, K31262DS-75×10, K31262DS-75×12, K31262DS-75×16, K31262DS-75×20, K31262DS-75, K31262DS-90, K31262DS-120, K31263D-90, K31263DH-75, K31263DH-90, K31263DS-75, K31263DS-90, K31275-75, K31275D-75, K31302-70, K31302-75, K31302H-75, K31302H-90, K31302S-75, K31302S-90, K31302D-75, K31302DH-75, K31302DH-90, K31302DII-100, K31302DS-75, K31302DS-90, K31302DS-100, K31312D-90, K31312D-120, K31322D-120, K31322DH-90, K31322DH-120, K31322DS-90, K31322DS-120, K31362H-75, K31362H-90, K31362S-75, K31362S-90, K31372-75, K31372-90, K31372H-75, K31372S-75, K31372DS-90, K31402-90, K41093H-75, K41103D-75, K41103DH-75, K41132H-75, K41132D-75, K41132D-90, K41132DH-75, K41132DH-90, K41133-75, K41133H-75, K41133DH-75, K41162-75, K41163-75, K41172-70, K41172-75, K41172H-75, K41172H-90, K41172S-75, K41172S-90, K41172D-70, K41172DH-70, K41172DH-75, K41172DH-90, K41173H-75, K41173S-75, K41173DH-75, K41173DH-90, K41173DS-75, K41173DS-90, K41182-75, K41182H-75, K41182H-90, K41182S-75, K41182S-90, K41182DH-75, K41182DH-90, K41182DS-75, K41182DS-90, K41183H-75, K41183D-75, K41183D-90, K41183DH-75, K41183DH-90, K41192-75, K41192-90, K41192H-75, K41192H-90, K41193DH-90, K41190H-45, K41202-45, K41202-70, K41202H-45, K41202H-70, K41202H-75, K41202H-90, K41202AD-90, K41202DH-75, K41202DH-90, K41202DH-100, K41222-70, K41222-75, K41222H-75, K41222D-75, K41222DH-75, K41222DH-90, K41242-75, K41242H-75, K41242S-75, K41262-70, K41262-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 А.В. Самойлова

0114224


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 30

75, K41262H-75, K41262H-90, K41262S-75, K41262S-90, K41262D-70, K41262D-90×4, K41262D-90×6, K41262D-90×8, K41262D-90×10, K41262D-90×12, K41262D-90×16, K41262D-90×20, K41262D-120, K41262DH-70, K41262DH-90, K41262DS-75, K41262DS-90×4, K41262DS-90×6, K41262DS-90×8, K41262DS-90×10, K41262DS-90×12, K41262DS-90×16, K41262DS-90×20, K41262DS-90, K41262DS-120, K41263S-75, K41263D-90, K41263DS-90, K41272-75, K51082DH-60, K51092DH-75, K51102D-60, K51102DH-60, K51122H-75, K51122DH-75, K51123-75, K51123H-75, K51123DH-60, K51123DH-75, K51132-45, K51132-60, K51132-75, K51132H-45, K51132H-75, K51132H-90, K51132DH-60, K51132DH-75, K51132DH-90, K51133H-75, K51133H-90, K51133DH-60, K51133DH-75, K51133DH-90, K51152-90, K51162-60, K51162-75, K51162-90, K51162H-60, K51162H-75, K51162H-90, K51162D-45, K51162AD-90, K51162DH-45, K51162DH-60, K51162DH-75, K51162DH-90, K51163-70, K51163H-70, K51163H-75, K51172-70, K51172-75, K51172H-75, K51172H-90, K51172AD-90, K51172DH-75, K51172DH-90, K51172DH-100, K51173H-75, K51173D-90, K51173DH-75, K51173DH-90, K51182H-75, K51182DH-90, K51183H-75, K51183D-75, K51183DH-75, K51183DH-90, K51192H-75, K51202DH-75, K51222D-75, K51222DH-75, K51222DH-90, K51252-75, K51262-75, K51262H-75, K51262D-75, K51262D-90, K51262DH-75, K51262DH-90, K51262DS-75, K51262DS-90, K51263H-75, K51263S-75, K51282D-75, K51302H-75, K51302DH-75, K51302DS-75, K61034-30, K61032-30, K61035-30, K61030-30, K6103J-30, K61062D-45, K61062DH-45, K61062DS-45, K61082D-60, K61083-60, K61083H-60, K61083S-60, K61083DH-60, K61083DH-75, K61083DS-60, K61083DS-75, K61092D-60, K61092DH-60, K61092DS-60, K61093H-60, K61093S-60, K61093D-45, K61093D-60×4, K61093AD-60, K61093DH-45, K61093DH-60×4, K61093DH-60, K61093DH-75, K61093DS-45, K61093DS-60×4, K61093DS-60, K61093DS-75, K61102-75, K61102H-60, K61102H-75, K61102S-60, K61102S-75, K61102DH-45, K61102DH-60, K61102DH-75, K61102DS-45, K61102DS-60, K61102DS-75, K61103H-75, K61103S-75, K61103DH-60, K61103DH-75, K61103DS-60, K61103DS-75, K61113DH-60, K61113DH-75, K61113DS-60, K61113DS-75, K61122-75, K61122H-75, K61122S-75, K61123-75, K61123H-75, K61123S-75, K61123DH-60, K61123DH-75, K61123DS-60, K61123DS-75, K61132-45, K61132-90, K61132H-60, K61132H-75, K61132H-90, K61132S-60, K61132S-75, K61132S-90, K61132DH-60, K61132DH-75, K61132DH-90, K61132DS-60, K61132DS-75, K61132DS-90, K61133-70, K61133H-45, K61133H-70, K61133H-75, K61133S-45, K61133S-70, K61133S-75, K61133AD-75, K61133DH-60, K61133DH-75, K61133DS-60, K61133DS-75, K61162H-75, K61162S-75, K61163H-75, K61163S-75, K61172-75, K61172DH-90, K61172DS-90, K61173DH-75, K61173DS-75, K61183DH-75, K61183DS-75, K71062-30, K71062H-30, K71082DH-75, K71082DS-75, K71083H-60, K71083H-90, K71083S-60, K71083S-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114225

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 31

K71083DH-45, K71083DH-60, K71083DH-75, K71083DH-90, K71083DS-45, K71083DS-60, K71083DS-75, K71083DS-90, K71092DH-75, K71092DS-75, K71093H-60, K71093H-75, K71093S-60, K71093S-75, K71093D-60×4, K71093AD-60, K71093DH-60×4, K71093DH-60, K71093DH-75, K71093DH-90, K71093DS-60×4, K71093DS-60, K71093DS-75, K71093DS-90, K71102DH-60, K71102DH-75, K71102DS-60, K71102DS-75, K71103H-60, K71103H-75, K71103S-60, K71103S-75, K71103D-60, K71103DH-60, K71103DH-75, K71103DS-60, K71103DS-75, K71113H-75, K71113S-75, K71123D-60, K71123DH-60, K71123DS-60, K71132H-60, K71132H-75, K71132H-90, K71132S-60, K71132S-75, K71132S-90, K71133H-75, K71133H-90, K71133S-75, K71133S-90, K71133DH-60, K71133DH-75, K71133DS-60, K71133DS-75, K81033-30, K81033H-30, K81062D-45, K81063-13, K81063S-13, K81063S-60, K81063D-45, K81063D-60, K81063DS-45, K81063DS-60, K81073-45, K81083S-15, K81083S-30, K81083S-60, K81083DS-45, K81083DS-60, K81083DS-75, K81083DS-90, K81093S-60, K81103-30, K81103S-30, K81103DS-75, K81113S-60, K81113DS-60, K81132S-75, K81133S-75, K12262-75, K12262H-75, K12402-90, K12402H-90, K12402S-90, KB2262-75, KB2262H-75, KB2402-100, KB2402H-100, KB2452-100, KB2452H-100, KB2904-90, KB2902-90, KB2903-90, KB2905-90, KB2900-90, KB290J-90, KC2252-75, KC2904-90, KC2905-90, KC2900-90, KC290J-90, K22262-75, K22262H-75, K22622-75, K62034-30, K62032-30, K62035-30, K62030-30, K6203J-30, K82033-30, K82033H-30, K19402-75, K19402H-75, K19402S-75, KB9904-90, KB9902-90, KB9903-90, KB9905-90, KB9900-90, KB990J-90, KC9904-90, KC9902-90, KC9903-90, KC9905-90, KC9900-90, KC990J-90, K69034-30, K69032-30, K69033-30, K69035-30, K69030-30, K6903J-30;

- нити в отрезках одной длины от 30 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: K13202-75, K13202H-75, K13222-75, K13222H-75, K13243-45, K13243H-45, K13243H-75, K13262-75, K13262H-75, K13263-75, K13263H-75, K13303-30, K13303-45, K13303-75, K13303-90, K13303H-30, K13303H-45, K13303H-75, K13313-100, K13323-100, K13323H-100, K13362-75, K13362-90, K13362H-75, K13362S-75, K13363H-70, K13363H-75, K13363S-70, K13363S-75, K13372-75, K13372-90, K13372-100, K13372H-70, K13372H-75, K13372H-100, K13372S-70, K13372S-75, K13372S-100, K13373H-75, K13373S-75, K13402H-90, K13402H-100, K13402S-90, K13402S-100, K13403H-75, K13403H-90, K13403H-100, K13403S-75, K13403S-90, K13403S-100, K13453-75, K13453H-75, K13453S-75, K13482-90, K13502-75, K13502H-75, K13502S-75, K13503H-45, K13503H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114226

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 32

100. K13503S-45, K13503S-100, K13510-70, K13522-75, K13700-90, K13700H-90, K13750-100, K13750H-100, K13903-100, K13903S-100, KB3222H-70, KB3262-100, KB3262H-75, KB3262H-100, KB3263H-75, KB326J-75, KB326JH-75, KB3302-100, KB3303H-75, KB3313-100, KB3323-100, KB3323H-100, KB3353-75, KB3353H-75, KB3363H-75, KB3372-75, KB3372-90, KB3372H-75, KB3373H-75, KB3382-75, KB3402-90, KB3402H-75, KB3402H-100, KB3403H-70, KB3403H-75, KB3453-90, KB3453H-75, KB3453H-90, KB3482-75, KB3482-90, KB3482-100, KB3482H-75, KB3482H-90, KB3482H-100, KB3485-90, KB3485H-90, KB3502-100, KB3502H-100, KB3503-45, KB3503H-45, KB3503H-100, KB3750H-100, KB3904-90, KB3902-90, KB3903-90, KB3903-100, KB3905-90, KB3900-90, KB390J-90, KC3372-75, KC3443-75, KC3503-45, KC3904-90, KC3902-90, KC3905-90, KC3900-90, KC390J-90, K23030-120, K23193-70, K23193-75, K23193H-45, K23193H-75, K23242H-75, K23243-45, K23243-70, K23243-75, K23243H-45, K23243H-75, K23262-75, K23262H-60, K23262H-70, K23262H-75, K23263-45, K23263-75, K23263H-45, K23263H-75, K23302-75, K23302H-75, K23302S-75, K23303-30, K23303-75, K23303-90, K23303-100, K23303H-30, K23303H-45, K23303H-70, K23303H-75, K23303H-100, K23303S-30, K23303S-45, K23303S-70, K23303S-75, K23303S-100, K23323-60, K23323H-60, K23323S-60, K23350H-75, K23363-90, K23372-75, K23372-90, K23372-150, K23373-75, K23373-90, K23373H-75, K23373H-90, K23373S-75, K23373S-90, K23393-75, K23403H-75, K23403H-90, K23403S-75, K23403S-90, K23453-75, K23453H-75, K23453H-100, K23453S-75, K23453S-100, K23500H-100, K23500S-100, K23510-70, K23550-90, K23550H-90, K23550S-90, K23600-75, K23600-100, K23600H-70, K23600H-75, K23600H-90, K23600H-100, K23600S-75, K23700D-70, K23700DH-70, K23700DS-70, K23732-150, K23750-100, K23750H-100, K23750S-100, K23903-100, K23903S-100, K33163-45, K33163-60, K33163-70, K33163-75, K33163H-45, K33163H-75, K33183-70, K33192-75, K33192H-75, K33193-45, K33193-70, K33193-75, K33193H-30, K33193H-45, K33193H-75, K33195-75, K33202H-45, K33203-75, K33203H-75, K33223-45, K33223-75, K33223H-75, K33232-45, K33242H-75, K33242S-75, K33243-30, K33243-45, K33243-70, K33243-75, K33243-90, K33243H-30, K33243H-70, K33243H-75, K33243H-90, K33243S-30, K33243S-45, K33243S-70, K33243S-75, K33243S-90, K33252-75, K33262-75, K33262H-70, K33262H-75, K33262S-70, K33262S-75, K33263-70, K33263-75, K33263-90, K33263H-45, K33263H-60, K33263H-75, K33263H-90, K33263S-45, K33263S-60, K33263S-75, K33263S-90, K33263DH-75, K33263DH-90, K33263DS-75, K33263DS-90, K33303-45, K33303-75, K33303-90, K33303H-45, K33303H-75, K33303S-45, K33303S-75, K33363H-75, K33363S-75, K33373-75, K33373H-75, K33373S-75, K33383-75, K33393-75, K33403H-75, K33403H-90, K33403S-75, K33403S-90, K33450H-90, K33450S-90, K33510-70, K33600-75, K33600-100, K33600H-70, K33600H-75, K33600H-100, K33600S-70, K33600S-75, K33600S-100, K33750-100, K33750H-100,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114227

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 33

K33750S-100, K43103H-75, K43123-45, K43123-70, K43123H-45, K43133-45, K43133H-45, K43133H-60, K43153-70, K43162-75, K43162H-70, K43163-45, K43163-70, K43163-75, K43163H-45, K43163H-60, K43163H-70, K43163H-75, K43163D-45, K43163DH-45, K43182-45, K43182-70, K43182H-60, K43182H-70, K43182H-75, K43183H-75, K43192-75, K43192H-45, K43192H-75, K43193-45, K43193-60, K43193-70, K43193-75, K43193-90, K43193H-45, K43193H-60, K43193H-75, K43193H-90, K43193DH-45, K43202-75, K43202H-45, K43202H-75, K43213-75, K43222-75, K43223-45, K43223-75, K43223-90, K43232-45, K43243-45, K43243-70, K43243-75, K43243H-45, K43243H-75, K43243S-45, K43243S-75, K43253-75, K43262-90, K43262H-75, K43262H-90, K43262S-75, K43262S-90, K43263-45, K43263-75, K43263-90, K43263H-45, K43263H-75, K43263H-90, K43263S-45, K43263S-75, K43263S-90, K43303-75, K43303H-75, K43303S-75, K43403H-70, K43450-45, K43510-70, K53103-60, K53103H-60, K53103H-75, K53113H-45, K53123-45, K53123-60, K53123-70, K53123-75, K53123-90, K53123H-45, K53123H-75, K53133-45, K53133H-45, K53133H-60, K53133H-75, K53133DH-45, K53133DH-60, K53133DH-90, K53162H-45, K53162H-75, K53163-45, K53163-70, K53163-75, K53163H-45, K53163H-60, K53163H-70, K53163H-75, K53172H-75, K53182H-45, K53193-30, K53193-45, K53193-75, K53193H-30, K53193H-45, K53193H-60, K53193H-70, K53193H-75, K53203-75, K53203H-75, K53222H-70, K53263H-75, K63034-30, K63032-30, K63035-30, K63030-30, K6303J-30, K63083H-45, K63083S-45, K63093DH-75, K63093DS-75, K63103H-60, K63103S-60, K63113H-45, K63113S-45, K63123-45, K63123H-45, K63123H-60, K63123H-70, K63123S-45, K63123S-60, K63123S-70, K63132H-75, K63132S-75, K63133H-45, K63133H-60, K63133H-75, K63133S-45, K63133S-60, K63133S-75, K63133DH-45, K63133DH-75, K63133DS-45, K63133DS-75, K63162H-70, K63162S-70, K63163H-45, K63163H-60, K63163H-75, K63163S-45, K63163S-60, K63163S-75, K63173S-75, K63193H-45, K63193S-45, K73093H-75, K73093S-75, K73103H-45, K73103H-75, K73103S-45, K73103S-75, K73113H-45, K73113S-45, K73123-45, K73123-75, K73123H-45, K73123H-70, K73123H-75, K73123S-45, K73123S-70, K73123S-75, K73133H-45, K73133H-70, K73133H-75, K73133S-45, K73133S-70, K73133S-75, K73133D-75, K73133DH-75, K73133DS-75, K73183S-75, K83033-30, K83033H-30, K14303-75, K14303H-75, K14403-90, K14403H-90, K14403S-90, K14600H-75, KB4302H-75, KB4353-70, KB4353-75, KB4373-75, KB4373H-75, KB4402H-75, KB4402H-90, KB4452H-75, KB4483-75, KB4502H-75, KB4904-90, KB4902-90, KB4903-50×2, KB4903-90, KB4905-90, KB4900-90, KB490J-90, KC4904-90, KC4902-90, KC4905-90, KC4900-90, KC490J-90, K24262-75, K24262-90, K24262H-75, K24262H-90, K24302H-75, K24303H-75, K24402H-75, K24402S-75, K24403-100, K24403H-100, K24403S-100, K24482-75, K24510-75, K24600-75, K24600H-75, K24600H-85, K24750DH-75, K24903-90, K24903S-90, K34163-75, K34163H-75, K34193H-45, K34193H-80, K34202-45, K34202H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114228

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 34

45, K34212-45, K34222-45, K34222H-45, K34222H-75, K34242H-75, K34242S-75, K34243H-75, K34243S-75, K34263-45, K34263-75, K34263H-45, K34263H-75, K34263S-45, K34263S-75, K34302-90, K34302H-75, K34302H-90, K34303H-75, K34303S-75, K34363-75, K34363H-75, K34363S-75, K34510-75, K34600-75, K34600H-75, K34600S-75, K44132-75, K44132H-75, K44163-45, K44163H-45, K44172-75, K44172H-75, K44192H-75, K44193-70, K44193H-75, K44193H-80, K44263-45, K44263-75, K44263S-45, K44263S-75, K44302-75, K44302S-75, K44600-75, K54123-75, K54123H-75, K54132DH-70, K54162H-90, K54163H-45, K54172DH-70, K64034-30, K64032-30, K64035-30, K64030-30, K6403J-30, K64123-75, K64123H-45, K64123H-75, K64123S-45, K64123S-75, K64163H-45, K64163S-45, K84033-30, K84033H-30, K84083AD-60, K15402-90, K15402H-90, K15402S-90, KB5904-90, KB5902-90, KB5903-90, KB5905-90, KB5900-90, KB590J-90, KC5613-45, KC5904-90, KC5902-90, KC5905-90, KC5900-90, KC590J-90, K65034-30, K65032-30, K65035-30, K65030-30, K6503J-30, K85033-30, K85033H-30, K16363-75, K16373-75, K16373H-75, K16373S-75, K16403-90, K16403H-90, K16403S-90, KB6904-90, KB6902-90, KB6903-90, KB6905-90, KB6900-90, KB690J-90, KC6613-45, KC6904-90, KC6902-90, KC6905-90, KC6900-90, KC690J-90, K26193-75, K26243-45, K26243-75, K26243H-45, K26243H-75, K26262D-75×4, K26262D-75×6, K26262D-75×8, K26262D-75×10, K26262D-75×12, K26262D-75×16, K26262D-75×20, K26262DH-75×4, K26262DH-75×6, K26262DH-75×8, K26262DH-75×10, K26262DH-75×12, K26262DH-75×16, K26262DH-75×20, K26263-75, K26263H-45, K26303H-75, K26363-75, K26403H-70, K36163-45, K36163-75, K36163H-45, K36163H-75, K36193-45, K36193-70, K36193-75, K36193H-45, K36193H-75, K36243-75, K36243H-45, K36243H-75, K36243S-45, K36243S-75, K36263-75, K36263H-45, K36263H-70, K36263S-45, K36263S-70, K36362-75, K46123-75, K46123H-45, K46123H-75, K46133-45, K46133-75, K46133H-45, K46133H-75, K46162-45, K46163-45, K46163-75, K46163H-45, K46163H-75, K46193-45, K46193-70, K46193-75, K46193H-45, K46193H-70, K46193H-75, K46243-45, K46243-75, K46243S-45, K46243S-75, K46263-45, K46263S-45, K56113-45, K56113-75, K56113H-45, K56123H-45, K56123H-75, K56133-45, K56133-75, K56133H-45, K56133H-75, K56162-45, K56162H-45, K56163-45, K56163-75, K56163H-45, K56163H-70, K56163H-75, K56193-45, K56193H-45, K56193H-75, K56243H-75, K56263-45, K56263H-45, K66034-30, K66032-30, K66035-30, K66030-30, K6603J-30, K66083-45, K66083H-45, K66083S-45, K66113-75, K66113H-45, K66113S-45, K66123-45, K66123H-45, K66123H-60, K66123S-45, K66123S-60, K66133-45, K66133-75, K66133H-45, K66133H-75, K66133S-45, K66163-45, K66163-60, K66163-75, K66163H-45, K66163H-60, K66163H-75, K66163S-45, K66163S-60, K66163S-75, K66263-45, K66263S-45, K76113-45, K76113H-45, K76113S-45, K76123-45, K76123H-45, K76123S-45, K76133-45, K76133-75, K76133H-45, K76133H-75, K76133S-45, K76133S-75, K86033-30, K86033H-30, K17262-70, K17262-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114229

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 35

K17262-90, K17262H-70, K17262H-75, K1732J-100, K1732JI-100, K17352H-100, K17352S-100, K17362-90, K17362-100, K17362H-100, K17362S-100, K17372-75, K17372-90, K17372H-75, K17372S-75, K17372D-90, K17372DH-75, K17372DH-90, K17372DS-75, K17372DS-90, K17382-75, K17402-90, K17402H-75, K17402H-90, K17402S-75, K17402S-90, K17452-90, K17452H-90, K17452S-90, KB7262D-120, KB7262DH-120, KB7302H-100, KB7312-100, KB7312D-90, KB7322H-90, KB7322H-100, KB7322DH-90, KB7352H-75, KB7362-90, KB7363H-75, KB7372-90, KB7372H-75, KB7372H-100, KB7382-75, KB7382-100, KB7402-90, KB7402H-75, KB7402H-90, KB7452-90, KB7452-100, KB7452H-90, KB7452H-100, KB7452DH-100, KB7904-90, KB7902-90, KB7903-90, KB7905-90, KB7900-90, KB790J-90, KC7904-90, KC7903-90, KC7905-90, KC7900-90, KC790J-90, K27172D-75×15, K27172D-75×20, K27172DH-75×15, K27172DH-75×20, K27172DH-90, K27172DH-100, K27262-90, K27262H-45, K27262H-75, K27262H-90, K27262D-75, K27262D-90, K27262D-120, K27262DH-75, K27262DH-90, K27262DH-120, K27263H-75, K27302H-75, K27302S-75, K27312-90, K27312D-90, K27322-90, K27322H-90, K27322D-90, K27322DH-90, K27352-75, K27352-90, K27362-90, K27372-75, K27372-90, K27372-120, K27402-90, K27402D-90, K27402DH-90, K27402DS-90, K27452-90, K37162D-90, K37162DH-90, K37163H-75, K37165-75, K37172D-75×15, K37172D-75×20, K37172DH-75×15, K37172DH-75×20, K37172DH-90, K37182-75, K37182H-75, K37183-75, K37183H-75, K37183D-75, K37183D-90, K37183DH-75, K37183DH-90, K37193-75, K37202-75, K37202-90, K37202H-75, K37202H-90, K37222-75, K37222H-75, K37222D-90, K37222DH-90, K37242H-75, K37242S-75, K37262-75, K37262-90, K37262H-75, K37262H-90, K37262S-75, K37262S-90, K37262D-120, K37262DH-90, K37262DH-120, K37262DS-90, K37262DS-120, K37263-75, K37263H-75, K37263S-75, K37263D-75, K37263D-90, K37263DH-75, K37263DH-90, K37263DS-75, K37263DS-90, K37302-90, K37302H-90, K37302S-90, K37322D-90, K37322DH-90, K37322DS-90, K37402D-90, K37402DS-90, K47123D-75, K47132DH-75, K47162-90, K47162H-90, K47162D-90, K47162DH-90, K47163H-75, K47165-75, K47172H-75, K47172AD-90, K47172DH-70, K47172DH-90, K47173-75, K47182-75, K47182H-75, K47182D-90, K47182DH-90, K47183-75, K47183H-75, K47183H-90, K47183DH-75, K47183DH-90, K47183DS-75, K47183DS-90, K47193-75, K47202-90, K47202H-90, K47202D-90, K47202DH-70, K47202DH-90, K47202DS-70, K47202DS-90, K47222-75, K47222H-45, K47222H-75, K47222S-75, K47222D-90, K47222AD-90, K47222DH-90, K47222DS-90, K47262H-75, K47262D-90, K47262D-120, K47262DS-90, K47262DS-120, K47263-75, K47263S-75, K47263D-75, K47263D-120, K57093D-60, K57093DH-60, K57112D-60, K57112DH-60, K57113DH-60, K57123-75, K57123H-75, K57123D-75, K57123D-90, K57123DH-75, K57123DH-90, K57132D-60, K57132D-75, K57132DH-60, K57132DH-70, K57132DH-75, K57133DH-75, K57162D-90, K57162DH-90.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114230

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 36

K57163D-75, K57163DH-75, K57172-75, K57172H-75, K57172DH-70, K57172DH-75, K57172DH-90, K57173D-75, K57173DH-75, K57173DH-90, K57182-75, K57182H-75, K57182D-90, K57182DH-90, K57183-75, K57183H-75, K57183DH-75, K57183DH-90, K57192H-45, K57202-90, K57202H-90, K67034-30, K67032-30, K67035-30, K67030-30, K6703J-30, K67083H-45, K67083S-45, K67093D-75, K67093DH-60, K67093DH-75, K67093DS-60, K67093DS-75, K67103-75, K67103H-75, K67103S-75, K67103D-60, K67103D-75, K67103DH-60, K67103DH-75, K67103DS-60, K67103DS-75, K67113-60, K67113H-60, K67113S-60, K67113DH-60, K67113DS-60, K67122-75, K67122H-75, K67122S-75, K67123-45, K67123-75, K67123H-75, K67123S-75, K67123D-75, K67123DH-75, K67123DS-75, K67132H-75, K67132S-75, K67132DH-60, K67132DS-60, K67133D-60, K67133DH-60, K67133DH-75, K67133DS-60, K67133DS-75, K67162D-60, K67162DH-60, K67162DS-60, K67172H-45, K67172S-45, K77083DH-60, K77083DS-60, K77093DH-60, K77093DS-60, K77102-75, K77102H-75, K77102S-75, K77103-75, K77103H-75, K77103S-75, K77103D-60, K77103D-75, K77103DH-60, K77103DH-75, K77103DS-60, K77103DS-75, K77113D-60, K77113DH-60, K77113DS-60, K77133D-60, K77133DH-60, K77133DS-60, K87033-30, K87033H-30, K87063D-60, K87083D-60, K87093D-60, K3F193-45, K4F133-45, K4F163-45, K4F193-45, K5F133-45, K5F163-45, K5F193-45, K6F113-45;

- нити в отрезках одной длины от 30 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: K18402-75, K18402H-75, K18402S-75, KB8904-90, KB8902-90, KB8903-90, KB8905-90, KB8900-90, KB890J-90, KC8904-90, KC8902-90, KC8905-90, KC8900-90, KC890J-90, K58063DH-75, K58084D-30, K58084DH-30, K68034-30, K68032-30, K68035-30, K68030-30, K6803J-30, K68063-30, K68063-45, K68063DH-75, K68063DS-75, K68084D-30, K68084DH-30, K68084DS-30, K68104-45, K78063-30, K78063-45, K78060D-30, K78060DH-30, K78060DS-30, K78073D-45, K88063-30, K88063-45, K88063D-30.

2.2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA Rapid (полигликолид) неокрашенный мононить с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 75 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114231

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 37

окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: K91053-13, K91053D-45, K91063D-45, K91082H-75, K91083H-30, K91083DH-30, K91103-30, KA1034-30, KA1034H-30, KA1032-30, KA1032H-30, KA1035-30, KA1035H-30, KA1030-30, KA1030H-30, KA103J-30, KA103JH-30, KA1043-10, KA1043H-10, KA1043D-13, KA1043D-45, KA1043DH-13, KA1043DH-30, KA1043DH-45, KA1053-13, KA1053-15, KA1053H-13, KA1053H-15, KA1063-15, KA1063H-15, KA1073DH-75, KA1083D-45, KA1160P-15, KA1160D-23, KA2034-30, KA2034H-30, KA2032-30, KA2032H-30, KA2035-30, KA2035H-30, KA2030-30, KA2030H-30, KA203J-30, KA203JH-30, KA9034-30, KA9034H-30, KA9032-30, KA9032H-30, KA9033-30, KA9033H-30, KA9035-30, KA9035H-30, KA9030-30, KA9030H-30, KA903J-30, KA903JH-30;

- нити в отрезках одной длины от 20 см до 30 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности.

прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: KA3034-30, KA3034H-30, KA3032-30, KA3032H-30, KA3035-30, KA3035H-30, KA3030-30, KA3030H-30, KA303J-30, KA303JH-30, KA4034-30, KA4034H-30, KA4032-30, KA4032H-30, KA4035-30, KA4035H-30, KA4030-30, KA4030H-30, KA403J-30, KA403JH-30, KA5034-30, KA5034H-30, KA5032-30, KA5032H-30, KA5035-30, KA5035H-30, KA5030-30, KA5030H-30, KA503J-30, KA503JH-30, KA6034-30, KA6034H-30, KA6032-30, KA6032H-30, KA6035-30, KA6035H-30, KA6030-30, KA6030H-30, KA603J-30, KA603JH-30, KA7034-30, KA7034H-30, KA7032-30, KA7032H-30, KA7035-30, KA7035H-30, KA7030-30, KA7030H-30, KA703J-30, KA703JH-30, KA7134-20;

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 45 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: K98063-15, K98063-23, K98063D-30, KA8034-30, KA8034H-30, KA8032-30, KA8032H-30, KA8033-30, KA8033H-30, KA8035-30, KA8035H-30, KA8030-30, KA8030H-30, KA803J-30, KA803JH-30, KA8053D-30, KA8053DH-30, KA8063-15, KA8063-23, KA8063-30, KA8063D-30, KA8083D-45, KA8134P-10, KA8160D-23, KA8160DH-23.

2.3. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA Rapid (полигликолид) неокрашенный многофиламентный плетеный с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114232

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 38

покрытием; нити в отрезках одной длины от 15 см до 280 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: K2-15, K3-15, K1-15, K8-15×40, KB-18, K1-18, K2-25, K5-25×4, K6-25×30, KC-30, KC-32, KC-35, KC-39, K2-45×3, K1-45×3, KB-45×3, KC-45×3, K3-45×3, K1-45×6, K3-45×6, KB-45×6, K2-45×6, KC-45×6, K1-45×10, K4-45×10, K2-45×12, K3-45×12, K1-45×12, KB-45×12, KC-45×12, K2-60, K2-60×12, K1-60×12, K3-60×13, K2-60×13, K1-60×13, KC-70, K4-70×5, K2-70×5, K1-70×5, KB-70×5, K2-70×6, K1-75×2, K2-75×2, KB-75×2, KB-75×5, K2-75×5, KC-75×5, K3-75×5, K2-75×6, K3-75×6, KB-75×10, K2-75×12, K3-75×12, KC-150, KC-180, KC-200, KC-220, KC-250, K4-250, K3-250, K1-250, KB-250, KC-280.

2.4. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGA Rapid (полигликолид) неокрашенный мононить с покрытием; нити в отрезках одной длины 5 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: K9-5×50.

3. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PDO (Полидиоксанон) с иглами атравматическими и без игл - 12 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке, варианты исполнения:

3.1. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PDO (Полидиоксанон) фиолетовый мононить без покрытия - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с крутым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: D1132-70, D11202-75, D11222-70, D11222H-70, D11252-70, D11252-75, D11262-70×4, D11262-70, D11262-75, D11262H-70, D11262H-75, D11262H-90, D11262S-75, D11262S-90, D11262DH-90, D11262DS-90, D11272-45, D11272-75, D11272H-75, D11282-75, D11302-70, D11302-75, D11302H-75, D11302H-90, D11302S-75, D11302S-90, D11302D-90, D11302DH-75, D11302DH-90, D11302DS-75, D11302DS-90, D11312-70, D11312H-100, D1131J-70, D1131J-100, D11322-100, D11322H-100, D11322S-100, D11352H-75, D11352S-75, D11362-50, D11362-65, D11362-70, D11362-75, D11362H-45, D11362H-50, D11362H-70, D11362H-75, D11362H-90, D11362S-45, D11362S-50, D11362S-75, D11362S-90, D11372-45, D11372-70, D11372-75, D11372-90, D11372-150, D11372H-75, D11372H-90, D11372S-75, D11402-45, D11402-60, D11402-70, D11402-75, D11402-90, D11402-100,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114233

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 39

D11402P-150, D11402-150, D11402H-60, D11402H-70, D11402H-75, D11402H-90,
D11402HP-150, D11402S-60, D11402S-75, D11402S-90, D11402S-100, D11402DH-90,
D11402DH-100, D11402DS-90, D11402DS-100, D11432-90, D11452-75, D11452H-75,
D11452HP-150, D11452S-75, D11482P-50, D11482-75, D11482-90, D11482-100, D11482P-
150, D11482-203, D11482H-75, D11482H-90, D11482H-100, D11482HP-150, D11482H-203,
D11482S-75, D11482S-100, D11482S-203, D11502-75, D11502P-150, D11652P-150,
D11652HP-150, D11650D-70, D11650D-75, DB1252-70, DB1252D-75, DB1262-45, DB1262-
70, DB1262-75, DB1262-90, DB1262H-45, DB1262H-70, DB1262H-75, DB1272-45,
DB1272-75, DB1302-70, DB1302-75, DB1302H-75, DB1352-90, DB1352H-75, DB1352H-90,
DB1362-65, DB1362-70, DB1362-75, DB1362H-70, DB1362H-75, DB1362H-90, DB1372-45,
DB1372-70, DB1372-75, DB1372-90, DB1372-100, DB1372H-75, DB1372H-90, DB1372H-
100, DB1373-75, DB1382H-90, DB1402-45, DB1402-70, DB1402P-75, DB1402-75, DB1402-
90, DB1402-100, DB1402P-150, DB1402-150, DB1402P-200, DB1402H-70, DB1402H-75,
DB1402H-90, DB1402HP-150, DB1402DH-90, DB1405-90, DB1405-100, DB1405H-90,
DB1405H-100, DB1432-90, DB1452-75, DB1452H-75, DB1452H-90, DB1452HP-150,
DB1482-45, DB1482P-48, DB1482P-50, DB1482-75, DB1482-90, DB1482P-150, DB1482P-
180, DB1482H-45, DB1482H-75, DB1482H-90, DB1482HP-150, DB1502-75, DB1502P-150,
DB1502H-75, DB1502HP-150, DB1652-75, DB1652-100, DB1652P-150, DB1652-150,
DB1652P-240, DB1652H-75, DB1652H-100, DB1652H-150, DB1652D-240, DB1762-75,
DB1762P-150, DB1904-90, DB1902-90, DB1903-90, DB1905-90, DB1900-90, DB1906-90,
DB190J-90, DC1262-75, DC1262-90, DC1352-75, DC1382-75, DC1382H-90, DC1402-75,
DC1402-90, DC1402H-90, DC1402H-100, DC1452H-90, DC1482-90, DC1482P-150,
DC1482H-90, DC1482H-100, DC1502-75, DC1502-90, DC1502H-90, DC1652-75, DC1652-
130, DC1652-150, DC1904-90, DC1903-90, DC1905-90, DC1900-90, DC1906-90, DC190J-
90, D21132-70, D21172-75, D21172H-75, D21172D-75×15, D21172D-75×20, D21172DH-
75×15, D21172DH-75×20, D21172DH-75, D21182D-75, D21182DH-75, D21192-75,
D21192H-75, D21193DH-75, D21202-70, D21202-75, D21202H-75, D21202H-90, D21202D-
75, D21202DH-75, D21222-70, D21222-75, D21222H-75, D21222D-75×4, D21222D-75×6,
D21222D-75×8, D21222D-75×10, D21222D-75×12, D21222D-75×16, D21222D-75×20,
D21222D-90×4, D21222D-90×6, D21222D-90×8, D21222D-90×10, D21222D-90×12,
D21222D-90×16, D21222D-90×20, D21222DH-75×4, D21222DH-75×6, D21222DH-75×8,
D21222DH-75×10, D21222DH-75×12, D21222DH-75×16, D21222DH-75×20, D21222DH-
90×4, D21222DH-90×6, D21222DH-90×8, D21222DH-90×10, D21222DH-90×12,
D21222DH-90×16, D21222DH-90×20, D21242-90, D21243-75, D21252-75, D21252D-75,
D21262-45, D21262-67, D21262-70×4, D21262-70, D21262-75, D21262H-70, D21262H-75,
D21262H-90, D21262D-70, D21262D-90, D21262DH-70, D21262DH-75, D21262DH-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114234

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 40

D21263H-75, D21263DH-75, D21272-45, D21272-70, D21272-75, D21302-70, D21302-75, D21302-90, D21302H-70, D21302H-75, D21302H-90, D21302DH-90, D21302DH-100, D21312-70, D21312P-150, D21312-150, D2B310-75, D21322-75, D21322-100, D21322H-75, D21322H-100, D21322D-90, D21322DH-90, D21352-75, D21352H-75, D21352S-75, D21362-65, D21362-70, D21362-75, D21362-90, D21362H-70, D21362H-75, D21362H-90, D21362S-70, D21362S-75, D21362S-90, D21365-75, D21365D-70, D2136J-70, D21372-45, D21372-70, D21372-75, D21372-90, D21372H-75, D21372H-90, D21372S-75, D21372S-90, D21372DH-90, D21372DS-90, D21402-70, D21402-75, D21402-90, D21402H-75, D21402H-100, D21402S-75, D21402S-100, D21600-70, D21650D-70, D21650D-75, D21700-75, D21700H-75, D21700S-75, D21700DH-75, D21700DS-75, D31133D-75, D31133DH-75, D31153-70, D31153D-70, D31162H-75, D31162DH-90, D31172-70, D31172-75, D31172-90, D31172H-75, D31172H-90, D31172D-75×15, D31172D-75×20, D31172DH-75×15, D31172DH-75×20, D31172DH-75, D31172DH-90, D31182-75, D31182DH-75, D31182DH-90, D31183D-70, D31183DH-75, D31192-75, D31192H-75, D31202-45, D31202-67, D31202-70, D31202-75, D31202-90, D31202H-70, D31202H-75, D31202H-90, D31202D-75, D31202DH-75, D31202DH-90, D3120J-45, D3120JH-45, D31222-45×4, D31222-60, D31222-70, D31222-75, D31222H-75, D31222S-20, D31222D-45, D31222D-70, D31222AD-90, D31222DH-45, D31222DH-75, D31222DH-90, D31222DH-100, D31223D-75, D31223DH-75, D31242-80, D31243-75, D31252-70, D31252-75, D31252-80, D31252AD-90, D31262-45×4, D31262-45, D31262-60, D31262-70×4, D31262-70, D31262-75, D31262-90, D31262H-70, D31262H-75, D31262H-90, D31262S-70, D31262S-75, D31262S-90, D31262D-70, D31262D-75×4, D31262D-75×6, D31262D-75×8, D31262D-75×10, D31262D-75×12, D31262D-75×16, D31262D-75×20, D31262D-75, D31262D-90, D31262DH-70, D31262DH-75×4, D31262DH-75×6, D31262DH-75×8, D31262DH-75×10, D31262DH-75×12, D31262DH-75×16, D31262DH-75×20, D31262DH-75, D31262DH-90, D31262DH-120, D31262DS-70, D31262DS-75×4, D31262DS-75×6, D31262DS-75×8, D31262DS-75×10, D31262DS-75×12, D31262DS-75×16, D31262DS-75×20, D31262DS-75, D31262DS-90, D31262DS-120, D31263D-90, D31263DH-75, D31263DH-90, D31263DS-75, D31263DS-90, D31265D-70, D31265D-75, D31272-75, D31302-60, D31302-70, D31302-75, D31302-90, D31302H-75, D31302H-90, D31302S-75, D31302S-90, D31302D-75, D31302D-90, D31302DH-75, D31302DH-90, D31302DH-100, D31302DS-75, D31302DS-90, D31302DS-100, D31312-70, D31312D-90, D31312D-120, D31322D-120, D31322DH-90, D31322DH-120, D31322DS-90, D31322DS-120, D31362-65, D31362-75, D31362H-75, D31362H-90, D31362S-75, D31362S-90, D31372-70, D31372-75, D31372H-75, D31372S-75, D31372DS-90, D31402-70, D31550-70, D31600-75, D31650D-70, D41093H-75, D41103D-75, D41103DH-75, D41132-45, D41132-70, D41132-75, D41132H-75, D41132D-75, D41132D-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114235

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 41

90, D41132DH-75, D41132DH-90, D41133-75, D41133H-75, D41133DH-75, D41153-70, D41153D-70, D41162-60, D41162D-90, D41163-75, D41172-70, D41172-75, D41172H-75, D41172H-90, D41172S-75, D41172S-90, D41172D-70, D41172D-90, D41172DH-70, D41172DH-75, D41172DH-90, D41173-70, D41173-75, D41173H-75, D41173S-75, D41173DH-75, D41173DH-90, D41173DS-75, D41173DS-90, D41182-45, D41182-70, D41182-75, D41182H-75, D41182H-90, D41182S-75, D41182S-90, D41182DH-75, D41182DH-90, D41182DS-75, D41182DS-90, D41183-70, D41183H-75, D41183D-70, D41183D-75, D41183D-90, D41183DH-75, D41183DH-90, D41192-90, D41192H-75, D41192H-90, D41192-75, D41193-60, D41193DH-90, D41190-20, D41190H-45, D41190D-45, D41202-45, D41202-67, D41202-70, D41202P-75, D41202-75, D41202-90, D41202H-45, D41202H-70, D41202H-75, D41202H-90, D41202D-75, D41202AD-90, D41202DH-75, D41202DH-90, D41202DH-100, D41222-45×4, D41222-70, D41222-75, D41222H-75, D41222D-70, D41222D-75, D41222DH-75, D41222DH-90, D41242-70, D41242-75, D41242H-75, D41242S-75, D41252-75, D41262-45×4, D41262-45, D41262-70×4, D41262-70, D41262-75, D41262-90, D41262-105, D41262H-75, D41262H-90, D41262S-75, D41262S-90, D41262D-70, D41262D-75, D41262D-90×4, D41262D-90×6, D41262D-90×8, D41262D-90×10, D41262D-90×12, D41262D-90×16, D41262D-90×20, D41262D-90, D41262D-120, D41262DH-70, D41262DH-90, D41262DS-75, D41262DS-90×4, D41262DS-90×6, D41262DS-90×8, D41262DS-90×10, D41262DS-90×12, D41262DS-90×16, D41262DS-90×20, D41262DS-90, D41262DS-120, D41263S-75, D41263D-90, D41263DS-90, D41302-70, D41302-75, D41302-90, D41312-70, D51082DH-60, D51092DH-75, D51102D-60, D51102DH-60, D51122-75, D51122H-75, D51122DH-75, D51123-60, D51123-70, D51123-75, D51123-90, D51123H-75, D51123D-70, D51123DH-60, D51123DH-75, D51132-45, D51132-65, D51132-70, D51132-75, D51132H-45, D51132H-75, D51132H-90, D51132D-70, D51132D-75, D51132D-90, D51132DH-60, D51132DH-75, D51132DH-90, D51133-70, D51133H-75, D51133H-90, D51133DH-60, D51133DH-75, D51133DH-90, D51152-75, D51152-90, D51152D-75, D51153-70, D51153D-70, D51162-60, D51162-75, D51162-90, D51162H-60, D51162H-75, D51162H-90, D51162D-45, D51162D-90, D51162AD-90, D51162DH-45, D51162DH-60, D51162DH-75, D51162DH-90, D51163-60, D51163-70, D51163-75, D51163H-70, D51163H-75, D51172-70, D51172-75, D51172H-75, D51172H-90, D51172D-70, D51172D-90, D51172AD-90, D51172DH-75, D51172DH-90, D51172DH-100, D51173-70, D51173H-75, D51173D-75, D51173D-90, D51173DH-75, D51173DH-90, D51182-75, D51182H-75, D51182DH-90, D51183-70, D51183-75, D51183H-75, D51183D-70, D51183D-75, D51183DH-75, D51183DH-90, D51192-45, D51192-75, D51192H-75, D51202-75, D51202DH-75, D51222-70, D51222D-75, D51222DH-75, D51222DH-90, D51252-75, D51262-75, D51262H-75, D51262D-75, D51262D-90, D51262DH-75.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114236

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 42

D51262DH-90, D51262DS-75, D51262DS-90, D51263H-75, D51263S-75, D51282D-75, D51302D-75, D51302DH-75, D51302DS-75, D61062D-45, D61062DH-45, D61062DS-45, D61082D-60, D61083-60, D61083H-60, D61083S-60, D61083DH-60, D61083DH-75, D61083DS-60, D61083DS-75, D61092D-60, D61092DH-60, D61092DS-60, D61093-60, D61093-75, D61093H-60, D61093S-60, D61093D-45, D61093D-60×4, D61093D-70, D61093AD-60, D61093DH-45, D61093DH-60×4, D61093DH-60, D61093DH-75, D61093DS-45, D61093DS-60×4, D61093DS-60, D61093DS-75, D61102-70, D61102-75, D61102H-60, D61102H-75, D61102S-60, D61102S-75, D61102DH-45, D61102DH-60, D61102DH-75, D61102DS-45, D61102DS-60, D61102DS-75, D61103H-75, D61103S-75, D61103D-70, D61103DH-60, D61103DH-75, D61103DS-60, D61103DS-75, D61113-45, D61113D-45, D61113D-70, D61113DH-60, D61113DH-75, D61113DS-60, D61113DS-75, D61122-75, D61122H-75, D61122S-75, D61123-12, D61123-60, D61123-70, D61123-75, D61123H-75, D61123S-75, D61123D-70, D61123DH-60, D61123DH-75, D61123DS-60, D61123DS-75, D61132-45, D61132-70, D61132-75, D61132-90, D61132H-60, D61132H-75, D61132H-90, D61132S-60, D61132S-75, D61132S-90, D61132D-70, D61132D-75, D61132DH-60, D61132DH-75, D61132DH-90, D61132DS-60, D61132DS-75, D61132DS-90, D61133-70, D61133H-45, D61133H-70, D61133H-75, D61133S-45, D61133S-70, D61133S-75, D61133D-45, D61133D-70, D61133AD-75, D61133DH-60, D61133DH-75, D61133DS-60, D61133DS-75, D61152-75, D61162H-75, D61162S-75, D61163-75, D61163H-75, D61163S-75, D61172-70, D61172-75, D61172DH-90, D61172DS-90, D61173DH-75, D61173DS-75, D61183-70, D61183DH-75, D61183DS-75, D71034-30, D71032-30, D71035-30, D71030-30, D71036-30, D7103J-30, D71062-30, D71062H-30, D71082DH-75, D71082DS-75, D71083H-60, D71083H-90, D71083S-60, D71083S-90, D71083DH-45, D71083DH-60, D71083DH-75, D71083DH-90, D71083DS-45, D71083DS-60, D71083DS-75, D71083DS-90, D71092DH-75, D71092DS-75, D71093-45, D71093-60, D71093-75, D71093H-60, D71093H-75, D71093S-60, D71093S-75, D71093D-60×4, D71093D-70, D71093AD-60, D71093DH-60×4, D71093DH-60, D71093DH-75, D71093DH-90, D71093DS-60×4, D71093DS-60, D71093DS-75, D71093DS-90, D71102DH-60, D71102DH-75, D71102DS-60, D71102DS-75, D71103H-60, D71103H-75, D71103S-60, D71103S-75, D71103D-60, D71103D-70, D71103DH-60, D71103DH-75, D71103DS-60, D71103DS-75, D71113H-75, D71113S-75, D71122-60, D71123D-60, D71123DH-60, D71123DS-60, D71132H-60, D71132H-75, D71132H-90, D71132S-60, D71132S-75, D71132S-90, D71133H-75, D71133H-90, D71133S-75, D71133S-90, D71133D-45, D71133DH-60, D71133DH-75, D71133DS-60, D71133DS-75, D81033-30, D81033H-30, D81062D-45, D81063-13, D81063S-13, D81063S-60, D81063D-45, D81063D-60, D81063DS-45, D81063DS-60, D81073D-45, D81083S-15, D81083S-30, D81083S-60, D81083DS-45, D81083DS-60, D81083DS-75, D81083DS-90, D81083S-60, D81103S-30,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114237

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 43

D81103DS-75, D81113S-60, D81113DS-60, D81132S-75, D81133S-75, D91053-13, D91053D-45, D91063D-45, D91082H-75, D91083H-30, D91083D-30, D91103-30, DA1034-30, DA1034H-30, DA1032-30, DA1032H-30, DA1035-30, DA1035H-30, DA1030-30, DA1030H-30, DA1036-30, DA103J-30, DA103JH-30, DA1043-10, DA1043H-10, DA1043D-13, DA1043D-30, DA1043D-45, DA1043DH-13, DA1043DH-45, DA1053-13, DA1053-15, DA1053H-13, DA1053H-15, DA1063-15, DA1063H-15, DA1073DH-75, DA1083D-45, DA1160P-15, DA1160D-23, D12262-75, D12262H-75, D12372-45, D12372-75, D12372-90, D12402-90, D12402H-90, D12402S-90, D12482-45, D12482-90, D12482P-150, D12482P-240, D12502-90, D12652P-150, D12652-150, D12652P-250, DB2262-75, DB2262H-75, DB2372-45, DB2372-90, DB2402-100, DB2402H-100, DB2452-90, DB2452-100, DB2452H-100, DB2482-45, DB2482-90, DB2482-100, DB2482P-150, DB2482P-240, DB2502-90, DB2652-150, DB2652P-240, DB2652P-250, DB2904-90, DB2902-90, DB2903-90, DB2905-90, DB2900-90, DB2906-90, DB290J-90, DC2252-75, DC2652-90, DC2904-90, DC2905-90, DC2900-90, DC2906-90, DC290J-90, D22262-75, D22262H-75, D22312-70, D22362-75, D22372-45, D22372-90, D32312-70, D72034-30, D72032-30, D72035-30, D72030-30, D72036-30, D7203J-30, D82033-30, D82033H-30, DA2034-30, DA2034H-30, DA2032-30, DA2032H-30, DA2035-30, DA2035H-30, DA2030-30, DA2030H-30, DA2036-30, DA203J-30, DA203JH-30, D19402-75, D19402H-75, D19402S-75, DB9904-90, DB9902-90, DB9903-90, DB9905-90, DB9900-90, DB9906-90, DB990J-90, DC9904-90, DC9902-90, DC9903-90, DC9905-90, DC9900-90, DC9906-90, DC990J-90, D79034-30, D79032-30, D79033-30, D79035-30, D79030-30, D79036-30, D7903J-30, DA9034-30, DA9034H-30, DA9032-30, DA9032H-30, DA9033-30, DA9033H-30, DA9035-30, DA9035H-30, DA9030-30, DA9030H-30, DA9036-30, DA903J-30, DA903JH-30;

- нити в отрезках одной длины от 20 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: D13202-75, D13202H-75, D13222-75, D13222H-75, D13243-45, D13243H-45, D13243H-75, D13262-70, D13262-75, D13262H-75, D13263-75, D13263H-75, D13302-75, D13303-30, D13303-45, D13303-75, D13303H-30, D13303H-45, D13303H-75, D13300-100, D13313-100, D13323-100, D13323H-100, D13353-70, D13362-75, D13362H-75, D13362S-75, D13363H-70, D13363H-75, D13363S-70, D13363S-75, D13372-70, D13372-75, D13372-90, D13372-100, D13372H-70, D13372H-75, D13372H-100, D13372S-70, D13372S-75, D13372S-100, D13373-75, D13373H-75, D13373S-75, D13383-75, D13402-90, D13402-100,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114238

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 44

D13402H-90, D13402H-100, D13402S-90, D13402S-100, D13403-75, D13403-90, D13403-100, D13403H-75, D13403H-90, D13403H-100, D13403S-75, D13403S-90, D13403S-100, D13453-75, D13453H-75, D13453S-75, D13482-90, D13502-75, D13502H-75, D13502S-75, D13503-45, D13503H-45, D13503H-100, D13503S-45, D13503S-100, D13522-75, D13700-90, D13700H-90, D13750-100, D13750H-100, D13903-100, D13903S-100, DB3222-70, DB3222H-70, DB3232-70, DB3262-70, DB3262-100, DB3262H-75, DB3262H-100, DB3263H-75, DB326J-75, DB326JH-75, DB3272H-75, DB3302-100, DB3303H-75, DB3313-100, DB3323-100, DB3323H-100, DB3353-75, DB3353H-75, DB3363-75, DB3363H-75, DB3372-70, DB3372-75, DB3372-90, DB3372H-75, DB3373-70, DB3373-75, DB3373H-75, DB3382-75, DB3402-75, DB3402-90, DB3402-100, DB3402H-75, DB3402H-100, DB3403-75, DB3403H-70, DB3403H-75, DB3453-90, DB3453H-75, DB3453H-90, DB3482-75, DB3482-90, DB3482-100, DB3482H-75, DB3482H-90, DB3482H-100, DB3485-90, DB3485H-90, DB3502-100, DB3502H-100, DB3503-45, DB3503-100, DB3503H-45, DB3503H-100, DB3522-75, DB3522-90, DB3750H-100, DB3904-90, DB3902-90, DB3903-90, DB3903-100, DB3905-90, DB3900-90, DB3906-90, DB390J-90, DC3382-90, DC3402-90, DC3402-100, DC3402H-75, DC3443-75, DC3503-45, DC3522-75, DC3522-90, DC3904-90, DC3902-90, DC3905-90, DC3900-90, DC3906-90, DC390J-90, D23030-120, D23193-75, D23193H-45, D23193H-75, D23203-75, D23242-90, D23242H-75, D23243-45, D23243-75, D23243H-45, D23243H-75, D23253-70, D23262-45, D23262-70, D23262-75, D23262H-60, D23262H-70, D23262H-75, D23263-45, D23263-60, D23263-70, D23263-75, D23263H-45, D23263H-75, D23273-75, D23302-75, D23302-90, D23302H-75, D23302S-75, D23303-30, D23303-70, D23303-75, D23303-100, D23303H-30, D23303H-45, D23303H-70, D23303H-75, D23303H-100, D23303S-30, D23303S-45, D23303S-70, D23303S-75, D23303S-100, D23323-60, D23323H-60, D23323S-60, D23353-70, D23350H-75, D23362-75, D23363-75, D23372-70, D23372-75, D23372-90, D23373-75, D23373-90, D23373H-75, D23373H-90, D23373S-75, D23373S-90, D23393-75, D23402-75, D23402-90, D23403H-75, D23403H-90, D23403S-75, D23403S-90, D23453-75, D23453H-75, D23453H-100, D23453S-75, D23453S-100, D23500H-100, D23500S-100, D23550-90, D23550H-90, D23550S-90, D23600-70, D23600-100, D23600H-70, D23600H-75, D23600H-90, D23600H-100, D23600S-75, D23700D-70, D23700DH-70, D23700DS-70, D23750-100, D23750H-100, D23750S-100, D23903-100, D23903S-100, D33163-45, D33163-75, D33163H-45, D33163H-75, D33192-75, D33192H-75, D33193-45, D33193-60, D33193-75, D33193H-30, D33193H-45, D33193H-75, D33202H-45, D33203-75, D33203H-75, D33222-45, D33223H-75, D33242H-75, D33242S-75, D33243-30, D33243-60, D33243-70, D33243-75, D33243H-30, D33243H-70, D33243H-75, D33243H-90, D33243S-30, D33243S-45, D33243S-70, D33243S-75, D33243S-90, D33252-75, D33262-70, D33262-75, D33262-90, D33262H-70, D33262H-75, D33262S-70,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114239

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 45

D33262S-75, D33263-45, D33263-60, D33263-70, D33263-75, D33263-90, D33263H-45, D33263H-60, D33263H-75, D33263H-90, D33263S-45, D33263S-60, D33263S-75, D33263S-90, D33263DH-75, D33263DH-90, D33263DS-75, D33263DS-90, D33273-75, D33303-45, D33303-75, D33303H-45, D33303H-75, D33303S-45, D33303S-75, D33353-70, D33363H-75, D33363S-75, D33373-75, D33373H-75, D33373S-75, D33383-75, D33393-75, D33403H-75, D33403H-90, D33403S-75, D33403S-90, D33450H-90, D33450S-90, D33550-70, D33550-75, D33600-70, D33600-75, D33600-90, D33600-100, D33600H-70, D33600H-75, D33600H-100, D33600S-70, D33600S-75, D33600S-100, D33600D-75, D33750-100, D33750H-100, D33750S-100, D43103H-75, D43123-45, D43123H-45, D43133-45, D43133H-45, D43133H-60, D43153-45, D43153-70, D43162-45, D43162-75, D43162H-70, D43163-45, D43163-70, D43163-75, D43163H-45, D43163H-60, D43163H-70, D43163H-75, D43163D-45, D43163DH-45, D43173-75, D43182-70, D43182H-60, D43182H-70, D43182H-75, D43183H-75, D43192-75, D43192H-45, D43192H-75, D43193P-30, D43193-45, D43193-60, D43193-75, D43193H-45, D43193H-60, D43193H-75, D43193H-90, D43193DH-45, D43202-75, D43202H-45, D43202H-75, D43203-45, D43203-75, D43203-90, D43243-45, D43243-70, D43243-75, D43243H-45, D43243H-75, D43243S-45, D43243S-75, D43253-75, D43262-90, D43262H-75, D43262H-90, D43262S-75, D43262S-90, D43263-45, D43263-90, D43263H-45, D43263H-75, D43263H-90, D43263S-45, D43263S-75, D43263S-90, D43302-90, D43303-75, D43303H-75, D43303S-75, D43373-75, D43403H-70, D43600-70, D43600-75, D53103-60, D53103H-60, D53103H-75, D53113H-45, D53123-45, D53123-60, D53123H-45, D53123H-75, D53133-45, D53133-75, D53133H-45, D53133H-60, D53133H-75, D53133D-75, D53133DH-45, D53133DH-60, D53133DH-90, D53153-60, D53162-60, D53162-75, D53162H-45, D53162H-75, D53163-45, D53163-60, D53163-75, D53163H-45, D53163H-60, D53163H-70, D53163H-75, D53172H-75, D53173-45, D53173-75, D53182H-45, D53183-45, D53193-30, D53193-45, D53193-75, D53193H-30, D53193H-45, D53193H-60, D53193H-70, D53193H-75, D53203-75, D53203H-75, D53222H-70, D53263-75, D53263H-75, D63083H-45, D63083S-45, D63093DH-75, D63093DS-75, D63103H-60, D63103S-60, D63113-45, D63113H-45, D63113S-45, D63123-45, D63123-75, D63123H-45, D63123H-60, D63123H-70, D63123S-45, D63123S-60, D63123S-70, D63132H-75, D63132S-75, D63133-45, D63133H-45, D63133H-60, D63133H-75, D63133S-45, D63133S-60, D63133S-75, D63133D-75, D63133DH-45, D63133DH-75, D63133DS-45, D63133DS-75, D63162H-70, D63162S-70, D63163H-45, D63163H-60, D63163H-75, D63163S-45, D63163S-60, D63163S-75, D63173S-75, D63193H-45, D63193S-45, D73034-30, D73032-30, D73035-30, D73030-30, D73036-30, D7303J-30, D73093H-75, D73093S-75, D73103H-45, D73103H-75, D73103S-45, D73103S-75, D73113H-45, D73113S-45, D73123-45, D73123-75, D73123H-45, D73123H-70, D73123H-75, D73123S-45, D73123S-70, D73123S-75, D73133H-45, D73133H-70, D73133H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114240

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 46

75. D73133S-45, D73133S-70, D73133S-75, D73133D-75, D73133DH-75, D73133DS-75, D73183S-75, D83033-30, D83033H-30, DA3034-30, DA3034H-30, DA3032-30, DA3032H-30, DA3035-30, DA3035H-30, DA3030-30, DA3030H-30, DA3036-30, DA303J-30, DA303JH-30, D14222-75, D14303-75, D14303H-75, D14300-100, D14363-75, D14403-90, D14403H-90, D14403S-90, D14600H-75, DB4302H-75, DB4363-75, DB4373-75, DB4373H-75, DB4402-75, DB4402H-90, DB4452H-75, DB4502-75, DB4904-90, DB4902-90, DB4903-50×2, DB4903-90, DB4905-90, DB4900-90, DB4906-90, DB490J-90, DC4904-90, DC4902-90, DC4905-90, DC4900-90, DC4906-90, DC490J-90, D24222-75, D24262-75, D24262-90, D24262H-75, D24262H-90, D24302-60, D24302H-75, D24303H-75, D24402H-75, D24402S-75, D24403-75, D24403-100, D24403H-100, D24403S-100, D24600-75, D24600H-75, D24600H-85, D24750DH-75, D24903-90, D24903S-90, D34163-75, D34163H-75, D34192-76, D34193H-45, D34193H-80, D34202-45, D34202H-45, D34212-45, D34222-45, D34222-75, D34222H-45, D34222H-75, D34242H-75, D34242S-75, D34243H-75, D34243S-75, D34263-45, D34263-75, D34263H-45, D34263H-75, D34263S-45, D34263S-75, D34302-90, D34302H-75, D34302H-90, D34303H-75, D34303S-75, D34363-75, D34363H-75, D34363S-75, D34403-60, D34600-75, D34600H-75, D34600S-75, D44132-75, D44132H-75, D44162-45, D44163-45, D44163-70, D44163H-45, D44172-75, D44172H-75, D44192H-75, D44193-75, D44193H-75, D44193H-80, D44222-75, D44263-45, D44263-75, D44263S-45, D44263S-75, D44302-75, D44302S-75, D54123-75, D54123H-75, D54132DH-70, D54162H-90, D54163-70, D54163H-45, D54172DH-70, D54193-45, D54193-75, D64093D-70, D64123-75, D64123H-45, D64123H-75, D64123S-45, D64123S-75, D64133D-70, D64163H-45, D64163S-45, D74034-30, D74032-30, D74035-30, D74030-30, D74036-30, D7403J-30, D74093-70, D74093D-70, D84033-30, D84033H-30, D84083AD-60, DA4034-30, DA4034H-30, DA4032-30, DA4032H-30, DA4035-30, DA4035H-30, DA4030-30, DA4030H-30, DA4036-30, DA403J-30, DA403JH-30, D15402-90, D15402H-90, D15402S-90, DB5904-90, DB5902-90, DB5903-90, DB5905-90, DB5900-90, DB5906-90, DB590J-90, DC5613-45, DC5904-90, DC5902-90, DC5905-90, DC5900-90, DC5906-90, DC590J-90, D75034-30, D75032-30, D75035-30, D75030-30, D75036-30, D7503J-30, D85033-30, D85033H-30, DA5034-30, DA5034H-30, DA5032-30, DA5032H-30, DA5035-30, DA5035H-30, DA5030-30, DA5030H-30, DA5036-30, DA503J-30, DA503JH-30, D16373-75, D16373H-75, D16373S-75, D16403-90, D16403H-90, D16403S-90, DB6904-90, DB6902-90, DB6903-90, DB6905-90, DB6900-90, DB6906-90, DB690J-90, DC6613-45, DC6904-90, DC6902-90, DC6905-90, DC6900-90, DC6906-90, DC690J-90, D26243-45, D26243-75, D26243H-45, D26243H-75, D26262D-75×4, D26262D-75×6, D26262D-75×8, D26262D-75×10, D26262D-75×12, D26262D-75×16, D26262D-75×20, D26262DH-75×4, D26262DH-75×6, D26262DH-75×8, D26262DH-75×10, D26262DH-75×12, D26262DH-75×16, D26262DH-75×20, D26263-70, D26263H-45,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114241

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 47

D26303-75, D26303H-75, D26363-70, D26393-75, D26403H-70, D36163-45, D36163-75, D36163H-45, D36163H-75, D36193H-45, D36193H-75, D36243H-45, D36243H-75, D36243S-45, D36243S-75, D36263-70, D36263-75, D36263H-45, D36263H-70, D36263S-45, D36263S-70, D46123-75, D46123H-45, D46123H-75, D46133-45, D46133-75, D46133H-45, D46133H-75, D46162-45, D46163-45, D46163-75, D46163H-45, D46163H-75, D46193-45, D46193H-45, D46193H-70, D46193H-75, D46243-45, D46243S-45, D46243S-75, D46263-45, D46263-70, D46263S-45, D56113-45, D56113H-45, D56123H-45, D56123H-75, D56133-45, D56133-75, D56133H-45, D56133H-75, D56162-45, D56162H-45, D56163-45, D56163H-45, D56163H-70, D56163H-75, D56193-45, D56193H-45, D56193H-75, D56243H-75, D56263-45, D56263H-45, D66083-45, D66083H-45, D66083S-45, D66113-45, D66113H-45, D66113S-45, D66123-45, D66123H-45, D66123H-60, D66123S-45, D66123S-60, D66133-45, D66133-75, D66133H-45, D66133H-75, D66133S-45, D66133S-75, D66163-45, D66163-60, D66163-75, D66163H-45, D66163H-60, D66163H-75, D66163S-45, D66163S-60, D66163S-75, D66263-45, D66263S-45, D76034-30, D76032-30, D76035-30, D76030-30, D76036-30, D7603J-30, D76113-45, D76113H-45, D76113S-45, D76123-45, D76123H-45, D76123S-45, D76133-45, D76133-75, D76133H-45, D76133H-75, D76133S-45, D76133S-75, D86033-30, D86033H-30, DA6034-30, DA6034H-30, DA6032-30, DA6032H-30, DA6035-30, DA6035H-30, DA6030-30, DA6030H-30, DA6036-30, DA603J-30, DA603JH-30, D17262-70, D17262-75, D17262H-70, D17262H-75, D1731J-70, D1732J-100, D1732JH-100, D17352-90, D17352H-100, D17352S-100, D17362-90, D17362-100, D17362H-90, D17362H-100, D17362S-100, D17372-75, D17372-90, D17372H-75, D17372S-75, D17372D-90, D17372DH-75, D17372DH-90, D17372DS-75, D17372DS-90, D17382-75, D17402-75, D17402-90, D17402H-75, D17402H-90, D17402S-75, D17402S-90, D17452H-90, D17452S-90, D17482-90, DB7262D-120, DB7262DH-120, DB7302-100, DB7312-100, DB7312D-90, DB731J-70, DB7322-100, DB7322H-100, DB7322D-90, DB7322DH-90, DB7352H-75, DB7362-90, DB7362H-90, DB7363H-75, DB7372-75, DB7372-100, DB7372H-75, DB7372H-100, DB7382-75, DB7382-100, DB7402-90, DB7402H-75, DB7402H-90, DB7402HP-240, DB7452-90, DB7452-100, DB7452H-90, DB7452H-100, DB7452DH-100, DB7482-90, DB7904-90, DB7902-90, DB7903-90, DB7905-90, DB7900-90, DB7906-90, DB790J-90, DC7402-90, DC7482-90, DC7482H-150, DC7904-90, DC7903-90, DC7905-90, DC7900-90, DC7906-90, DC790J-90, D27172D-75×15, D27172D-75×20, D27172DH-75×15, D27172DH-75×20, D27172DH-90, D27172DH-100, D27203-75, D27262-70, D27262-75, D27262H-45, D27262H-75, D27262H-90, D27262D-75, D27262D-90, D27262D-120, D27262DH-75, D27262DH-90, D27262DH-120, D27263-75, D27263H-75, D27302-70, D27302H-75, D27302S-75, D27312-90, D27312D-90, D27322-90, D27322H-90, D27322D-90, D27322DH-90, D27352-70, D27362-70, D27372-70, D27402D-90, D27402DH-90, D27402DS-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114242

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 48

D37162D-90, D37162DH-90, D37163H-75, D37172D-75×15, D37172D-75×20, D37172DH-75×15, D37172DH-75×20, D37172DH-90, D37182-75, D37182H-75, D37183-75, D37183H-75, D37183D-75, D37183D-90, D37183DH-75, D37183DH-90, D37193-75, D37202-75, D37202-90, D37202H-75, D37202H-90, D37212-70, D37222-75, D37222H-75, D37222D-90, D37222DH-90, D37242H-75, D37242S-75, D37243-75, D37262-70, D37262-75, D37262-90, D37262H-75, D37262H-90, D37262S-75, D37262S-90, D37262D-120, D37262DH-90, D37262DH-120, D37262DS-90, D37262DS-120, D37263-75, D37263H-75, D37263S-75, D37263D-75, D37263D-90, D37263DH-75, D37263DH-90, D37263DS-75, D37263DS-90, D37302-90, D37302H-90, D37302S-90, D37322D-90, D37322DH-90, D37322DS-90, D37402D-90, D37402DS-90, D47123D-75, D47132DH-75, D47162-90, D47162H-90, D47162D-90, D47162DH-90, D47163H-75, D47165-75, D47172-75, D47172H-75, D47172AD-90, D47172DH-70, D47172DH-90, D47182-75, D47182H-75, D47182D-90, D47182DH-90, D47183-75, D47183H-75, D47183D-75, D47183D-90, D47183DH-75, D47183DH-90, D47183DS-75, D47183DS-90, D47202-90, D47202H-90, D47202D-90, D47202DH-70, D47202DH-90, D47202DS-70, D47202DS-90, D47212-70, D47222-75, D47222H-45, D47222H-75, D47222S-75, D47222D-90, D47222AD-90, D47222DH-90, D47222DS-90, D47262H-75, D47262D-90, D47262D-120, D47262DS-90, D47262DS-120, D47263-75, D47263S-75, D47263D-75, D47263D-120, D57093D-60, D57093DH-60, D57112D-60, D57112DH-60, D57113DH-60, D57123-70, D57123-75, D57123H-75, D57123D-70, D57123D-75, D57123D-90, D57123DH-75, D57123DH-90, D57132D-60, D57132D-75, D57132DH-60, D57132DH-70, D57132DH-75, D57133DH-75, D57162D-90, D57162DH-90, D57163D-75, D57163DH-75, D57172-75, D57172H-75, D57172DH-70, D57172DH-75, D57172DH-90, D57173D-75, D57173DH-75, D57173DH-90, D57182-75, D57182H-75, D57182D-90, D57182DH-90, D57183-70, D57183-75, D57183H-75, D57183D-75, D57183D-90, D57183DH-75, D57183DH-90, D57192H-45, D57202-90, D57202H-90, D67083H-45, D67083S-45, D67093D-70, D67093D-75, D67093DH-60, D67093DH-75, D67093DS-60, D67093DS-75, D67103-75, D67103H-75, D67103S-75, D67103D-60, D67103D-70, D67103D-75, D67103DH-60, D67103DH-75, D67103DS-60, D67103DS-75, D67113-60, D67113H-60, D67113S-60, D67113DH-60, D67113DS-60, D67122-75, D67122H-75, D67122S-75, D67123-70, D67123-75, D67123H-75, D67123S-75, D67123D-70, D67123D-75, D67123DH-75, D67123DS-75, D67132H-75, D67132S-75, D67132DH-60, D67132DS-60, D67133D-60, D67133D-70, D67133DH-60, D67133DH-75, D67133DS-60, D67133DS-75, D67162D-60, D67162DH-60, D67162DS-60, D67172H-45, D67172S-45, D77034-30, D77032-30, D77035-30, D77030-30, D77036-30, D7703J-30, D77083DH-60, D77083DS-60, D77093D-70, D77093DH-60, D77093DS-60, D77102-75, D77102H-75, D77102S-75, D77103-75, D77103H-75, D77103S-75, D77103D-60, D77103D-70, D77103D-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114243

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 49

75. D77103DH-60, D77103DH-75, D77103DS-60, D77103DS-75, D77113D-60, D77113DH-60, D77113DS-60, D77133D-60, D77133DH-60, D77133DS-60, D87033-30, D87033H-30, D87063D-60, D87083D-60, D87093D-60, DA7034-30, DA7034H-30, DA7032-30, DA7032H-30, DA7035-30, DA7035H-30, DA7030-30, DA7030H-30, DA7036-30, DA703J-30, DA703JH-30, DA7134-20, D3F193-45, D4F193-45, D5F113-45, D5F123-45, D5F163-45, D5F193-45, D6F113-45, D6F123-45, D6F133-45;

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: D18402-75, D18402H-75, D18402S-75, DB8904-90, DB8902-90, DB8903-90, DB8905-90, DB8900-90, DB8906-90, DB890J-90, DC8904-90, DC8902-90, DC8903-90, DC8905-90, DC8900-90, DC8906-90, DC890J-90, D58063DH-75, D58084D-30, D58084DH-30, D68063DH-75, D68063DS-75, D68084D-30, D68084DH-30, D68084DS-30, D78034-30, D78032-30, D78035-30, D78030-30, D78036-30, D7803J-30, D78060D-30, D78060DH-30, D78060DS-30, D88033-30, D98063-15, D98063-23, D98063D-30, DA8034-30, DA8034H-30, DA8032-30, DA8032H-30, DA8033-30, DA8033H-30, DA8035-30, DA8035H-30, DA8030-30, DA8030H-30, DA8036-30, DA803J-30, DA803JH-30, DA8053D-30, DA8053DH-30, DA8063-15, DA8063-23, DA8063-30, DA8063D-30, DA8083D-45, DA8134P-10, DA8160D-23, DA8160DH-23.

3.2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PDO (Полидиоксанон) фиолетовый мононить без покрытия: нити в отрезках одной длины от 5 см до 390 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: D1-45×3, D1-45×6, D1-45×10, D1-45×12, D1-60, D1-60×12, D1-60×13, D1-75, D1-75×2, D1-150, D1-180, DB-45×3, DB-45×6, DB-45×9, DB-45×12, DB-60, DB-75, DB-75×2, DB-75×5, DB-75×6, DB-75×10, DB-180, DC-35, DC-45×3, DC-45×6, DC-45×12, DC-70×2, DC-70×5, DC-150, DC-180, DC-200, DC-220, DC-250, DC-280, DC-300, DC-320, DC-350, DC-390, D2-45, D2-45×3, D2-45×6, D2-45×11, D2-45×12, D2-60, D2-60×12, D2-60×13, D2-70×6, D2-75, D2-75×2, D2-75×5, D2-75×6, D2-75×12, D2-150, D2-250, D3-24, D3-45×3, D3-45×6, D3-45×12, D3-60×13, D3-70×5, D3-75×6, D3-75×12, D3-150, D4-5×20, D4-6×20, D4-8×20, D4-12×20, D4-45×6, D4-45×10, D4-45×12, D5-8×20, D5-25×4, D7-25×30, D8-15×40, D9-5×50;

4. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGCL (Полигликолид-ко-капролактон) с иглами атравматическими и без игл - 12 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке, варианты исполнения.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114244

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 50

4.1. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGCL (Полигликолид-ко-капролактон) неокрашенный монопить без покрытия - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: Q11222-70, Q11222-100, Q11222H-70, Q11262-75, Q11262-100, Q11262H-75, Q11262H-90, Q11262DH-90, Q11262S-75, Q11262S-90, Q11262DS-90, Q11272-45, Q11272-75, Q11302-75, Q11302D-90, Q11302H-75, Q11302DH-75, Q11302H-90, Q11302DH-90, Q11302S-75, Q11302DS-75, Q11302S-90, Q11302DS-90, Q11312H-100, Q1131J-100, Q11322-100, Q11322H-100, Q11322S-100, Q11352H-75, Q11352S-75, Q11362-50, Q11362-75, Q11362H-45, Q11362H-50, Q11362H-75, Q11362H-90, Q11362S-45, Q11362S-50, Q11362S-75, Q11362S-90, Q11372-45, Q11372-75, Q11372-90, Q11372H-75, Q11372S-75, Q11402-60, Q11402-75, Q11402-90, Q11402H-60, Q11402H-75, Q11402H-90, Q11402DH-90, Q11402H-100, Q11402DH-100, Q11402S-60, Q11402S-75, Q11402S-90, Q11402DS-90, Q11402S-100, Q11402DS-100, Q11452-75, Q11452H-75, Q11452S-75, Q11482-75, Q11482-90, Q11482-100, Q11482-203, Q11482H-75, Q11482H-100, Q11482H-203, Q11482S-75, Q11482S-100, Q11482S-203, Q11652P-150, Q11652HP-150, QB1262-45, QB1262-70, QB1262-75, QB1262H-45, QB1262H-75, QB1272-45, QB1272-75, QB1302H-75, QB1352-90, QB1352H-75, QB1352H-90, QB1362H-90, QB1372-75, QB1372-100, QB1372H-75, QB1372H-100, QB1402-75, QB1402-90, QB1402P-200, QB1402H-75, QB1402H-90, QB1402DH-90, QB1402H-100, QB1405-90, QB1405-100, QB1405H-90, QB1405H-100, QB1452-75, QB1452H-75, QB1482-45, QB1482-75, QB1482-90, QB1482H-45, QB1482H-75, QB1502-75, QB1502H-75, QB1652-75, QB1652-100, QB1652-150, QB1652P-240, QB1652H-75, QB1652H-100, QB1652H-150, QB1904-90, QB1902-90, QB1903-90, QB1905-90, QB1900-90, QB190J-90, QC1262-75, QC1402H-100, QC1482H-100, QC1502-75, QC1652-75, QC1652-150, QC1904-90, QC1903-90, QC1905-90, QC1900-90, QC190J-90, Q21172D-75×15, Q21172D-75×20, Q21172-75, Q21172DH-75×15, Q21172DH-75×20, Q21172H-75, Q21172DH-75, Q21182D-75, Q21182DH-75, Q21192-75, Q21192H-75, Q21193DH-75, Q21202-75, Q21202D-75, Q21202H-75, Q21202DH-75, Q21202H-90, Q21222D-75×4, Q21222D-75×6, Q21222D-75×8, Q21222D-75×10, Q21222D-75×12, Q21222D-75×16, Q21222D-75×20, Q21222D-90×4, Q21222D-90×6, Q21222D-90×8, Q21222D-90×10,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114245

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 51

Q21222D-90×12, Q21222D-90×16, Q21222D-90×20, Q21222DII-75×4, Q21222DH-75×6, Q21222DH-75×8, Q21222DH-75×10, Q21222DH-75×12, Q21222DH-75×16, Q21222DH-75×20, Q21222H-75, Q21222DH-90×4, Q21222DH-90×6, Q21222DH-90×8, Q21222DH-90×10, Q21222DII-90×12, Q21222DH-90×16, Q21222DH-90×20, Q21252-75, Q21262-75, Q21262DH-70, Q21262DH-75, Q21262H-90, Q21262DH-90, Q21263H-75, Q21263DH-75, Q21272-45, Q21272-75, Q21275-75, Q21275D-75, Q21302-75, Q21302-90, Q21302H-70, Q21302II-75, Q21302H-90, Q21302DH-90, Q21302DH-100, Q21312-70, Q21322-75, Q21322D-90, Q21322-100, Q21322H-75, Q21322DH-90, Q21322H-100, Q21352H-75, Q21352S-75, Q21362-70, Q21362-75, Q21362H-70, Q21362H-75, Q21362H-90, Q21362S-70, Q21362S-75, Q21362S-90, Q21372-75, Q21372-90, Q21372H-75, Q21372H-90, Q21372DH-90, Q21372S-75, Q21372S-90, Q21372DS-90, Q21375-75, Q21402-75, Q21402H-75, Q21402II-100, Q21402S-75, Q21402S-100, Q21700-75, Q21700H-75, Q21700DH-75, Q21700S-75, Q21700DS-75, Q31133DH-75, Q31162H-75, Q31162DH-90, Q31172-70, Q31172D-75×15, Q31172D-75×20, Q31172-75, Q31172-90, Q31172DH-75×15, Q31172DH-75×20, Q31172H-75, Q31172DH-75, Q31172H-90, Q31172DH-90, Q31182-75, Q31182DH-75, Q31182DH-90, Q31183DII-75, Q31192H-75, Q31193-75, Q31202-70, Q31202D-75, Q31202H-70, Q31202H-75, Q31202DH-75, Q31202H-90, Q31202DII-90, Q3120J-45, Q3120JH-45, Q31222D-45, Q31222-75, Q31222AD-90, Q31222DH-45, Q31222II-75, Q31222DH-75, Q31222DH-90, Q31222DH-100, Q31223D-75, Q31223DH-75, Q31252AD-90, Q31262-60, Q31262-70, Q31262D-70, Q31262D-75×4, Q31262D-75×6, Q31262D-75×8, Q31262D-75×10, Q31262D-75×12, Q31262D-75×16, Q31262D-75×20, Q31262-75, Q31262H-70, Q31262DH-70, Q31262DH-75×4, Q31262DH-75×6, Q31262DH-75×8, Q31262DH-75×10, Q31262DH-75×12, Q31262DH-75×16, Q31262DH-75×20, Q31262H-75, Q31262DH-75, Q31262H-90, Q31262DH-90, Q31262DH-120, Q31262S-70, Q31262DS-70, Q31262DS-75×4, Q31262DS-75×6, Q31262DS-75×8, Q31262DS-75×10, Q31262DS-75×12, Q31262DS-75×16, Q31262DS-75×20, Q31262S-75, Q31262DS-75, Q31262S-90, Q31262DS-90, Q31262DS-120, Q31263D-90, Q31263DH-75, Q31263DH-90, Q31263DS-75, Q31263DS-90, Q31275-35, Q31275-75, Q31302-70, Q31302-75, Q31302D-75, Q31302H-75, Q31302DH-75, Q31302H-90, Q31302DH-90, Q31302DH-100, Q31302S-75, Q31302DS-75, Q31302S-90, Q31302DS-90, Q31302DS-100, Q31312D-90, Q31312D-120, Q31322D-120, Q31322DH-90, Q31322DH-120, Q31322DS-90, Q31322DS-120, Q31362-75, Q31362H-75, Q31362H-90, Q31362S-75, Q31362S-90, Q31372-75, Q31372-90, Q31372H-75, Q31372S-75, Q31372DS-90, Q31402-90, Q41093H-75, Q41103D-75, Q41103DH-75, Q41122-45, Q41132D-75, Q41132D-90, Q41132H-75, Q41132DH-75, Q41132DH-90, Q41133-75, Q41133H-75, Q41133DH-75, Q41162-75, Q41163-75, Q41172-70, Q41172D-70, Q41172-75, Q41172DH-70, Q41172H-75, Q41172DH-75, Q41172H-90, Q41172DH-90, Q41172S-75, Q41172S-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114246

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 52

Q41173H-75, Q41173DH-75, Q41173DH-90, Q41173S-75, Q41173DS-75, Q41173DS-90,
Q41182H-75, Q41182DH-75, Q41182H-90, Q41182DH-90, Q41182S-75, Q41182DS-75,
Q41182S-90, Q41182DS-90, Q41183D-75, Q41183D-90, Q41183H-75, Q41183DH-75,
Q41183DH-90, Q41192-75, Q41192-90, Q41192H-75, Q41192H-90, Q41193-75, Q41193DH-
90, Q41190H-45, Q41202-45, Q41202-70, Q41202-75, Q41202AD-90, Q41202H-45,
Q41202H-70, Q41202H-75, Q41202DH-75, Q41202H-90, Q41202DH-90, Q41202DH-100,
Q41222-70, Q41222D-75, Q41222H-75, Q41222DH-75, Q41222DH-90, Q41242-75,
Q41242H-75, Q41242S-75, Q41262D-70, Q41262-75, Q41262D-90×4, Q41262D-90×6,
Q41262D-90×8, Q41262D-90×10, Q41262D-90×12, Q41262D-90×16, Q41262D-90×20,
Q41262D-120, Q41262DH-70, Q41262H-75, Q41262H-90, Q41262DH-90, Q41262S-75,
Q41262DS-75, Q41262DS-90×4, Q41262DS-90×6, Q41262DS-90×8, Q41262DS-90×10,
Q41262DS-90×12, Q41262DS-90×16, Q41262DS-90×20, Q41262S-90, Q41262DS-90,
Q41262DS-120, Q41263D-90, Q41263S-75, Q41263DS-90, Q51082DH-60, Q51092DH-75,
Q51102D-60, Q51102DH-60, Q51122-45, Q51122-75, Q51122H-75, Q51122DH-75, Q51123-
75, Q51123DH-60, Q51123H-75, Q51123DH-75, Q51132H-45, Q51132DH-60, Q51132H-75,
Q51132DH-75, Q51132H-90, Q51132DH-90, Q51133DH-60, Q51133H-75, Q51133DH-75,
Q51133H-90, Q51133DH-90, Q51152-90, Q51162D-45, Q51162-60, Q51162-75, Q51162-90,
Q51162AD-90, Q51162DH-45, Q51162H-60, Q51162DH-60, Q51162H-75, Q51162DH-75,
Q51162H-90, Q51162DH-90, Q51163-70, Q51163H-70, Q51163H-75, Q51172-75,
Q51172AD-90, Q51172H-75, Q51172DH-75, Q51172H-90, Q51172DH-90, Q51172DH-100,
Q51173D-90, Q51173H-75, Q51173DH-75, Q51173DH-90, Q51182H-75, Q51182DH-90,
Q51183D-75, Q51183H-75, Q51183DH-75, Q51183DH-90, Q51192H-75, Q51202DH-75,
Q51222D-75, Q51222DH-75, Q51222DH-90, Q51252-75, Q51262-75, Q51262D-75,
Q51262D-90, Q51262H-75, Q51262DH-75, Q51262DH-90, Q51262DS-75, Q51262DS-90,
Q51263H-75, Q51263S-75, Q51282D-75, Q51302D-75, Q51302DH-75, Q51302DS-75,
Q61034-30, Q61032-30, Q61035-30, Q61030-30, Q6103J-30, Q61062D-45, Q61062DH-45,
Q61062DS-45, Q61082D-60, Q61083-60, Q61083H-60, Q61083DH-60, Q61083DH-75,
Q61083S-60, Q61083DS-60, Q61083DS-75, Q61092D-60, Q61092DH-60, Q61092DS-60,
Q61093D-45, Q61093D-60×4, Q61093AD-60, Q61093DH-45, Q61093H-60, Q61093DH-60,
Q61093DH-75, Q61093DS-45, Q61093DS-60×4, Q61093S-60, Q61093DS-60, Q61093DS-75,
Q61102-75, Q61102DH-45, Q61102H-60, Q61102DH-60, Q61102H-75, Q61102DH-75,
Q61102DS-45, Q61102S-60, Q61102DS-60, Q61102S-75, Q61102DS-75, Q61103DH-60,
Q61103H-75, Q61103DH-75, Q61103DS-60, Q61103S-75, Q61103DS-75, Q61113DH-60,
Q61113DH-75, Q61113DS-60, Q61113DS-75, Q61122-75, Q61122H-75, Q61122S-75,
Q61123-75, Q61123DH-60, Q61123H-75, Q61123DH-75, Q61123DS-60, Q61123S-75,
Q61123DS-75, Q61132-45, Q61132-70, Q61132-75, Q61132-90, Q61132H-60, Q61132DH-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114247

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 53

60. Q61132H-75, Q61132DH-75, Q61132H-90, Q61132DH-90, Q61132S-60, Q61132DS-60, Q61132S-75, Q61132DS-75, Q61132S-90, Q61132DS-90, Q61133-70, Q61133AD-75, Q61133H-45, Q61133DH-60, Q61133H-70, Q61133H-75, Q61133DH-75, Q61133S-45, Q61133DS-60, Q61133S-70, Q61133S-75, Q61133DS-75, Q61162H-75, Q61162S-75, Q61163-75, Q61163H-75, Q61163S-75, Q61172DH-90, Q61172DS-90, Q61173DH-75, Q61173DS-75, Q61183DH-75, Q61183DS-75, Q71062-30, Q71062H-30, Q71082DH-75, Q71082DS-75, Q71083DH-45, Q71083H-60, Q71083DH-60, Q71083DH-75, Q71083H-90, Q71083DH-90, Q71083DS-45, Q71083S-60, Q71083DS-60, Q71083DS-75, Q71083S-90, Q71083DS-90, Q71092DH-75, Q71092DS-75, Q71093D-60×4, Q71093AD-60, Q71093DH-60×4, Q71093H-60, Q71093DH-60, Q71093H-75, Q71093DH-75, Q71093DH-90, Q71093DS-60×4, Q71093S-60, Q71093DS-60, Q71093S-75, Q71093DS-75, Q71093DS-90, Q71102DH-60, Q71102DH-75, Q71102DS-60, Q71102DS-75, Q71103D-60, Q71103H-60, Q71103DH-60, Q71103H-75, Q71103DH-75, Q71103S-60, Q71103DS-60, Q71103S-75, Q71103DS-75, Q71113H-75, Q71113S-75, Q71123D-60, Q71123DH-60, Q71123DS-60, Q71132H-60, Q71132H-75, Q71132H-90, Q71132S-60, Q71132S-75, Q71132S-90, Q71133DH-60, Q71133H-75, Q71133DH-75, Q71133H-90, Q71133DS-60, Q71133S-75, Q71133DS-75, Q71133S-90, Q81033-30, Q81033H-30, Q81062D-45, Q81063-13, Q81063D-45, Q81063D-60, Q81063S-13, Q81063DS-45, Q81063S-60, Q81063DS-60, Q81073-45, Q81083S-15, Q81083S-30, Q81083DS-45, Q81083S-60, Q81083DS-60, Q81083DS-75, Q81083DS-90, Q81093S-60, Q81103S-30, Q81103DS-75, Q81113S-60, Q81113DS-60, Q81132S-75, Q81133S-75, Q91053-13, Q91053D-45, Q91063D-45, Q91082H-75, Q91083D-30, Q91083H-30, Q91103-30, QA1034-30, QA1034H-30, QA1032-30, QA1032H-30, QA1035-30, QA1035H-30, QA1030-30, QA1030H-30, QA103J-30, QA103JH-30, QA1043-10, QA1043D-13, QA1043D-30, QA1043D-45, QA1043H-10, QA1043DH-13, QA1043DH-45, QA1053-13, QA1053-15, QA1053H-13, QA1053H-15, QA1063-15, QA1063H-15, QA1073DH-75, QA1083D-45, QA1160P-15, QA1160D-23, Q12262-75, Q12262H-75, Q12372-90, Q12402-90, Q12402H-90, Q12402S-90, Q12482-90, QB2262-75, QB2262H-75, QB2402-100, QB2402H-100, QB2452-100, QB2452H-100, QB2904-90, QB2902-90, QB2903-90, QB2905-90, QB2900-90, QB290J-90, QC2252-75, QC2904-90, QC2905-90, QC2900-90, QC290J-90, Q22262-75, Q22262H-75, Q32262-45, Q32262-75, Q32372-90, Q62034-30, Q62032-30, Q62035-30, Q62030-30, Q6203J-30, Q82033-30, Q82033H-30, QA2034-30, QA2034H-30, QA2032-30, QA2032H-30, QA2035-30, QA2035H-30, QA2030-30, QA2030H-30, QA203J-30, QA203JH-30, Q19402-75, Q19402H-75, Q19402S-75, QB9904-90, QB9902-90, QB9903-90, QB9905-90, QB9900-90, QB990J-90, QC9904-90, QC9902-90, QC9903-90, QC9905-90, QC9900-90, QC990J-90, Q69034-30, Q69032-30, Q69033-30, Q69035-30, Q69030-30, Q6903J-30, QA9034-30, QA9034H-30, QA9032-30, QA9032H-30, QA9033-30, QA9033H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114248

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 54

30, QA9035-30, QA9035II-30, QA9030-30, QA9030II-30, QA903J-30, QA903JII-30;
- нити в отрезках одной длины от 20 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения:
одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы,
одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая,
режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы
варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности,
прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по
каталогу: Q13202-75, Q13202H-75, Q13222-75, Q13222H-75, Q13243-45, Q13243H-45,
Q13243II-75, Q13262-75, Q13262H-75, Q13263H-75, Q13275-75, Q13302-70, Q13303-30,
Q13303-45, Q13303-70, Q13303H-30, Q13303H-45, Q13303H-75, Q13313-100, Q13323-100,
Q13323H-100, Q13362-75, Q13362H-75, Q13362S-75, Q13363H-70, Q13363H-75, Q13363S-
70, Q13363S-75, Q13372-70, Q13372-75, Q13372-100, Q13372H-70, Q13372H-75,
Q13372H-100, Q13372S-70, Q13372S-75, Q13372S-100, Q13373-75, Q13373H-75,
Q13373S-75, Q13402-90, Q13402H-90, Q13402H-100, Q13402S-90, Q13402S-100,
Q13403H-75, Q13403H-90, Q13403H-100, Q13403S-75, Q13403S-90, Q13403S-100,
Q13453-75, Q13453H-75, Q13453S-75, Q13502-75, Q13502H-75, Q13502S-75, Q13503H-45,
Q13503H-100, Q13503S-45, Q13503S-100, Q13522-75, Q13700-90, Q13700H-90, Q13750-
100, Q13750H-100, Q13903-100, Q13903S-100, QB3222H-70, QB3262-70, QB3262-100,
QB3262H-75, QB3262H-100, QB3263H-75, QB326J-75, QB326JH-75, QB3302-75, QB3302-
100, QB3303H-75, QB3313-100, QB3323-100, QB3323H-100, QB3353-75, QB3353H-75,
QB3362-70, QB3363H-75, QB3372-70, QB3372-75, QB3372H-75, QB3373H-75, QB3382-75,
QB3402-90, QB3402H-75, QB3402H-100, QB3403H-70, QB3403H-75, QB3453-90,
QB3453H-75, QB3453H-90, QB3482-75, QB3482-90, QB3482-100, QB3482H-75, QB3482H-
90, QB3482H-100, QB3485-90, QB3485H-90, QB3502-100, QB3502H-100, QB3503H-45,
QB3503H-100, QB3750H-100, QB3904-90, QB3902-90, QB3903-90, QB3903-100, QB3905-
90, QB3900-90, QB390J-90, QC3324-75, QC3372-75, QC3443-75, QC3503-45, QC3904-90,
QC3902-90, QC3905-90, QC3900-90, QC390J-90, Q23030-120, Q23193H-45, Q23193H-75,
Q23232-70, Q23242H-75, Q23243-45, Q23243-70, Q23243-75, Q23243H-45, Q23243H-75,
Q23262-70, Q23262H-60, Q23262H-70, Q23262H-75, Q23263-45, Q23263-70, Q23263-75,
Q23263H-45, Q23263H-75, Q23302-70, Q23302-75, Q23302H-75, Q23302S-75, Q23303-30,
Q23303-70, Q23303-75, Q23303-100, Q23303H-30, Q23303H-45, Q23303H-70, Q23303H-
75, Q23303H-100, Q23303S-30, Q23303S-45, Q23303S-70, Q23303S-75, Q23303S-100,
Q23323-60, Q23323H-60, Q23323S-60, Q23350H-75, Q23363-75, Q23372-70, Q23372-75,
Q23372-150, Q23373-75, Q23373-90, Q23373H-75, Q23373H-90, Q23373S-75, Q23373S-90,
Q23393-75, Q23403H-75, Q23403H-90, Q23403S-75, Q23403S-90, Q23453-75, Q23453H-75,
Q23453H-100, Q23453S-75, Q23453S-100, Q23500H-100, Q23500S-100, Q23510-70.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114249

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 55

Q23550-90, Q23550H-90, Q23550S-90, Q23600-70, Q23600-100, Q23600H-70, Q23600H-75, Q23600H-90, Q23600H-100, Q23600S-75, Q23700D-70, Q23700DH-70, Q23700DS-70, Q23750-100, Q23750H-100, Q23750S-100, Q23903-100, Q23903S-100, Q33163-45, Q33163-70, Q33163H-45, Q33163H-75, Q33172-75, Q33173-75, Q33192-70, Q33192-75, Q33192H-75, Q33193-45, Q33193-70, Q33193-75, Q33193H-30, Q33193H-45, Q33193H-75, Q33202-75, Q33202H-45, Q33203-70, Q33203-75, Q33203H-75, Q33223-70, Q33223H-75, Q33232-70, Q33242H-75, Q33242S-75, Q33243-30, Q33243-60, Q33243-70, Q33243-75, Q33243H-30, Q33243H-70, Q33243H-75, Q33243H-90, Q33243S-30, Q33243S-45, Q33243S-70, Q33243S-75, Q33243S-90, Q33252-75, Q33262-70, Q33262-75, Q33262H-70, Q33262H-75, Q33262S-70, Q33262S-75, Q33263-70, Q33263-75, Q33263-85, Q33263-90, Q33263H-45, Q33263H-60, Q33263H-75, Q33263DH-75, Q33263H-90, Q33263DH-90, Q33263S-45, Q33263S-60, Q33263S-75, Q33263DS-75, Q33263S-90, Q33263DS-90, Q33283-75, Q33303-45, Q33303-70, Q33303H-45, Q33303H-75, Q33303S-45, Q33303S-75, Q33363H-75, Q33363S-75, Q33372-70, Q33372D-135, Q33373-75, Q33373H-75, Q33373S-75, Q33383-75, Q33393-75, Q33403H-75, Q33403H-90, Q33403S-75, Q33403S-90, Q33450H-90, Q33450S-90, Q33510-70, Q33600-70, Q33600-75, Q33600-85, Q33600-100, Q33600H-70, Q33600H-75, Q33600H-100, Q33600S-70, Q33600S-75, Q33600S-100, Q33750-100, Q33750H-100, Q33750S-100, Q43103H-75, Q43123-45, Q43123-70, Q43123H-45, Q43132-75, Q43133-45, Q43133-75, Q43133H-45, Q43133H-60, Q43153-70, Q43162H-70, Q43163-45, Q43163D-45, Q43163-70, Q43163-75, Q43163H-45, Q43163DH-45, Q43163H-60, Q43163H-70, Q43163H-75, Q43182-70, Q43182H-60, Q43182H-70, Q43182H-75, Q43183H-75, Q43192-70, Q43192-75, Q43192H-45, Q43192H-75, Q43193-45, Q43193-60, Q43193-70, Q43193-75, Q43193H-45, Q43193DH-45, Q43193H-60, Q43193H-75, Q43193H-90, Q43202-75, Q43202H-45, Q43202H-75, Q43203-75, Q43232-70, Q43243-45, Q43243-70, Q43243H-45, Q43243H-75, Q43243S-45, Q43243S-75, Q43253-75, Q43262-90, Q43262H-75, Q43262H-90, Q43262S-75, Q43262S-90, Q43263-45, Q43263-75, Q43263-90, Q43263H-45, Q43263H-75, Q43263H-90, Q43263S-45, Q43263S-75, Q43263S-90, Q43303-75, Q43303H-75, Q43303S-75, Q43403H-70, Q43510-70, Q43600-70, Q43600-75, Q53103-60, Q53103H-60, Q53103H-75, Q53113H-45, Q53123-45, Q53123-70, Q53123-75, Q53123H-45, Q53123H-75, Q53133-45, Q53133-75, Q53133H-45, Q53133DH-45, Q53133H-60, Q53133DH-60, Q53133H-75, Q53133DH-90, Q53162H-45, Q53162H-75, Q53163-45, Q53163-60, Q53163-70, Q53163-75, Q53163H-45, Q53163H-60, Q53163H-70, Q53163H-75, Q53172H-75, Q53182-70, Q53182H-45, Q53193-30, Q53193-45, Q53193-70, Q53193-75, Q53193H-30, Q53193H-45, Q53193H-60, Q53193H-70, Q53193H-75, Q53203-75, Q53203H-75, Q53222H-70, Q53263-75, Q53263H-75, Q63034-30, Q63032-30, Q63035-30, Q63030-30, Q6303J-30, Q63083H-45, Q63083S-45, Q63093DH-75, Q63093DS-75, Q63103H-60, Q63103S-60, Q63113H-45, Q63113S-45, Q63123-45.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114250


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 56

Q63123-70, Q63123-75, Q63123H-45, Q63123H-60, Q63123II-70, Q63123S-45, Q63123S-60, Q63123S-70, Q63132-70, Q63132-75, Q63132H-75, Q63132S-75, Q63133-45, Q63133-75, Q63133H-45, Q63133DH-45, Q63133H-60, Q63133H-75, Q63133DH-75, Q63133S-45, Q63133DS-45, Q63133S-60, Q63133S-75, Q63133DS-75, Q63162H-70, Q63162S-70, Q63163H-45, Q63163H-60, Q63163H-75, Q63163S-45, Q63163S-60, Q63163S-75, Q63173S-75, Q63193-75, Q63193H-45, Q63193S-45, Q63202-75, Q73093H-75, Q73093S-75, Q73103H-45, Q73103H-75, Q73103S-45, Q73103S-75, Q73113H-45, Q73113S-45, Q73123-75, Q73123H-45, Q73123H-70, Q73123H-75, Q73123S-45, Q73123S-70, Q73123S-75, Q73133D-75, Q73133H-45, Q73133H-70, Q73133H-75, Q73133DH-75, Q73133S-45, Q73133S-70, Q73133S-75, Q73133DS-75, Q73183S-75, Q83033-30, Q83033H-30, QA3034-30, QA3034H-30, QA3032-30, QA3032H-30, QA3035-30, QA3035H-30, QA3030-30, QA3030H-30, QA303J-30, QA303JH-30, Q14303-75, Q14303H-75, Q14403-90, Q14403H-90, Q14403S-90, Q14600H-75, QB4302H-75, QB4373-75, QB4373H-75, QB4402-75, QB4402H-90, QB4452H-75, QB4502-75, QB4502H-75, QB4904-90, QB4902-90, QB4903-50×2, QB4903-90, QB4905-90, QB4900-90, QB490J-90, QC4904-90, QC4902-90, QC4905-90, QC4900-90, QC490J-90, Q24243-80, Q24262-75, Q24262-90, Q24262H-75, Q24262H-90, Q24302H-75, Q24303H-75, Q24402H-75, Q24402S-75, Q24403-100, Q24403H-100, Q24403S-100, Q24500-75, Q24600-75, Q24600H-75, Q24600H-85, Q24750DH-75, Q24903-90, Q24903S-90, Q34163-75, Q34163H-75, Q34193H-45, Q34193H-80, Q34202-45, Q34202H-45, Q34212-45, Q34222-45, Q34222H-45, Q34222H-75, Q34242H-75, Q34242S-75, Q34243-80, Q34243H-75, Q34243S-75, Q34263-45, Q34263-75, Q34263H-45, Q34263H-75, Q34263S-45, Q34263S-75, Q34302-90, Q34302H-75, Q34302H-90, Q34303H-75, Q34303S-75, Q34363-75, Q34363H-75, Q34363S-75, Q34600-75, Q34600H-75, Q34600S-75, Q44113-45, Q44132-75, Q44132H-75, Q44163-45, Q44163-70, Q44163H-45, Q44172-75, Q44172H-75, Q44192H-75, Q44193-70, Q44193H-75, Q44193H-80, Q44263-45, Q44263-75, Q44263S-45, Q44263S-75, Q44302-75, Q44302S-75, Q54113-45, Q54123-75, Q54123H-75, Q54132DH-70, Q54162H-90, Q54163-45, Q54163H-45, Q54172DH-70, Q64034-30, Q64032-30, Q64035-30, Q64030-30, Q6403J-30, Q64113-45, Q64123-75, Q64123H-45, Q64123H-75, Q64123S-45, Q64123S-75, Q64163H-45, Q64163S-45, Q84033-30, Q84033H-30, Q84083AD-60, QA4034-30, QA4034H-30, QA4032-30, QA4032H-30, QA4035-30, QA4035H-30, QA4030-30, QA4030H-30, QA403J-30, QA403JH-30, Q15402-90, Q15402H-90, Q15402S-90, QB5904-90, QB5902-90, QB5903-90, QB5905-90, QB5900-90, QB590J-90, QC5613-45, QC5904-90, QC5902-90, QC5905-90, QC5900-90, QC590J-90, Q65034-30, Q65032-30, Q65035-30, Q65030-30, Q6503J-30, Q85033-30, Q85033H-30, QA5034-30, QA5034H-30, QA5032-30, QA5032H-30, QA5035-30, QA5035H-30, QA5030-30, QA5030H-30, QA503J-30, QA503JH-30, Q16373-75, Q16373H-75, Q16373S-75, Q16403-90, Q16403H-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114251

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 57

Q16403S-90, QB6904-90, QB6902-90, QB6903-90, QB6905-90, QB6900-90, QB690J-90, QC6613-45, QC6904-90, QC6902-90, QC6905-90, QC6900-90, QC690J-90, Q26243-45, Q26243-70, Q26243-75, Q26243H-45, Q26243H-75, Q26262D-75×4, Q26262D-75×6, Q26262D-75×8, Q26262D-75×10, Q26262D-75×12, Q26262D-75×16, Q26262D-75×20, Q26262DH-75×4, Q26262DH-75×6, Q26262DH-75×8, Q26262DH-75×10, Q26262DH-75×12, Q26262DH-75×16, Q26262DH-75×20, Q26263H-45, Q26303H-75, Q26403H-70, Q36163-45, Q36163-75, Q36163H-45, Q36163H-75, Q36193-45, Q36193-70, Q36193-75, Q36193H-45, Q36193H-75, Q36243-45, Q36243-70, Q36243-75, Q36243H-45, Q36243H-75, Q36243S-45, Q36243S-75, Q36263-70, Q36263H-45, Q36263H-70, Q36263S-45, Q36263S-70, Q46123-75, Q46123H-45, Q46123H-75, Q46133-45, Q46133-75, Q46133H-45, Q46133H-75, Q46162-45, Q46163-45, Q46163H-45, Q46163H-75, Q46193-45, Q46193-70, Q46193-75, Q46193H-45, Q46193H-70, Q46193H-75, Q46243-45, Q46243-70, Q46243-75, Q46243S-45, Q46243S-75, Q46263-45, Q46263-70, Q46263-75, Q46263S-45, Q56092-45, Q56113-45, Q56113H-45, Q56123H-45, Q56123H-75, Q56133-45, Q56133-75, Q56133H-45, Q56133H-75, Q56162-45, Q56162H-45, Q56163-45, Q56163H-45, Q56163H-70, Q56163H-75, Q56193-45, Q56193-75, Q56193H-45, Q56193H-75, Q56243H-75, Q56263-45, Q56263H-45, Q66034-30, Q66032-30, Q66035-30, Q66030-30, Q6603J-30, Q66083-45, Q66083H-45, Q66083S-45, Q66113-45, Q66113H-45, Q66113S-45, Q66123-45, Q66123H-45, Q66123H-60, Q66123S-45, Q66123S-60, Q66133-45, Q66133-75, Q66133H-45, Q66133H-75, Q66133S-45, Q66133S-75, Q66163-45, Q66163-60, Q66163-75, Q66163H-45, Q66163H-60, Q66163H-75, Q66163S-45, Q66163S-60, Q66163S-75, Q66263-45, Q66263S-45, Q76113-45, Q76113H-45, Q76113S-45, Q76123-45, Q76123H-45, Q76123S-45, Q76133-45, Q76133-75, Q76133H-45, Q76133H-75, Q76133S-45, Q76133S-75, Q86033-30, Q86033H-30, QA6034-30, QA6034H-30, QA6032-30, QA6032H-30, QA6035-30, QA6035H-30, QA6030-30, QA6030H-30, QA603J-30, QA603JH-30, Q17262-70, Q17262-75, Q17262H-70, Q17262H-75, Q1732J-100, Q1732JH-100, Q17352H-100, Q17352S-100, Q17362-100, Q17362H-100, Q17362S-100, Q17372-75, Q17372D-90, Q17372H-75, Q17372DH-75, Q17372DH-90, Q17372S-75, Q17372DS-75, Q17372DS-90, Q17382-75, Q17402H-75, Q17402H-90, Q17402S-75, Q17402S-90, Q17452H-90, Q17452S-90, QB7262D-120, QB7262DH-120, QB7302-100, QB7312D-90, QB7312-100, QB7322D-90, QB7322DH-90, QB7322-100, QB7352H-75, QB7362-75, QB7363H-75, QB7372-75, QB7372-100, QB7372H-75, QB7372H-100, QB7382-75, QB7382-100, QB7402-90, QB7402H-75, QB7402H-90, QB7452-100, QB7452H-90, QB7452H-100, QB7452DH-100, QB7482P-150, QB7904-90, QB7902-90, QB7903-90, QB7905-90, QB7900-90, QB790J-90, QC7904-90, QC7903-90, QC7905-90, QC7900-90, QC790J-90, Q27172D-75×15, Q27172D-75×20, Q27172DH-75×15, Q27172DH-75×20, Q27172DH-90, Q27172DH-100, Q27262-70, Q27262D-75, Q27262D-90, Q27262D-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114252

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 58

120, Q27262H-45, Q27262H-75, Q27262DH-75, Q27262H-90, Q27262DH-90, Q27262DH-120, Q27263H-75, Q27302H-75, Q27302S-75, Q27312-90, Q27312D-90, Q27322-90, Q27322D-90, Q27322H-90, Q27322DH-90, Q27402D-90, Q27402DH-90, Q27402DS-90, Q37162D-90, Q37162DH-90, Q37163H-75, Q37172-70, Q37172D-75×15, Q37172D-75×20, Q37172DH-75×15, Q37172DH-75×20, Q37172DH-90, Q37173-70, Q37173-75, Q37182-75, Q37182H-75, Q37183-75, Q37183D-75, Q37183D-90, Q37183H-75, Q37183DH-75, Q37183DH-90, Q37202-75, Q37202-90, Q37202H-75, Q37202H-90, Q37222-75, Q37222D-90, Q37222H-75, Q37222DH-90, Q37242H-75, Q37242S-75, Q37262-70, Q37262-75, Q37262-90, Q37262D-120, Q37262H-75, Q37262H-90, Q37262DH-90, Q37262DH-120, Q37262S-75, Q37262S-90, Q37262DS-90, Q37262DS-120, Q37263-75, Q37263D-75, Q37263D-90, Q37263H-75, Q37263DH-75, Q37263DH-90, Q37263S-75, Q37263DS-75, Q37263DS-90, Q37302-90, Q37302H-90, Q37302S-90, Q37322D-90, Q37322DH-90, Q37322DS-90, Q37402D-90, Q37402DS-90, Q47123D-75, Q47132DH-75, Q47162-90, Q47162D-90, Q47162H-90, Q47162DH-90, Q47163H-75, Q47172-70, Q47172AD-90, Q47172DH-70, Q47172H-75, Q47172DH-90, Q47173-70, Q47173-75, Q47182-75, Q47182D-90, Q47182H-75, Q47182DH-90, Q47183-75, Q47183D-75, Q47183D-90, Q47183H-75, Q47183DH-75, Q47183DH-90, Q47183DS-75, Q47183DS-90, Q47202-90, Q47202D-90, Q47202DH-70, Q47202H-90, Q47202DH-90, Q47202DS-70, Q47202DS-90, Q47222-75, Q47222D-90, Q47222AD-90, Q47222H-45, Q47222H-75, Q47222DH-90, Q47222S-75, Q47222DS-90, Q47262D-90, Q47262D-120, Q47262H-75, Q47262DS-90, Q47262DS-120, Q47263-75, Q47263D-75, Q47263D-120, Q47263S-75, Q57093D-60, Q57093DH-60, Q57112D-60, Q57112DH-60, Q57113DH-60, Q57123-75, Q57123D-75, Q57123D-90, Q57123H-75, Q57123DH-75, Q57123DH-90, Q57132D-60, Q57132D-75, Q57132DH-60, Q57132DH-70, Q57132DH-75, Q57133DH-75, Q57162D-90, Q57162DH-90, Q57163D-75, Q57163DH-75, Q57172-75, Q57172DH-70, Q57172H-75, Q57172DH-75, Q57172DH-90, Q57173D-75, Q57173D-90, Q57173DH-75, Q57173DH-90, Q57182-75, Q57182D-90, Q57182H-75, Q57182DH-90, Q57183-75, Q57183D-75, Q57183D-90, Q57183H-75, Q57183DH-75, Q57183DH-90, Q57192H-45, Q57202-90, Q57202H-90, Q67034-30, Q67032-30, Q67035-30, Q67030-30, Q6703J-30, Q67083H-45, Q67083S-45, Q67093D-75, Q67093DH-60, Q67093DH-75, Q67093DS-60, Q67093DS-75, Q67103D-60, Q67103-75, Q67103D-75, Q67103DH-60, Q67103H-75, Q67103DH-75, Q67103DS-60, Q67103S-75, Q67103DS-75, Q67113-60, Q67113H-60, Q67113DH-60, Q67113S-60, Q67113DS-60, Q67122-75, Q67122H-75, Q67122S-75, Q67123-75, Q67123D-75, Q67123H-75, Q67123DH-75, Q67123S-75, Q67123DS-75, Q67132DH-60, Q67132H-75, Q67132DS-60, Q67132S-75, Q67133D-60, Q67133DH-60, Q67133DH-75, Q67133DS-60, Q67133DS-75, Q67162D-60, Q67162DH-60, Q67162DS-60, Q67172H-45, Q67172S-45, Q77083DH-60, Q77083DS-60,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114253

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 59


Q77093DH-60, Q77093DS-60, Q77102-75, Q77102H-75, Q77102S-75, Q77103D-60, Q77103-75, Q77103D-75, Q77103DH-60, Q77103H-75, Q77103DH-75, Q77103DS-60, Q77103S-75, Q77103DS-75, Q77113D-60, Q77113DH-60, Q77113DS-60, Q77133D-60, Q77133DH-60, Q77133DS-60, Q87033-30, Q87033H-30, Q87063D-60, Q87083D-60, Q87093D-60, QA7034-30, QA7034H-30, QA7032-30, QA7032H-30, QA7035-30, QA7035H-30, QA7030-30, QA7030H-30, QA703J-30, QA703JH-30, QA7134-20, Q3F193-45, Q4F163-45, Q4F193-45, Q5F133-45, Q5F163-45, Q5F193-45, Q6F113-45, Q6F163-45;

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: Q18402-75, Q18402H-75, Q18402S-75, QB8904-90, QB8902-90, QB8903-90, QB8905-90, QB8900-90, QB8901-90, QC8904-90, QC8902-90, QC8905-90, QC8900-90, QC890J-90, Q48084D-45, Q58063DH-75, Q58084D-30, Q58084DH-30, Q68034-30, Q68032-30, Q68035-30, Q68030-30, Q6803J-30, Q68063DH-75, Q68063DS-75, Q68084D-30, Q68084DH-30, Q68084DS-30, Q78060D-30, Q78060DH-30, Q78060DS-30, Q98063-15, Q98063-23, Q98063D-30, QA8034-30, QA8034H-30, QA8032-30, QA8032H-30, QA8033-30, QA8033H-30, QA8035-30, QA8035H-30, QA8030-30, QA8030H-30, QA803J-30, QA803JH-30, QA8053D-30, QA8053DH-30, QA8063-15, QA8063-23, QA8063-30, QA8063D-30, QA8083D-45, QA8134P-10, QA8160D-23, QA8160DH-23.

4.2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGCL (Полигликолид-ко-капролактон) фиолетовый монопить без покрытия - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 35 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: Q11262V-70, Q11262V-90, Q11262HV-90, Q11265V-70, Q11272V-75, Q11275V-75, Q11302V-70, Q11302V-75, Q11302V-90, Q11312V-70, Q11323V-70, Q11323V-75, Q11362V-70, Q11362V-75, Q11362V-100, Q11362HV-90, Q11365V-70, Q11372V-45×4, Q11372V-45, Q11372V-70, Q11372V-75, Q11372V-90, Q11375V-75, Q11402V-45×4, Q11402V-45, Q11402V-70, Q11402V-75, Q11402V-90, Q11402VP-150, Q11402VP-70, Q11482V-45.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114254

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 60

Q11482V-90, Q11482VP-150, Q11652VP-150, QB1262V-70, QB1262V-90, QB1262HV-75, QB1262HV-90, QB1272V-75, QB1302V-70, QB1312V-70, QB1323V-70, QB1362V-70, QB1362V-75, QB1362HV-90, QB1372V-45, QB1372V-70, QB1372V-75, QB1372V-90, QB1402V-70, QB1402V-90, QB1402VP-150, QB1402HV-70, QB1452V-90, QB1452HV-90, QB1482V-45, QB1482V-90, QB1482VP-150, QB1602V-90, QB1652V-96, QB1652V-130, QC1402V-90, Q21222V-70, Q21222V-75, Q21262V-45, Q21262V-70, Q21262DV-70, Q21262V-75, Q21262DV-75, Q21262V-90, Q21262DV-90, Q21262HV-75, Q21262HV-90, Q21263V-70, Q21265V-70, Q21265DV-70, Q21272V-75, Q21275V-75, Q21275DV-75, Q21302V-70, Q21302DV-70, Q21302V-75, Q21302V-90, Q21302DV-90, Q21312V-70, Q21313V-70, Q21323V-70, Q21352V-75, Q21362V-70, Q21362V-75, Q21362HV-90, Q21365V-70, Q21365DV-70, Q21365DV-90, Q21372V-45, Q21372V-70, Q21372V-75, Q21372V-90, Q21375V-75, Q21402V-70, Q21402V-75, Q21402V-90, Q21482V-90, Q21482HV-70, Q31172V-70, Q31172DV-70, Q31172V-75, Q31172DV-75, Q31202V-75, Q31222V-45×4, Q31222V-45, Q31222V-70, Q31222DV-70, Q31222V-75, Q31222DV-90, Q31223V-70, Q31262DV-35, Q31262V-45×4, Q31262V-45×8, Q31262V-45, Q31262V-60, Q31262V-70×8, Q31262V-70, Q31262DV-70, Q31262V-75, Q31262V-90, Q31262DV-90, Q31263V-70, Q31265V-70, Q31265DV-70, Q31272V-75, Q31275V-75, Q31275DV-75, Q31302V-70, Q31302DV-70, Q31302V-75, Q31302DV-90, Q31312V-70, Q31362V-75, Q31365DV-90, Q31372V-70, Q31372V-75, Q31372V-90, Q31375DV-75, Q31402V-90, Q41163V-70, Q41172V-45, Q41172V-70, Q41172DV-70, Q41172V-75, Q41172DV-75, Q41173V-70, Q41182V-70, Q41182V-75, Q41183V-70, Q41192V-45, Q41192V-75, Q41193V-75, Q41202V-75, Q41222V-45, Q41222V-70, Q41222DV-70, Q41222V-75, Q41222DV-75, Q41222DV-90, Q41223V-70, Q41262V-45, Q41262V-70, Q41262DV-70, Q41262V-75, Q41262DV-75, Q41262DV-90, Q41265DV-70, Q41275V-75, Q51113V-45, Q51122V-75, Q51132V-45, Q51132V-70, Q51132V-75, Q51132DV-75, Q51162V-45, Q51172V-45, Q51172V-70, Q51172DV-70, Q51172V-75, Q51183V-70, Q51222V-45, Q61102V-75, Q61132V-45, Q61132V-70, Q61132V-75, Q61172V-70, Q61172V-75, Q61222V-45, Q12372V-45, Q12372V-75, Q12402V-90, Q12482V-45, Q12482VP-150, QB2372V-45, QB2402V-90, QB2452V-90, QB2452HV-90, QB2482V-45, QB2482V-90, QB2502HV-90, QB2653V-90, QB2702V-90, Q22312V-70, Q22372V-75, Q32262V-75;

- нити в отрезках одной длины от 45 см до 100 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности. прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая. прямая; следующих номеров по

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самоплова

0114255

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 61

каталогу: Q13303V-75, Q13362V-70, Q13362V-75, Q13372V-75, Q13372V-90, Q13372V-100, Q13373V-75, Q13482V-90, Q13503V-45, QB3372V-75, QB3402V-90, QB3402HV-75, QB3402HV-90, QB3482V-90, QB3503V-45, QB3503HV-45, Q23243V-45, Q23243V-75, Q23243V-90, Q23262V-70, Q23262V-75, Q23263V-70, Q23263V-75, Q23303V-45, Q23303V-70, Q23303V-75, Q23362V-70, Q23372V-70, Q23372V-75, Q33193V-45, Q33193V-60, Q33193V-75, Q33242V-45, Q33242V-75, Q33243V-70, Q33243V-75, Q33263V-75, Q43133V-45, Q43163V-75, Q43183V-70, Q43193V-45, Q43193V-70, Q43193V-75, Q43193V-90, Q43242V-75, Q53133V-45, Q53163V-45, Q53163V-70, Q53163V-75, Q53193V-45, Q63123V-45, Q26243V-75, Q36193V-45, Q36243V-45, Q36243V-75, Q36263V-75, Q46133V-45, Q46163V-45, Q46163V-70, Q46193V-45, Q46193V-75, Q56133V-45, Q56133V-75, Q56163V-75, Q66113V-45, Q17362V-70, QB7362V-70, Q27173V-75, Q27193V-75, Q27262V-70, Q27362V-70, Q47173V-70, Q57123V-75, Q57163V-45, Q57172V-70.


4.3. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGCL (Полигликолид-ко- капролактон) неокрашенный мононить без покрытия: нити в отрезках одной длины от 5 см до 390 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: Q1-45×3, Q1-45×6, Q1-45×10, Q1-45×12, Q1-60×12, Q1-60×13, Q1-75×2, Q1-150, Q1-180, QB-45×3, QB-45×6, QB-45×12, QB-75×2, QB-75×5, QB-75×6, QB-75×10, QB-90, QB-180, QC-45×3, QC-45×6, QC-45×12, QC-70×2, QC-70×5, QC-150, QC-180, QC-200, QC-220, QC-250, QC-280, QC-300, QC-320, QC-350, QC-390, Q2-45×3, Q2-45×6, Q2-45×12, Q2-60, Q2-60×12, Q2-60×13, Q2-70×6, Q2-75×2, Q2-75×5, Q2-75×6, Q2-75×12, Q2-150, Q2-250, Q3-45×3, Q3-45×6, Q3-45×12, Q3-60×13, Q3-70×5, Q3-75×6, Q3-75×12, Q3-150, Q4-45×6, Q4-45×10, Q5-25×4, Q6-25×30, Q8-15×40, Q9-5×50.

4.4. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGCL (Полигликолид-ко- капролактон) фиолетовый мононить без покрытия; нити в отрезках одной длины от 45 см до 250 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: Q1V-45, Q1V-45×3, Q1V-45×6, Q1V-70×5, Q1V-140, Q1V-150, Q1V-250, QBV-45, QBV-45×3, QBV-45×6, QBV-70×5, QBV-140, QBV-150, QBV-250, QCV-45, Q2V-45, Q2V-45×3, Q2V-45×6, Q2V-70×5, Q2V-75, Q2V-140, Q2V-150, Q2V-250, Q3V-45, Q3V-45×3, Q3V-45×6, Q3V-70×5, Q3V-75, Q3V-140, Q3V-150, Q3V-250, Q4V-45×6, Q4V-75.

5. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактид)) с иглами атравматическими и без игл - 12 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке, варианты исполнения:

5.1. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Симонова

0114256

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 62

WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактид)) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 13 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одношольная, двухшольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A11132U-70, A11172U-70, A11222U-70, A11222U-75, A11222HU-70, A11252U-75, A11262U-45×4, A11262U-45, A11262U-70×4, A11262U-70, A11262U-75, A11262U-90, A11262DU-70, A11262HU-75, A11262HU-90, A11262DHU-90, A11262SU-75, A11262SU-90, A11262DSU-90, A11265U-70, A11265DU-70, A11265DU-90, A11272U-45, A11275U-75, A11302U-45×4, A11302U-70×4, A11302U-70, A11302U-75, A11302U-90, A11302DU-90, A11302HU-75, A11302HU-90, A11302DHU-75, A11302DHU-90, A11302SU-75, A11302SU-90, A11302DSU-75, A11302DSU-90, A11312U-70×4, A11312U-75, A11312HU-75, A11312HU-100, A11322U-100, A11322HU-100, A11322SU-100, A11323U-70, A11352U-75, A11352U-90, A11352HU-75, A11352SU-75, A11362U-50, A11362U-70×8, A11362U-70, A11362U-75, A11362U-90, A11362HU-45×8, A11362HU-45, A11362HU-50, A11362HU-75, A11362HU-90, A11362SU-45, A11362SU-50, A11362SU-75, A11362SU-90, A11365U-70, A11365U-75, A1136JU-75, A11372U-45×4, A11372U-70×4, A11372U-70, A11372U-75, A11372U-90, A11372HU-70, A11372HU-75, A11372HU-90, A11372SU-75, A11382U-90, A11402U-45×4, A11402U-60, A11402U-70, A11402U-75, A11402U-90, A11402HU-60, A11402HU-75, A11402HU-90, A11402DHU-90, A11402DHU-100, A11402SU-60, A11402SU-75, A11402SU-90, A11402SU-100, A11402DSU-90, A11402DSU-100, A11405U-70, A11405U-75, A11405U-90, A11405HU-75, A11432U-70, A11432U-90, A11432PU-150, A11452U-75, A11452HU-75, A11452SU-75, A11482U-45×4, A11482U-70, A11482U-75, A11482U-90, A11482U-100, A11482U-203, A11482HU-75, A11482HU-90, A11482HU-100, A11482HU-203, A11482SU-75, A11482SU-100, A11482SU-203, A11652U-70, A11652U-90, A11652PU-150, A11652HPU-150, A11762U-70, AB1222U-70, AB1252U-75, AB1262U-45×4, AB1262U-45, AB1262U-70, AB1262U-75, AB1262U-90, AB1262HU-45, AB1262HU-75, AB1262HU-90, AB1265U-70, AB1272U-45, AB1272U-75, AB1302U-70, AB1302U-75, AB1302U-90, AB1302HU-75, AB130JU-75, AB1312U-70, AB1312U-75, AB1312HU-75, AB1323U-70, AB1352U-75, AB1352U-90, AB1352HU-75, AB1352HU-90, AB135JU-75, AB1362U-75, AB1362HU-45×8, AB1362HU-70×4, AB1362HU-90, AB1365U-70, AB1372U-45×4, AB1372U-70×4, AB1372U-70, AB1372U-75, AB1372U-90, AB1372U-100.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114257


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 63

AB1372HU-75, AB1372HU-90, AB1372HU-100, AB1402U-45×4, AB1402U-70×4,
AB1402U-70, AB1402U-75, AB1402U-90, AB1402PU-150, AB1402PU-200, AB1402HU-
45×8, AB1402HU-70×4, AB1402HU-75, AB1402HU-90, AB1402HPU-150, AB1402DHU-90,
AB1405U-70, AB1405U-90, AB1405U-100, AB1405HU-90, AB1405HU-100, AB140JU-70,
AB140JHU-70, AB1432U-45×4, AB1432U-70, AB1432U-90, AB1432PU-150, AB1452U-75,
AB1452U-90, AB1452HU-75, AB1453U-75, AB1482U-45×4, AB1482U-45, AB1482U-70,
AB1482U-75, AB1482U-90, AB1482PU-150, AB1482HU-45×8, AB1482HU-45, AB1482HU-
70, AB1482HU-75, AB1482HU-90, AB1482HPU-150, AB1502U-75, AB1502U-90,
AB1502HU-75, AB1602U-70, AB1602U-75, AB1602PU-150, AB1652U-70×4, AB1652U-75,
AB1652U-90, AB1652U-100, AB1652PU-150, AB1652U-150, AB1652PU-240, AB1652HU-
75, AB1652HU-100, AB1652HU-150, AB1653U-100, AB1702U-70, AB1762U-70,
AB1762U-75, AB1762HU-100, AB1802U-90, AB1802HU-100, AB1904U-90, AB1902U-90,
AB1903U-90, AB1905U-90, AB1900U-90, AB1906U-90, AB190JU-90, AC1262U-45×4,
AC1262U-70×4, AC1262U-70, AC1262U-75, AC1262U-90, AC1262HU-90, AC1272HU-75,
AC1302U-70, AC1302U-80, AC1362HU-70×4, AC1362HU-90, AC1372U-45×4, AC1372U-
70×4, AC1372U-70, AC1372U-75, AC1372U-90, AC1402U-45×4, AC1402U-70×4,
AC1402U-70, AC1402U-75, AC1402U-90, AC1402HU-45×8, AC1402HU-70×4, AC1402HU-
90, AC1402HU-100, AC1432U-45×4, AC1432U-70, AC1432U-75, AC1432U-90, AC1452U-
75, AC1452U-90, AC1452HU-75, AC1452HU-90, AC1482U-45×4, AC1482U-70×4,
AC1482U-70, AC1482U-75, AC1482U-90, AC1482PU-150, AC1482HU-45×8, AC1482HU-
75, AC1482HU-90, AC1482HU-100, AC1502U-75, AC1502U-90, AC1602U-70, AC1602U-
75, AC1602U-90, AC1642U-90, AC1652U-70×4, AC1652U-75, AC1652U-90, AC1652U-150,
AC1652PU-240, AC1762U-70, AC1762U-75, AC1904U-90, AC1903U-90, AC1905U-90,
AC1900U-90, AC1906U-90, AC190JU-90, A21132U-70, A21132HU-70, A21172U-70,
A21172U-75, A21172DU-75×15, A21172DU-75×20, A21172AU-75×15, A21172AU-75×20,
A21172HU-75, A21172DHU-75×15, A21172DHU-75×20, A21172DHU-75, A21182DU-75,
A21182DHU-75, A21192U-75, A21192HU-75, A21193DHU-75, A21202U-70, A21202U-75,
A21202DU-75, A21202HU-75, A21202HU-90, A21202DHU-75, A21222U-20, A21222U-
45×4, A21222U-45×8, A21222U-45, A21222U-70×4, A21222U-70, A21222U-75, A21222U-
90, A21222U-120, A21222DU-75×4, A21222DU-75×6, A21222DU-75×8, A21222DU-75×10,
A21222DU-75×12, A21222DU-75×16, A21222DU-75×20, A21222DU-90×4, A21222DU-
90×6, A21222DU-90×8, A21222DU-90×10, A21222DU-90×12, A21222DU-90×16,
A21222DU-90×20, A21222DU-90, A21222AU-75×4, A21222AU-75×6, A21222AU-75×8,
A21222AU-75×10, A21222AU-75×12, A21222AU-75×16, A21222AU-75×20, A21222AU-
90×4, A21222AU-90×6, A21222AU-90×8, A21222AU-90×10, A21222AU-90×12,
A21222AU-90×16, A21222AU-90×20, A21222HU-75, A21222DHU-75×4, A21222DHU-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114258

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 64

75×6, A21222DHU-75×8, A21222DHU-75×10, A21222DHU-75×12, A21222DHU-75×16,
A21222DHU-75×20, A21222DHU-90×4, A21222DHU-90×6, A21222DHU-90×8,
A21222DHU-90×10, A21222DHU-90×12, A21222DHU-90×16, A21222DHU-90×20,
A21223U-70, A21223U-75, A21232PU-20, A21252U-75, A21262U-20, A21262U-45×4,
A21262U-45×8, A21262U-45, A21262U-70×4, A21262U-70×8, A21262U-70, A21262U-75,
A21262U-90, A21262U-120, A21262DU-90, A21262DU-100, A21262HU-75, A21262HU-90,
A21262DHU-70, A21262DHU-75, A21262DHU-90, A21263U-70, A21263U-75, A21263HU-
75, A21263DHU-75, A21265U-70, A21265U-75, A21265U-90, A21265DU-70, A21265DU-
90, A21272U-45, A21272U-70, A21272DU-150, A21275U-75, A21302U-70×4, A21302U-70,
A21302U-75, A21302U-90, A21302U-100, A21302HU-70, A21302HU-75, A21302HU-90,
A21302DHU-90, A21302DHU-100, A2130JU-70, A2130JU-75, A21312U-70×4, A21312U-
75, A21312DU-75, A21312DU-100, A21322U-75, A21322U-100, A21322DU-90,
A21322HU-75, A21322HU-100, A21322DHU-90, A21323U-70, A21352U-75, A21352HU-
75, A21352SU-75, A21362U-70×8, A21362U-70, A21362U-75, A21362U-90, A21362HU-70,
A21362HU-75, A21362HU-90, A21362SU-70, A21362SU-75, A21362SU-90, A21365U-70,
A21365HU-70, A2136JU-75, A21372U-45×4, A21372U-70×4, A21372U-70, A21372U-75,
A21372U-90, A21372HU-70, A21372HU-75, A21372HU-90, A21372DHU-90, A21372SU-
75, A21372SU-90, A21372DSU-90, A21402U-70, A21402U-75, A21402U-90, A21402HU-75,
A21402HU-90, A21402HU-100, A21402SU-75, A21402SU-100, A21403U-75, A21432U-90,
A21452U-90, A21482U-70, A21482U-75, A21482U-90, A21502U-90, A21510U-90,
A21652HU-75, A21700U-75, A21700HU-75, A21700DHU-75, A21700SU-75, A21700DSU-
75, A21762U-70, A21762U-75, A31132U-75, A31133DHU-75, A31162HU-75, A31162DHU-
90, A31172U-45×4, A31172U-70×4, A31172U-70, A31172U-75, A31172U-90, A31172DU-
70, A31172DU-75×15, A31172DU-75×20, A31172DU-90, A31172AU-75×15, A31172AU-
75×20, A31172HU-75, A31172HU-90, A31172DHU-75×15, A31172DHU-75×20,
A31172DHU-75, A31172DHU-90, A31182U-70, A31182DHU-75, A31182DHU-90,
A31183U-70, A31183DHU-75, A31192HU-75, A31190U-20, A31202U-70, A31202U-75,
A31202DU-75, A31202HU-70, A31202HU-75, A31202HU-90, A31202DHU-75,
A31202DHU-90, A3120JU-45, A3120JHU-45, A31222U-20, A31222U-45×4, A31222U-45×8,
A31222U-45, A31222U-70×4, A31222U-70×8, A31222U-70, A31222U-75, A31222U-90,
A31222U-120, A31222DU-45, A31222DU-90, A31222ADU-90, A31222HU-75,
A31222DHU-45, A31222DHU-75, A31222DHU-90, A31222DHU-100, A31223U-70,
A31223U-75, A31223DU-75, A31223DHU-75, A3122JU-75, A31232U-20, A31242U-75,
A31252U-70, A31252U-75, A31252U-90, A31252ADU-90, A31262U-20, A31262U-45×4,
A31262U-45×8, A31262U-60, A31262U-70×4, A31262U-70×8, A31262U-70, A31262U-75,
A31262U-90, A31262U-120, A31262DU-70, A31262DU-75×4, A31262DU-75×6

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114259


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 65

A31262DU-75×8, A31262DU-75×10, A31262DU-75×12, A31262DU-75×16, A31262DU-75×20, A31262DU-90, A31262AU-75×4, A31262AU-75×6, A31262AU-75×8, A31262AU-75×10, A31262AU-75×12, A31262AU-75×16, A31262AU-75×20, A31262HU-70, A31262HU-75, A31262HU-90, A31262DHU-70, A31262DHU-75×4, A31262DHU-75×6, A31262DHU-75×8, A31262DHU-75×10, A31262DHU-75×12, A31262DHU-75×16, A31262DHU-75×20, A31262DHU-75, A31262DHU-90, A31262DHU-120, A31262SU-70, A31262SU-75, A31262SU-90, A31262DSU-70, A31262DSU-75×4, A31262DSU-75×6, A31262DSU-75×8, A31262DSU-75×10, A31262DSU-75×12, A31262DSU-75×16, A31262DSU-75×20, A31262DSU-75, A31262DSU-90, A31262DSU-120, A31263U-70, A31263DU-90, A31263DHU-75, A31263DHU-90, A31263DSU-75, A31263DSU-90, A31265U-70, A31265HU-75, A31272U-75, A31302U-70, A31302U-75, A31302DU-75, A31302HU-75, A31302HU-90, A31302DHU-75, A31302DHU-90, A31302DHU-100, A31302SU-75, A31302SU-90, A31302DSU-75, A31302DSU-90, A31302DSU-100, A31312U-70×4, A31312U-75, A31312DU-90, A31312DU-120, A31315U-75, A31315DU-75, A31322DU-120, A31322DHU-90, A31322DHU-120, A31322DSU-90, A31322DSU-120, A31323U-70, A31362U-75, A31362HU-75, A31362HU-90, A31362SU-75, A31362SU-90, A31372U-45×4, A31372U-70×4, A31372U-70, A31372U-75, A31372U-90, A31372HU-75, A31372SU-75, A31372DSU-90, A31382U-75, A31402U-60, A31402U-75, A31402U-90, A31482U-70, A31482U-75, A31762U-75, A41093HU-75, A41103DU-75, A41103DHU-75, A41132U-45×4, A41132U-45, A41132U-70, A41132U-75, A41132DU-75, A41132DU-90, A41132HU-75, A41132DHU-75, A41132DHU-90, A41133U-60, A41133U-75, A41133HU-75, A41133DHU-75, A41152U-75, A41162U-45, A41162U-75, A41163U-75, A41172U-45×4, A41172U-45, A41172U-70×4, A41172U-70, A41172U-75, A41172DU-70, A41172HU-75, A41172HU-90, A41172DHU-70, A41172DHU-75, A41172DHU-90, A41172SU-75, A41172SU-90, A41173U-45, A41173U-75, A41173HU-75, A41173DHU-75, A41173DHU-90, A41173SU-75, A41173DSU-75, A41173DSU-90, A41182U-75, A41182HU-75, A41182HU-90, A41182DHU-75, A41182DHU-90, A41182SU-75, A41182SU-90, A41182DSU-75, A41182DSU-90, A41183U-70, A41183DU-75, A41183DU-90, A41183HU-75, A41183DHU-75, A41183DHU-90, A41192U-90, A41192HU-75, A41192HU-90, A41193U-45, A41193DHU-90, A41190U-20, A41190HU-45, A41202U-45, A41202U-70, A41202U-75, A41202ADU-90, A41202HU-45, A41202HU-70, A41202HU-75, A41202HU-90, A41202DHU-75, A41202DHU-90, A41202DHU-100, A41222U-45×4, A41222U-45×8, A41222U-45, A41222U-70×4, A41222U-70, A41222U-75, A41222DU-75, A41222HU-75, A41222DHU-75, A41222DHU-90, A41223U-70, A4122U-75, A41242U-75, A41242HU-75, A41242SU-75, A41252U-75, A41262U-45×4, A41262U-70×4, A41262U-70, A41262U-75, A41262U-90, A41262DU-70, A41262DU-90×4, A41262DU-90×6, A41262DU-90×8.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 66

A41262DU-90×10, A41262DU-90×12, A41262DU-90×16, A41262DU-90×20, A41262DU-120, A41262AU-90×4, A41262AU-90×6, A41262AU-90×8, A41262AU-90×10, A41262AU-90×12, A41262AU-90×16, A41262AU-90×20, A41262HU-75, A41262HU-90, A41262DHU-70, A41262DHU-90, A41262SU-75, A41262SU-90, A41262DSU-75, A41262DSU-90×4, A41262DSU-90×6, A41262DSU-90×8, A41262DSU-90×10, A41262DSU-90×12, A41262DSU-90×16, A41262DSU-90×20, A41262DSU-90, A41262DSU-120, A41263DU-90, A41263SU-75, A41263DSU-90, A41265DU-70, A51082DHU-60, A51092DHU-75, A51102U-70, A51102DU-60, A51102DHU-60, A51103U-45, A51122U-75, A51122HU-75, A51122DHU-75, A51123U-45, A51123U-70, A51123U-75, A51123HU-75, A51123DHU-60, A51123DHU-75, A51132U-45, A51132U-60, A51132U-70, A51132U-75, A51132HU-45, A51132HU-75, A51132HU-90, A51132DHU-60, A51132DHU-75, A51132DHU-90, A51133U-75, A51133HU-75, A51133HU-90, A51133DHU-60, A51133DHU-75, A51133DHU-90, A51152U-75, A51152U-90, A51162U-60, A51162U-75, A51162U-90, A51162DU-45, A51162ADU-90, A51162HU-60, A51162HU-75, A51162HU-90, A51162DHU-45, A51162DHU-60, A51162DHU-75, A51162DHU-90, A51163U-70, A51163HU-70, A51163HU-75, A51172U-70, A51172U-75, A51172DU-70, A51172DU-90, A51172ADU-90, A51172HU-75, A51172HU-90, A51172DHU-75, A51172DHU-90, A51172DHU-100, A51173DU-90, A51173HU-75, A51173DHU-75, A51173DHU-90, A51182U-45, A51182U-75, A51182HU-75, A51182DHU-90, A51183DU-75, A51183HU-75, A51183DHU-75, A51183DHU-90, A51192HU-75, A51202DHU-75, A51222DU-75, A51222DHU-75, A51222DHU-90, A51252U-75, A51262U-75, A51262DU-75, A51262DU-90, A51262HU-75, A51262DHU-75, A51262DHU-90, A51262DSU-75, A51262DSU-90, A51263HU-75, A51263SU-75, A51282DU-75, A51302DU-75, A51302DHU-75, A51302DSU-75, A61062DU-45, A61062DHU-45, A61062DSU-45, A61082DU-60, A61083U-60, A61083HU-60, A61083DHU-60, A61083DHU-75, A61083SU-60, A61083DSU-60, A61083DSU-75, A61092DU-60, A61092DHU-60, A61092DSU-60, A61093U-30, A61093DU-45, A61093DU-60×4, A61093ADU-60, A61093HU-60, A61093DHU-45, A61093DHU-60×4, A61093DHU-60, A61093DHU-75, A61093SU-60, A61093DSU-45, A61093DSU-60×4, A61093DSU-60, A61093DSU-75, A61102U-70, A61102U-75, A61102HU-60, A61102HU-75, A61102DHU-45, A61102DHU-60, A61102DHU-75, A61102SU-60, A61102SU-75, A61102DSU-45, A61102DSU-60, A61102DSU-75, A61103HU-75, A61103DHU-60, A61103DHU-75, A61103SU-75, A61103DSU-60, A61103DSU-75, A61113DHU-60, A61113DHU-75, A61113DSU-60, A61113DSU-75, A61122U-75, A61122HU-75, A61122SU-75, A61123U-70, A61123U-75, A61123HU-75, A61123DHU-60, A61123DHU-75, A61123SU-75, A61123DSU-60, A61123DSU-75, A61132U-45, A61132U-70, A61132U-75, A61132U-90, A61132HU-60

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114261

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 67

A61132HU-75, A61132HU-90, A61132DHU-60, A61132DHU-75, A61132DHU-90,
A61132SU-60, A61132SU-75, A61132SU-90, A61132DSU-60, A61132DSU-75,
A61132DSU-90, A61133U-70, A61133ADU-75, A61133HU-45, A61133HU-70, A61133HU-
75, A61133DHU-60, A61133DHU-75, A61133SU-45, A61133SU-70, A61133SU-75,
A61133DSU-60, A61133DSU-75, A61162U-60, A61162U-75, A61162HU-75, A61162SU-75,
A61163U-75, A61163HU-75, A61163SU-75, A61172U-45, A61172U-70, A61172U-75,
A61172DHU-90, A61172DSU-90, A61173DHU-75, A61173DSU-75, A61183DHU-75,
A61183DSU-75, A71062U-30, A71062HU-30, A71082DHU-75, A71082DSU-75,
A71083HU-60, A71083HU-90, A71083DHU-45, A71083DHU-60, A71083DHU-75,
A71083DHU-90, A71083SU-60, A71083SU-90, A71083DSU-45, A71083DSU-60,
A71083DSU-75, A71083DSU-90, A71092DHU-75, A71092DSU-75, A71093DU-60×4,
A71093ADU-60, A71093HU-60, A71093HU-75, A71093DHU-60×4, A71093DHU-60,
A71093DHU-75, A71093DHU-90, A71093SU-60, A71093SU-75, A71093DSU-60×4,
A71093DSU-60, A71093DSU-75, A71093DSU-90, A71102DHU-60, A71102DHU-75,
A71102DSU-60, A71102DSU-75, A71103U-45, A71103DU-60, A71103HU-60, A71103HU-
75, A71103DHU-60, A71103DHU-75, A71103SU-60, A71103SU-75, A71103DSU-60,
A71103DSU-75, A71113HU-75, A71113SU-75, A71123DU-60, A71123DHU-60,
A71123DSU-60, A71132HU-60, A71132HU-75, A71132HU-90, A71132SU-60, A71132SU-
75, A71132SU-90, A71133HU-75, A71133HU-90, A71133DHU-60, A71133DHU-75,
A71133SU-75, A71133SU-90, A71133DSU-60, A71133DSU-75, A81034U-30, A81032U-30,
A81033U-30, A81033HU-30, A81035U-30, A81030U-30, A81036U-30, A8103JU-30,
A81062DU-45, A81063U-13, A81063DU-45, A81063DU-60, A81063SU-13, A81063SU-60,
A81063DSU-45, A81063DSU-60, A81073DU-45, A81083SU-15, A81083SU-30, A81083SU-
60, A81083DSU-45, A81083DSU-60, A81083DSU-75, A81083DSU-90, A81093U-30,
A81093SU-60, A81103SU-30, A81103DSU-75, A81113SU-60, A81113DSU-60, A81132SU-
75, A81133SU-75, A12262U-75, A12262HU-75, A12352U-75, A12402U-75, A12402U-90,
A12402HU-90, A12402SU-90, A12482U-90, A12502U-90, AB2262U-75, AB2262HU-75,
AB2352U-75, AB2362HU-90, AB2402U-75, AB2402U-90, AB2402U-100, AB2402HU-90,
AB2402HU-100, AB2452U-90, AB2452U-100, AB2452HU-100, AB2482U-90, AB2502U-90,
AB2603U-75, AB2633U-100, AB2643U-90, AB2643U-100, AB2904U-90, AB2902U-90,
AB2903U-90, AB2905U-90, AB2900U-90, AB2906U-90, AB290JU-90, ~~AG2252U-75~~,
AC2452U-90, AC2502U-90, AC2904U-90, AC2905U-90, AC2900U-90, ~~AC2906U-90~~,
AC290JU-90, A22262U-75, A22262HU-75, A22312U-75, A22352U-70, A22352U-75,
A22362U-75, A22362HU-75, A22372U-75, A82034U-30, A82032U-30, A82033U-30,
A82033HU-30, A82035U-30, A82030U-30, A82036U-30, A8203JU-30, A19402U-75,
A19402HU-75, A19402SU-75, AB9904U-90, AB9902U-90, AB9903U-90, AB9905U-90.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114262

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 68

AB9900U-90, AB9906U-90, AB990JU-90, AC9904U-90, AC9902U-90, AC9903U-90, AC9905U-90, AC9900U-90, AC9906U-90, AC990JU-90, A89034U-30, A89032U-30, A89033U-30, A89035U-30, A89030U-30, A89036U-30, A8903JU-30;
- нити в отрезках одной длины от 30 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A13202U-75, A13202HU-75, A13222U-75, A13222HU-75, A13223U-75, A13243U-45, A13243U-70, A13243HU-45, A13243HU-75, A13253U-75, A13262U-70, A13262U-75, A13262HU-75, A13263U-75, A13263HU-75, A13302U-70, A13303U-30, A13303U-45, A13303U-70, A13303U-75, A13303HU-30, A13303HU-45, A13303HU-75, A1330JU-120, A13313U-100, A13323U-100, A13323HU-100, A13362U-75, A13362U-90, A13362HU-75, A13362SU-75, A13363U-75, A13363HU-70, A13363HU-75, A13363SU-70, A13363SU-75, A13372U-45×3, A13372U-70, A13372U-75, A13372U-90, A13372U-100, A13372HU-70, A13372HU-75, A13372HU-100, A13372SU-70, A13372SU-75, A13372SU-100, A13373HU-75, A13373SU-75, A13402U-70, A13402U-75, A13402U-90, A13402HU-90, A13402HU-100, A13402SU-90, A13402SU-100, A13403U-90, A13403HU-75, A13403HU-90, A13403HU-100, A13403SU-75, A13403SU-90, A13403SU-100, A13453U-75, A13453U-90, A13453HU-75, A13453SU-75, A13482U-70, A13482U-75, A13482U-90, A13482HU-90, A13502U-75, A13502HU-75, A13502SU-75, A13503HU-45, A13503HU-100, A13503SU-45, A13503SU-100, A13522U-75, A13700U-90, A13700HU-90, A13752U-90, A13750U-100, A13750HU-100, A13903U-100, A13903SU-100, AB3222U-70, AB3222HU-70, AB3262U-100, AB3262HU-75, AB3262HU-100, AB3263HU-75, AB326JU-75, AB326JHU-75, AB3302U-70, AB3302U-75, AB3302U-100, AB3303U-70, AB3303U-75, AB3303U-90, AB3303HU-75, AB330JU-70, AB3313U-100, AB3323U-100, AB3323HU-100, AB3353U-70, AB3353U-75, AB3353HU-75, AB3362U-75, AB3363U-75, AB3363HU-75, AB3372U-70, AB3372U-75, AB3372U-90, AB3372HU-75, AB3372HU-90, AB3373U-75, AB3373U-90, AB3373HU-75, AB3382U-75, AB3402U-45×3, AB3402U-70, AB3402U-75, AB3402U-90, AB3402HU-75, AB3402HU-100, AB3403U-75, AB3403U-90, AB3403HU-70, AB3403HU-75, AB3432PU-150, AB3453U-90, AB3453HU-75, AB3453HU-90, AB3482U-70, AB3482U-75, AB3482U-90, AB3482U-100, AB3482HU-75, AB3482HU-90, AB3482HU-100, AB3485U-90, AB3485HU-90, AB3502U-90, AB3502U-100, AB3502HU-100, AB3503U-45, AB3503HU-45, AB3503HU-100, AB3750HU-100, AB3904U-90, AB3902U-90, AB3903U-90, AB3903U-100, AB3905U-90, AB3900U-90, AB3906U-90, AB390JU-90, AC3222U-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114263


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 69

AC3242U-75, AC3262U-70, AC3372U-70, AC3372U-75, AC3372U-90, AC3402U-75, AC3402U-90, AC3443U-75, AC3482U-75, AC3482U-90, AC3483U-75, AC3483U-90, AC3503U-45, AC3904U-90, AC3902U-90, AC3905U-90, AC3900U-90, AC3906U-90, AC390JU-90, A23030U-120, A23193U-45, A23193U-70, A23193U-75, A23193HU-45, A23193HU-75, A23222U-75, A23232U-70, A23242U-75, A23242HU-75, A23243U-45, A23243U-70, A23243U-75, A23243HU-45, A23243HU-75, A23253U-75, A23262U-70, A23262U-90, A23262HU-60, A23262HU-70, A23262HU-75, A23263U-45, A23263U-75, A23263HU-45, A23263HU-75, A23302U-70, A23302U-75, A23302HU-75, A23302SU-75, A23303U-30, A23303U-70, A23303U-75, A23303U-100, A23303HU-30, A23303HU-45, A23303HU-70, A23303HU-75, A23303HU-100, A23303SU-30, A23303SU-45, A23303SU-70, A23303SU-75, A23303SU-100, A23323U-60, A23323HU-60, A23323SU-60, A23353U-75, A23350HU-75, A23362U-75, A23363U-75, A23372U-70, A23372U-75, A23372U-90, A23372HU-70, A23373U-75, A23373U-90, A23373HU-75, A23373HU-90, A23373SU-75, A23373SU-90, A23393U-75, A23402U-70, A23402U-90, A23402U-100, A23403HU-75, A23403HU-90, A23403SU-75, A23403SU-90, A23413U-75, A23453U-75, A23453HU-75, A23453HU-100, A23453SU-75, A23453SU-100, A23482U-75, A23500U-75, A23500HU-100, A23500SU-100, A23550U-90, A23550HU-90, A23550SU-90, A23600U-70, A23600U-75, A23600U-100, A23600HU-70, A23600HU-75, A23600HU-90, A23600HU-100, A23600SU-75, A23700DU-70, A23700DHU-70, A23700DSU-70, A23750U-100, A23750HU-100, A23750SU-100, A23903U-100, A23903SU-100, A33162U-70, A33163U-45, A33163U-70, A33163U-75, A33163HU-45, A33163HU-75, A33172U-75, A33192U-75, A33192HU-75, A33193U-45, A33193U-70, A33193U-75, A33193HU-30, A33193HU-45, A33193HU-75, A33202HU-45, A33203U-70, A33203U-75, A33203HU-75, A33212U-45, A33223U-70, A33223U-75, A33223HU-75, A33232U-45x4, A33232U-45, A33232U-70, A33242U-45, A33242HU-75, A33242SU-75, A33243U-30, A33243U-45x4, A33243U-60, A33243U-70, A33243U-75, A33243HU-30, A33243HU-70, A33243HU-75, A33243HU-90, A33243SU-30, A33243SU-45, A33243SU-70, A33243SU-75, A33243SU-90, A33252U-75, A33253U-75, A33253U-90, A33262U-70, A33262U-75, A33262HU-70, A33262HU-75, A33262SU-70, A33262SU-75, A33263U-45, A33263U-75, A33263U-90, A33263HU-45, A33263HU-60, A33263HU-70, A33263HU-75, A33263HU-90, A33263DHU-75, A33263DHU-90, A33263SU-45, A33263SU-60, A33263SU-75, A33263SU-90, A33263DSU-75, A33263DSU-90, A33302U-70, A33302HU-70, A33303U-45, A33303U-70, A33303U-75, A33303HU-45, A33303HU-75, A33303SU-45, A33303SU-75, A33363HU-75, A33363SU-75, A33372U-90, A33373U-75, A33373HU-75, A33373SU-75, A33383U-75, A33393U-75, A33402U-75, A33402HU-90, A33403HU-75, A33403HU-90, A33403SU-75, A33403SU-90, A33450HU-90, A33450SU-90, A33482U-90, A33600U-70, A33600U-75, A33600U-100, A33600HU-70,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 А.В. Самойлова

0114264

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 70

A33600HU-75, A33600IU-100, A33600SU-70, A33600SU-75, A33600SU-100, A33750U-100, A33750HU-100, A33750SU-100, A43103HU-75, A43123U-45, A43123U-70, A43123IU-45, A43132U-75, A43133U-45, A43133U-60, A43133DU-45, A43133IU-45, A43133HU-60, A43133IU-70, A43130U-45, A43130DU-45, A43152U-45, A43152U-70, A43153U-70, A43162HU-70, A43163U-45, A43163U-70, A43163U-75, A43163DU-45, A43163HU-45, A43163IU-60, A43163HU-70, A43163HU-75, A43163DHU-45, A43172U-45, A43172U-75, A43182U-70, A43182IU-60, A43182HU-70, A43182IU-75, A43183HU-75, A43192U-45, A43192U-75, A43192HU-45, A43192HU-75, A43193U-45, A43193U-70, A43193U-75, A43193HU-45, A43193HU-60, A43193HU-75, A43193HU-90, A43193DHU-45, A43202U-70, A43202U-75, A43202HU-45, A43202IU-75, A43203U-70, A43203U-75, A43212U-45, A43223U-75, A43243U-45, A43243U-70, A43243U-75, A43243HU-45, A43243HU-75, A43243SU-45, A43243SU-75, A43253U-75, A43262U-90, A43262HU-75, A43262IU-90, A43262SU-75, A43262SU-90, A43263U-45, A43263U-75, A43263U-90, A43263HU-45, A43263HU-75, A43263HU-90, A43263SU-45, A43263SU-75, A43263SU-90, A43303U-75, A43303HU-75, A43303SU-75, A43403HU-70, A43450U-45, A53103U-60, A53103IU-60, A53103HU-75, A53113U-45, A53113HU-45, A53123U-45, A53123U-60, A53123U-70, A53123U-75, A53123HU-45, A53123HU-75, A53132U-75, A53133U-45, A53133U-75, A53133DU-45, A53133IU-45, A53133HU-60, A53133HU-75, A53133DHU-45, A53133DHU-60, A53133DHU-90, A53152U-45, A53162HU-45, A53162HU-75, A53163U-45, A53163U-75, A53163HU-45, A53163HU-60, A53163HU-70, A53163HU-75, A53172U-45, A53172U-75, A53172HU-75, A53182HU-45, A53193U-30, A53193U-45, A53193U-70, A53193U-75, A53193HU-30, A53193HU-45, A53193HU-60, A53193HU-70, A53193HU-75, A53203U-75, A53203HU-75, A53222HU-70, A53263U-75, A53263IU-75, A63083HU-45, A63083SU-45, A63093U-45, A63093DU-45, A63093DHU-75, A63093DSU-75, A63103U-60, A63103HU-60, A63103SU-60, A63113U-45, A63113U-150, A63113DU-45, A63113IU-45, A63113SU-45, A63123U-45, A63123IU-45, A63123HU-60, A63123HU-70, A63123SU-45, A63123SU-60, A63123SU-70, A63132HU-75, A63132SU-75, A63133U-45, A63133IU-45, A63133HU-60, A63133HU-75, A63133DHU-45, A63133DHU-75, A63133SU-45, A63133SU-60, A63133SU-75, A63133DSU-45, A63133DSU-75, A63162HU-70, A63162SU-70, A63163U-45, A63163HU-45, A63163HU-60, A63163HU-75, A63163SU-45, A63163SU-60, A63163SU-75, A63173SU-75, A63193HU-45, A63193SU-45, A73093HU-75, A73093SU-75, A73103HU-45, A73103HU-75, A73103SU-45, A73103SU-75, A73113HU-45, A73113SU-45, A73123U-75, A73123HU-45, A73123HU-70, A73123HU-75, A73123SU-45, A73123SU-70, A73123SU-75, A73133DU-75, A73133HU-45, A73133HU-70, A73133IU-75, A73133DHU-75, A73133SU-45, A73133SU-70, A73133SU-75, A73133DSU-75, A73183SU-75, A83034U-30, A83032U-30, A83033U-30, A83033HU-30, A83035U-30.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114267

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 71

A83030U-30, A83036U-30, A8303JU-30, A83082DU-30, A83083DU-30, A14262U-75,
A14303U-75, A14303HU-75, A14403U-90, A14403HU-90, A14403SU-90, A14600HU-75,
AB4302HU-75, AB4373U-75, AB4373HU-75, AB4402U-75, AB4402HU-75, AB4402HU-90,
AB4452HU-75, AB4502U-75, AB4502HU-75, AB4904U-90, AB4902U-90, AB4903U-50×2,
AB4903U-90, AB4905U-90, AB4900U-90, AB4906U-90, AB490JU-90, AC4482U-90,
AC4904U-90, AC4902U-90, AC4905U-90, AC4900U-90, AC4906U-90, AC490JU-90,
A24202U-75, A24243U-75, A24262U-75, A24262U-90, A24262HU-75, A24262HU-90,
A24263U-75, A24302U-60, A24302U-75, A24302HU-75, A24303HU-75, A24372U-75,
A24402U-75, A24402HU-75, A24402SU-75, A24403U-100, A24403HU-100, A24403SU-100,
A24600U-75, A24600HU-75, A24600HU-85, A24750DHU-75, A24903U-90, A24903SU-90,
A34163U-75, A34163HU-75, A34193U-45, A34193HU-45, A34193HU-80, A34202U-45,
A34202HU-45, A34203U-75, A34212U-45, A34222U-45, A34222HU-45, A34222HU-75,
A34242HU-75, A34242SU-75, A34243U-75, A34243HU-75, A34243SU-75, A34263U-45,
A34263U-75, A34263HU-45, A34263HU-75, A34263SU-45, A34263SU-75, A34265U-75,
A34302U-90, A34302HU-75, A34302HU-90, A34303HU-75, A34303SU-75, A34363U-75,
A34363HU-75, A34363SU-75, A34600U-75, A34600HU-75, A34600SU-75, A44132U-75,
A44132HU-75, A44130U-45, A44163U-45, A44163U-75, A44163HU-45, A44172U-75,
A44172HU-75, A44192HU-75, A44193HU-75, A44193HU-80, A44222U-45, A44253U-75,
A44263U-45, A44263U-75, A44263SU-45, A44263SU-75, A44302U-75, A44302SU-75,
A54123U-75, A54123HU-75, A54132DHU-70, A54162HU-90, A54163U-75, A54163HU-45,
A54172U-75, A54172DHU-70, A64123U-75, A64123HU-45, A64123HU-75, A64123SU-45,
A64123SU-75, A64163U-45, A64163HU-45, A64163SU-45, A84034U-30, A84032U-30,
A84033U-30, A84033HU-30, A84035U-30, A84030U-30, A84036U-30, A8403JU-30,
A84083ADU-60, A15402U-90, A15402HU-90, A15402SU-90, AB5904U-90, AB5902U-90,
AB5903U-90, AB5905U-90, AB5900U-90, AB5906U-90, AB590JU-90, AC5613U-45,
AC5904U-90, AC5902U-90, AC5905U-90, AC5900U-90, AC5906U-90, AC590JU-90,
A85034U-30, A85032U-30, A85033U-30, A85033HU-30, A85035U-30, A85030U-30,
A85036U-30, A8503JU-30, A16353U-75, A16363U-75, A16373U-75, A16373HU-75,
A16373SU-75, A16403U-90, A16403HU-90, A16403SU-90, AB6904U-90, AB6902U-90,
AB6903U-90, AB6905U-90, AB6900U-90, AB6906U-90, AB690JU-90, AC6613U-45,
AC6904U-90, AC6902U-90, AC6905U-90, AC6900U-90, AC6906U-90, AC690JU-90,
A26243U-45, A26243U-70, A26243U-75, A26243HU-45, A26243HU-75, A26262DU-75×4,
A26262DU-75×6, A26262DU-75×8, A26262DU-75×10, A26262DU-75×12, A26262DU-
75×16, A26262DU-75×20, A26262AU-75×4, A26262AU-75×6, A26262AU-75×8,
A26262AU-75×10, A26262AU-75×12, A26262AU-75×16, A26262AU-75×20, A26262DHU-
75×4, A26262DHU-75×6, A26262DHU-75×8, A26262DHU-75×10, A26262DHU-75×12.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114268

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 72

A26262DHU-75×16, A26262DHU-75×20, A26263U-45, A26263U-75, A26263HU-45, A26303HU-75, A26353U-70, A26363U-75, A26403HU-70, A36163U-45, A36163U-75, A36163HU-45, A36163HU-75, A36193U-45, A36193U-70, A36193U-75, A36193HU-45, A36193HU-75, A36243U-45, A36243U-70, A36243U-75, A36243HU-45, A36243HU-75, A36243SU-45, A36243SU-75, A36253U-90, A36263U-45, A36263U-75, A36263HU-45, A36263HU-70, A36263SU-45, A36263SU-70, A36363U-75, A36600U-75, A46123U-75, A46123HU-45, A46123HU-75, A46133U-45, A46133U-75, A46133HU-45, A46133HU-75, A46162U-45, A46163U-45, A46163HU-45, A46163HU-75, A46193U-45, A46193U-70, A46193U-75, A46193HU-45, A46193HU-70, A46193HU-75, A46243U-45, A46243U-75, A46243SU-45, A46243SU-75, A46263U-45, A46263U-75, A46263SU-45, A56113U-45, A56113HU-45, A56123U-45, A56123HU-45, A56123HU-75, A56133U-45, A56133U-75, A56133HU-45, A56133HU-75, A56162U-45, A56162HU-45, A56163U-45, A56163HU-45, A56163HU-70, A56163HU-75, A56193U-45, A56193HU-45, A56193HU-75, A56243HU-75, A56263U-45, A56263HU-45, A66083U-45, A66083HU-45, A66083SU-45, A66113U-45, A66113HU-45, A66113SU-45, A66123U-45, A66123HU-45, A66123HU-60, A66123SU-45, A66123SU-60, A66133U-45, A66133U-75, A66133HU-45, A66133HU-75, A66133SU-45, A66133SU-75, A66163U-45, A66163U-60, A66163U-75, A66163HU-45, A66163HU-60, A66163HU-75, A66163SU-45, A66163SU-60, A66163SU-75, A66263U-45, A66263SU-45, A76113U-45, A76113HU-45, A76113SU-45, A76123U-45, A76123HU-45, A76123SU-45, A76133U-45, A76133U-75, A76133HU-45, A76133HU-75, A76133SU-45, A76133SU-75, A86034U-30, A86032U-30, A86033U-30, A86033HU-30, A86035U-30, A86030U-30, A86036U-30, A8603JU-30, A17222U-75, A17262U-70, A17262U-75, A17262HU-70, A17262HU-75, A17302U-75, A17312U-75, A1731JU-100, A1732JU-100, A1732JHU-100, A17352HU-100, A17352SU-100, A17353U-75, A17362U-75, A17362U-90, A17362U-100, A17362HU-100, A17362SU-100, A17372U-75, A17372DU-90, A17372HU-75, A17372DHU-75, A17372DHU-90, A17372SU-75, A17372DSU-75, A17372DSU-90, A17382U-75, A17402U-75, A17402U-90, A17402HU-75, A17402HU-90, A17402SU-75, A17402SU-90, A17452U-75, A17452HU-90, A17452SU-90, A17482U-90, A17802U-75, AB7262DU-120, AB7262HU-75, AB7262DHU-120, AB7302U-100, AB7312U-75, AB7312U-100, AB7312DU-90, AB731JU-75, AB7322U-100, AB7322DU-90, AB7322HU-100, AB7322DHU-90, AB7352HU-75, AB7362U-90, AB7362HU-75, AB7362HU-90, AB7363HU-75, AB7372U-75, AB7372U-90, AB7372U-100, AB7372HU-75, AB7372HU-90, AB7372HU-100, AB7382U-75, AB7382U-100, AB7402U-75, AB7402U-90, AB7402HU-75, AB7402HU-90, AB7452U-75, AB7452U-100, AB7452HU-90, AB7452HU-100, AB7452DHU-100, AB7482PU-150, AB7802U-75, AB7904U-90, AB7902U-90, AB7903U-90, AB7905U-90, AB7900U-90, AB7906U-90, AB790JU-90, AC7362U-75, AC7362HU-75, AC7372U-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114269

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 73

AC7452U-75, AC7452HU-75, AC7472PU-150, AC7482U-75, AC7482U-90, AC7482PU-150, AC7904U-90, AC7903U-90, AC7905U-90, AC7900U-90, AC7906U-90, AC790JU-90, A27172DU-75×15, A27172DU-75×20, A27172AU-75×15, A27172AU-75×20, A27172DHU-75×15, A27172DHU-75×20, A27172DHU-90, A27172DHU-100, A27222U-75, A27262U-75, A27262DU-75, A27262DU-90, A27262DU-120, A27262HU-45, A27262HU-75, A27262HU-90, A27262DHU-75, A27262DHU-90, A27262DHU-120, A27263HU-75, A27272U-75, A27302HU-75, A27302SU-75, A27312U-75, A27312U-90, A27312DU-90, A27322U-90, A27322DU-90, A27322HU-90, A27322DHU-90, A27352U-90, A27362U-75, A27362U-90, A27382U-75, A27402U-75, A27402U-90, A27402DU-90, A27402HU-75, A27402DHU-90, A27402DSU-90, A27452U-75, A37162DU-90, A37162DHU-90, A37163HU-75, A37172U-70, A37172U-75, A37172DU-75×15, A37172DU-75×20, A37172AU-75×15, A37172AU-75×20, A37172DHU-75×15, A37172DHU-75×20, A37172DHU-90, A37182U-75, A37182HU-75, A37183U-75, A37183DU-75, A37183DU-90, A37183HU-75, A37183DHU-75, A37183DHU-90, A37193U-45, A37202U-75, A37202U-90, A37202HU-75, A37202HU-90, A37222U-70, A37222U-75, A37222DU-90, A37222HU-75, A37222DHU-90, A37223U-70, A37242HU-75, A37242SU-75, A37243U-75, A37262U-75, A37262U-90, A37262DU-120, A37262HU-75, A37262HU-90, A37262DHU-90, A37262DHU-120, A37262SU-75, A37262SU-90, A37262DSU-90, A37262DSU-120, A37263U-75, A37263DU-75, A37263DU-90, A37263HU-75, A37263DHU-75, A37263DHU-90, A37263SU-75, A37263DSU-75, A37263DSU-90, A37302U-90, A37302HU-90, A37302SU-90, A37322DU-90, A37322DHU-90, A37322DSU-90, A37362U-90, A37402DU-90, A37402DSU-90, A47123DU-75, A47132DHU-75, A47133U-75, A47162U-90, A47162DU-90, A47162HU-90, A47162DHU-90, A47163HU-75, A47172U-70, A47172U-75, A47172ADU-90, A47172HU-75, A47172DHU-70, A47172DHU-90, A47173U-75, A47175U-75, A47182U-75, A47182DU-90, A47182HU-75, A47182DHU-90, A47183U-75, A47183DU-75, A47183DU-90, A47183HU-75, A47183DHU-75, A47183DHU-90, A47183DSU-75, A47183DSU-90, A47202U-90, A47202DU-90, A47202HU-90, A47202DHU-70, A47202DHU-90, A47202DSU-70, A47202DSU-90, A47222U-70, A47222U-75, A47222DU-90, A47222ADU-90, A47222HU-45, A47222HU-75, A47222DHU-90, A47222SU-75, A47222DSU-90, A47223U-70, A47223U-75, A47262DU-90, A47262DU-120, A47262HU-75, A47262DSU-90, A47262DSU-120, A47263U-75, A47263DU-75, A47263DU-120, A47263SU-75, A57093DU-60, A57093DHU-60, A57112DU-60, A57112DHU-60, A57113DHU-60, A57123U-75, A57123DU-75, A57123DU-90, A57123HU-75, A57123DHU-75, A57123DHU-90, A57132DU-60, A57132DU-75, A57132DHU-60, A57132DHU-75, A57132DHU-75, A57133U-45, A57133U-75, A57133DHU-75, A57162DU-90, A57162DHU-90, A57163DU-75, A57163DHU-75, A57172U-75, A57172HU-75, A57172DHU-70, A57172DHU-75

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова
0114270

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 74

A57172DHU-90, A57173DU-75, A57173DHU-75, A57173DHU-90, A57182U-75, A57182DU-90, A57182HU-75, A57182DHU-90, A57183U-75, A57183DU-75, A57183DU-90, A57183HU-75, A57183DHU-75, A57183DHU-90, A57192HU-45, A57202U-90, A57202HU-90, A67083HU-45, A67083SU-45, A67093DU-75, A67093DHU-60, A67093DHU-75, A67093DSU-60, A67093DSU-75, A67103U-75, A67103DU-60, A67103DU-75, A67103HU-75, A67103DHU-60, A67103DHU-75, A67103SU-75, A67103DSU-60, A67103DSU-75, A67105U-30, A67113U-60, A67113HU-60, A67113DHU-60, A67113SU-60, A67113DSU-60, A67122U-75, A67122HU-75, A67122SU-75, A67123U-75, A67123DU-75, A67123HU-75, A67123DHU-75, A67123SU-75, A67123DSU-75, A67132HU-75, A67132DHU-60, A67132SU-75, A67132DSU-60, A67133U-75, A67133DU-60, A67133DHU-60, A67133DHU-75, A67133DSU-60, A67133DSU-75, A67162DU-60, A67162DHU-60, A67162DSU-60, A67172HU-45, A67172SU-45, A77083DHU-60, A77083DSU-60, A77093DHU-60, A77093DSU-60, A77102U-75, A77102HU-75, A77102SU-75, A77103U-75, A77103DU-60, A77103DU-75, A77103HU-75, A77103DHU-60, A77103DHU-75, A77103SU-75, A77103DSU-60, A77103DSU-75, A77113DU-60, A77113DHU-60, A77113DSU-60, A77133DU-60, A77133DHU-60, A77133DSU-60, A87034U-30, A87032U-30, A87033U-30, A87033HU-30, A87035U-30, A87030U-30, A87036U-30, A8703JU-30, A87063DU-60, A87083DU-60, A87093DU-60, A3F193U-45, A5F123U-45, A5F163U-45, A5F193U-45, A6F113U-45, A6F123U-45, A6F133U-45; - нити в отрезках одной длины от 15 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A18402U-75, A18402HU-75, A18402SU-75, AB8904U-90, AB8902U-90, AB8903U-90, AB8905U-90, AB8900U-90, AB8906U-90, AB890JU-90, AC8904U-90, AC8902U-90, AC8903U-90, AC8905U-90, AC8900U-90, AC8906U-90, AC890JU-90, A48084DU-45, A48113DU-45, A58063DHU-75, A58084DU-30, A58084DU-45, A58084DHU-30, A58082U-45, A58082DU-45, A58113DU-45, A68064DU-30, A68063DIU-75, A68063DSU-75, A68084U-45, A68084DU-20, A68084DU-30, A68084DU-45, A68084DHU-30, A68084DSU-30, A68082U-45, A68082DU-20, A68082DU-45, A68083DU-45, A68113DU-45, A68133DU-45, A78063U-30, A78063DU-30, A78063DU-45, A78060DU-30, A78060DHU-30, A78060DSU-30, A78072DU-45, A78084U-45, A78082DU-45, A88034U-30, A88032U-30, A88033U-30, A88035U-30, A88030U-30, A88036U-30, A8803JU-30, A88052U-20, A88064DU-45, A88062DU-30, A88063U-15, A88063U-30, A88063U-45, A88063DU-30, A88072DU-30.

5.2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический, рассасывающийся

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114271

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 75

WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактид)) неокрашенный монопнить с покрытием - не более 20 шт., с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке. варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 75 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A91053U-13, A91053DU-45, A91063DU-45, A91082HU-75, A91083HU-30, A91083DU-30, A91103U-30, AA1034U-30, AA1034HU-30, AA1032U-30, AA1032HU-30, AA1035U-30, AA1035HU-30, AA1030U-30, AA1030HU-30, AA1036U-30, AA103JU-30, AA103JHU-30, AA1043U-10, AA1043DU-13, AA1043DU-30, AA1043DU-45, AA1043IU-10, AA1043DHU-13, AA1043DHU-45, AA1053U-13, AA1053U-15, AA1053HU-13, AA1053HU-15, AA1063U-15, AA1063HU-15, AA1073DHU-75, AA1083DU-45, AA1160DU-23, AA1160AU-15, AA2034U-30, AA2034HU-30, AA2032U-30, AA2032HU-30, AA2035U-30, AA2035HU-30, AA2030U-30, AA2030HU-30, AA2036U-30, AA203JU-30, AA203JHU-30, AA9034U-30, AA9034HU-30, AA9032U-30, AA9032HU-30, AA9033U-30, AA9033HU-30, AA9035U-30, AA9035HU-30, AA9030U-30, AA9030HU-30, AA9036U-30, AA903JU-30, AA903JHU-30; - нити в отрезках одной длины от 20 см до 30 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: AA3034U-30, AA3034HU-30, AA3032U-30, AA3032HU-30, AA3035U-30, AA3035HU-30, AA3030U-30, AA3030HU-30, AA3036U-30, AA303JU-30, AA303JHU-30, AA4034U-30, AA4034HU-30, AA4032U-30, AA4032HU-30, AA4035U-30, AA4035HU-30, AA4030U-30, AA4030HU-30, AA4036U-30, AA403JU-30, AA403JHU-30, AA5034U-30, AA5034HU-30, AA5032U-30, AA5032HU-30, AA5035U-30, AA5035HU-30, AA5030U-30, AA5030HU-30, AA5036U-30, AA503JU-30, AA503JHU-30, AA6034U-30, AA6034HU-30, AA6032U-30, AA6032HU-30, AA6035U-30, AA6035HU-30, AA6030U-30, AA6030HU-30, AA6036U-30, AA603JU-30, AA603JHU-30, AA7034U-30, AA7034HU-30, AA7032U-30, AA7032HU-30, AA7035U-30, AA7035HU-30, AA7030U-30, AA7030HU-30, AA7036U-30, AA703JU-30, AA703JHU-30, AA7134U-20; - нити в отрезках одной длины от 10 см до 45 см с иглами, сборка одного из вариантов

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114272

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 76

исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A98063U-15, A98063U-23, A98063DU-30, AA8034U-30, AA8034HU-30, AA8032U-30, AA8032HU-30, AA8033U-30, AA8033HU-30, AA8035U-30, AA8035HU-30, AA8030U-30, AA8030HU-30, AA8036U-30, AA803JU-30, AA803JHU-30, AA8053DU-30, AA8053DHU-30, AA8063U-15, AA8063U-23, AA8063U-30, AA8063DU-30, AA8083DU-45, AA8134PU-10, AA8160DU-23, AA8160DHU-23.

5.3. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактид)) фиолетовый многофиламентный плетеный с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 13 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A11132-70, A11172-70, A11222-70, A11222-75, A11222H-70, A11252-75, A11262-45×4, A11262-45, A11262-70×4, A11262-70, A11262-75, A11262-90, A11262D-70, A11262H-75, A11262H-90, A11262DH-90, A11262S-75, A11262S-90, A11262DS-90, A11265-70, A11265D-70, A11265D-90, A11272-45, A11275-75, A11302-45×4, A11302-70×4, A11302-70, A11302-75, A11302-90, A11302D-90, A11302H-75, A11302H-90, A11302DH-75, A11302DH-90, A11302S-75, A11302S-90, A11302DS-75, A11302DS-90, A11312-70×4, A11312-75, A11312H-75, A11312H-100, A11322-100, A11322H-100, A11322S-100, A11323-70, A11352-75, A11352-90, A11352H-75, A11352S-75, A11362-50, A11362-70×8, A11362-70, A11362-75, A11362-90, A11362H-45×8, A11362H-45, A11362H-50, A11362H-75, A11362H-90, A11362S-45, A11362S-50, A11362S-75, A11362S-90, A11365-70, A11365-75, A1136J-75, A11372-45×4, A11372-70×4, A11372-70, A11372-75, A11372-90, A11372H-70, A11372H-75, A11372H-90, A11372S-75, A11382-90, A11402-45×4, A11402-60, A11402-70, A11402-75, A11402-90, A11402H-60, A11402H-75, A11402H-90, A11402DH-90, A11402DH-100, A11402S-60, A11402S-75, A11402S-90, A11402S-100, A11402DS-90, A11402DS-100, A11405-70, A11405-75, A11405-90, A11405H-75, A11432-70, A11432-90, A11432P-150, A11452-75, A11452H-75, A11452S-75, A11482-45×4, A11482-70, A11482-75, A11482-90, A11482-100, A11482-203, A11482H-75, A11482H-90, A11482H-100.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114273

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 77

А11482Н-203, А11482S-75, А11482S-100, А11482S-203, А11652-70, А11652-90, А11652P-150, А11652HP-150, А11762-70, АВ1222-70, АВ1252-75, АВ1262-45×4, АВ1262-45, АВ1262-70, АВ1262-75, АВ1262-90, АВ1262Н-45, АВ1262Н-75, АВ1262Н-90, АВ1265-70, АВ1272-45, АВ1272-75, АВ1302-70, АВ1302-75, АВ1302-90, АВ1302Н-75, АВ130J-75, АВ1312-70, АВ1312-75, АВ1312Н-75, АВ1323-70, АВ1352-75, АВ1352-90, АВ1352Н-75, АВ1352Н-90, АВ135JН-75, АВ1362-75, АВ1362Н-45×8, АВ1362Н-70×4, АВ1365-70, АВ1372-45×4, АВ1372-70×4, АВ1372-70, АВ1372-75, АВ1372-90, АВ1372-100, АВ1372Н-75, АВ1372Н-90, АВ1372Н-100, АВ1402-45×4, АВ1402-70×4, АВ1402-70, АВ1402-75, АВ1402-90, АВ1402P-150, АВ1402P-200, АВ1402Н-45×8, АВ1402Н-70×4, АВ1402Н-75, АВ1402Н-90, АВ1402HP-150, АВ1402DH-90, АВ1405-70, АВ1405-90, АВ1405-100, АВ1405Н-90, АВ1405Н-100, АВ140J-70, АВ140JН-70, АВ1432-45×4, АВ1432-70, АВ1432-90, АВ1432P-150, АВ1452-75, АВ1452-90, АВ1452Н-75, АВ1453-75, АВ1482-45×4, АВ1482-45, АВ1482-70, АВ1482-75, АВ1482-90, АВ1482P-150, АВ1482Н-45×8, АВ1482Н-45, АВ1482Н-70, АВ1482Н-75, АВ1482Н-90, АВ1482HP-150, АВ1502-75, АВ1502-90, АВ1502Н-75, АВ1602-70, АВ1602-75, АВ1602P-150, АВ1652-70×4, АВ1652-75, АВ1652-90, АВ1652-100, АВ1652P-150, АВ1652-150, АВ1652P-240, АВ1652Н-75, АВ1652Н-100, АВ1652Н-150, АВ1653-100, АВ1702-70, АВ1762-70, АВ1762-75, АВ1762Н-100, АВ1802-90, АВ1802Н-100, АВ1904-90, АВ1902-90, АВ1903-90, АВ1905-90, АВ1900-90, АВ1906-90, АВ190J-90, АС1262-45×4, АС1262-70×4, АС1262-70, АС1262-75, АС1262-90, АС1262Н-90, АС1272Н-75, АС1302-70, АС1302-80, АС1362Н-70×4, АС1362Н-90, АС1372-45×4, АС1372-70×4, АС1372-70, АС1372-75, АС1372-90, АС1402-45×4, АС1402-70×4, АС1402-70, АС1402-75, АС1402-90, АС1402Н-45×8, АС1402Н-70×4, АС1402Н-90, АС1402Н-100, АС1432-45×4, АС1432-70, АС1432-75, АС1432-90, АС1452-75, АС1452-90, АС1452Н-75, АС1452Н-90, АС1482-45×4, АС1482-70×4, АС1482-70, АС1482-75, АС1482-90, АС1482P-150, АС1482Н-45×8, АС1482Н-75, АС1482Н-90, АС1482Н-100, АС1502-75, АС1502-90, АС1602-70, АС1602-75, АС1602-90, АС1642-90, АС1652-70×4, АС1652-75, АС1652-90, АС1652-150, АС1652P-240, АС1762-70, АС1762-75, АС1904-90, АС1903-90, АС1905-90, АС1900-90, АС1906-90, АС190J-90, А21132-70, А21132Н-70, А21172-70, А21172-75, А21172D-75×15, А21172D-75×20, А21172A-75×15, А21172A-75×20, А21172Н-75, А21172DH-75×15, А21172DH-75×20, А21172DH-75, А21182D-75, А21182DH-75, А21192-75, А21192Н-75, А21193DH-75, А21202-70, А21202-75, А21202D-75, А21202Н-75, А21202Н-90, А21202DH-75, А21222-20, А21222-45×4, А21222-45×8, А21222-45, А21222-70×4, А21222-70, А21222-75, А21222-90, А21222-120, А21222D-75×4, А21222D-75×6, А21222D-75×8, А21222D-75×10, А21222D-75×12, А21222D-75×16, А21222D-75×20, А21222D-90×4, А21222D-90×6, А21222D-90×8, А21222D-90×10, А21222D-90×12, А21222D-90×16, А21222D-90×20,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114274

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 78

A21222D-90, A21222A-75×4, A21222A-75×6, A21222A-75×8, A21222A-75×10, A21222A-75×12, A21222A-75×16, A21222A-75×20, A21222A-90×4, A21222A-90×6, A21222A-90×8, A21222A-90×10, A21222A-90×12, A21222A-90×16, A21222A-90×20, A21222H-75, A21222DH-75×4, A21222DH-75×6, A21222DH-75×8, A21222DH-75×10, A21222DH-75×12, A21222DH-75×16, A21222DH-75×20, A21222DH-90×4, A21222DH-90×6, A21222DH-90×8, A21222DH-90×10, A21222DH-90×12, A21222DH-90×16, A21222DH-90×20, A21223-70, A21223-75, A21232P-20, A21252-75, A21262-20, A21262-45×4, A21262-45×8, A21262-45, A21262-70×4, A21262-70×8, A21262-70, A21262-75, A21262-90, A21262-120, A21262D-90, A21262D-100, A21262H-75, A21262H-90, A21262DH-70, A21262DH-75, A21262DH-90, A21263-70, A21263-75, A21263H-75, A21263DH-75, A21265-70, A21265-75, A21265-90, A21265D-70, A21265D-90, A21272-45, A21272-70, A21272D-150, A21275-75, A21302-70×4, A21302-70, A21302-75, A21302-90, A21302-100, A21302H-70, A21302H-75, A21302H-90, A21302DH-90, A21302DH-100, A2130J-70, A2130J-75, A21312-70×4, A21312-75, A21312D-75, A21312D-100, A21322-75, A21322-100, A21322D-90, A21322H-75, A21322H-100, A21322DH-90, A21323-70, A21352-75, A21352H-75, A21352S-75, A21362-70×8, A21362-70, A21362-75, A21362-90, A21362H-70, A21362H-75, A21362H-90, A21362S-70, A21362S-75, A21362S-90, A21365-70, A21365H-70, A2136J-75, A21372-45×4, A21372-70×4, A21372-70, A21372-75, A21372-90, A21372H-70, A21372H-75, A21372H-90, A21372DH-90, A21372S-75, A21372S-90, A21372DS-90, A21402-70, A21402-75, A21402-90, A21402H-75, A21402H-90, A21402H-100, A21402S-75, A21402S-100, A21403-75, A21432-90, A21452-90, A21482-70, A21482-75, A21482-90, A21502-90, A21510-90, A21652H-75, A21700-75, A21700H-75, A21700DH-75, A21700S-75, A21700DS-75, A21762-70, A21762-75, A31132-75, A31133DH-75, A31162H-75, A31162DH-90, A31172-45×4, A31172-70×4, A31172-70, A31172-75, A31172-90, A31172D-70, A31172D-75×15, A31172D-75×20, A31172D-90, A31172A-75×15, A31172A-75×20, A31172H-75, A31172H-90, A31172DH-75×15, A31172DH-75×20, A31172DH-75, A31172DH-90, A31182-70, A31182DH-75, A31182DH-90, A31183-70, A31183DH-75, A31192H-75, A31190-20, A31202-70, A31202-75, A31202D-75, A31202H-70, A31202H-75, A31202H-90, A31202DH-75, A31202DH-90, A3120J-45, A3120JH-45, A31222-20, A31222-45×4, A31222-45×8, A31222-45, A31222-70×4, A31222-70×8, A31222-70, A31222-75, A31222-90, A31222-120, A31222D-45, A31222D-90, A31222AD-90, A31222H-75, A31222DH-45, A31222DH-75, A31222DH-90, A31222DH-100, A31223-70, A31223-75, A31223D-75, A31223DH-75, A3122J-75, A31232-20, A31242-75, A31252-70, A31252-75, A31252-90, A31252AD-90, A31262-20, A31262-45×4, A31262-45×8, A31262-60, A31262-70×4, A31262-70×8, A31262-70, A31262-75, A31262-90, A31262-120, A31262D-70, A31262D-75×4, A31262D-75×6, A31262D-75×8, A31262D-75×10, A31262D-75×12.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114275

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 79

A31262D-75×16, A31262D-75×20, A31262D-90, A31262A-75×4, A31262A-75×6, A31262A-75×8, A31262A-75×10, A31262A-75×12, A31262A-75×16, A31262A-75×20, A31262H-70, A31262H-75, A31262H-90, A31262DH-70, A31262DH-75×4, A31262DH-75×6, A31262DH-75×8, A31262DH-75×10, A31262DH-75×12, A31262DH-75×16, A31262DH-75×20, A31262DH-75, A31262DH-90, A31262DH-120, A31262S-70, A31262S-75, A31262S-90, A31262DS-70, A31262DS-75×4, A31262DS-75×6, A31262DS-75×8, A31262DS-75×10, A31262DS-75×12, A31262DS-75×16, A31262DS-75×20, A31262DS-75, A31262DS-90, A31262DS-120, A31263-70, A31263D-90, A31263DH-75, A31263DH-90, A31263DS-75, A31263DS-90, A31265-70, A31265H-75, A31272-75, A31302-70, A31302-75, A31302D-75, A31302H-75, A31302H-90, A31302DH-75, A31302DH-90, A31302DH-100, A31302S-75, A31302S-90, A31302DS-75, A31302DS-90, A31302DS-100, A31312-70×4, A31312-75, A31312D-90, A31312D-120, A31315-75, A31315D-75, A31322D-120, A31322DH-90, A31322DH-120, A31322DS-90, A31322DS-120, A31323-70, A31362-75, A31362H-75, A31362H-90, A31362S-75, A31362S-90, A31372-45×4, A31372-70×4, A31372-70, A31372-75, A31372-90, A31372H-75, A31372S-75, A31372DS-90, A31382-75, A31402-60, A31402-75, A31402-90, A31482-70, A31482-75, A31762-75, A41093H-75, A41103D-75, A41103DH-75, A41132-45×4, A41132-45, A41132-70, A41132-75, A41132D-75, A41132D-90, A41132H-75, A41132DH-75, A41132DH-90, A41133-60, A41133-75, A41133H-75, A41133DH-75, A41152-75, A41162-45, A41162-75, A41163-75, A41172-45×4, A41172-45, A41172-70×4, A41172-70, A41172-75, A41172D-70, A41172H-75, A41172H-90, A41172DH-70, A41172DH-75, A41172DH-90, A41172S-75, A41172S-90, A41173-45, A41173-75, A41173H-75, A41173DH-75, A41173DH-90, A41173S-75, A41173DS-75, A41173DS-90, A41182-75, A41182H-75, A41182H-90, A41182DH-75, A41182DH-90, A41182S-75, A41182S-90, A41182DS-75, A41182DS-90, A41183-70, A41183D-75, A41183D-90, A41183H-75, A41183DH-75, A41183DH-90, A41192-90, A41192H-75, A41192H-90, A41193-45, A41193DH-90, A41190-20, A41190H-45, A41202-45, A41202-70, A41202-75, A41202AD-90, A41202H-45, A41202H-70, A41202H-75, A41202H-90, A41202DH-75, A41202DH-90, A41202DH-100, A41222-45×4, A41222-45×8, A41222-45, A41222-70×4, A41222-70, A41222-75, A41222D-75, A41222H-75, A41222DH-75, A41222DH-90, A41223-70, A4122J-75, A41242-75, A41242H-75, A41242H-75, A41252-75, A41262-45×4, A41262-70×4, A41262-70, A41262-75, A41262-90, A41262D-70, A41262D-90×4, A41262D-90×6, A41262D-90×8, A41262D-90×10, A41262D-90×12, A41262D-90×16, A41262D-90×20, A41262D-120, A41262A-90×4, A41262A-90×6, A41262A-90×8, A41262A-90×10, A41262A-90×12, A41262A-90×16, A41262A-90×20, A41262H-75, A41262H-90, A41262DH-70, A41262DH-90, A41262S-75, A41262S-90, A41262DS-75, A41262DS-90×4, A41262DS-90×6, A41262DS-90×8, A41262DS-90×10, A41262DS-90×12, A41262DS-90×16,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114276

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 80

A41262DS-90×20, A41262DS-90, A41262DS-120, A41263D-90, A41263S-75, A41263DS-90, A41265D-70, A51082DH-60, A51092DH-75, A51102-70, A51102D-60, A51102DH-60, A51103-45, A51122-75, A51122H-75, A51122DH-75, A51123-45, A51123-70, A51123-75, A51123H-75, A51123DH-60, A51123DH-75, A51132-45, A51132-60, A51132-70, A51132-75, A51132H-45, A51132H-75, A51132H-90, A51132DH-60, A51132DH-75, A51132DH-90, A51133-75, A51133H-75, A51133H-90, A51133DH-60, A51133DH-75, A51133DH-90, A51152-75, A51152-90, A51162-60, A51162-75, A51162-90, A51162D-45, A51162AD-90, A51162H-60, A51162H-75, A51162H-90, A51162DH-45, A51162DH-60, A51162DH-75, A51162DH-90, A51163-70, A51163H-70, A51163H-75, A51172-70, A51172-75, A51172D-70, A51172D-90, A51172AD-90, A51172H-75, A51172H-90, A51172DH-75, A51172DH-90, A51172DH-100, A51173D-90, A51173H-75, A51173DH-75, A51173DH-90, A51182-45, A51182-75, A51182H-75, A51182DH-90, A51183D-75, A51183H-75, A51183DH-75, A51183DH-90, A51192H-75, A51202DH-75, A51222D-75, A51222DH-75, A51222DH-90, A51252-75, A51262-75, A51262D-75, A51262D-90, A51262H-75, A51262DH-75, A51262DH-90, A51262DS-75, A51262DS-90, A51263H-75, A51263S-75, A51282D-75, A51302D-75, A51302DH-75, A51302DS-75, A61062D-45, A61062DH-45, A61062DS-45, A61082D-60, A61083-60, A61083H-60, A61083DH-60, A61083DH-75, A61083S-60, A61083DS-60, A61083DS-75, A61092D-60, A61092DH-60, A61092DS-60, A61093-30, A61093D-45, A61093D-60×4, A61093AD-60, A61093H-60, A61093DH-45, A61093DH-60×4, A61093DH-60, A61093DH-75, A61093S-60, A61093DS-45, A61093DS-60×4, A61093DS-60, A61093DS-75, A61102-70, A61102-75, A61102H-60, A61102H-75, A61102DH-45, A61102DH-60, A61102DH-75, A61102S-60, A61102S-75, A61102DS-45, A61102DS-60, A61102DS-75, A61103H-75, A61103DH-60, A61103DH-75, A61103S-75, A61103DS-60, A61103DS-75, A61113DH-60, A61113DH-75, A61113DS-60, A61113DS-75, A61122-75, A61122H-75, A61122S-75, A61123-70, A61123-75, A61123H-75, A61123DH-60, A61123DH-75, A61123S-75, A61123DS-60, A61123DS-75, A61132-45, A61132-70, A61132-75, A61132-90, A61132H-60, A61132H-75, A61132H-90, A61132DH-60, A61132DH-75, A61132DH-90, A61132S-60, A61132S-75, A61132S-90, A61132DS-60, A61132DS-75, A61132DS-90, A61133-70, A61133AD-75, A61133H-45, A61133H-70, A61133H-75, A61133DH-60, A61133DH-75, A61133S-45, A61133S-70, A61133S-75, A61133DS-60, A61133DS-75, A61152-60, A61162-75, A61162H-75, A61162S-75, A61163-75, A61163H-75, A61163S-75, A61172-45, A61172-70, A61172-75, A61172DH-90, A61172DS-90, A61173DH-75, A61173DS-75, A61183DH-75, A61183DS-75, A71062-30, A71062H-30, A71082DH-75, A71082DS-75, A71083H-60, A71083H-90, A71083DH-45, A71083DH-60, A71083DH-75, A71083DH-90, A71083S-60, A71083S-90, A71083DS-45, A71083DS-60, A71083DS-75, A71083DS-90, A71092DH-75, A71092DS-75, A71093D-60×4.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.Б. Самойлова

0114277

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 81

A71093AD-60, A71093H-60, A71093H-75, A71093DH-60×4, A71093DH-60, A71093DH-75, A71093DH-90, A71093S-60, A71093S-75, A71093DS-60×4, A71093DS-60, A71093DS-75, A71093DS-90, A71102DH-60, A71102DH-75, A71102DS-60, A71102DS-75, A71103-45, A71103D-60, A71103H-60, A71103H-75, A71103DH-60, A71103DH-75, A71103S-60, A71103S-75, A71103DS-60, A71103DS-75, A71113H-75, A71113S-75, A71123D-60, A71123DH-60, A71123DS-60, A71132H-60, A71132H-75, A71132H-90, A71132S-60, A71132S-75, A71132S-90, A71133H-75, A71133H-90, A71133DH-60, A71133DH-75, A71133S-75, A71133S-90, A71133DS-60, A71133DS-75, A81034-30, A81032-30, A81033-30, A81033H-30, A81035-30, A81030-30, A81036-30, A8103J-30, A81062D-45, A81063-13, A81063D-45, A81063D-60, A81063S-13, A81063S-60, A81063DS-45, A81063DS-60, A81073D-45, A81083S-15, A81083S-30, A81083S-60, A81083DS-45, A81083DS-60, A81083DS-75, A81083DS-90, A81093-30, A81093S-60, A81103S-30, A81103DS-75, A81113S-60, A81113DS-60, A81132S-75, A81133S-75, A12262-75, A12262H-75, A12352-75, A12402-75, A12402-90, A12402H-90, A12402S-90, A12482-90, A12502-90, AB2262-75, AB2262H-75, AB2352-75, AB2362H-90, AB2402-75, AB2402-90, AB2402-100, AB2402H-90, AB2402H-100, AB2452-90, AB2452-100, AB2452H-100, AB2482-90, AB2502-90, AB2603-75, AB2633-100, AB2643-90, AB2643-100, AB2904-90, AB2902-90, AB2903-90, AB2905-90, AB2900-90, AB2906-90, AB290J-90, AC2252-75, AC2452-90, AC2502-90, AC2904-90, AC2905-90, AC2900-90, AC2906-90, AC290J-90, A22262-75, A22262H-75, A22312-75, A22352-70, A22352-75, A22362-75, A22362H-75, A22372-75, A82034-30, A82032-30, A82033-30, A82033H-30, A82035-30, A82030-30, A82036-30, A8203J-30, A19402-75, A19402H-75, A19402S-75, AB9904-90, AB9902-90, AB9903-90, AB9905-90, AB9900-90, AB9906-90, AB990J-90, AC9904-90, AC9902-90, AC9903-90, AC9905-90, AC9900-90, AC9906-90, AC990J-90, A89034-30, A89032-30, A89033-30, A89035-30, A89030-30, A89036-30, A8903J-30;

- нити в отрезках одной длины от 30 см до 150 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A13202-75, A13202H-75, A13222-75, A13222H-75, A13223-75, A13243-45, A13243-70, A13243H-45, A13243H-75, A13253-75, A13262-70, A13262-75, A13262H-75, A13263-75, A13263H-75, A13302-70, A13303-30, A13303-45, A13303-70, A13303-75, A13303H-30, A13303H-45, A13303H-75, A1330J-120, A13313-100, A13323-100, A13323H-100, A13362-75, A13362-90, A13362H-75, A13362S-75, A13363-75, A13363H-70.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114278

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 82

A13363H-75, A13363S-70, A13363S-75, A13372-45×3, A13372-70, A13372-75, A13372-90, A13372-100, A13372H-70, A13372H-75, A13372H-100, A13372S-70, A13372S-75, A13372S-100, A13373H-75, A13373S-75, A13402-70, A13402-75, A13402-90, A13402H-90, A13402H-100, A13402S-90, A13402S-100, A13403-90, A13403H-75, A13403H-90, A13403H-100, A13403S-75, A13403S-90, A13403S-100, A13453-75, A13453-90, A13453H-75, A13453S-75, A13482-70, A13482-75, A13482-90, A13482H-90, A13502-75, A13502H-75, A13502S-75, A13503H-45, A13503H-100, A13503S-45, A13503S-100, A13522-75, A13700-90, A13700H-90, A13752-90, A13750-100, A13750H-100, A13903-100, A13903S-100, AB3222-70, AB3222H-70, AB3262-100, AB3262H-75, AB3262H-100, AB3263H-75, AB326J-75, AB326JH-75, AB3302-70, AB3302-75, AB3302-100, AB3303-70, AB3303-75, AB3303-90, AB3303H-75, AB330J-70, AB3313-100, AB3323-100, AB3323H-100, AB3353-70, AB3353-75, AB3353H-75, AB3362-75, AB3363-75, AB3363H-75, AB3372-70, AB3372-75, AB3372-90, AB3372H-75, AB3372H-90, AB3373-75, AB3373-90, AB3373H-75, AB3382-75, AB3402-45×3, AB3402-70, AB3402-75, AB3402-90, AB3402H-75, AB3402H-100, AB3403-75, AB3403-90, AB3403H-70, AB3403H-75, AB3432P-150, AB3453-90, AB3453H-75, AB3453H-90, AB3482-70, AB3482-75, AB3482-90, AB3482-100, AB3482H-75, AB3482H-90, AB3482H-100, AB3485-90, AB3485H-90, AB3502-90, AB3502-100, AB3502H-100, AB3503-45, AB3503H-45, AB3503H-100, AB3750H-100, AB3904-90, AB3902-90, AB3903-90, AB3903-100, AB3905-90, AB3900-90, AB3906-90, AB390J-90, AC3222-75, AC3242-75, AC3262-70, AC3372-70, AC3372-75, AC3372-90, AC3402-75, AC3402-90, AC3443-75, AC3482-75, AC3482-90, AC3483-75, AC3483-90, AC3503-45, AC3904-90, AC3902-90, AC3905-90, AC3900-90, AC3906-90, AC390J-90, A23030-120, A23193-45, A23193-70, A23193-75, A23193H-45, A23193H-75, A23222-75, A23232-70, A23242-75, A23242H-75, A23243-45, A23243-70, A23243-75, A23243H-45, A23243H-75, A23253-75, A23262-70, A23262-90, A23262H-60, A23262H-70, A23262H-75, A23263-45, A23263-75, A23263H-45, A23263H-75, A23302-70, A23302-75, A23302H-75, A23302S-75, A23303-30, A23303-70, A23303-75, A23303-100, A23303H-30, A23303H-45, A23303H-70, A23303H-75, A23303H-100, A23303S-30, A23303S-45, A23303S-70, A23303S-75, A23303S-100, A23323-60, A23323H-60, A23323S-60, A23353-75, A23350H-75, A23362-75, A23363-75, A23372-70, A23372-75, A23372-90, A23372H-70, A23373-75, A23373-90, A23373H-75, A23373H-90, A23373S-75, A23373S-90, A23393-75, A23402-70, A23402-90, A23402-100, A23403H-75, A23403H-90, A23403S-75, A23403S-90, A23413-75, A23453-75, A23453H-75, A23453H-100, A23453S-75, A23453S-100, A23482-75, A23500-75, A23500H-100, A23500S-100, A23550-90, A23550H-90, A23550S-90, A23600-70, A23600-75, A23600-100, A23600H-70, A23600H-75, A23600H-90, A23600H-100, A23600S-75, A23700D-70, A23700DH-70, A23700DS-70, A23750-100, A23750H-100, A23750S-100, A23903-100,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114279

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 83

A23903S-100, A33162-70, A33163-45, A33163-70, A33163-75, A33163H-45, A33163H-75, A33172-75, A33192-75, A33192H-75, A33193-45, A33193-70, A33193-75, A33193H-30, A33193H-45, A33193H-75, A33202H-45, A33203-70, A33203-75, A33203H-75, A33212-45, A33223-70, A33223-75, A33223H-75, A33232-45×4, A33232-45, A33232-70, A33242-45, A33242H-75, A33242S-75, A33243-30, A33243-45×4, A33243-60, A33243-70, A33243-75, A33243H-30, A33243H-70, A33243H-75, A33243H-90, A33243S-30, A33243S-45, A33243S-70, A33243S-75, A33243S-90, A33252-75, A33253-75, A33253-90, A33262-70, A33262-75, A33262H-70, A33262H-75, A33262S-70, A33262S-75, A33263-45, A33263-75, A33263-90, A33263H-45, A33263H-60, A33263H-70, A33263H-75, A33263H-90, A33263DH-75, A33263DII-90, A33263S-45, A33263S-60, A33263S-75, A33263S-90, A33263DS-75, A33263DS-90, A33302-70, A33302H-70, A33303-45, A33303-70, A33303-75, A33303H-45, A33303H-75, A33303S-45, A33303S-75, A33363H-75, A33363S-75, A33372-90, A33373-75, A33373H-75, A33373S-75, A33383-75, A33393-75, A33402-75, A33402H-90, A33403H-75, A33403H-90, A33403S-75, A33403S-90, A33450H-90, A33450S-90, A33482-90, A33600-70, A33600-75, A33600-100, A33600H-70, A33600H-75, A33600H-100, A33600S-70, A33600S-75, A33600S-100, A33750-100, A33750H-100, A33750S-100, A43103H-75, A43123-45, A43123-70, A43123H-45, A43132-75, A43133-45, A43133-60, A43133D-45, A43133H-45, A43133H-60, A43133H-70, A43130-45, A43130D-45, A43152-45, A43152-70, A43153-70, A43162H-70, A43163-45, A43163-70, A43163-75, A43163D-45, A43163H-45, A43163H-60, A43163H-70, A43163H-75, A43163DH-45, A43172-45, A43172-75, A43182-70, A43182H-60, A43182H-70, A43182H-75, A43183H-75, A43192-45, A43192-75, A43192H-45, A43192H-75, A43193-45, A43193-70, A43193-75, A43193H-45, A43193H-60, A43193H-75, A43193H-90, A43193DH-45, A43202-70, A43202-75, A43202H-45, A43202H-75, A43203-70, A43203-75, A43212-45, A43223-75, A43243-45, A43243-70, A43243-75, A43243H-45, A43243H-75, A43243S-45, A43243S-75, A43253-75, A43262-90, A43262H-75, A43262H-90, A43262S-75, A43262S-90, A43263-45, A43263-75, A43263-90, A43263H-45, A43263H-75, A43263H-90, A43263S-45, A43263S-75, A43263S-90, A43303-75, A43303H-75, A43303S-75, A43403H-70, A43450-45, A53103-60, A53103H-60, A53103H-75, A53113-45, A53113H-45, A53123-45, A53123-60, A53123-70, A53123-75, A53123H-45, A53123H-75, A53132-75, A53133-45, A53133-75, A53133D-45, A53133H-45, A53133H-60, A53133H-75, A53133DH-45, A53133DH-60, A53133DH-90, A53152-45, A53162H-45, A53162H-75, A53163-45, A53163-75, A53163H-45, A53163H-60, A53163H-70, A53163H-75, A53172-45, A53172-75, A53172H-75, A53182H-45, A53193-30, A53193-45, A53193-70, A53193-75, A53193H-30, A53193H-45, A53193H-60, A53193H-70, A53193H-75, A53203-75, A53203H-75, A53222H-70, A53263-75, A53263H-75, A63083H-45, A63083S-45, A63093-45, A63093D-45, A63093DH-75, A63093DS-75, A63103-60, A63103H-60, A63103S-60, A63113-45, A63113-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114280

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 84

150. A63113D-45, A63113H-45, A63113S-45, A63123-45, A63123H-45, A63123H-60, A63123H-70, A63123S-45, A63123S-60, A63123S-70, A63132H-75, A63132S-75, A63133-45, A63133H-45, A63133H-60, A63133H-75, A63133DH-45, A63133DH-75, A63133S-45, A63133S-60, A63133S-75, A63133DS-45, A63133DS-75, A63162H-70, A63162S-70, A63163-45, A63163H-45, A63163H-60, A63163H-75, A63163S-45, A63163S-60, A63163S-75, A63173S-75, A63193H-45, A63193S-45, A73093H-75, A73093S-75, A73103H-45, A73103H-75, A73103S-45, A73103S-75, A73113H-45, A73113S-45, A73123-75, A73123H-45, A73123H-70, A73123H-75, A73123S-45, A73123S-70, A73123S-75, A73133D-75, A73133H-45, A73133H-70, A73133H-75, A73133DH-75, A73133S-45, A73133S-70, A73133S-75, A73133DS-75, A73183S-75, A83034-30, A83032-30, A83033-30, A83033H-30, A83035-30, A83030-30, A83036-30, A8303J-30, A83082D-30, A83083D-30, A14262-75, A14303-75, A14303H-75, A14403-90, A14403H-90, A14403S-90, A14600H-75, AB4302H-75, AB4373-75, AB4373H-75, AB4402-75, AB4402H-75, AB4402H-90, AB4452H-75, AB4502-75, AB4502H-75, AB4904-90, AB4902-90, AB4903-50×2, AB4903-90, AB4905-90, AB4900-90, AB4906-90, AB490J-90, AC4482-90, AC4904-90, AC4902-90, AC4905-90, AC4900-90, AC4906-90, AC490J-90, A24202-75, A24243-75, A24262-75, A24262-90, A24262H-75, A24262H-90, A24263-75, A24302-60, A24302-75, A24302H-75, A24303H-75, A24372-75, A24402-75, A24402H-75, A24402S-75, A24403-100, A24403H-100, A24403S-100, A24600-75, A24600H-75, A24600H-85, A24750DH-75, A24903-90, A24903S-90, A34163-75, A34163H-75, A34193-45, A34193H-45, A34193H-80, A34202-45, A34202H-45, A34203-75, A34212-45, A34222-45, A34222H-45, A34222H-75, A34242H-75, A34242S-75, A34243-75, A34243H-75, A34243S-75, A34263-45, A34263-75, A34263H-45, A34263H-75, A34263S-45, A34263S-75, A34265-75, A34302-90, A34302H-75, A34302H-90, A34303H-75, A34303S-75, A34363-75, A34363H-75, A34363S-75, A34600-75, A34600H-75, A34600S-75, A44132-75, A44132H-75, A44130-45, A44163-45, A44163-75, A44163H-45, A44172-75, A44172H-75, A44192H-75, A44193H-75, A44193H-80, A44222-45, A44253-75, A44263-45, A44263-75, A44263S-45, A44263S-75, A44302-75, A44302S-75, A54123-75, A54123H-75, A54132DH-70, A54162H-90, A54163-75, A54163H-45, A54172-75, A54172DH-70, A64123-75, A64123H-45, A64123H-75, A64123S-45, A64123S-75, A64163-45, A64163H-45, A64163S-45, A84034-30, A84032-30, A84033-30, A84033H-30, A84035-30, A84030-30, A84036-30, A8403J-30, A84083AD-60, A15402-90, A15402H-90, A15402S-90, AB5904-90, AB5902-90, AB5903-90, AB5905-90, AB5900-90, AB5906-90, AB590J-90, AC5613-45, AC5904-90, AC5902-90, AC5905-90, AC5900-90, AC5906-90, AC590J-90, A85034-30, A85032-30, A85033-30, A85033H-30, A85035-30, A85030-30, A85036-30, A8503J-30, A16353-75, A16363-75, A16373-75, A16373H-75, A16373S-75, A16403-90, A16403H-90, A16403S-90, AB6904-90, AB6902-90, AB6903-90, AB6905-90, AB6900-90, AB6906-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114281

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 85

AB690J-90, AC6613-45, AC6904-90, AC6902-90, AC6905-90, AC6900-90, AC6906-90, AC690J-90, A26243-45, A26243-70, A26243-75, A26243H-45, A26243H-75, A26262D-75×4, A26262D-75×6, A26262D-75×8, A26262D-75×10, A26262D-75×12, A26262D-75×16, A26262D-75×20, A26262A-75×4, A26262A-75×6, A26262A-75×8, A26262A-75×10, A26262A-75×12, A26262A-75×16, A26262A-75×20, A26262DH-75×4, A26262DH-75×6, A26262DH-75×8, A26262DH-75×10, A26262DH-75×12, A26262DH-75×16, A26262DH-75×20, A26263-45, A26263-75, A26263H-45, A26303H-75, A26353-70, A26363-75, A26403H-70, A36163-45, A36163-75, A36163H-45, A36163H-75, A36193-45, A36193-70, A36193-75, A36193H-45, A36193H-75, A36243-45, A36243-70, A36243-75, A36243H-45, A36243H-75, A36243S-45, A36243S-75, A36253-90, A36263-45, A36263-75, A36263H-45, A36263H-70, A36263S-45, A36263S-70, A36363-75, A36600-75, A46123-75, A46123H-45, A46123H-75, A46133-45, A46133-75, A46133H-45, A46133H-75, A46162-45, A46163-45, A46163H-45, A46163H-75, A46193-45, A46193-70, A46193-75, A46193H-45, A46193H-70, A46193H-75, A46243-45, A46243-75, A46243S-45, A46243S-75, A46263-45, A46263-75, A46263S-45, A56113-45, A56113H-45, A56123-45, A56123H-45, A56123H-75, A56133-45, A56133-75, A56133H-45, A56133H-75, A56162-45, A56162H-45, A56163-45, A56163H-45, A56163H-70, A56163H-75, A56193-45, A56193H-45, A56193H-75, A56243H-75, A56263-45, A56263H-45, A66083-45, A66083H-45, A66083S-45, A66113-45, A66113H-45, A66113S-45, A66123-45, A66123H-45, A66123H-60, A66123S-45, A66123S-60, A66133-45, A66133-75, A66133H-45, A66133H-75, A66133S-45, A66133S-75, A66163-45, A66163-60, A66163-75, A66163H-45, A66163H-60, A66163H-75, A66163S-45, A66163S-60, A66163S-75, A66263-45, A66263S-45, A76113-45, A76113H-45, A76113S-45, A76123-45, A76123H-45, A76123S-45, A76133-45, A76133-75, A76133H-45, A76133H-75, A76133S-45, A76133S-75, A86034-30, A86032-30, A86033-30, A86033H-30, A86035-30, A86030-30, A86036-30, A8603J-30, A17222-75, A17262-70, A17262-75, A17262H-70, A17262H-75, A17302-75, A17312-75, A1731J-100, A1732J-100, A1732JH-100, A17352H-100, A17352S-100, A17353-75, A17362-75, A17362-90, A17362-100, A17362H-100, A17362S-100, A17372-75, A17372D-90, A17372H-75, A17372DH-75, A17372DH-90, A17372S-75, A17372DS-75, A17372DS-90, A17382-75, A17402-75, A17402-90, A17402H-75, A17402H-90, A17402S-75, A17402S-90, A17452-75, A17452H-90, A17452S-90, A17482-90, A17802-75, AB7262D-120, AB7262H-75, AB7262DH-120, AB7302-100, AB7312-75, AB7312-100, AB7312D-90, AB731J-75, AB7322-100, AB7322D-90, AB7322H-100, AB7322DH-90, AB7352H-75, AB7362-90, AB7362H-75, AB7362H-90, AB7363H-75, AB7372-75, AB7372-90, AB7372-100, AB7372H-75, AB7372H-90, AB7372H-100, AB7382-75, AB7382-100, AB7402-75, AB7402-90, AB7402H-75, AB7402H-90, AB7452-75, AB7452-100, AB7452H-90, AB7452H-100, AB7452DH-100, AB7482P-150, AB7802-75, AB7904-90, AB7902-90, AB7903-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114282


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 86

AB7905-90, AB7900-90, AB7906-90, AB790J-90, AC7362-75, AC7362H-75, AC7372-75, AC7452-75, AC7452H-75, AC7472P-150, AC7482-75, AC7482-90, AC7482P-150, AC7904-90, AC7903-90, AC7905-90, AC7900-90, AC7906-90, AC790J-90, A27172D-75×15, A27172D-75×20, A27172A-75×15, A27172A-75×20, A27172DH-75×15, A27172DH-75×20, A27172DH-90, A27172DH-100, A27222-75, A27262-75, A27262D-75, A27262D-90, A27262D-120, A27262H-45, A27262H-75, A27262H-90, A27262DH-75, A27262DH-90, A27262DH-120, A27263H-75, A27272-75, A27302H-75, A27302S-75, A27312-75, A27312-90, A27312D-90, A27322-90, A27322D-90, A27322H-90, A27322DH-90, A27352-90, A27362-75, A27362-90, A27382-75, A27402-75, A27402-90, A27402D-90, A27402H-75, A27402DH-90, A27402DS-90, A27452-75, A37162D-90, A37162DH-90, A37163H-75, A37172-70, A37172-75, A37172D-75×15, A37172D-75×20, A37172A-75×15, A37172A-75×20, A37172DH-75×15, A37172DH-75×20, A37172DH-90, A37182-75, A37182H-75, A37183-75, A37183D-75, A37183D-90, A37183H-75, A37183DH-75, A37183DH-90, A37193-45, A37202-75, A37202-90, A37202H-75, A37202H-90, A37222-70, A37222-75, A37222D-90, A37222H-75, A37222DH-90, A37223-70, A37242H-75, A37242S-75, A37243-75, A37262-75, A37262-90, A37262D-120, A37262H-75, A37262H-90, A37262DH-90, A37262DH-120, A37262S-75, A37262S-90, A37262DS-90, A37262DS-120, A37263-75, A37263D-75, A37263D-90, A37263H-75, A37263DH-75, A37263DH-90, A37263S-75, A37263DS-75, A37263DS-90, A37302-90, A37302H-90, A37302S-90, A37322D-90, A37322DH-90, A37322DS-90, A37362-90, A37402D-90, A37402DS-90, A47123D-75, A47132DH-75, A47133-75, A47162-90, A47162D-90, A47162H-90, A47162DH-90, A47163H-75, A47172-70, A47172-75, A47172AD-90, A47172H-75, A47172DH-70, A47172DH-90, A47173-75, A47175-75, A47182-75, A47182D-90, A47182H-75, A47182DH-90, A47183-75, A47183D-75, A47183D-90, A47183H-75, A47183DH-75, A47183DH-90, A47183DS-75, A47183DS-90, A47202-90, A47202D-90, A47202H-90, A47202DH-70, A47202DH-90, A47202DS-70, A47202DS-90, A47222-70, A47222-75, A47222D-90, A47222AD-90, A47222H-45, A47222H-75, A47222DH-90, A47222S-75, A47222DS-90, A47223-70, A47223-75, A47262D-90, A47262D-120, A47262H-75, A47262DS-90, A47262DS-120, A47263-75, A47263D-75, A47263D-120, A47263S-75, A57093D-60, A57093DH-60, A57112D-60, A57112DH-60, A57113DH-60, A57123-75, A57123D-75, A57123D-90, A57123H-75, A57123DH-75, A57123DH-90, A57132D-60, A57132D-75, A57132DH-60, A57132DH-70, A57132DH-75, A57133-45, A57133-75, A57133DH-75, A57162D-90, A57162DH-90, A57163D-75, A57163DH-75, A57172-75, A57172H-75, A57172DH-70, A57172DH-75, A57172DH-90, A57173D-75, A57173DH-75, A57173DH-90, A57182-75, A57182D-90, A57182H-75, A57182DH-90, A57183-75, A57183D-75, A57183D-90, A57183H-75, A57183DH-75, A57183DH-90, A57192H-45, A57202-90, A57202H-90,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 А.В. Самойлова
0114283

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 87

A67083H-45, A67083S-45, A67093D-75, A67093DH-60, A67093DH-75, A67093DS-60, A67093DS-75, A67103-75, A67103D-60, A67103D-75, A67103H-75, A67103DH-60, A67103DH-75, A67103S-75, A67103DS-60, A67103DS-75, A67105-30, A67113-60, A67113H-60, A67113DH-60, A67113S-60, A67113DS-60, A67122-75, A67122H-75, A67122S-75, A67123-75, A67123D-75, A67123H-75, A67123DH-75, A67123S-75, A67123DS-75, A67132H-75, A67132DH-60, A67132S-75, A67132DS-60, A67133-75, A67133D-60, A67133DH-60, A67133DH-75, A67133DS-60, A67133DS-75, A67162D-60, A67162DH-60, A67162DS-60, A67172H-45, A67172S-45, A77083DH-60, A77083DS-60, A77093DH-60, A77093DS-60, A77102-75, A77102H-75, A77102S-75, A77103-75, A77103D-60, A77103D-75, A77103H-75, A77103DH-60, A77103DH-75, A77103S-75, A77103DS-60, A77103DS-75, A77113D-60, A77113DH-60, A77113DS-60, A77133D-60, A77133DH-60, A77133DS-60, A87034-30, A87032-30, A87033-30, A87033H-30, A87035-30, A87030-30, A87036-30, A8703J-30, A87063D-60, A87083D-60, A87093D-60, A3F193-45, A5F123-45, A5F163-45, A5F193-45, A6F113-45, A6F123-45, A6F133-45;
- нити в отрезках одной длины от 15 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A18402-75, A18402H-75, A18402S-75, AB8904-90, AB8902-90, AB8903-90, AB8905-90, AB8900-90, AB8906-90, AB890J-90, AC8904-90, AC8902-90, AC8903-90, AC8905-90, AC8900-90, AC8906-90, AC890J-90, A48084D-45, A48113D-45, A58063DH-75, A58084D-30, A58084D-45, A58084DH-30, A58082-45, A58082D-45, A58113D-45, A68064D-30, A68063DH-75, A68063DS-75, A68084-45, A68084D-20, A68084D-30, A68084D-45, A68084DH-30, A68084DS-30, A68082-45, A68082D-20, A68082D-45, A68083D-45, A68113D-45, A68133D-45, A78063-30, A78063D-30, A78063D-45, A78060D-30, A78060DH-30, A78060DS-30, A78072D-45, A78084-45, A78082D-45, A88034-30, A88032-30, A88033-30, A88035-30, A88030-30, A88036-30, A8803J-30, A88052-20, A88064D-45, A88062D-30, A88063-15, A88063-30, A88063-45, A88063D-30, A88072D-30.

5.4. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактид)) фиолетовый мононить с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 75 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы: одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Сапогова

0114284

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 88

поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A91053-13, A91053D-45, A91063D-45, A91082H-75, A91083H-30, A91083D-30, A91103-30, AA1034-30, AA1034H-30, AA1032-30, AA1032H-30, AA1035-30, AA1035H-30, AA1030-30, AA1030H-30, AA1036-30, AA103J-30, AA103JH-30, AA1043-10, AA1043D-13, AA1043D-30, AA1043D-45, AA1043H-10, AA1043DH-13, AA1043DH-45, AA1053-13, AA1053-15, AA1053H-13, AA1053H-15, AA1063-15, AA1063H-15, AA1073DH-75, AA1083D-45, AA1160D-23, AA1160A-15, AA2034-30, AA2034H-30, AA2032-30, AA2032H-30, AA2035-30, AA2035H-30, AA2030-30, AA2030H-30, AA2036-30, AA203J-30, AA203JH-30, AA9034-30, AA9034H-30, AA9032-30, AA9032H-30, AA9033-30, AA9033H-30, AA9035-30, AA9035H-30, AA9030-30, AA9030H-30, AA9036-30, AA903J-30, AA903JH-30;

- нити в отрезках одной длины от 20 см до 30 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы, одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: AA3034-30, AA3034H-30, AA3032-30, AA3032H-30, AA3035-30, AA3035H-30, AA3030-30, AA3030H-30, AA3036-30, AA303J-30, AA303JH-30, AA4034-30, AA4034H-30, AA4032-30, AA4032H-30, AA4035-30, AA4035H-30, AA4030-30, AA4030H-30, AA4036-30, AA403J-30, AA403JH-30, AA5034-30, AA5034H-30, AA5032-30, AA5032H-30, AA5035-30, AA5035H-30, AA5030-30, AA5030H-30, AA5036-30, AA503J-30, AA503JH-30, AA6034-30, AA6034H-30, AA6032-30, AA6032H-30, AA6035-30, AA6035H-30, AA6030-30, AA6030H-30, AA6036-30, AA603J-30, AA603JH-30, AA7034-30, AA7034H-30, AA7032-30, AA7032H-30, AA7035-30, AA7035H-30, AA7030-30, AA7030H-30, AA7036-30, AA703J-30, AA703JH-30, AA7134-20;

- нити в отрезках одной длины от 10 см до 45 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: A98063-15, A98063-23, A98063D-30, AA8034-30, AA8034H-30, AA8032-30, AA8032H-30, AA8033-30, AA8033H-30, AA8035-30, AA8035H-30, AA8030-30, AA8030H-30, AA8036-30, AA803J-30, AA803JH-30, AA8053D-30, AA8053DH-30, AA8063-15, AA8063-23, AA8063-30, AA8063D-30, AA8083D-45, AA8134P-10, AA8160D-23, AA8160DH-25.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114285

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 89

5.5. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактid)) фиолетовый многофиламентный плетеный с покрытием: нити в отрезках одной длины от 15 см до 390 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: A1-45×3, A1-45×6, A1-45×10, A1-45×12, A1-60×10, A1-60×12, A1-60×13, A1-70×2, A1-70×5, A1-75×2, A1-75×3, A1-75×6, A1-140, A1-150, A1-180, A1-250, A1-360, AB-45×3, AB-45×6, AB-45×10, AB-45×12, AB-60×10, AB-70×2, AB-70×5, AB-75×3, AB-75×5, AB-75×6, AB-75×10, AB-140, AB-150, AB-180, AB-250, AC-45×3, AC-45×6, AC-45×12, AC-70×2, AC-70×5, AC-75×3, AC-140, AC-150, AC-180, AC-200, AC-220, AC-250, AC-280, AC-300, AC-320, AC-350, AC-390, A2-45×3, A2-45×6, A2-45×10, A2-45×12, A2-60, A2-60×10, A2-60×12, A2-60×13, A2-70×2, A2-70×5, A2-75×2, A2-75×3, A2-75×5, A2-70×6, A2-75×12, A2-140, A2-150, A2-180, A2-250, A3-45×3, A3-45×6, A3-45×10, A3-45×12, A3-60, A3-60×10, A3-60×13, A3-70×2, A3-70×5, A3-75×2, A3-75×6, A3-75×12, A3-140, A3-150, A3-180, A3-250, A4-45×3, A4-45×6, A4-45×10, A4-45×12, A4-60×10, A4-70×2, A4-70×5, A4-140, A4-150, A4-150×2, A5-15×20, A5-25×4, A5-45×6, A5-60×10, A5-150, A6-30×20, A7-25×30, A8-15×40, A8-25×30.

5.6. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактid)) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием: нити в отрезках одной длины 45 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: A2U-45×3.

5.7. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA (Поли(гликолид-ко-лактid)) фиолетовый монопить с покрытием; нити в отрезках одной длины 5 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: A9-5×50.

6. Материал хирургический синтетический шовный рассасывающийся WEGO PGLA Rapid (Полилактин 910) с иглами атравматическими и без игл - 12 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке, варианты исполнения:

6.1. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PGLA Rapid (Полилактин 910) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием - не более 20 шт.; с иглами атравматическими - не более 20 шт., в индивидуальной упаковке, варианты исполнения:

- нити в отрезках одной длины от 13 см до 240 см с иглами, сборка варианты исполнения: одноногильная, двухногильная, петля; с круглым поперечным сечением острия иглы; одного из следующих наименований: колющая, тупоконечная, колющая с квадратным поперечным сечением тела иглы; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114286

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 90

концом острия, сложная кривая. прямая; следующих номеров по каталогу: J11222-70, J11222H-70, J11262H-75, J11262H-90, J11262S-75, J11262S-90, J11262DH-90, J11262DS-90, J11272-45, J11302-75, J11302H-75, J11302H-90, J11302S-75, J11302S-90, J11302D-90, J11302DH-75, J11302DH-90, J11302DS-75, J11302DS-90, J11312H-100, J11322-100, J11322H-100, J11322S-100, J11352H-75, J11352S-75, J11362-50, J11362-75, J11362H-45, J11362H-50, J11362H-75, J11362H-90, J11362S-45, J11362S-50, J11362S-75, J11362S-90, J11372-90, J11372H-75, J11372S-75, J11402-60, J11402-75, J11402-90, J11402H-60, J11402H-75, J11402H-90, J11402S-60, J11402S-75, J11402S-90, J11402S-100, J11402DH-90, J11402DH-100, J11402DS-90, J11402DS-100, J11452-75, J11452H-75, J11452S-75, J11482-75, J11482-90, J11482-100, J11482-203, J11482H-75, J11482H-100, J11482H-203, J11482S-75, J11482S-100, J11482S-203, J11652P-150, J11652HP-150, JB1262-45, JB1262H-45, JB1262-75, JB1272-45, JB1272-75, JB1302H-75, JB1352-90, JB1352H-75, JB1352H-90, JB1362H-90, JB1372-100, JB1372H-75, JB1372H-100, JB1402-75, JB1402-90, JB1402P-200, JB1402H-90, JB1402DH-90, JB1405-90, JB1405-100, JB1405H-90, JB1405H-100, JB1452-75, JB1452-90, JB1452H-75, JB1482-45, JB1482-75, JB1482-90, JB1482H-45, JB1482H-75, JB1502-75, JB1502H-75, JB1652-75, JB1652-100, JB1652-150, JB1652P-240, JB1652H-75, JB1652H-100, JB1652H-150, JB1904-90, JB1902-90, JB1903-90, JB1905-90, JB1900-90, JB1906-90, JB190J-90, JC1262-75, JC1402-90, JC1402H-100, JC1482H-100, JC1502-75, JC1652-75, JC1652-150, JC1904-90, JC1903-90, JC1905-90, JC1906-90, JC190J-90, J21172-75, J21172H-75, J21172D-75×15, J21172D-75×20, J21172DH-75×15, J21172DH-75×20, J21172DH-75, J21182D-75, J21182DH-75, J21192-75, J21192H-75, J21193DH-75, J21202-75, J21202H-75, J21202H-90, J21202D-75, J21202DH-75, J21222-75, J21222H-75, J21222D-75×4, J21222D-75×6, J21222D-75×8, J21222D-75×10, J21222D-75×12, J21222D-75×16, J21222D-75×20, J21222D-90×4, J21222D-90×6, J21222D-90×8, J21222D-90×10, J21222D-90×12, J21222D-90×16, J21222D-90×20, J21222DH-75×4, J21222DH-75×6, J21222DH-75×8, J21222DH-75×10, J21222DH-75×12, J21222DH-75×16, J21222DH-75×20, J21222DH-90×4, J21222DH-90×6, J21222DH-90×8, J21222DH-90×10, J21222DH-90×12, J21222DH-90×16, J21222DH-90×20, J21262-75, J21262-80, J21262H-90, J21262DH-70, J21262DH-75, J21262DH-90, J21263H-75, J21263DH-75, J21272-45, J21272D-75×15, J21272D-75×20, J21302-75, J21302-80, J21302H-70, J21302H-75, J21302H-90, J21302DH-90, J21302DH-100, J21312-75, J21322-75, J21322-90, J21322-100, J21322H-75, J21322H-100, J21322DH-90, J21352H-75, J21352S-75, J21362-70, J21362-75, J21362H-70, J21362H-75, J21362H-90, J21362S-70, J21362S-75, J21362S-90, J21372-75, J21372-90, J21372H-75, J21372H-90, J21372S-75, J21372S-90, J21372DH-90, J21372DS-90, J21402H-75, J21402H-100, J21402S-75, J21402S-100, J21482H-90, J21700-75, J21700H-75, J21700S-75, J21700DH-75, J21700DS-75, J31133DH-75, J31162H-75, J31162DH-90, J31172-90, J31172H-75, J31172H-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самоилова

0114287

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 91

90, J31172D-75×15, J31172D-75×20, J31172DH-75×15, J31172DH-75×20, J31172DH-75, J31172DH-90, J31182DH-75, J31182DH-90, J31183DH-75, J31192H-75, J31202-70, J31202-75, J31202H-70, J31202H-75, J31202H-90, J31202D-75, J31202DH-75, J31202DH-90, J3120J-45, J3120JH-45, J31222-70, J31222-75, J31222H-75, J31222D-45, J31222AD-90, J31222DH-45, J31222DH-75, J31222DH-90, J31222DH-100, J31223D-75, J31223DH-75, J31252AD-90, J31262-70, J31262-75, J31262-80, J31262H-70, J31262H-75, J31262H-90, J31262S-70, J31262S-75, J31262S-90, J31262D-75×4, J31262D-75×6, J31262D-75×8, J31262D-75×10, J31262D-75×12, J31262D-75×16, J31262D-75×20, J31262DH-70, J31262DH-75×4, J31262DH-75×6, J31262DH-75×8, J31262DH-75×10, J31262DH-75×12, J31262DH-75×16, J31262DH-75×20, J31262DH-75, J31262DH-90, J31262DH-120, J31262DS-70, J31262DS-75×4, J31262DS-75×6, J31262DS-75×8, J31262DS-75×10, J31262DS-75×12, J31262DS-75×16, J31262DS-75×20, J31262DS-75, J31262DS-90, J31262DS-120, J31263-90, J31263DH-75, J31263DH-90, J31263DS-75, J31263DS-90, J31272D-75×15, J31272D-75×20, J31302-75, J31302-80, J31302H-75, J31302H-90, J31302S-75, J31302S-90, J31302D-75, J31302DH-75, J31302DH-90, J31302DH-100, J31302DS-75, J31302DS-90, J31302DS-100, J31312D-90, J31312D-120, J31322-120, J31322DH-90, J31322DH-120, J31322DS-90, J31322DS-120, J31362H-75, J31362H-90, J31362S-75, J31362S-90, J31372-75, J31372-90, J31372H-75, J31372S-75, J31372DS-90, J41093H-75, J41103D-75, J41103DH-75, J41132H-75, J41132D-75, J41132D-90, J41132DH-75, J41132DH-90, J41133-75, J41133H-75, J41133DH-75, J41162-75, J41163-75, J41172-75, J41172H-75, J41172H-90, J41172S-75, J41172S-90, J41172D-70, J41172DH-70, J41172DH-75, J41172DH-90, J41173H-75, J41173S-75, J41173DH-75, J41173DH-90, J41173DS-75, J41173DS-90, J41182-75, J41182H-75, J41182H-90, J41182S-75, J41182S-90, J41182DH-75, J41182DH-90, J41182DS-75, J41182DS-90, J41183H-75, J41183D-75, J41183D-90, J41183DH-75, J41183DH-90, J41192-90, J41192H-75, J41192H-90, J41193DH-90, J41190H-45, J41202-45, J41202-70, J41202-75, J41202H-45, J41202H-70, J41202H-75, J41202H-90, J41202AD-90, J41202DH-75, J41202DH-90, J41202DH-100, J41222-75, J41222H-75, J41222D-75, J41222DH-75, J41222DH-90, J41242-75, J41242H-75, J41242S-75, J41262-70, J41262H-75, J41262H-90, J41262S-75, J41262S-90, J41262D-90×4, J41262D-90×6, J41262D-90×8, J41262D-90×10, J41262D-90×12, J41262D-90×16, J41262D-90×20, J41262D-120, J41262DH-70, J41262DH-90, J41262DS-75, J41262DS-90×4, J41262DS-90×6, J41262DS-90×8, J41262DS-90×10, J41262DS-90×12, J41262DS-90×16, J41262DS-90×20, J41262DS-90, J41262DS-120, J41263-90, J41263S-75, J41263DS-90, J51082DH-60, J51092DH-75, J51102D-60, J51102DH-60, J51122-75, J51122H-75, J51122DH-75, J51123-75, J51123H-75, J51123DH-60, J51123DH-75, J51132H-45, J51132H-75, J51132H-90, J51132DH-60, J51132DH-75, J51132DH-90, J51133H-75, J51133H-90, J51133DH-60, J51133DH-75,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114288

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 92

J51133DH-90, J51152-90, J51162-60, J51162-75, J51162-90, J51162H-60, J51162H-75, J51162H-90, J51162D-45, J51162AD-90, J51162DH-45, J51162DH-60, J51162DH-75, J51162DH-90, J51163-70, J51163H-70, J51163H-75, J51172-75, J51172H-75, J51172H-90, J51172AD-90, J51172DH-75, J51172DH-90, J51172DH-100, J51173H-75, J51173D-90, J51173DH-75, J51173DH-90, J51182H-75, J51182DH-90, J51183H-75, J51183D-75, J51183DH-75, J51183DH-90, J51192H-75, J51202DH-75, J51222D-75, J51222DH-75, J51222DH-90, J51252-75, J51262-75, J51262H-75, J51262D-75, J51262D-90, J51262DH-75, J51262DH-90, J51262DS-75, J51262DS-90, J51263H-75, J51263S-75, J51282D-75, J51302-75, J51302DH-75, J51302DS-75, J61034-30, J61032-30, J61035-30, J61036-30, J6103J-30, J61062D-45, J61062DH-45, J61062DS-45, J61082D-60, J61083-60, J61083H-60, J61083S-60, J61083DH-60, J61083DH-75, J61083DS-60, J61083DS-75, J61092D-60, J61092DH-60, J61092DS-60, J61093H-60, J61093S-60, J61093D-45, J61093D-60×4, J61093AD-60, J61093DH-45, J61093DH-60×4, J61093DH-60, J61093DH-75, J61093DS-45, J61093DS-60×4, J61093DS-60, J61093DS-75, J61102-75, J61102H-60, J61102H-75, J61102S-60, J61102S-75, J61102DH-45, J61102DH-60, J61102DH-75, J61102DS-45, J61102DS-60, J61102DS-75, J61103H-75, J61103S-75, J61103DH-60, J61103DH-75, J61103DS-60, J61103DS-75, J61113DH-60, J61113DH-75, J61113DS-60, J61113DS-75, J61122-75, J61122H-75, J61122S-75, J61123-75, J61123H-75, J61123S-75, J61123DH-60, J61123DH-75, J61123DS-60, J61123DS-75, J61132-90, J61132H-60, J61132H-75, J61132H-90, J61132S-60, J61132S-75, J61132S-90, J61132DH-60, J61132DH-75, J61132DH-90, J61132DS-60, J61132DS-75, J61132DS-90, J61133-70, J61133H-45, J61133H-70, J61133H-75, J61133S-45, J61133S-70, J61133S-75, J61133AD-75, J61133DH-60, J61133DH-75, J61133DS-60, J61133DS-75, J61162H-75, J61162S-75, J61163-75, J61163S-75, J61172DH-90, J61172DS-90, J61173DH-75, J61173DS-75, J61183DH-75, J61183DS-75, J71062-30, J71062H-30, J71082DH-75, J71082DS-75, J71083H-60, J71083H-90, J71083S-60, J71083S-90, J71083DH-45, J71083DH-60, J71083DH-75, J71083DH-90, J71083DS-45, J71083DS-60, J71083DS-75, J71083DS-90, J71092DH-75, J71092DS-75, J71093H-60, J71093H-75, J71093S-60, J71093S-75, J71093D-60×4, J71093AD-60, J71093DH-60×4, J71093DH-60, J71093DH-75, J71093DH-90, J71093DS-60×4, J71093DS-60, J71093DS-75, J71093DS-90, J71102DH-60, J71102DH-75, J71102DS-60, J71102DS-75, J71103H-60, J71103H-75, J71103S-60, J71103S-75, J71103D-60, J71103DH-60, J71103DH-75, J71103DS-60, J71103DS-75, J71113H-75, J71113S-75, J71123D-60, J71123DH-60, J71123DS-60, J71132H-60, J71132H-75, J71132H-90, J71132S-60, J71132S-75, J71132S-90, J71133H-75, J71133H-90, J71133S-75, J71133S-90, J71133DH-60, J71133DH-75, J71133DS-60, J71133DS-75, J81033-30, J81033H-30, J81062D-45, J81063-13, J81063S-13, J81063S-60, J81063D-45, J81063D-60, J81063DS-45, J81063DS-60, J81073-45, J81083S-15, J81083S-30, J81083S-60, J81083DS-45, J81083DS-60,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114289

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 93

J81083DS-75, J81083DS-90, J81093-30, J81093S-60, J81103S-30, J81103DS-75, J81113S-60, J81113DS-60, J81132S-75, J81133S-75, J12262-75, J12262H-75, J12402-90, J12402H-90, J12402S-90, JB2262-75, JB2262H-75, JB2402-100, JB2402H-100, JB2452-100, JB2452H-100, JB2904-90, JB2902-90, JB2903-90, JB2905-90, JB2900-90, JB2906-90, JB290J-90, JC2252-75, JC2904-90, JC2905-90, JC2906-90, JC290J-90, J22262-75, J22262H-75, J62034-30, J62032-30, J62035-30, J62036-30, J6203J-30, J82033-30, J82033H-30;

- нити в отрезках одной длины от 30 см до 120 см с иглами. сборка варианты исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с трехгранным поперечным сечением острия иглы. одного из следующих наименований: обратно-режущая, обратно-режущая особо острая, режущая, режущая особо острая, колюще-режущая, ромбовидная; степень изгиба иглы варианты исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности. прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: J13202-75, J13202H-75, J13222-75, J13222H-75, J13243-45, J13243H-45, J13243H-75, J13262-75, J13262H-75, J13263H-75, J13303-30, J13303-45, J13303H-30, J13303H-45, J13303H-75, J13313-100, J13323-100, J13323H-100, J13362-75, J13362H-75, J13362S-75, J13363H-70, J13363H-75, J13363S-70, J13363S-75, J13372-75, J13372-100, J13372H-70, J13372H-75, J13372H-100, J13372S-70, J13372S-75, J13372S-100, J13373H-75, J13373S-75, J13402H-90, J13402H-100, J13402S-90, J13402S-100, J13403-90, J13403H-75, J13403H-90, J13403H-100, J13403S-75, J13403S-90, J13403S-100, J13453-75, J13453H-75, J13453S-75, J13502-75, J13502H-75, J13502S-75, J13503H-45, J13503H-100, J13503S-45, J13503S-100, J13522-75, J13700-90, J13700H-90, J13750-100, J13750H-100, J13903-100, J13903S-100, JB3222H-70, JB3262-100, JB3262H-75, JB3262H-100, JB3263H-75, JB326J-75, JB326H-75, JB3302-100, JB3303H-75, JB3313-100, JB3323-100, JB3323H-100, JB3353-75, JB3353H-75, JB3363H-75, JB3372-75, JB3372H-75, JB3373H-75, JB3382-75, JB3402H-75, JB3402H-100, JB3403H-70, JB3403H-75, JB3453-90, JB3453H-75, JB3453H-90, JB3482-75, JB3482-90, JB3482-100, JB3482H-75, JB3482H-90, JB3482H-100, JB3485-90, JB3485H-90, JB3502-100, JB3502H-100, JB3503X-45, JB3503H-45, JB3503H-100, JB3750H-100, JB3904-90, JB3902-90, JB3903-90, JB3903-100, JB3905-90, JB3900-90, JB3906-90, JB390J-90, JC3372-75, JC3443-75, JC3503-45, JC3904-90, JC3902-90, JC3905-90, JC3906-90, JC390J-90, J23030-120, J23193-75, J23193H-45, J23193H-75, J23242H-75, J23243-45, J23243-75, J23243H-45, J23243H-75, J23262-75, J23262H-60, J23262H-70, J23262H-75, J23263-45, J23263-75, J23263H-45, J23263H-75, J23302-75, J23302H-75, J23302S-75, J23303-30, J23303-75, J23303-90, J23303-100, J23303H-30, J23303H-45, J23303H-70, J23303H-75, J23303H-100, J23303S-30, J23303S-45, J23303S-70, J23303S-75, J23303S-100, J23323-60, J23323H-60, J23323S-60, J23350H-75, J23362-75, J23363-75, J23373-75, J23373-90, J23373H-75, J23373H-90, J23373S-75, J23373S-90, J23393-75, J23403H-75, J23403H-90.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова
0114290

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года

№ РЗН 2023/19593

Лист 94

J23403S-75, J23403S-90, J23453-75, J23453H-75, J23453H-100, J23453S-75, J23453S-100, J23500H-100, J23500S-100, J23550-90, J23550H-90, J23550S-90, J23600-75, J23600-100, J23600H-70, J23600H-75, J23600H-90, J23600H-100, J23600S-75, J23700D-70, J23700DH-70, J23700DS-70, J23750-100, J23750H-100, J23750S-100, J23903-100, J23903S-100, J33163-45, J33163-60, J33163-75, J33163H-45, J33163H-75, J33192-75, J33192H-75, J33193-45, J33193-75, J33193H-30, J33193H-45, J33193H-75, J33202H-45, J33203-45, J33203-75, J33203H-75, J33223H-75, J33242H-75, J33242S-75, J33243-30, J33243-70, J33243-75, J33243H-30, J33243H-70, J33243H-75, J33243H-90, J33243S-30, J33243S-45, J33243S-70, J33243S-75, J33243S-90, J33252-75, J33262-75, J33262H-70, J33262H-75, J33262S-70, J33262S-75, J33263-75, J33263-90, J33263H-45, J33263H-60, J33263H-75, J33263H-90, J33263S-45, J33263S-60, J33263S-75, J33263S-90, J33263DH-75, J33263DH-90, J33263DS-75, J33263DS-90, J33303-45, J33303-75, J33303H-45, J33303H-75, J33303S-45, J33303S-75, J33363H-75, J33363S-75, J33373-75, J33373H-75, J33373S-75, J33383-75, J33393-75, J33403H-75, J33403H-90, J33403S-75, J33403S-90, J33450H-90, J33450S-90, J33600-75, J33600-100, J33600H-70, J33600H-75, J33600H-100, J33600S-70, J33600S-75, J33600S-100, J33750-100, J33750H-100, J33750S-100, J43103H-75, J43123-45, J43123H-45, J43133-75, J43133H-45, J43133H-60, J43130-45, J43153-70, J43162H-70, J43163-70, J43163-75, J43163H-45, J43163H-60, J43163H-70, J43163H-75, J43163D-45, J43163DH-45, J43173-75, J43182-70, J43182H-60, J43182H-70, J43182H-75, J43183H-75, J43192-75, J43192H-45, J43192H-75, J43193-45, J43193-75, J43193H-45, J43193H-60, J43193H-75, J43193H-90, J43193DH-45, J43202-75, J43202H-45, J43202H-75, J43203-45, J43243-45, J43243-75, J43243H-45, J43243H-75, J43243S-45, J43243S-75, J43253-75, J43262-90, J43262H-75, J43262H-90, J43262S-75, J43262S-90, J43263-45, J43263-90, J43263H-45, J43263H-75, J43263H-90, J43263S-45, J43263S-75, J43263S-90, J43303-75, J43303H-75, J43303S-75, J43403H-70, J43450-45, J53103-60, J53103H-60, J53103H-75, J53113-45, J53113H-45, J53123-45, J53123-75, J53123H-45, J53123H-75, J53133-70, J53133H-45, J53133H-60, J53133H-75, J53133DH-45, J53133DH-60, J53133DH-90, J53162H-45, J53162H-75, J53163-75, J53163H-45, J53163H-60, J53163H-70, J53163H-75, J53172H-75, J53182H-45, J53193-30, J53193H-30, J53193H-45, J53193H-60, J53193H-70, J53193H-75, J53203-45, J53203-75, J53203H-75, J53222H-70, J53263-75, J63034-30, J63032-30, J63035-30, J63036-30, J6303J-30, J63083H-45, J63083S-45, J63093DH-75, J63093DS-75, J63103H-60, J63103S-60, J63113-45, J63113H-45, J63113S-45, J63123H-45, J63123H-60, J63123H-70, J63123S-45, J63123S-60, J63123S-70, J63132H-75, J63132S-75, J63133H-45, J63133H-60, J63133H-75, J63133S-45, J63133S-60, J63133S-75, J63133DH-45, J63133DH-75, J63133DS-45, J63133DS-75, J63162H-70, J63162S-70, J63163H-45, J63163H-60, J63163H-75, J63163S-45, J63163S-60, J63163S-75, J63173S-75, J63193H-45, J63193S-45, J73093H-75, J73093S-75, J73103H-45,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114291

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 95

J73103H-75, J73103S-45, J73103S-75, J73113H-45, J73113S-45, J73123-75, J73123H-45, J73123H-70, J73123H-75, J73123S-45, J73123S-70, J73123S-75, J73133H-45, J73133H-70, J73133H-75, J73133S-45, J73133S-70, J73133S-75, J73133D-75, J73133DH-75, J73133DS-75, J73183S-75, J83033-30, J83033H-30, J14303-75, J14303H-75, J14403-90, J14403H-90, J14403S-90, J14600H-75, JB4302H-75, JB4373-75, JB4373H-75, JB4402-75, JB4402H-90, JB4452H-75, JB4502-75, JB4904-90, JB4902-90, JB4903-50×2, JB4903-90, JB4905-90, JB4900-90, JB4906-90, JB490J-90, JC4904-90, JC4902-90, JC4905-90, JC4906-90, JC490J-90, J24262-75, J24262-90, J24262H-75, J24262H-90, J24302-60, J24302H-75, J24303-80, J24303H-75, J24402H-75, J24402S-75, J24403-100, J24403H-100, J24403S-100, J24600-75, J24600H-75, J24600H-85, J24750DH-75, J24903-90, J24903S-90, J34162-70, J34163-45, J34163-75, J34163H-75, J34193H-45, J34193H-80, J34202-45, J34202H-45, J34212-45, J34222-45, J34222H-45, J34222H-75, J34242H-75, J34242S-75, J34243H-75, J34243S-75, J34263-45, J34263-75, J34263H-45, J34263H-75, J34263S-45, J34263S-75, J34265-75, J34302-90, J34302H-75, J34302H-90, J34303-80, J34303H-75, J34303S-75, J34363-75, J34363H-75, J34363S-75, J34600-75, J34600H-75, J34600S-75, J44132-75, J44132H-75, J44163-45, J44163-75, J44163H-45, J44172-75, J44172H-75, J44192H-75, J44193H-75, J44193H-80, J44222-45, J44263-45, J44263-75, J44263S-45, J44263S-75, J44302-75, J44302S-75, J54123-75, J54123H-75, J54132DH-70, J54162H-90, J54163H-45, J54172DH-70, J64034-30, J64032-30, J64035-30, J64036-30, J6403J-30, J64123-75, J64123H-45, J64123H-75, J64123S-45, J64123S-75, J64163H-45, J64163S-45, J84033-30, J84033H-30, J84083AD-60, J16373-75, J16373H-75, J16373S-75, J16403-90, J16403H-90, J16403S-90, JB6904-90, JB6902-90, JB6903-90, JB6905-90, JB6900-90, JB6906-90, JB690J-90, JC6613-45, JC6904-90, JC6902-90, JC6905-90, JC6906-90, JC690J-90, J26243-45, J26243-75, J26243H-45, J26243H-75, J26262D-75×4, J26262D-75×6, J26262D-75×8, J26262D-75×10, J26262D-75×12, J26262D-75×16, J26262D-75×20, J26262DH-75×4, J26262DH-75×6, J26262DH-75×8, J26262DH-75×10, J26262DH-75×12, J26262DH-75×16, J26262DH-75×20, J26263-75, J26263H-45, J26303H-75, J26363-75, J26403H-70, J36163-45, J36163-75, J36163H-45, J36163H-75, J36193-75, J36193H-45, J36193H-75, J36243H-45, J36243H-75, J36243S-45, J36243S-75, J36263-75, J36263H-45, J36263H-70, J36263S-45, J36263S-70, J36363-75, J46123-45, J46123-75, J46123H-45, J46123H-75, J46133-45, J46133-75, J46133H-45, J46133H-75, J46162-45, J46163-45, J46163-75, J46163H-45, J46163H-75, J46173-45, J46193-45, J46193-75, J46193H-45, J46193H-70, J46193H-75, J46243-45, J46243S-45, J46243S-75, J46263-45, J46263S-45, J56113-45, J56113H-45, J56123-45, J56123H-45, J56123H-75, J56133-45, J56133-75, J56133H-45, J56133H-75, J56162-45, J56162H-45, J56163-45, J56163-75, J56163H-45, J56163H-70, J56163H-75, J56193-45, J56193H-45, J56193H-75, J56243H-75, J56263-45, J56263H-45, J66034-30, J66032-30, J66035-30, J66036-30, J6603J-30, J66083-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самоилова

0114292

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 96

45. J66083H-45, J66083S-45, J66113H-45, J66113S-45, J66123-45, J66123H-45, J66123H-60, J66123S-45, J66123S-60, J66133-75, J66133H-45, J66133H-75, J66133S-45, J66133S-75, J66163-45, J66163-60, J66163-75, J66163H-45, J66163H-60, J66163H-75, J66163S-45, J66163S-60, J66163S-75, J66263-45, J66263S-45, J76113-45, J76113H-45, J76113S-45, J76123-45, J76123H-45, J76123S-45, J76133-45, J76133-75, J76133H-45, J76133H-75, J76133S-45, J76133S-75, J86033-30, J86033H-30, J17262-70, J17262-75, J17262H-70, J17262H-75, J1731J-100, J1732J-100, J1732JH-100, J17352H-100, J17352S-100, J17362-90, J17362-100, J17362-110, J17362H-100, J17362S-100, J17372-75, J17372-90, J17372H-75, J17372S-75, J17372DH-75, J17372DH-90, J17372DS-75, J17372DS-90, J17382-75, J17402-90, J17402H-75, J17402H-90, J17402S-75, J17402S-90, J17452H-90, J17452S-90, JB7262D-120, JB7262DH-120, JB7302-100, JB7312-100, JB7312D-90, JB7322-90, JB7322-100, JB7322DH-90, JB7352-90, JB7352H-75, JB7362-90, JB7363H-75, JB7372-75, JB7372-100, JB7382-75, JB7382-100, JB7402-90, JB7402H-75, JB7402H-90, JB7452-90, JB7452-100, JB7452H-90, JB7452H-100, JB7452DH-100, JB7904-90, JB7902-90, JB7903-90, JB7905-90, JB7900-90, JB7906-90, JB790J-90, JC7904-90, JC7903-90, JC7905-90, JC7906-90, JC790J-90, J27172D-75×15, J27172D-75×20, J27172DH-75×15, J27172DH-75×20, J27172DH-90, J27172DH-100, J27262-90, J27262H-45, J27262H-75, J27262H-90, J27262D-75, J27262D-90, J27262D-120, J27262DH-75, J27262DH-90, J27262DH-120, J27263H-75, J27272D-75×20, J27302H-75, J27302S-75, J27312-90, J27312D-90, J27322-90, J27322H-90, J27322DH-90, J27352-90, J27362-45, J27362-90, J27362-120, J27402-90, J27402D-90, J27402DH-90, J27402DS-90, J27452-90, J37162D-90, J37162DH-90, J37163H-75, J37172-70, J37172D-75×15, J37172D-75×20, J37172DH-75×15, J37172DH-75×20, J37172DH-90, J37182-75, J37182H-75, J37183-75, J37183-90, J37183H-75, J37183DH-75, J37183DH-90, J37202-75, J37202-90, J37202H-75, J37202H-90, J37222-75, J37222H-75, J37222D-90, J37222DH-90, J37242H-75, J37242S-75, J37262-75, J37262-90, J37262H-75, J37262H-90, J37262S-75, J37262S-90, J37262D-120, J37262DH-90, J37262DH-120, J37262DS-90, J37262DS-120, J37263-75, J37263-90, J37263H-75, J37263S-75, J37263DH-75, J37263DH-90, J37263DS-75, J37263DS-90, J37272D-75×15, J37272D-75×20, J37302-90, J37302H-90, J37302S-90, J37322-90, J37322DH-90, J37322DS-90, J37402D-90, J37402DS-90, J47123D-75, J47132DH-75, J47162-90, J47162H-90, J47162D-90, J47162DH-90, J47163H-75, J47172-70, J47172H-75, J47172AD-90, J47172DH-70, J47172DH-90, J47175-75, J47182-75, J47182H-75, J47182D-90, J47182DH-90, J47183-75, J47183-90, J47183H-75, J47183DH-75, J47183DH-90, J47183DS-75, J47183DS-90, J47202-90, J47202H-90, J47262D-90, J47202DH-70, J47202DH-90, J47202DS-70, J47202DS-90, J47222-75, J47222H-45, J47222H-75, J47222S-75, J47222D-90, J47222AD-90, J47222DH-90, J47222DS-90, J47262H-75, J47262D-90, J47262D-120, J47262DS-90, J47262DS-120, J47263-75, J47263S-75, J47263D-75, J47263D-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114293

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 97

120, J57093D-60, J57093DH-60, J57112D-60, J57112DH-60, J57113DH-60, J57123-75, J57123H-75, J57123D-75, J57123D-90, J57123DH-75, J57123DH-90, J57132D-60, J57132D-75, J57132DH-60, J57132DH-70, J57132DH-75, J57133DH-75, J57162D-90, J57162DH-90, J57163D-75, J57163DH-75, J57172-75, J57172H-75, J57172DH-70, J57172DH-75, J57172DH-90, J57173D-75, J57173DH-75, J57173DH-90, J57182-75, J57182H-75, J57182D-90, J57182DH-90, J57183-75, J57183H-75, J57183D-75, J57183D-90, J57183DH-75, J57183DH-90, J57192H-45, J57202-90, J57202H-90, J67034-30, J67032-30, J67035-30, J67036-30, J6703J-30, J67083H-45, J67083S-45, J67093D-75, J67093DH-60, J67093DH-75, J67093DS-60, J67093DS-75, J67103-75, J67103H-75, J67103S-75, J67103D-60, J67103D-75, J67103DH-60, J67103DH-75, J67103DS-60, J67103DS-75, J67113-60, J67113H-60, J67113S-60, J67113DH-60, J67113DS-60, J67122-75, J67122H-75, J67122S-75, J67123-75, J67123H-75, J67123S-75, J67123D-75, J67123DH-75, J67123DS-75, J67132H-75, J67132S-75, J67132DH-60, J67132DS-60, J67133D-60, J67133DH-60, J67133DH-75, J67133DS-60, J67133DS-75, J67162D-60, J67162DH-60, J67162DS-60, J67172H-45, J67172S-45, J77083DH-60, J77083DS-60, J77093DH-60, J77093DS-60, J77102-75, J77102H-75, J77102S-75, J77103-75, J77103H-75, J77103S-75, J77103D-60, J77103D-75, J77103DH-60, J77103DH-75, J77103DS-60, J77103DS-75, J77113D-60, J77113DH-60, J77113DS-60, J77133D-60, J77133DH-60, J77133DS-60, J87033-30, J87033H-30, J87063D-60, J87083D-60, J87093D-60, J3F163-75, J3F193-45, J3F222-45, J4F163-45, J4F163-75, J5F123-45, J5F163-45, J5F193-45, J6F113-45, J6F123-45, J6F133-45;

- нити в отрезках одной длины от 30 см до 90 см с иглами, сборка одного из вариантов исполнения: одноигольная, двухигольная, петля; с шпательным поперечным сечением острия иглы: шпательная; степень изгиба иглы одного из вариантов исполнения: 2/8 окружности, 3/8 окружности, 4/8 окружности, 5/8 окружности, прямая с изогнутым концом острия, сложная кривая, прямая; следующих номеров по каталогу: J18402-75, J18402H-75, J18402S-75, JB8904-90, JB8902-90, JB8903-90, JB8905-90, JB8900-90, JB8906-90, JB890J-90, JC8904-90, JC8902-90, JC8905-90, JC8906-90, JC890J-90, J58063DH-75, J58084D-30, J58084DH-30, J68034-30, J68032-30, J68035-30, J68036-30, J6803J-30, J68063-30, J68063DH-75, J68063DS-75, J68084D-30, J68084DH-30, J68084DS-30, J78063D-30, J78063D-45, J78060D-30, J78060DH-30, J78060DS-30, J88033-30, J88063-30, J88063D-30.

6.2. Материал шовный стерильный хирургический синтетический рассасывающийся WEGO PCL A Rapid (Полилактид 910) неокрашенный многофиламентный плетеный с покрытием: нити в отрезках одной длины от 15 см до 390 см; без игл - не более 50 шт. в индивидуальной упаковке, следующих номеров по каталогу: J1-45×3, J1-45×6, J1-45×10, J1-45×12, J1-60×12, J1-60×13, J1-75×2, J1-150, J1-180, J1-250, JB-45×3, JB-45×6, JB-45×12.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114294

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 февраля 2023 года № РЗН 2023/19593

Лист 98


JB-75×2, JB-75×5, JB-75×6, JB-75×10, JB-180, JB-250, JC-45×3, JC-45×6, JC-45×12, JC-70×2, JC-70×5, JC-150, JC-180, JC-200, JC-220, JC-250, JC-280, JC-300, JC-320, JC-350, JC-390, J2-45×3, J2-45×6, J2-45×12, J2-60, J2-60×12, J2-60×13, J2-70×6, J2-75×2, J2-75×5, J2-75×6, J2-75×12, J2-150, J2-150×12, J2-250, J3-45×3, J3-45×6, J3-45×12, J3-60×13, J3-70×5, J3-75×6, J3-75×12, J3-150, J3-150×12, J4-45×6, J4-45×10, J5-25×4, J6-25×30, J7-25×30, J8-15×40.

II. Эксплуатационная документация:

I. Инструкция по применению.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114295