

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Комплект мешков для крови Reveos LR,
производства «Терумо БСТ Лтд.» Terumo BCT Ltd., Великобритания



TERUMO BCT Reveos LR

CE
0084

CPD - 60 mL
100 mL CPD
Adiphenylhydrazine (dry weight) : 0.250 g
Ethylenediamine (dry weight) : 0.100 g
Mannitol (dry weight) : 0.100 g
Sodium citrate (dry weight) : 0.100 g
Sodium citrate dihydrate : 0.100 g
Sodium citrate trihydrate : 0.100 g

EDTA - 100 mL
100 mL EDTA
Adiphenylhydrazine (dry weight) : 0.250 g
Ethylenediamine (dry weight) : 0.100 g
Mannitol (dry weight) : 0.100 g
Sodium citrate (dry weight) : 0.100 g
Sodium citrate dihydrate : 0.100 g
Sodium citrate trihydrate : 0.100 g

16 G x 130" (1.80 x 38 mm)

TERUMO BCT LAB
Old Bedford Road, Milton, Limerick BT46 2SH, United Kingdom

790
GBB-AL4FG43090

LOT :

170818B251

EXP :

2017-08-18

EXP :

2018-08-18

REF :

4FG458S0


(01)35054638700854(17)190818(30)002(10)170818B251

Made in Vietnam

Комплект мешков для крови Reveos LR – внешний вид упаковки

TERUMO BCT Reveos LR

CE
0086




CPD - 63 mL
100 mL- CPD
Acidum citricum (anhyd.) 0.299 g
Natri citras (3hydr.) 2.63 g
Mononatri phosphas
(Monohydr.) 0.222 g
Dextrosum (monohydr.) 2.51 g
Aqua ad injectabilia q.s. 100 mL

SAG-M - 100 mL
100 mL- SAG-M
Natri citricum 0.677 g
Adeninum 0.0169 g
Dextrosum (anhyd.) 0.618 g
Mannitolum 0.525 g
Aqua ad injectabilia q.s. 100 mL



16 G x 1 1/2" (1.60 x 38 mm)



TERUMO BCT Ltd.
Old Ballast Road, Millbrook, Lame BT40 2SH, United Kingdom

790


GBB-AL4FG458S0

LOT : 170818B251

2017-08-18

2019-08-18


REF : 4FG458S0



(01)35054638300854(17)190818(30)002(10)170818B251

Made in Vietnam

Комплект мешков для крови Reveos LR – маркировка упаковки




TERUMO BCT Reveos LR

CE
0086



600 mL
CPD 50 mL
450 mL

100 mL CPD
Acidum citricum (anhydr.) 0.299 g
Natrii citras (anhydr.) 2.63 g
Mononatrii phosphas (monohydr.) 0.322 g
Creatosum (monohydr.) 2.55 g
Aque ad injectabilia q.s. 100 mL




STERILE 18 G x 115 (1.60 x 38 mm) DEHP 412

TERUMO BCT Ltd.
Old Belfast Road, Millbrook, Larne BT40 2SH, United Kingdom

4FG45650 2017-08-18 2019-08-18 170818B251

1TL0030085 170818B251



Комплект мешков для крови Reveos LR – общий вид изделия (1. Мешок для цельной крови (Whole blood bag) – 1шт; 2. Мешок дозы промежуточной тромбоцитарной массы (IPU) (Interim platelet unit bag) – 1шт; 3. Мешок для плазмы (Plasma bag) – 1шт; 4. Мешок для эритроцитов (Red blood cell bag) – 1шт; 5. Мешок для остаточных лейкоцитов (Residual leukocyte bag) – 1шт; 6. Мешок для проб/отвода крови (sample/diversion bag) – 1шт; 7. Игла (Needle) – 1шт; 8. Колпачок иглы защитный (Needle injury protector) – 1шт; 9. Держатель пробирки для пробы/адаптер Люэра (Sample tube holder/luer adapter) – 1шт; 10. Соединитель крестовидный (Cross-connector) – 1шт; 11. Фильтр лейкоцитарный для эритроцитов (RBC leukoreduction filter) – 1шт; 12. Органайзер (Organizer) – 1шт; 13. Соединитель Y-образный (Y connector) – 2 шт; 14. Зажим синий (Blue clamp) – 2 шт; 15. Соединители хрупкие (CLIKTIP frangible connector) – 4шт; 16. Зажим белый (White clamp) – 1шт.


Увеличенные фото каждой части см. далее



Мешок дозы промежуточной тромбоцитарной массы (IPU) (Interim platelet unit bag) – внешний вид



Мешок для плазмы (Plasma bag) – внешний вид






Мешок для остаточных лейкоцитов (Residual leukocyte bag) – *внешний вид*




Мешок для проб/отвода крови (sample/diversion bag) – *внешний вид*



А) Игла (Needle),
Б) Колпачок иглы защитный (Needle injury protector) – *внешний вид*



Держатель пробирки для пробы/адаптер Люэра (Sample tube holder/luer adapter) – *внешний вид*




Соединитель крестовидный (Cross-connector) – внешний вид




Фильтр лейкоцитарный для эритроцитов (RBC leukoreduction filter) – внешний вид



Организер (Organizer) – внешний вид




Соединитель Y-образный (Y connector) – внешний вид



Зажим синий (Blue clamp) – внешний вид



Соединители хрупкие (CLIKTIP frangible connector) – *внешний вид*



Зажим белый (White clamp) – внешний вид

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 20 листа(-ов)

Генеральный директор

ООО «Терумо Рус»

Минору Узно

Узно

