

ООО «ОТИТРЕЙД»

117574, г.Москва, проезд Одоевского д. 3 корп. 7

ИНН 7728539129
р/с 40702810600000008539
ГПБ (ОАО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ОКПО 76097611


Фотографические изображения на медицинское изделие:

«Аппарат слуховой воздушной проводимости с приемником в ухе OPN, с принадлежностями.»

Аппарат слуховой воздушной проводимости с приемником в ухе OPN, в вариантах исполнения: OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB , OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB (цвета: Черный, бежевый, терракотовый, каштановый, серебряный, серебрённый серый, стальной серый, синий) в составе, с принадлежностями:


1. Аппарат слуховой воздушной проводимости с приемником в ухе OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB – 1 шт






Аппарат слуховой воздушной проводимости с приемником в ухе OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB – 1 шт














2. Чехол для повседневного использования




3. Контейнер пластиковый для аппарата слухового








6. Инструмент для чистки аппарата слухового



7. Программное обеспечение Genie 2 поставляется виде цифровой копии, скачиваемой по сети интернет.

8. Инструкция по эксплуатации



9. Программное обеспечение «Oticon On» для смартфонов

Программное обеспечение Oticon ON для iPhone, iPad, iPod touch и устройств на Android™, предлагает простой и незаметный способ управления вашими слуховыми аппаратами. Oticon ON также позволяет управлять неограниченным количеством других устройств посредством IFTTT через интернет.

10. Ресивер мощность 60, 85,100, левый, правый, размеры 1,2,3,4 – 1 шт.

Ресивер
мощность 60
левый, длина 4

Ресивер
мощность 60
левый, длина 3

Ресивер
мощность 60
левый, длина 2

Ресивер
мощность 60
левый, длина 1



Ресивер
мощность 60
правый, длина 2


Ресивер
мощность 60
правый, длина 2

Ресивер
мощность 60
правый, длина 3

Ресивер
мощность 60
правый, длина 4







Ресивер
мощность 100
левый
размер 4

Ресивер
мощность 100
левый
размер 3

Ресивер
мощность 100
левый
размер 2


Ресивер
мощность 100
левый
размер 1

Ресивер
мощность 100
правый
размер 1



Ресивер
мощность 100
правый
размер 2

Ресивер
мощность 100
правый
размер 3


Ресивер
мощность 100
правый
размер 4



11. Ресивер мощность 105 – 1 шт.





12. Проводок для ресивера мощностью 105, левый, правый, размеры 1,2,3,4 – 1 шт.



13. Вкладыш универсальный орен открытого типа, размеры 5мм, 6мм, 8мм, 10мм. - 10 шт.

open open open open


5mm 6mm 8mm 10mm






14. Вкладыш универсальный bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. - 10 шт.


bass	bass	bass	bass
1 вент	1 вент	1 вент	1 вент
6мм	8мм	10мм	12мм






15. Вкладыш универсальный bass dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. - 10 шт.

bass	bass	bass	bass
2 вента	2 вента	2 вента	2 вента
6мм	8мм	10мм	12мм





16. Вкладыш универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. - 10 шт.

power
6мм




power
8мм



power
10мм




power
12мм







Grip tip	Левый	с вентом	размер S
Grip tip	Левый	с вентом	размер L
Grip tip	Левый	без вента	размер S
Grip tip	Левый	без вента	размер L
Grip tip	Правый	без вента	размер L
Grip tip	Правый	без вента	размер S
Grip tip	Правый	с вентом	размер L
Grip tip	Правый	с вентом	размер S



Принадлежности:


1. Фиксатор ушной



2. Фильтр ProWax – 6 шт.





3. Фильтр ProWax miniFit – 6шт.




4. ТВ адаптер (TV Adapter 3.0)





6. Магнит для телефона



People First

oticon
PEOPLE FIRST

People First



XX XX

Аппарат слуховой воздушной
проводимости с приемником в ухе
OPN 1 MR1TE 312 2.4G NFM PB

Производитель: Отикон А/С, Дания

Адрес: Конгебаккен 9, DK-2765,
Сморум, Дания


Место производства: DGS Poland Sp. z
o.o. ul. Lubieszynska 59, Mierzyn, 72-
006 Szczecin, Poland

Номер РУ: XXXX

Номер декларации о соответствии: XXX

oticon
PEOPLE FIRST

People First



Аппарат слуховой воздушной
проводимости с приемником в ухе
OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB

Производитель: Отикон А/С, Дания
Адрес: Конгебаккен 9, DK-2765,
Сморум, Дания

Место производства: DGS Poland Sp. z
o.o. ul. Lubieszynska 59, Mierzyn, 72-
006 Szczecin, Poland

Номер РУ: XXXX

Номер декларации о соответствии: XXX

oticon
PEOPLE FIRST

People First



XX XX

Аппарат слуховой воздушной
проводимости с приемником в ухе
OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB

Производитель: Отикон А/С, Дания

Адрес: Конгебаккен 9, DK-2765,

Сморум, Дания

Место производства: DGS Poland Sp. z

o.o. ul. Lubieszynska 59, Mierzyn, 72-

006 Szczecin, Poland

Номер РУ: XXXX

Номер декларации о соответствии: XXX

oticon
PEOPLE FIRST


Прошито и пронумеровано

39 (тридцать девять)

лист 01 и скреплено печатью

ООО «Отитрейд»

Генеральный директор

 И.А. Логинов

