



ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия

**«Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020
в вариантах исполнения»**

УТВЕРЖДЕНО: «09» января 2023 г.


ИЗМЕНЕНО (изм. №2): "28" июня 2024 г

Генеральный директор ООО «ХЕЛСЛАБ»
Шаврина Алина Сергеевна



Москва, 2023 г.

Макеты этикеток индивидуальных (потребительских) упаковок

4x1 cm тканевая основа	 Срок годности и номер партии см. на обороте. 	Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 4x1 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____ Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.	открывать здесь
7,2x1,9 cm тканевая основа	 Срок годности и номер партии см. на обороте. 	Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 7,2x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____ Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.	открывать здесь
7,2x2,3 cm полимерная основа	 Срок годности и номер партии см. на обороте. 	Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. Размер: 7,2x2,3 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____ Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.	открывать здесь
7,6x1,9 cm полимерная основа	 Срок годности и номер партии см. на обороте. 	Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. Размер: 7,6x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____ Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.	открывать здесь

9,5x3,8 см

полимерная основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония.** Размер: 9,5x3,8 см.


Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

5,5x1,9 см

полимерная основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.


Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония.** Размер: 5,5x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

5,6x1,9 см

полимерная основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония.** Размер: 5,6x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские по ТУ

21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь**

бактерицидный на полимерной основе с

хлоридом бензалкония. Размер: 4×10 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия.

Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

Срок годности и номер партии см. на обороте.




STERILE EO



стерильно до вскрытия



PAP



4×10 см

полимерная основа

открывать здесь

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
на полимерной основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. **Размер:** 6×8 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.




РУ № РЗН _____
ОТ _____

6 × 8 см

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



диаметр 2,5 см

полимерная основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



STERILE EO




Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония.** Диаметр: 2,5 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства и приема претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.




открывать здесь

3,8х3,8 см

полимерная основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония.** Размер: 3,8х3,8 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства и приема претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

полимерная основа



STERILE	EO
---------	----

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 6×2 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

 **Производитель:** ООО «ХЕЛСПАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.
healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

Дата изготовления:/Mfg date: 22.07.2021
 Годен до:/Use before: 21.07.2026
 ЛОТ Партия №:/LOT: PESIL21071001



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 4×1 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующий подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. **РУ №**

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



открывать здесь

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

 Дата изготовления:/Mfg date: 22.07.2021
 Годен до:/Use before: 21.07.2026
 Партия №:/LOT: PESIL21071001



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 7,2×2,3 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. **РУ №**

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



открывать здесь

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

 Дата изготовления:/Mfg date: 22.07.2021
 Годен до:/Use before: 21.07.2026
 Партия №:/LOT: PESIL21071001



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 9,5×3,8 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. **py №**

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства: ООО «ХЕЛСПАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



открывать здесь

5,5x1,9 cm



Дата изготовления/Mfg date: 22.07.2021
 Годен до/Use before: 21.07.2026
 Партия №/LOT: PESIL21071001



4x10 cm




Дата изготовления/Mfg date: 28.07.2021
 Годен до/Use before: 27.07.2026
 Партия №/LOT: PESIL21071001



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра**. Размер: 5,5x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра**. Размер: 4x10 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматичное покрытие, защитная бумага. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ №


Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



открывать здесь

открывать здесь

6x8 cm



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Дата изготовления:/Mfg date: 28.07.2021

Годен до:/Use before: 27.07.2026

Партия №:/LOT: PESIL21071001



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра.

Размер: 6x8 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматичное покрытие, защитная бумага.

Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра.

Размер: диаметр 2,2 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Дата изготовления:/Mfg date: 22.07.2021

Годен до:/Use before: 21.07.2026

Партия №:/LOT: PESIL21071001



открывать здесь

открывать здесь

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЛЕЙКОПЛАСТЫНЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Стерильный
матетиковый основе

Лейкопластыри медизинские по ТУ 21 20.24-061-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UN, пенопласт экструдированный на нейлоном основе с покрытием безалюмина. Размер: 8×20 см. Изготовитель: ООО "Бурбур-Формация".

Положительное влияние при попутном разбуривании несут также специальные разведочные, порезные и неглубокие (порядка 1 км), для защиты подземных вод и охраны или частичного прекращения притока, неглубокие трапециевидные и конические скважины с коническим разбуриванием. Состав: скважина скосов, конусов скважин, скважина конусов, для деформации разбуривания. Состав: скважина скосов, конусов скважин, скважина конусов, для деформации разбуривания. Состав: скважина скосов, конусов скважин, скважина конусов, для деформации разбуривания.

Анализатор: хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымывать рану, ошпарить и высушить рану и кожу вокруг, не прикасаясь к пораженной поверхности пальцами. **Противопоказания:** при повышенной чувствительности к компонентам препарата, не допускать попадания. **Меняйте описание:** Не использовать, если повреждена целостность упаковки.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Противопоказания: беременность, кормление грудью, наличие инфекционных заболеваний. Препараты не применять при температуре от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Не использовать при температуре воздуха не более 65°C , в недоступном для детей месте. Сохраняет окислительные свойства. Не является восстановителем.

Ottomasieta ben deservita.

Утверждена в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

8 x 20 cm



Преподователь: ООО «ХЕЛСИБ», 141309, Московская область, г. Балашиха, с. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж №1, помещ. IV

Адрес места проживания и приема претензий:
ООО «НЕРСТА», 143909, Московская область.

с.д. Батимов с. Батимов ул. Звездная стр. 7А.

healthline.com


FIELD NO. 10



1000

1000000

Lot Number

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ****ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА****Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. **Размер:** 8×20 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага.

Антисептик: хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным.

Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

8 × 20 см

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА****Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 10×20 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. Антисептик: хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

10 × 20 см

0 000000 000000

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий:
ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

РУ № РЗН _____ от _____

STERILE EO



Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:

MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские по ТУ
21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 4х10 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.**

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

Срок годности и номер партии см. на обороте.




STERILE EO



стерильно до вскрытия



PAF



4x10 cm

нетканая основа

открывать здесь

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 6×7 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. Антисептик: хлорид бензалкония.

Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.



0 000000 000000

РУ № РЗН _____
ОТ _____

6 x 7 см

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE

EO



стерильно
до вскрытия




Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:


нетканая основа



Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь

полимерная основа



ООО «ЖЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь

5,6x1,9 см

нетканая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.







Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 5,6x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь

6,5x2,5 см

нетканая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 6,5x2,5 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь

7,2x1,9 см

нетканая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 7,2x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO




открывать здесь

8x20 см

нетканая основа



МАСТЕР ЮНИ



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 8x20 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, асептическое покрытие, защитная бумага. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов.

Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Дата изготовления/Mfg date: 22.07.2021
 Годен до/Use before: 21.07.2026

Партия №/LOT: NWSIL2107005

STERILE EO




открывать здесь

9x15 cm

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



STERILE EO



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 9x15 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Дата изготовления/Mfg date:


22.07.2021

Годен до:/Use before:

21.07.2026

Партия №/LOT:

NWSIL2107005



открывать здесь

10x20 cm

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



STERILE EO



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 10x20 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Дата изготовления/Mfg date:


22.07.2021

Годен до:/Use before:

21.07.2026

Партия №/LOT:

NWSIL2107005



открывать здесь

4x10 cm

MASTER UNI
 МАСТЕР ИОНИ


Дата изготовления/Mfg date: 28.07.2021
 Годен до/Use before: 27.07.2026
 Партия №/LOT: NWSIL21071001




Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4x10 см.** Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматичное покрытие, защитная бумага. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
 Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



открывать здесь

6x7 cm

MASTER UNI
 МАСТЕР ИОНИ


Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
 Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Дата изготовления/Mfg date: 28.07.2021
 Годен до/Use before: 27.07.2026
 Партия №/LOT: NWSIL21071001



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 6x7 см.**

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматичное покрытие, защитная бумага. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.


РУ №



открывать здесь



■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.




Ø2,2 CM

открывать здесь

открывать здесь




Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.




3,8x3,8 CM

открывать здесь

открывать здесь



 Дата изготовления/Mfg date: 22.07.2021
 Годен до:/Use before: 21.07.2026
 Партия №/LOT: NWSIL2107004



5,6x1,9 cm

открывать здесь

21

MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские по ТУ
21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь
бактерицидный на тканевой основе с хлоридом
бензалкония. Размер: 4×10 см. Гипоаллергенный.
Суперабсорбирующая подушечка.**

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость, повышенная чувствительность к
активным веществам, входящим в состав изделия.
Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить
вдали источников тепла, при температуре от +4 °С
до +25 °С и относительной влажности воздуха не
более 65%, в недоступном для детей месте.

Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация
оксидом этилена. Не является восстановленным.
Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.
healthlab.limited@gmail.com.


Срок годности и номер
партии см. на обороте.



STERILE EO



стерильно
до вскрытия



4x10 cm

тканевая основа

открывать здесь

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
на тканевой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. **Размер:** 6×8 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.



0 000000 000000

РУ № РЗН _____
ОТ _____

6 × 8 см

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



стерильно
до вскрытия



Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:

диаметр 2,5 см

тканевая основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



STERILE EO



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония.**

Диаметр: 2,5 см. Гипоаллергенный.

Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь

3,8х3,8 см

тканевая основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония.**

Размер: 3,8х3,8 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь

6x8 cm



■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

■ **Дата изготовления/Mfg date:** 28.07.2021

■ **Годен до/Use before:** 27.07.2026

■ **Партия №/LOT:** TXSIL21071001



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с ионами серебра.

Размер: 6x8 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны.

Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атраматичное покрытие, защитная бумага.

Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

открывать здесь

6x2 cm



■ **Дата изготовления/Mfg date:** 28.07.2021

■ **Годен до/Use before:** 27.07.2026

■ **Партия №/LOT:** TXSIL21071236



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с ионами серебра. Размер: 6x2 см. **Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.**

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

открывать здесь


7,6x1,9 cm



■ **Дата изготовления/Mfg date:** 22.07.2021

■ **Годен до/Use before:** 21.07.2026

■ **Партия №/LOT:** TXSIL2107002



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с ионами серебра. Размер: 7,6x1,9 см. **Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.**

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ №

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

открывать здесь

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Стерильный
бактерицидный

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония.

Размер: 10×10 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. Антисептик: хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.



0 000000 000000

10 × 10 см

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

РУ № РЗН _____ от _____



Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 10×15 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны.

Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов.

Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите край, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена.

Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

10 × 15 см



0 000000 000000

■ Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий:
ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

РУ № РЗН _____ от _____

STERILE

EO



Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:

1



MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 7,2x1,9 см
РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №:/LOT: LOT _____



1000
ШТУК

1000
ШТУК



Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.



STERILE EO



стерильно до вскрытия



21 PAP



2



25°C



65%
25%



4°C
25°C

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 5,5х1,9 см



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 5,5х1,9 см

1000
штук

1000
штук

MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 5,5х1,9 см

Партия №: LOT: 807



1000
штук



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 5,5х1,9 см



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 5,5х1,9 см



MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. Размер: 5,5х1,9 см РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №/LOT: LOT



1000
ШТУК

1000
ШТУК




Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.






MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 3,8х3,8 см РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №:/LOT: LOT

1000
ШТУК



1000
ШТУК



Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.





MASTER UNI

1000
MILK

**1000
ШТУК**

MASTER UNI

Информация об организации и личности человека, не
являющегося гражданином Российской Федерации,
полученная из источников, не являющихся официальными,
и не подтвержденная в установленном порядке,
не может использоваться в качестве официального
документа.

Партнер №: LOT: **LOT**1000
ШТУК

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
**MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с ионами серебра. Размер: 6х8 см**

MASTER UNI

MASTER UNIT

Таблицы для измерения температуры при помощи
интегрирующей чувствительной диаграммы, позволяющие
получать показания в виде, удобном для использования
в качестве исходных данных для расчета, являются
важной частью измерительного оборудования.
Таблицы для измерения температуры при помощи
интегрирующей чувствительной диаграммы, позволяющие
получать показания в виде, удобном для использования
в качестве исходных данных для расчета, являются
важной частью измерительного оборудования.




MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 6х8 см РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №:/LOT:

LOT



1000
ШТУК


1000
ШТУК



Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.



STERILE EO



MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по
ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой
основе с ионами серебра. Размер: 7,6х1,9 см
РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №:/LOT: **LOT**

100
ШТУ

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см

1000
штук

1000
штук

MASTER UNI

Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см. По ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см.

Партия №: LOT: 00000000



1000
штук



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см



Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см. По ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см.



MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: 15. MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 4х1 см
РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №/LOT: LOT



1000
ШТУК


1000
ШТУК



Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.





MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 10х20 см
РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Партия №:/LOT: LOT



1000
ШТУК

1000
ШТУК

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

Лейкопластыри медицинские применяются при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.




стерильно
для повторного



STERILE EO





50 штук
6×7 см



Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

LOT Партия №: /LOT:

Р/У №

 **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства: ООО «ХЕЛСПАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная,
влд. 7А.



25 штук
10×10 см



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония.
Размер: 10×10 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

25 штук
10×10 см




Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония.
Размер: 10×10 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель:
ООО «ХЕЛСПАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСПАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



25 штук
10×15 см




Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония.
Размер: 10×15 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.


Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



25 штук
10×20 см



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония.
Размер: 10×20 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный
на полимерной основе с хлоридом
бензалкония. Размер: 7,2x1,9 см

XXXX-XXX

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Россия, Московская обл., г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1,
помещ. IV. Адрес места производства: ООО
«ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Дата изготовления:

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный
на полимерной основе с ионами серебра.
Размер: 7,2x1,9 см

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ


XXXX-XXX

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Россия, Московская обл., г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1,
помещ. IV. Адрес места производства: ООО
«ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Дата изготовления:

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный
на полимерной основе с ионами серебра.
Размер: 3,8x3,8 см

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ


XXXX-XXX

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Россия, Московская обл., г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1,
помещ. IV. Адрес места производства: ООО
«ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Дата изготовления:

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный
на нетканой основе с ионами серебра.
Размер: 9x10 см

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

XXXX-XXX

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Россия, Московская обл., г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1,
помещ. IV. Адрес места производства: ООО
«ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Дата изготовления:

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный
на тканевой основе с хлоридом бензалкония.
Размер: 6x10 см

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

XXXX-XXX

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Россия, Московская обл., г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1,
помещ. IV. Адрес места производства: ООО
«ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Дата изготовления:

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный
на тканевой основе с ионами серебра.
Размер: 5,5x1,9 см

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

XXXX-XXX

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Россия, Московская обл., г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1,
помещ. IV. Адрес места производства: ООО
«ХЕЛСЛАБ», 143909, Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



Дата изготовления:

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластыри медицинские
по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020.
Вариант исполнения: **MASTER UNI**
лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 6x7 см.

0111-001

MASTER UNI

40 кор./boxes x 50 шт./pcs = 2000 шт./pcs

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ»,
143909, Московская область, г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**



Лейкопластыри медицинские
по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020.
Вариант исполнения: MASTER UNI
лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 10×10 см.

0111-002



20 кор./boxes x 25 шт./pcs = 500 шт./pcs

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ»,
143909, Московская область, г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**



14610164270039



Лейкопластыри медицинские
по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020.
Вариант исполнения: MASTER UNI
лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 10×15 см.

0111-003



40 кор./boxes x 50 шт./pcs = 2000 шт./pcs

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ»,
143909, Московская область, г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**



14610164270053



Лейкопластыри медицинские
по ТУ 21.20.24-001-32459763- 2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI

лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 10×20 см.

0111-004



20 кор./boxes x 25 шт./pcs = 2000 шт./pcs

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ»,
143909, Московская область, г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.







Дата изготовления:/Mfg date: 

Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT: **LOT**



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Изменение	Номера листов (страниц)			Всего листов (страниц)	Подпись	Дата
		измененных	новых	изъятых			
1	Замена макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	11	-	-	55		09.01.2023
2	Замена макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	12	-	-	55		09.01.2023
3	Замена макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	13	-	-	55		09.01.2023
4	Добавлен макет маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	25	-	-	55		09.01.2023
5	Добавлен макет маркировки промежуточной упаковки	40-41	-	-	55		09.01.2023
6	Добавлен макет маркировки промежуточной упаковки	42-43	-	-	55		09.01.2023
7	Добавлен макет маркировки промежуточной упаковки	44-45	-	-	55		09.01.2023
8	Добавлен макет маркировки промежуточной упаковки	46-47	-	-	55		09.01.2023

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 31 листах

Генеральный директор ООО «ХЕЛСЛАБ»

Шаврина А.С.





ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Фотографические изображения медицинского изделия
«Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020
в вариантах исполнения»

УТВЕРЖДЕНО: «09» января 2023 г.

ИЗМЕНЕНО (изм. №2): "28" июня 2024 г

Генеральный директор ООО «ХЕЛСЛАБ»
Шаврина Алина Сергеевна



М.П.

3,8x3,8 см

нетканая основа



Срок годности и номер
партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.
Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь
бактерицидный на нетканой основе с хлоридом
бензалкония.

Размер: 3,8x3,8 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость,
повышенная чувствительность к активным веществам,
входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: хранить вдали источников тепла, при
температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности
воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.


Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом
этилена. Не является восстановленным. Отпускается без
рецепта. РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А,
этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха,
г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.




открывать здесь





ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700




MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластырь медицинский по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.
Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 6x7 см. Гипоаллергенный. Супероборудованная подушка. Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых кожных ран, для дезинфекции раны. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушка, атравматическое покрытие, защитная бумага. Антисептик: хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



6 x 7 cm


Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А. healthlab.limited@gmail.com

РУ № РЗН
от



Дата изготовления: Годен до: LOT: Партия №:




6,5x2,5 см

нетканая основа



Срок годности и номер
партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 6,5x2,5 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.**

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А.
healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь



7,2x1,9 см

нетканая основа


MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.




Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 7,2x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства и приема претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь



7,2x2,3 см

нетканая основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 7,2x2,3 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства и приема претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь



5,6x1,9 см

нетканая основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 5,6x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства и приема претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь



диаметр 2,2 см

нетканая основа

MASTER UNI

Срок годности и номер партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония**. Диаметр: 2,2 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. **Адрес места производства и приема претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь



MASTER UNI**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ****ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА****Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 10×20 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия.

Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена.

Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

10 × 20 см

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

 MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 8×20 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага.

Антисептик: хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным.

Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

8 × 20 см







6,5x2,5 cm

MASTER UNI
MACTEP Ю-41
 Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
 Exp date before: 21.07.2026
 Партия №: LOT: NWSIL2107004

открывать здесь

6,5x2,5 cm

MASTER UNI
MACTEP Ю-41
 Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
 Exp date before: 21.07.2026
 Партия №: LOT: NWSIL2107004

открывать здесь

6,5x2,5 cm

MASTER UNI
MACTEP Ю-41
 Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
 Exp date before: 21.07.2026
 Партия №: LOT: NWSIL2107004

открывать здесь

6,5x2,5 cm

MASTER UNI
MACTEP Ю-41
 Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
 Exp date before: 21.07.2026
 Партия №: LOT: NWSIL2107004

открывать здесь

6,5x2,5 cm

MASTER UNI
MACTEP Ю-41
 Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
 Exp date before: 21.07.2026
 Партия №: LOT: NWSIL2107004

открывать здесь

7,2x1,9 см

MASTER UNI

Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
Expire date: 21.07.2026
MWSL2107002

0 000000 000000

открывать здесь

7,2x1,9 см

MASTER UNI

Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
Expire date: 21.07.2026
MWSL2107002

0 000000 000000

открывать здесь

7,2x1,9 см

MASTER UNI

Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
Expire date: 21.07.2026
MWSL2107002

0 000000 000000

открывать здесь

7,2x1,9 см

MASTER UNI

Дата изготовления: Mfg date: 22.07.2021
Expire date: 21.07.2026
MWSL2107002

0 000000 000000

открывать здесь

Внимание! При использовании в качестве изоляции
по IT 11, 20, 24-001-1346793-2022. Влагостойкий
свойства. Размер: 7,2x1,9 см. Изоляционный слой
толщиной 1,9 мм. Устойчивость к воздействию
влажности воздуха не более 65%, в противном случае
возникает риск повреждения. Обработка без пыли.

Применение: 000-118746755206, Московская область, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж 1, пом. 10
Адрес места производства: 000-118746755206, Московская область,
г. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А.

Внимание! При использовании в качестве изоляции
по IT 11, 20, 24-001-1346793-2022. Влагостойкий
свойства. Размер: 7,2x1,9 см. Изоляционный слой
толщиной 1,9 мм. Устойчивость к воздействию
влажности воздуха не более 65%, в противном случае
возникает риск повреждения. Обработка без пыли.

Применение: 000-118746755206, Московская область, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж 1, пом. 10
Адрес места производства: 000-118746755206, Московская область,
г. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А.

Внимание! При использовании в качестве изоляции
по IT 11, 20, 24-001-1346793-2022. Влагостойкий
свойства. Размер: 7,2x1,9 см. Изоляционный слой
толщиной 1,9 мм. Устойчивость к воздействию
влажности воздуха не более 65%, в противном случае
возникает риск повреждения. Обработка без пыли.

Применение: 000-118746755206, Московская область, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж 1, пом. 10
Адрес места производства: 000-118746755206, Московская область,
г. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А.

Внимание! При использовании в качестве изоляции
по IT 11, 20, 24-001-1346793-2022. Влагостойкий
свойства. Размер: 7,2x1,9 см. Изоляционный слой
толщиной 1,9 мм. Устойчивость к воздействию
влажности воздуха не более 65%, в противном случае
возникает риск повреждения. Обработка без пыли.

Применение: 000-118746755206, Московская область, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж 1, пом. 10
Адрес места производства: 000-118746755206, Московская область,
г. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А.




10x20 см

MASTЕР UNI

МАСТЕР ЮНИ



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж 1, пом. IV. Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область,
г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А.



Лейкопластырь медицинский в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTЕР UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с ионами серебра. Размер: 10x20 см. Гипоаллергенный. Суперэластичный. Подушечка. Показания:** для применения при появлении мелких повреждений кожи, для защиты послеоперационных и острых ран или закреплении перевязочных средств, медицинских протезов, бинтов и свёртывающих средств, для дезинфекции ран. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, адгезив-щелочной, защитная бумага. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрой заживлению ран без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, вытрите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C в относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация окислом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Дата изготовления / Mfg date

Годен до / Use before

Партия № / LOT

22.07.2021

21.07.2026


NN9AL2107005

открывать здесь




ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700



7,2х1,9 см

полимерная основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.

MASTER UNI




Лейкопластырь медицинский по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI** лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. Размер: 7,2х1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____
Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

5,5х1,9 см

полимерная основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.

MASTER UNI

STERILE EO



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI** лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония.
Размер: 5,5х1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____
Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, healthlab.limited@gmail.com.



открывать здесь

9,5х3,8 см

полимерная основа



Срок годности и номер
партии см. на обороте.




Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.
Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. Размер: 9,5х3,8 см.**
Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____
Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь



диаметр 2,5 см

полимерная основа



Срок годности и номер
партии см. на обороте.



STERILE EO



Лейкопластыри медицинские по ТУ
21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на
полимерной основе с хлоридом бензалкония.

Диаметр: 2,5 см. Гипоаллергенный.

Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость, повышенная чувствительность к
активным веществам, входящим в состав изделия.
Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить
вдали источников тепла, при температуре от +4 °C
до +25 °C и относительной влажности воздуха не
более 65%, в недоступном для детей месте.


Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация
оксидом этилена. Не является восстановленным.
Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909,
Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

**Адрес места производства и приема
претензий:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная,
влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь



MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
на полимерной основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с хлоридом бензалкония. **Размер:** 6×10 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, травматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов.

Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

6 × 10 см



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

РУ № _____

ОТ _____



STERILE EO




Стерильно
до вскрытия


Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:







6,5x2,5 cm

MASTER UNI
MACTEP IOHИ

Дата изготовления / Mfg date: 05.10.2021
Годен до: / Use before: 04.10.2026
Партия № / LOT: PESIL21101072




0 000000 000000


Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе с ионами серебра. Размер: 6,5x2,5 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А.



открывать здесь





MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**Стерильный
на тканевой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 6×10 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны.

Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов.

Применение: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. **Кожные заболевания.** **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

6 × 10 см





РУ № _____
ОТ _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



STERILE EO



стерильно
до вскрытия

Дата изготовления:

Годен до:

LOT Партия №:





5,6x1,9 см

тканевая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.



0 000000 000000

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 5,6x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

открывать здесь

STERILE EO


























9,5х3,8 см

тканевая основа

MASTER UNI

Срок годности и номер
партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония**. Размер: 9,5х3,8 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ № _____

■ **Производитель:** ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А. healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь



3,8x3,8 см

тканевая основа



Срок годности и номер
партии см. на обороте.



Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: **MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония.**

Размер: 3,8x3,8 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. РУ №

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.

Адрес места производства и приема претензий:

ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А. healthlab.limited@gmail.com.



стерильно
до вскрытия



PAP



65%



25%


STERILE EO



25°C


4°C

открывать здесь



6x2 см

тканевая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.

MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 6x2 см. Гипоаллергенный. Суперадгезирующая подушка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Антисептик: хлорид бензалкония. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, healthlab.limited@gmail.com.


STERILE EO



открывать здесь

7,2x1,9 см

тканевая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.

MASTER UNI

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 7,2x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперадгезирующая подушка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь

5,6x1,9 см

тканевая основа



Срок годности и номер партии см. на обороте.

MASTER UNI


Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 5,6x1,9 см. Гипоаллергенный. Суперадгезирующая подушка. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1, помещ. IV. Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, вл. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

STERILE EO



открывать здесь





MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
бактерицидный**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония.

Размер: 10×10 см.

Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка. **Показания:** изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.



10 x 10 см

■ Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий: ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

РУН РЗН

ОТ



Дата изготовления:


Годен до:

LOT Партия №:



ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700



MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

**Стерильный
на нетканой основе**

Лейкопластыри медицинские по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020.

Вариант исполнения: MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с хлоридом бензалкония. Размер: 10×15 см. Гипоаллергенный. Суперабсорбирующая подушечка.

Показания: изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи), для защиты послеоперационных и острых ран или закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран, для дезинфекции раны. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, атравматическое покрытие, защитная бумага. **Антисептик:** хлорид бензалкония. Эффективно дезинфицирует и способствует быстрому заживлению раны без образования рубцов. **Применение:** вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не использовать повторно. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, входящим в состав изделия. Кожные заболевания. **Правила хранения:** хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

10 × 15 см



Производитель: ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, этаж № 1, помещ. IV.
Адрес места производства и приема претензий:
ООО «ХЕЛСЛАБ», Россия, 143909, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Звездная, влд. 7А, healthlab.limited@gmail.com.

РУ № РЗН _____ ОТ _____

STERILE EO



Дата изготовления:


Годен до:

LOT Партия №:



ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700





ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 301018102000000000700
БИК 044525700





ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
p/c 40702810100000181828
k/c 301018102000000000700
БИК 044525700



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с хлоридом бензалкония. Размер: 6x10 см



Лейкопластыри медицинские в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.24-001-32459763-2020. Вариант исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
с ионами серебра. Размер: диаметр 2,5 см



ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700





ООО «ХЕЛСЛАБ»
143909, МО, г.о. Балашиха,
г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А
Тел.: +7(495)665-80-58
plaster@plaster.ru

ОГРН 1187746755206
ИНН/КПП 7727390162 / 772001001
АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810100000181828
к/с 301018102000000000700
БИК 044525700







Р/У № РЗН 2022/10642
0124 октября 2022 года
Производитель:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1,
помещ. IV.
Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А.

25 штук
10×10 см



Р/У № РЗН 2022/10642
от 24 октября 2022 года.
Производитель:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1,
помещ. 10.
Адрес места производства:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А.





25 штук
10×15 см




Р/с № 40702810100000181828
от 14.08.2018 № 2022/18004
Привезено из:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А, этаж № 1,
подвал, 5/1.
Адрес места привоза/пакета:
ООО «ХЕЛСЛАБ», 143909, Московская
область, г.о. Балашиха, г. Балашиха,
ул. Звездная, вл. 7А.

25 штук
10×20 см

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Изменение	Номера листов (страниц)			Всего листов (страниц)	Подпись	Дата
		измененных	новых	изъятых			
1	Замена фотографического изображения индивидуальной упаковки варианта исполнения	3	-	-	52		09.01.2023
2	Замена фотографического изображения индивидуальной упаковки варианта исполнения	9	-	-	52		09.01.2023
3	Добавлено фотографическое изображение индивидуальной упаковки варианта исполнения	40-41	-	-	52		09.01.2023
4	Добавлено фотографическое изображение индивидуальной упаковки варианта исполнения	42-43	-	-	52		09.01.2023
6	Добавлены фотографические изображения промежуточных упаковок вариантов исполнения	48 - 51	-	-	52		09.01.2023
7	Замена фотографического изображения индивидуальной	2-12 21-25 31-41	-	-	52		28.06.2024



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

24 листах



Генеральный директор ООО «ХЕЛСЛАБ»

Шаврина А.С.