


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия и макета маркировки

«Имплантат внутридермальный Juvéderm® VOLIFT®»

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер регуляторного отдела
ООО «Аллерган СНГ САРЛ»

 Л.Б. Куршина

«  » 2022 г.









1. Шприц с мягким пальцевым упором, заполненный 1,0 мл геля - 2 шт.



2. Игла инъекционная - 4 шт.

 Juvéderm
VOLIFT®
WITH LIDOCAINE

2 x 1mL

 Allergan.

73652JR10

Revision 2019-09-09

For the syringe : 



Allergan

Route de Promery
Zone Artisanale de Pré-Mairy
PRINGY - 74370 ANNECY - FRANCE
Tel : +33 (0) 4 50 27 27 03

CE

0344

(2019)

For the needle : 



TSK Laboratory, Japan
2-1-5 Hirayanagi-cho
Tochigi-Shi, Tochigi-Ken
328-0012 JAPAN

EC REP

Emergo Europe B.V
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague (NL)

CE

0123



73652JR10

3. Инструкция по применению.

VOLIFT w lido
LOT: V17LB00259
EXP: 2022.02
1x1.0ml

VOLIFT w lido
LOT: V17LB00259
EXP: 2022.02
1x1.0ml


VOLIFT w lido
LOT: V17LB00259
EXP: 2022.02
1x1.0ml

VOLIFT w lido
LOT: V17LB00259
EXP: 2022.02
1x1.0ml

4. Этикетки – 8 шт.

Имплантат внутривидермальный с лидокаином
Juvéderm® VOLIFT® with Lidocaine


Макет маркировки на русском языке (общий вид макета)



* Знак соответствия при декларировании соответствия/сертификации продукции может наноситься в случае применимости.

Имплантат внутридермальный с лидокаином
Juvéderm® VOLIFT® with Lidocaine

Макет маркировки на русском языке (передняя сторона коробки)



Имплантат внутридермальный с лидокаином
Juvéderm® VOLIFT® with Lidocaine

Макет маркировки на русском языке (оборотная сторона коробки)

Имплантат внутридермальный Juvéderm® VOLIFT®:

Вариант исполнения:

Имплантат внутридермальный с лидокаином Juvéderm® VOLIFT® with Lidocaine

в составе:

1. Шприц с мягким пальцевым упором с 1,0 мл геля – 2 шт.
2. Игла инъекционная – 4 шт.
3. Инструкция по применению.
4. Этикетки – 8 шт.

Состав геля:

Гель гиалуроновой кислоты – 17,5 мг
Лидокаина гидрохлорид – 3 мг
Фосфатный буфер с pH 7,2 q.s., до 1 мл

Регистрационное удостоверение №
РЗН 2013/412 от




Производитель:

Аллерган, Франция, Allergan
Route de Promery, Zone Artisanale de Pré-Mairy,
Pringy 74370 Annecy, France

**Сообщения о нежелательных явлениях
и претензии по качеству продукции**
направлять в адрес ООО Аллерган СНГ САРЛ
Адрес почтовый: Россия, 109004 г. Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 2
Телефон: 8-800-250-98-25
MW-Medinfo@Allergan.com

СТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО





Имплантат внутридермальный с лидокаином
Juvéderm® VOLIFT® with Lidocaine

Макет маркировки на русском языке (боковые элементы коробки (1))

JUVÉDERM®, VOLIFT® и дизайн логотипов являются товарными знаками, принадлежащими компании Allergan Holdings France SAS или аффилированным с ней лицам.


Allergan® и дизайн логотипа являются товарными знаками компании Allergan, Inc.

© 2021 Аллерган. Все права защищены.



Имплантат внутридермальный с лидокаином
Juvéderm® VOLIFT® with Lidocaine


Макет маркировки на русском языке (боковые элементы коробки (2))











2. Игла инъекционная - 4 шт.

 Juvéderm
VOLIFT®
RETOUCH

2 x 0.55mL

VOLIFT RETOUCH
LOT: V17LB00512
EXP: 2022.06
1x0.55ml

VOLIFT RETOUCH
LOT: V17LB00512
EXP: 2022.06
1x0.55ml

VOLIFT RETOUCH
LOT: V17LB00512
EXP: 2022.06
1x0.55ml

VOLIFT RETOUCH JR10
LOT: V17LB00512 19-09
EXP: 2022.06
1x0.55ml

For the syringe: 



Allergan.

Route de Promery
Zone Artisanale de Pré-Mairy
PRINGY - 74370 ANNECY - FRANCE
Tel : +33 (0) 4 50 27 27 03

CE
0344

(2019)

For the needle: 



TSK Laboratory, Japan
2-1-5 Hirayanagi-cho
Tochigi-Shi, Tochigi-Ken
328-0012 JAPAN

EC REP

Emergo Europe B.V
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague (NL)

CE
0123



73652JR10

VOLIFT RETOUCH
LOT: V17LB00512
EXP: 2022.06
1x0.55ml

VOLIFT RETOUCH
LOT: V17LB00512
EXP: 2022.06
1x0.55ml


VOLIFT RETOUCH
LOT: V17LB00512
EXP: 2022.06
1x0.55ml

VOLIFT RETOUCH JR10
LOT: V17LB00512 09-09
EXP: 2022.06
1x0.55ml

4. Этикетки – 8 шт.

Имплантат внутридермальный
Juvéderm® VOLIFT® RETOUCH


Макет маркировки на русском языке (общий вид макета)



* Знак соответствия при декларировании соответствия/сертификации продукции может наноситься в случае применимости.

Имплантат внутридермальный
Juvéderm® VOLIFT® RETOUCH

Макет маркировки на русском языке (передняя сторона коробки)



**Имплантат внутридермальный
Juvéderm® VOLIFT® RETOUCH**

Макет маркировки на русском языке (оборотная сторона коробки)

Имплантат внутридермальный Juvéderm® VOLIFT®.

Вариант исполнения:

**Имплантат внутридермальный Juvéderm® VOLIFT® RETOUCH
в составе:**

1. Шприц с мягким пальцевым упором с 0,55 мл геля – 2 шт.
2. Игла инъекционная – 4 шт.
3. Инструкция по применению.
4. Этикетки – 8 шт.

Состав геля:

Гель гиалуроновой кислоты – 17,5 мг
Лидокаина гидрохлорид – 3 мг
Фосфатный буфер с Ph 7,2 q.s., до 1 мл

**Регистрационное удостоверение №
РЗН 2013/412 от**



Производитель:

Аллерган, Франция, Allergan
Route de Promery, Zone Artisanale de Pré-Mairy,
Pringy 74370 Annecy, France

**Сообщения о нежелательных явлениях
и претензии по качеству продукции**

направлять в адрес ООО Аллерган СНГ САРЛ
Адрес почтовый: Россия, 109004 г. Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 2
Телефон: 8-800-250-98-25
MW-Medinfo@Allergan.com

СТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО



Имплантат внутридермальный
Juvéderm® VOLIFT® RETOUCH

Макет маркировки на русском языке (боковые элементы коробки (1))

JUVÉDERM®, VOLIFT® и дизайн логотипов являются товарными знаками, принадлежащими компании Allergan Holdings France SAS или аффилированным с ней лицам.


Allergan® и дизайн логотипа являются товарными знаками компании Allergan, Inc.

© 2021 Аллерган. Все права защищены.



Имплантат внутридермальный
Juvéderm® VOLIFT® RETOUCH

Макет маркировки на русском языке (боковые элементы коробки (2))



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
25 листов.

Менеджер регуляторного отдела

Куршина Л.Б.

Л.Б. Куршина



М.П.

«13» октября 2022 года