


Фотография маркировки коробки Perio-Mate NEO:



Ответственный уполномоченный в РФ
ООО «НСК РУС»

109544, г. Москва, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ, Б-Р ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 2, ЭТАЖ 11 ОФИС 17.
Тел. +7 (495) 967-96-07 Факс +7 (495) 967-96-08

Аппарат стоматологический для профилактики и пародонтологин серии Perio-Mate и Prophy-Mate NEO в составе
вариант исполнения: Аппарат стоматологический воздушный для профилактики и пародонтологин серии Perio-Mate, варианты исполнения:
PER-PTL-P; PER-KV-P; PER-WH-P; PER-BA-P; PER-SR-P; PER-M4-P; PER-B2-P, в составе:


- Контейнер для порошка с крышкой, варианты исполнения: PER-PTL; PER-KV; PER-WH; PER-BA; PER-SR; PER-M4; PER-B2
- Наконечник Perio-Mate.
- Сопло наконечника.
- Насадка на сопло наконечника стерильная, в упаковке 40 шт.
- Порошок для профилактики Perio-Mate Powder
- Мандрен для чистки наконечника.
- Мандрен для чистки контейнера.
- Мандрен для чистки сопла.
- Щетка для чистки контейнера.
- Крышка для контейнера.
- Ключ для снятия насадки с сопла.
- Ключ для снятия сопла с наконечника.
- Кольца уплотнительные для контейнера по 5 и/или 3 шт. (по необходимости).
- Масло с насадкой для смазки уплотнительных колец.
- Насадка для продувания аппарата (по необходимости).
- Инструкция по уходу.
- Инструкция по применению.

Условия транспортировки, хранения:

- Температура окружающего воздуха: от 15 до 25 °C (окружающая среда)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 10% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 500 до 1060 гПа


«Наканиси Ник.»

Nakanishi Inc., Япония.
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
Сделано в Японии



Регистрационное удостоверение № РЗН от.....

Фотография маркировки коробки Prophy-Mate NEO:





Всего 4 листа
Информация
ООО "СЮИЗ" РРР
Росаида И.Е.