


**Фотографические изображения медицинского изделия**  
**Инкубатор неонатальный переносной «BONNY» по**  
**АМНК.941132.005ТУ (ТУ 26.60.13-130-07539541-2021)**

Инкубатор неонатальный переносной «BONNY» 3163.000000000. Общий вид




Модуль переносной 3163.01000000



Матрасик в чехле 3163.30000000 (лицевая сторона)



Матрасик в чехле 3163.30000000 (обратная сторона)



Ремешок 3163.45000000

Крепление типа «микропетли» (мягкая поверхность), с обратной стороны



Ремешок 3163.45000000-01

Крепление типа «микрокрючки» (жесткая поверхность)



Ремень 3163.40000000



Накладка ременная 3163.41000000.



Ремень торцевой 3163.42000000



# Датчик температуры кожи 3162.00020000




Датчик пульсоксиметрии (для пациентов массой 0-3 кг) 3163.07000000




Датчик пульсоксиметрии (для пациентов массой свыше 3 кг)  
3163.07000000-01



Бандаж 8001JFW, Нонин Медикал, Инк (США)



Бандаж 8008JFW, Нонин Медикал, Инк (США)





Адаптер питания ВВ 3163.01010000:

– Адаптер GSM120A15-R7B, Mean Well



– Кабель питания (сетевой 220 В)





Внешний вид клавиатуры (панели управления) медицинского изделия  
«Инкубатор неонатальный переносной «BONNY»



Фото главной аппликации на корпусе инкубатора




Фото аппликации, находящейся на торцевой стороне инкубатора около места присоединения кабеля питания





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
Всего 12 (двенадцати) листа (ов).  
Главный конструктор медицинских изделий

А.А. Чупов



**Комплект аппликаций и маркировки для медицинского изделия**

**Инкубатор неонатальный переносной «BONNY» по  
АМНК.941132.005ТУ (ТУ 26.60.13-130-07539541-2021)**

## 1. Аппликация на корпусе инкубатора

Материал детали- пластик поликарбонатный.

Цвет детали - **БЕЛЫЙ**

Цвет графических символов и надписей согласно эскизу.

3163.20000702 (р-р 60x40) R=2




Рисунок 1 – Аппликация 3163.20000702

## 2. Аппликация на торцевой стенке инкубатора около места присоединения кабеля питания

*Пластик поликарбонатный LEXAN  
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric\**

3163.20000701 р-р 40x30 R=2




Рисунок 2 – Аппликация 3163.20000701

3. Аппликация на внутренней стенке детского отсека инкубатора в месте присоединения датчика температуры кожи и датчика пульсоксиметрии

*Пленка самоклеящаяся*  
*ORACAL 641, 010M (белая, матовая),*  
*ORAFOL \**

3163.11000702 p-p60x14 R=2



Рисунок 3 – Аппликация 3163.11000702

4. Аппликация на датчике температуры кожи 3162.00020000

*Пленка самоклеящаяся*  
*ORACAL 641, 010M (белая, матовая),*  
*ORAFOL \**

3162.00020701 60x40




Рисунок 4 – Аппликация 31632.00020701

5. Аппликация на датчике пульсоксиметрии 3163.07000000

*Пленка самоклеящаяся*  
**ORACAL 641, 010M (белая, матовая),**  
**ORAFOL \***

3163.11000704 p-p50x40




Рисунок 5 – Аппликация 3163.11000704

6. Аппликация на датчике пульсоксиметрии 3163.07000000-01

*Пленка самоклеящаяся*  
**ORACAL 641, 010M (белая, матовая),**  
**ORAFOL \***

3163.11000705 p-p50x40




Рисунок 6 – Аппликация 3163.11000705

## 7. Маркировка оборотной стороны матрасика в чехле 3163.30000000



Рисунок 7 – Фото оборотной стороны матрасика чехле с маркировкой

8. Аппликация на внутренней стенке детского отсека инкубатора в месте для подсоединения кабеля матрасика в чехле

*Пленка самоклеящаяся*  
**ORACAL 641, 010M (белая, матовая),**  
**ORAFOL\***

3163.11000703 p-p 30x18 R=2




Рисунок 8 – Аппликация 3163.11000703

9. Аппликация на кабеле матрасика в чехле

*Пленка самоклеящаяся*  
**ORACAL 641, 010M (белая, матовая),**  
**ORAFOL\***

3163.30000701 p-p50x40




Рисунок 9 – Аппликация 3163.30000701

10. Аппликация на кабеле питания

*Пленка самоклеящаяся  
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),  
ORAFOL\**

3163.00002701 p-p 35x30



Рисунок 10 – Аппликация 3163.00002701

11. Аппликация на адаптере питания

*Пленка самоклеящаяся  
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),  
ORAFOL\**

3163.01010701 (35x30)




Рисунок 11 – Аппликация 3163.01010701

## 12. Маркировка транспортной тары

3163.50000701 (Р-р 210X140,5)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|--|-------|-------------------|--|-------|-----------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ЕАС</b> |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| <b>Инкубатор неонатальный<br/>переносной «BONNY»</b>                                                                                                                                                                                                        |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| <b>3163.00000000</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| <b>АМНК.941132.005 ТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| <b>№ РЭН 2019/8452 от 01.10.2019</b>                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>МАССА БРУТТО _____</td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>МАССА НЕТТО _____</td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Упаковщик _____</td> </tr> </table> |            |       | МАССА БРУТТО _____ |  | _____ | МАССА НЕТТО _____ |  | _____ | Упаковщик _____ |  |  |
| МАССА БРУТТО _____                                                                                                                                                                                                                                          |            | _____ |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| МАССА НЕТТО _____                                                                                                                                                                                                                                           |            | _____ |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| Упаковщик _____                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |
| Акционерное общество «Производственное объединение<br>«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яломова» (АО «ПО «УОМЗ»)<br>ул. Восточная, 33 Б, 620100, г. Екатеринбург, Россия                                                                     |            |       |                    |  |       |                   |  |       |                 |  |  |

Рисунок 12 – Этикетка 3163.50000701

|  |                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Транспортирование<br/>(Transportation)</b><br>Относительная влажность<br>до 100% при температуре 25° C<br>Relative humidity up to 100%<br>at temperature 25° C |
|  | <b>Хранение<br/>(Storage)</b><br>Относительная влажность<br>до 95% при температуре 25° C<br>Relative humidity up to 95%<br>at temperature 25° C                   |

Рисунок 13 – Этикетка 3163.50000702 (размер 74×94)

АМНК.754465.002-05 Р-р 94x52




Рисунок 14 – Ярлык АМНК.754465.002-05

А.А. Чупов

