

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

*Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020,
варианты исполнения:*

Жгут венозный № 1 – с застёжкой на крючок, инструкция по применению;

Жгут венозный № 2 – с застёжкой на пряжку, инструкция по применению.


Производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

*Жгут венозный № 3 – с застёжкой на пряжку и фиксирующим
наконечником, инструкция по применению.*

Жгут венозный № 3 выпускается двух типов:

Тип А – с логотипом «ФЭСТ»;

Тип Б – без логотипа «ФЭСТ».




Общий вид:

Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:

Жгут венозный № 1– с застежкой на крючок, инструкция по применению



Общий вид:
Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:
Жгут венозный № 2– с застежкой на пряжку, инструкция по применению



Общий вид:

Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:
Жгут венозный № 2– с застежкой на пряжку, инструкция по применению



Общий вид:

Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:
Жгут венозный № 3– с застежкой на пряжку и фиксирующим наконечником, инструкция
по применению. Тип А.




Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:
Жгут венозный № 3– с застежкой на пряжку и фиксирующим наконечником, инструкция
по применению. Тип Б.

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, 23



**Жгут Михайлова
венозный «ФЭСТ»**
по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020
РУ №

Вариант исполнения:
Жгут венозный №1 - с застёжкой на крючок,
инструкция по применению



Изделие зарегистрировано под названием:
Жгут Михайлова венозный «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020
в трёх исполнениях:

Жгут венозный №1 - с застёжкой на крючок, инструкция по применению;
Жгут венозный №2 - с застёжкой на пряжку, инструкция по применению;
Жгут венозный №3 - с застёжкой на пряжку и
фиксирующим наконечником, инструкция по применению.

Изготовлено 09.2021

Партия № 001

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам
класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН
2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами.

Использованный жгут относится к отходам класса Б
и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Инструкция по применению

Жгута Михайлова венозного «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-20210973749-2020,
вариант исполнения:

Жгут венозный №1 - с застёжкой
на крючок, инструкция по применению.

Разместить петлю жгута выше места
венепункции, не допуская её перекручивания.
Затянуть и сделать несколько оборотов
до необходимого для ограничения
циркуляции крови в конечности.
Жгут необходимо зафиксировать за крючок.
Продолжительность применения: в течение
проведения процедуры венепункции.
Не использовать при наличии
воспалений в месте наложения или
при индивидуальной несовместимости
с компонентами сырья изделия.
С полной версией инструкции можно
ознакомиться на сайте: festltd.ru

Общий вид индивидуальной упаковки изделия:

Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:

Жгут венозный № 1– с застёжкой на крючок, инструкция по применению

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 6
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, 23




Жгут Михайлова венозный «ФЭСТ»

по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020

РУ №

Вариант исполнения:

Жгут венозный №2 - с застёжкой на пряжку,
инструкция по применению



Изделие зарегистрировано под названием:
Жгут Михайлова венозный «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020
в трёх исполнениях:

Жгут венозный №1 - с застёжкой на крючок, инструкция по применению;
Жгут венозный №2 - с застёжкой на пряжку, инструкция по применению;
Жгут венозный №3 - с застёжкой на пряжку и
фиксирующим наконечником, инструкция по применению.

Изготовлено 09.2021

Партия № 001

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам
класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН
2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами.

Использованный жгут относится к отходам класса Б
и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Инструкция по применению

Жгута Михайлова венозного «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020,
вариант исполнения:

Жгут венозный №2 - с застёжкой
на пряжку, инструкция по применению.

Обернуть ленту эластичную
вокруг конечности, выше места
венепункции, не допуская её
перекручивания, и вставить
защёлку в корпус жгута.
Необходимое для ограничения
циркуляции крови в конечности
стягивание (сжатие) достигается
натягиванием свободного конца
ленты (область у наконечника).
ВНИМАНИЕ! Не тянуть за
наконечник во избежание его
отрыва. Для освобождения ленты
нажать кнопку. Продолжительность
применения: в течение проведения
процедуры венепункции.
Не использовать при наличии
воспалений в месте наложения или
при индивидуальной
несовместимости с
компонентами сырья изделия.
С полной версией инструкции можно
ознакомиться на сайте: festltd.ru

Общий вид индивидуальной упаковки изделия:

Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:


Жгут венозный № 2– с застёжкой на пряжку, инструкция по применению

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербини Петра, 23



**Жгут Михайлова
венозный «ФЭСТ»**
по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020
РУ №

Вариант исполнения:
Жгут венозный №3 - с застёжкой
на пряжку и фиксирующим наконечником,
инструкция по применению



Изделие зарегистрировано под названием:
Жгут Михайлова венозный «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-202-10973749-2020
в трёх исполнениях:

Жгут венозный №1 - с застёжкой на крючок, инструкция по применению;
Жгут венозный №2 - с застёжкой на пряжку, инструкция по применению;
Жгут венозный №3 - с застёжкой на пряжку и
фиксирующим наконечником, инструкция по применению.

Жгут венозный №3 выпускается двух типов:
Тип А - с логотипом «ФЭСТ»;
Тип Б - без логотипа «ФЭСТ».

Изготовлено 09.2021

Партия № 001

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления


Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.
Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам
класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН
2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами.
Использованный жгут относится к отходам класса Б
и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Инструкция по применению
Жгута Михайлова венозного «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-20210973749-2020,
вариант исполнения:
Жгут венозный №3 - с застёжкой
на пряжку и фиксирующим
наконечником, инструкция по применению.

Обернуть ленту эластичную вокруг
конечности, выше места венопункции, не
допуская её перекручивания, и вставить
защёлку в корпус жгута. Необходимое для
ограничения циркуляции крови в
конечности стягивание (сжатие)
достигается натягиванием свободного
конца ленты (область у наконечника).
Натяжение ленты дополнительно
зафиксировать фиксирующим
наконечником. **ВНИМАНИЕ!** Не тянуть за
наконечник во избежание его отрыва. Во
избежание травмирования
предварительно ослабить натяжение
жгута с помощью кнопки (1). Для
высвобождения ленты нажать на кнопку
(2). Продолжительность применения: в
течение проведения процедуры
венопункции. Не использовать при
наличии воспалений в месте наложения
или при индивидуальной
несовместимости с компонентами сырья
изделия.

Общий вид индивидуальной упаковки изделия:

Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:
Жгут венозный № 3– с застёжкой на пряжку и фиксирующим наконечником, инструкция
по применению. Тип А.



Общий вид индивидуальной упаковки изделия:


Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020, вариант исполнения:
Жгут венозный № 3– с застежкой на пряжку и фиксирующим наконечником, инструкция
по применению. Тип Б.



Общий вид транспортной упаковки изделия:
Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020,
вариант исполнения: Жгут венозный № 2– с застёжкой на пряжку, инструкция по
применению



Общий вид транспортной упаковки изделия:
Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020,
вариант исполнения: Жгут венозный № 3– с застёжкой на пряжку и фиксирующим
наконечником, инструкция по применению. Тип А.



Общий вид транспортной упаковки изделия:
Жгут венозный «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 202 – 10973749–2020,
вариант исполнения: Жгут венозный № 3– с застёжкой на пряжку и фиксирующим
наконечником, инструкция по применению. Тип Б.

Прошито, пронумеровано,
опечатано

12 (Двенадцать) листов

Директор Якунов В.В.

