

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Инхаусмед»




Д.С. Дорохов

« 20 » 12 2021 г.


Фотографическое изображение медицинского изделия:

**«Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления
по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 », клипса временная
производства ООО «Инхаусмед»**


2021 год



Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Клипса временная, бранши прямые



Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Клипса временная, бранши с изгибом с радиусом R



Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Клипса, бранши с изгибом в бок с радиусом R



Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Клипса, бранши с изгибом с углом α



Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Инструмент для установки/удаления клипсы

Клипса временная S-7.110-C

Артикул

AC014

Сила смыкания браншей, г 110









00053



05-2021



05-2024



ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 «Клипса для аневризм сосудов
«по Крылову» с инструментом для установки/удаления»

Рег. ул. № РЗН _____ от _____ года

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

ООО «Инхаусмед» 108841, г.Москва, г.Троицк, ул.Площадь Академическая, д.4, эт 18/оф АЗЖ
Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru

Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки индивидуальной упаковки клипсы временной, бранши прямые

**Клипса для аневризм сосудов «по Крылову»
с инструментом для установки/удаления
ТУ 32.50.13-001-28775524-2020**


Клипса временная

S-7.110-C

Артикул

AC014

Сила смыкания браншей, г 110








00053



05-2021



05-2024



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Клипса - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.
3. Идентификационная наклейка - 2 шт.



ООО «Инхаусмед» 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Площадь Академическая, д.4, эт 18/оф АТЖ

Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru

Место производства: Место производства: ООО «Эндокарбот» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки потребительской упаковки клипсы временной, бранши прямые

Клипса временная B.R5-5,4.110

Артикул

AC053

Сила смыкания браншей, г 110







00051



05-2021



05-2024



ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 «Клипса для аневризм сосудов
«по Крылову» с инструментом для установки/удаления»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Инхаусмед» 108841, г.Москва, г.Троицк, ул.Площадь Академическая, д.4, эт 18\оф АЗЖ

Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru

Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки индивидуальной упаковки клипсы временной, бранши с изгибом с радиусом R





**Клипса для аневризм сосудов «по Крылову»
с инструментом для установки/удаления
ТУ 32.50.13-001-28775524-2020**

Клипса временная B.R5-8.110

Артикул AC057

Сила смыкания браншей, г 110

SN 00057  **05-2021**  **05-2024**



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Клипса - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.
3. Идентификационная наклейка - 2 шт.

ООО «Нихаусмед» 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Площадь Академическая, д.4, эт 18 оф АТЖ
Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousmed.ru, www.inhousmed.ru
Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки потребительской упаковки клипсы временной, бранши с изгибом с радиусом R

Клипса временная BY.R10-8,6.90-C

Артикул

AC068

Сила смыкания браншей, г 90






00054



05-2021



05-2024



ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 «Клипса для аневризм сосудов
«по Крылову» с инструментом для установки/удаления»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Инхаусмед» 108841, г.Москва, г.Троицк, ул.Площадь Академическая, д.4, эт 18/оф А3Ж
Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru

Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки индивидуальной упаковки клипсы временной, бранши с изгибом в бок с радиусом R






**Клипса для аневризм сосудов «по Крылову»
с инструментом для установки/удаления
ТУ 32.50.13-001-28775524-2020**

Клипса временная ВУ.Р10-8,6.90-С

Артикул АС068


Сила смыкания браншей, г 90

SN 00054  **05-2021**  **05-2024**



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО



КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Клипса -1 шт.
2. Инструкция по применению -1 шт.
3. Идентификационная наклейка - 2 шт.

 **ООО «Инхаусмед»** 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Площадь Академическая, д.4, эт 18/оф АЗЖ
Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru
Место производства: ООО «Эндосарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки потребительской упаковки клипсы временной, бранши с изгибом в бок с радиусом R

Клипса временная В.45-6,1.110-С

Артикул

AC092

Сила смыкания браншей, г

110

SN




00055



05-2021



05-2024



ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 «Клипса для аневризм сосудов
«по Крылову» с инструментом для установки/удаления»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

ООО «Инкаусмед» 108841, г.Москва, г.Троице, ул.Площадь. Академическая, д.4, эт 18\оф АЗЖ

Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru , www.inhousemed.ru

Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки индивидуальной упаковки клипсы временной, бранши с изгибом с углом α





**Клипса для аневризм сосудов «по Крылову»
с инструментом для установки/удаления
ТУ 32.50.13-001-28775524-2020**

Клипса временная В.45-6,1.110-С

Артикул АС092

Сила смыкания браншей, г 110

SN 00055  **05-2021**  **05-2024**



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Клипса - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.
3. Идентификационная наклейка - 2 шт.

ООО «Инхаусмед» 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Площадь Академическая, д.4, эт 18/оф АТЖ
Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru
Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020. Пример маркировки потребительской упаковки клипсы временной, бранши с изгибом с углом α

Инструмент для установки/удаления клипсы для аневризмы сосудов

LOT



0001



05-2020

ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 «Клипса для аневризм сосудов
«по Крылову» с инструментом для установки/удаления»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



НЕТОКСИЧНО
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ



ООО «Инхаусмед» 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Площадь Академическая, д.4, эт 18'юф АЗЖ

Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousemed.ru, www.inhousemed.ru

Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020.

Пример маркировки индивидуальной упаковки инструмента для установки/удаления клипсы

Инструмент для установки/удаления клипсы для аневризмы сосудов




LOT

0001



05-2020

ТУ 32.50.13-001-28775524-2020 «Клипса для аневризм сосудов
«по Крылову» с инструментом для установки/удаления»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



НЕТОКСИЧНО
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

ООО «Инхаусмед» 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Площадь Академическая, д.4, эт 18/юф АЗЖ
Тел. +7 985 528-7555 Email: info@inhousedmed.ru, www.inhousedmed.ru
Место производства: ООО «Эндокарбон» 440004, Россия, Пенза, ул. Центральная, 1

Клипса для аневризм сосудов «по Крылову» с инструментом для установки/удаления по ТУ 32.50.13-001-28775524-2020.
Пример маркировки потребительской упаковки инструмента для установки/удаления клипсы

прошнуровано и
скреплено печатью

16 лист об

