

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
« 30 » *сентября* 2022 г.

В.В. Осипова






Образцы маркировки

**Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса А (IgA) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА»,
ТУ 21.20.23-131-41390295-2021**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	
Инактивированный положительный контрольный образец К (+)	
Инактивированный отрицательный контрольный образец К(-)	
Концентрат промывочного раствора ФСБ-Т(х26)	
Буферный раствор РРО	

Раствор конъюгата РК	 <p>SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p>РК - 13,0 мл</p> <p>LOT XXXXXX ППТГ-ММ-ДД</p>
Раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	 <p>SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p>ТМБ - 13,0 мл</p> <p>LOT XXXXXX ППТГ-ММ-ДД</p>
Стоп-реагент	 <p>SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p>Стоп-реагент - 12,0 мл</p> <p>LOT XXXXXX ППТГ-ММ-ДД</p>

2. Образцы этикеток на шоу-боксе набора «SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА».

2.1. Боковая этикетка 1*



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



8-800-600-90-77
www.imbian.ru
info@imbian.ru
WhatsApp: +73832093454

*Текст боковой этикетки может быть нанесён на шоу-бокс типографским способом

2.2. Боковая этикетка 2

SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса А (IgA) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-131-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент 1 шт
- 2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл) 1 шт
- 3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл) 1 шт
- 4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл) 1 шт
- 5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл) 1 шт
- 6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл) 1 шт
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл) 1 шт
- 8 Стоп-реагент (12,0 мл) 1 шт
- 9 Пленка для заклеивания планшета 2 шт
- 10 Ванночка для реагентов 2 шт
- 11 Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл 16 шт
- 12 Инструкция по использованию набора реагентов 1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF KE-011/96

ГТТГ-ММ-ДД

ГТТГ-ММ-ДД




4 620102 802546

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
2 этаж, помещ. 2
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Земля не для утилизации
Антигена к ВНКМ.2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

2°C 8°C IVD

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипов


2022 г



Фотографическое изображение

**Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов
класса А (IgA) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека
«SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА»,
ТУ 21.20.23-131-41390295-2021**

Фото упаковки набора реагентов





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для иммуноферментного определения
иммуноглобулинов класса А (IgA) к коронавирусу SARS-
CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека
«SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА»
ТУ 21.20.23-131-41390295-2021



Набор реагентов содержит:

- Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Запрещается на допускаться.
Ангитал в БНЛ-1.2 и в формуле галита С и НБдА отсюда

**Набор реагентов для иммуноферментного определения
иммуноглобулинов класса А (IgA) к коронавирусу SARS-CoV-2 в
сыворотке (плазме) крови человека
«SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-131-41390295-2021**
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

PY N2 XXX XXXX/XXXXXX


2023-10-26




Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская область,
рп. Копыцево, ул. Садовая 2/7,
2 этаж, помещение 2
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbiano.ru





SARS-CoV-2 IgA- ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения
иммуноглобулинов класса А (IgA) к коронавирусу SARS-CoV-2 в
сыворотке (плазме) крови человека
«SARS-CoV-2 IgA-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-131-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- | | |
|--|-------|
| 1 Иммуносорбент | 1 шт |
| 2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл) | 1 шт |
| 3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл) | 1 шт |
| 4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл) | 1 шт |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл) | 1 шт |
| 6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл) | 1 шт |
| 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл) | 1 шт |
| 8 Стоп-реагент (12,0 мл) | 1 шт |
| 9 Планка для заклеивания планшета | 2 шт |
| 10 Ванночка для реагентов | 2 шт |
| 11 Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл | 16 шт |
| 12 Инструкция по использованию набора реагентов | 1 шт |

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 211028

REF KE-011/96


2021-10-28

2023-10-28

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
620500, Свердловская область,
гп. Колывань, ул. Садовая 2/2,
3 этаж, помещение 2
8(383) 209-34-66, 8(800) 600-80-77
info@imbian.ru



8°C IVD

SARS-CoV-2 IgA- ИМБИАН-ИФА


Imbian

Иммуносорбент


Запаянный в фольгированный пакет
96-луночный разборный полистироловый
планшет для иммунологических реакций с
плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с
сорбированным рекомбинантным
антигеном вируса SARS-CoV-2

LOT 211028

2023-10-28



8°C IVD



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«30» мар 2024.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"31" 05 2022 г

