

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ЗАО НПП «МедИнж»

С.В. Евдокимов

«23» 08 2022 г.



**Фотографическое изображение медицинского изделия:
Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014**


Производства ЗАО НПП «МедИнж»

Версия 1.1

2022 год




Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Корпус с запирающими элементами ПКС модели МЛБ, в манжете




Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Корпус с запирающими элементами ПКС модели МЛБ




Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Манжета модели М, формы интрасупрааннулярная




Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Корпус с запирающими элементами ПКС модели АЛБ, в манжете




Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Корпус с запирающими элементами ПКС модели АЛБ



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Манжета модели А, формы интрасупрааннулярная



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Манжета модели А, с закрепленным сосудистым протезом



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели АЛБ, в манжете с антитромбогенным и антибактериальным покрытием в консервирующем веществе LF

Протез клапана сердца биологический
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014
Инструкция по применению
Рег. уд. № РЗН-2015/3303 от 12 ноября 2015 г.

Карта идентификации изделия
с записями о применении
протеза клапана сердца биологического
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Модель АЛБ Размер 19 Серийный номер T0543

Клиника, её адрес:

Ф.И.О. хирурга:

№ истории болезни пациента (или иной идентификатор): _____ пол: муж ☐ жен. ☐

Ф.И.О. пациента (если информация разрешена): _____

Диагноз основной:

Дата имплантации: _____

Позиция:

сопутствующий:

Первичная имплантация: да ☐ нет ☐

☐ Сплантация: актретная ☐ плановая ☐ Срок госпитализации: _____

Образец написания цифр изделия

0423456789

КОРПУС С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО

МедИнж **МедИнж-БИО**
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 1201803003 от 12 ноября 2015 года

А О Р Т А Л Ь Н Ы Й

Модель: **АЛБ.19-1n.1-GA**
Посадочный диаметр: **19** Серийный №: **T0543**
Дата изготовления: **2021-02** Использовать до: **2024-02**


Протез клапана сердца биологического	На отсрочку	На отсрочку	Защитное покрытие	Упаковка
Комплектующие	На отсрочку	На отсрочку	Обработка	Упаковка
Комплектующие	На отсрочку	На отсрочку	Обработка	Упаковка

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-43;
Факс: (8412) 38-09-08; E-mail: medeng@eura.ru; www.medeng.ru


Корпус протеза клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»
Посадочный диаметр: 19
Серийный номер: T0543
Дата изготовления: 2021-02
Срок годности: 2024-02

Корпус протеза клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»
Посадочный диаметр: 19
Серийный номер: T0543
Дата изготовления: 2021-02
Срок годности: 2024-02

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели АЛБ, в манжете без антитромбогенного и антибактериального покрытия в консервирующем веществе GA



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели АЛБ в консервирующем веществе ГА, с манжетой модели А, формы интрасупрааннулярная без антитромбогенного и антибактериального покрытия



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели АЛБ, в консервирующем веществе LF с манжетой модели А, формы интрасупрааннулярная, с антитромбогенным и антибактериальным покрытием

Per y.d. Nr. PTH 2015/3303 on 12 November 2015 revised

Операция: экстренная ☐ плановая ☐ Срок госпитализации:

0123456789

14

Карта идентификации личности
с имплантированным изделием:
«Протез клапана сердца биологический
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Модель МЛБ Размер 25 Серийный номер 0581-18

Клиника, её адрес:

Ф.И.О. хирурга:

№ истории болезни пациента (или иной идентификатор): _____ возраст: _____ пол: муж. ☐ жен. ☐

Ф.И.О пациента (если информация разрешена): _____

Диагноз основной: _____ сопутствующий: _____

Путь имплантации

Путь импл.

Первичная имплантация: да ☐ нет ☐

Образец нанесения цифр индекса

0123456789

Протез клапана сердца биологический
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Инструкция по применению

Рег. ул. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

КОРПУС С ЗАПЯРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО

МедИнж-БИО
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. ул. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

МИТРАЛЬНЫЙ

Модель: МЛБ.25-In.1-GA
Посадочный диаметр: 25 Серийный №: 0581-18
Дата изготовления: 2021-02 Использовать до: 2024-02

Протез клапана сердца биологический искусственный	Не использовать при имплантации	Не использовать при имплантации	Не использовать при имплантации	Не использовать при имплантации
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Изготовитель: ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, с. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: mang@sora.ru; www.medeng.ru

МОДЕЛЬ ПКС МЛБ.25-In.1-GA
СЕРИЙНЫЙ № ПКС/ СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ 0581-18/-
РАЗМЕР ПКС 25
ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР МАНЖЕТЫ 34,5
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР МАНЖЕТЫ 25,5
Дата изготовления: 2021-02
Использовать до: 2024-02
Ф.И.О. ПАЦИЕНТА

МИТРАЛЬНЫЙ

Модель протеза
клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. ул. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

Модель протеза
клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. ул. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели МЛБ, в манжете без антитромбогенного и антибактериального покрытия в консервирующем веществе GA

Карта идентификации пациента
с имплантированным изделием:
«Протез клапана сердца биологического
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Модель МЛБ Размер 33 Серийный номер 01291

Служба, её адрес: _____

Ф.И.О. хирурга: _____

В истории болезни пациента (или иной идентификатор): _____ возраст: _____ пол: муж ☐ жен. ☐

Ф.И.О. пациента (если информация разрешена): _____

Диагноз основной: _____ сопутствующий: _____

Дата имплантации: _____ Позиция: _____ Первичная имплантация: _____

Образец написания цифр индекса

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Протез клапана сердца биологический
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Инструкция по применению

Рег. уа. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

МОДЕЛЬ ПКС МЛБ.33-In.1-GA
СЕРИЙНЫЙ № ПКС/СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ 01291/1998
РАЗМЕР ПКС 33
Дата изготовления: 2021-06
Использовать до: 2024-06
Ф.И.О. ПАЦИЕНТА

КОРПУС С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО

МедИнж
МедИнж-БИО
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уа. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

М И Т Р А Л Ь Н Ы Й

Модель: МЛБ.33-In.1-GA
Посадочный диаметр: 33 Серийный №: 01291
Дата изготовления: 2021-06 Использовать до: 2024-06

Протез клапана сердца структурный индексация индексация	На стеноз, регургитация	Механизм структурный	Состояние структурный	Температура структурный
Материал структурный	На стеноз, регургитация	Анатомия структурный	Состояние структурный	Температура структурный

Изготовитель: ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2912; Тел.: (8412) 93-47-43;
Факс: (8412) 38-69-40; E-mail: mimg@sura.ru; www.medeng.ru

МедИнж
МАНЖЕТА
протеза клапана сердца
интрасупрааортальная

ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уа. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015
Модель код: М33-1Н1
Интрасупрааортальная форма: 40.5
Габаритный диаметр манжеты: 33.5
Посадочный диаметр манжеты: 33.5
Код совместимости с ПКС: 27, 623, 97.2
Серийный №: 1998
Дата изготовления: 2021-06 Использовать до: 2024-06

Состояние структурный	На стеноз, регургитация	Состояние структурный	Температура структурный
--------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

Корпус протеза
клапана сердца
«МЕДИНЖ-БИО»
интрасупрааортальная
33
2021-06
2024-06

Корпус протеза
клапана сердца
«МЕДИНЖ-БИО»
интрасупрааортальная
33
2021-06
2024-06

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели МЛБ, в консервирующем веществе GA с манжетой модели М, формы интрасупрааортальная без антитромбогенного и антибактериального покрытия

Карта идентификации пациента
с имплантированным изделием:
«Протез клапана сердца биологический
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Модель МЛБ Размер 27 Серийный номер T0541

Клиника, её адрес: _____
Ф.И.О. хирурга: _____
№ истории болезни пациента (или иной идентификатор): _____ возраст: _____ пол: муж. ☐ жен. ☐
Ф.И.О. пациента (если информация разрешена): _____
Диагноз основной: _____ сопутствующий: _____
Дата имплантации: _____ Позиция: _____ Первичная имплантация: да ☐ нет ☐

Образец нанесения цифр на изделие

0123456789

Протез клапана сердца биологический
«МЕДИНЖ-БИО»
по ТУ 9444-018-27771122-2014

Инструкции по применению

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

МОДЕЛЬ ПКС МЛБ 27-In.3-GA
СЕРИЙНЫЙ № ПКС/ СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ T0541/T0546
РАЗМЕР ПКС 27
Дата изготовления: 2021-02
Использовать до: 2024-02
Ф.И.О. ПАЦИЕНТА

МИТРАЛЬНЫЙ

МАНЖЕТА
протеза клапана сердца
имплантат 1122-2014
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года
Материал: МЛБ-3111
Интракапсулярная форма манжеты 27,5
Посадочный диаметр манжеты 27,5
Посадочный диаметр ПКС 26,9/28,9/2,0
Совместимость с ПКС: 26,9/28,9/2,0
Серийный №: T0546
Дата изготовления: 2021-02 Использовать до: 2024-02

Калибр протеза
клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года
Материал: МЛБ-3111
Интракапсулярная форма манжеты 27,5
Посадочный диаметр манжеты 27,5
Посадочный диаметр ПКС 26,9/28,9/2,0
Совместимость с ПКС: 26,9/28,9/2,0
Серийный №: T0546
Дата изготовления: 2021-02 Использовать до: 2024-02

Калибр протеза
клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года
Материал: МЛБ-3111
Интракапсулярная форма манжеты 27,5
Посадочный диаметр манжеты 27,5
Посадочный диаметр ПКС 26,9/28,9/2,0
Совместимость с ПКС: 26,9/28,9/2,0
Серийный №: T0546
Дата изготовления: 2021-02 Использовать до: 2024-02

КОРПУС С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО



МедИнж БИО
ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

МИТРАЛЬНЫЙ

Модель: МЛБ.27-In.3-GA
Посадочный диаметр: 27 Серийный №: T0541
Дата изготовления: 2021-02 Использовать до: 2024-02

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2813; Тел.: (8412) 63-47-63;
Факс: (8412) 38-06-69; E-mail: memo@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Общий вид: корпус с запирающими элементами ПКС модели МЛБ, в консервирующем веществе GA с манжетой модели М, формы интрасупрааннулярная, с антитромбогенным и антибактериальным покрытием



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка фольгированного пакета и вторичного контейра корпуса с запирающими элементами ПКС модели АЛБ



МедИнж

КОРПУС С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО

МедИнж-БИО

ТУ 9444-018-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года

Открывать
здесь

М И Т Р А Л Ь Н Ы Й

Модель: МЛБ.27-In.3-GA

Посадочный диаметр: 27

Серийный №: T0541

Дата изготовления: 2021-02 Использовать до: 2024-02

Протез клапана сердца
стерилизован
химическим методом

Не стерилизовать
повторно

Нетоксично

Запрещено
повторное
применение

Условия хранения:
температура: от 5°C до 25°C
влажность: от 0% до 80%

Комплекующие
стерилизованы
оксидом этилена

Не использовать при
повреждении упаковки

Апирогенно

Осторожно!
Обратитесь к
инструкции
по применению

**Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru**

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка вторичного контейра корпуса с запирающими элементами ПКС модели МЛБ



МАНЖЕТА

протеза клапана сердца
митральная

ТУ 9444-018-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015

Модель код M27-3In1

Интрасупрааулярная форма манжеты

Габаритный диаметр манжеты 36,5

Посадочный диаметр манжеты 27,5

Код совместимости с ПКС 25,6/26,9/2,0

Серийный №: T0218


Дата изготовления: 2021-01 Использовать до: 2024-01

Стерилизовано
оксидом этилена
Не стерилизовать
повторно
Нитоксено

Не использовать при
повреждении упаковки
Алирогено
Запрещено
повторное
применение

Осторожно!
Обратиться к инструкции
по применению
Условия хранения:
температура: от 5°C до 40°C
влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НГП «МедИнж», 440004,
Росси, г Пенза, ул. Центральная, д. 1,
а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-88; E-mail: mang@nbp.ru;
www.medeng.ru



МАНЖЕТА

протеза клапана сердца
митральная

ТУ 9444-018-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015

Модель код M27-3In1

Интрасупрааулярная форма манжеты

Габаритный диаметр манжеты 36,5

Посадочный диаметр манжеты 27,5

Код совместимости с ПКС 25,6/26,9/2,0

Серийный №: T0218

Дата изготовления: 2021-01 Использовать до: 2024-01

Стерилизовано
оксидом этилена
Не стерилизовать
повторно
Нитоксено


Не использовать при
повреждении упаковки
Алирогено
Запрещено
повторное
применение

Осторожно!
Обратиться к инструкции
по применению
Условия хранения:
температура: от 5°C до 40°C
влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НГП «МедИнж», 440004,
Росси, г Пенза, ул. Центральная, д. 1,
а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-88; E-mail: mang@nbp.ru;
www.medeng.ru

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.

Маркировка фольгированного пакета и вторичного контейра манжеты, модели М, формы интрасупрааулярная



Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка фольгированного пакета манжеты, модели А, формы интрасупрааунулярная

Манжета с закрепленным сосудистым протезом аортальная

ТУ 9444-018-27771122-2014 Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015

Модель код А.29-5.1 Серийный №: 2686

Габаритный диаметр манжеты 42,5

Диаметр 32 мм

Посадочный диаметр манжеты 29,5

Длина L 125 мм min

Код совместимости с ПКС 27,4/28,9/2,2

Дата изготовления: 2021-01 Использовать до: 2024-01

Стерилизовано
оксидом этилена

Не использовать при
повреждении упаковки

Осторожно!
Обратитесь к инструкции
по применению



форма - прямой

Не стерилизовать
повторно

Апирогенно

Условия хранения:
температура: от 5°C до 25°C
влажность: от 0% до 80%



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка фольгированного пакета манжеты, модели А, с закрепленным сосудистым протезом

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕДИНЖ-БИО

ТУ 9444-018-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

**Внимание! Манжета клапана содержит амикацин,
ванкомицин, гепарин натрия и альбумин человека**

МОДЕЛЬ ПКС

АЛБ.21-In.3-LF

СЕРИЙНЫЙ № ПКС/
СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ

T0207/T0222

РАЗМЕР ПКС

21

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01

АОРТАЛЬНЫЙ

АОРТАЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при повреждении упаковки

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Маркировка картонной коробки ПКС модели АЛБ

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕДИНЖ-БИО

ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

**Внимание! Манжета клапана содержит амикацин,
ванкомицин, гепарин натрия и альбумин человека**

МОДЕЛЬ ПКС

АЛБ.21-1n.3-LF

СЕРИЙНЫЙ № ПКС/
СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ

T0207/T0222

РАЗМЕР ПКС

21

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01

АОРТАЛЬНЫЙ

АОРТАЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при повреждении упаковки

- карта идентификации изделия - 1 шт.
- наклейка с данными ПКС - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- калибр стерильный однократного применения (рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.) - 2 шт.
- рамка-держатель стерильная однократного применения (рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.) - 2 шт.

МОДЕЛЬ ПКС

АЛБ.21-1n.3-LF

СЕРИЙНЫЙ № ПКС/
СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ

T0207/T0222

РАЗМЕР ПКС

21

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01

АОРТАЛЬНЫЙ

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка картонной коробки ПКС модели АЛБ

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ

МЕДИНЖ-БИО

ТУ 9444-018-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

**Внимание! Манжета клапана содержит амикацин,
ванкомицин, гепарин натрия и альбумин человека**

Внимание! Протез клапана сердца с манжетой

МОДЕЛЬ ПКС

МЛБ.27-In.3-GA

СЕРИЙНЫЙ № ПКС/
СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ

T0202/T0218

РАЗМЕР ПКС

27

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01

МИТРАЛЬНЫЙ

МИТРАЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при повреждении упаковки

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Маркировка картонной коробки ПКС модели МЛБ

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕДИНЖ-БИО

ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12 ноября 2015 года



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

**Внимание! Манжета клапана содержит амикацин,
ванкомицин, гепарин натрия и альбумин человека**

Внимание! Протез клапана сердца с манжетой

МОДЕЛЬ ПКС

МЛБ.27-4n.3-GA

СЕРИЙНЫЙ № ПКС/
СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ

T0202/T0218

РАЗМЕР ПКС

27

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01

МИТРАЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при повреждении упаковки

МИТРАЛЬНЫЙ

Изделие упаковано:

- | | |
|---|---------|
| - карта идентификации пациента | - 1 шт. |
| - наклейка с данными ПКС | - 1 шт. |
| - инструкция по применению | - 1 шт. |
| - калибр стерильный однократного применения
(рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.) | - 2 шт. |
| - ручка-держатель стерильная однократного применения
(рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.) | - 2 шт. |

МОДЕЛЬ ПКС

МЛБ.27-4n.3-GA

СЕРИЙНЫЙ № ПКС/
СЕРИЙНЫЙ № МАНЖЕТЫ

T0202/T0218

РАЗМЕР ПКС

27

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01


МИТРАЛЬНЫЙ

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014. Маркировка картонной коробки ПКС модели МЛБ

**ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕДИНЖ-БИО АЛБ.27-5.1**
аортальный

**МАНЖЕТА
С ЗАКРЕПЛЕННЫМ СОСУДИСТЫМ
ПРОТЕЗОМ**

ТУ 9444-018-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015
Модель код А.27-5.1 Серийный №: 2870
Габаритный диаметр манжеты 40,5
Посадочный диаметр манжеты 27,5
Код совместимости с ПКС 25,4/26,9/2,0



Диаметр 30 мм Длина L = 125 мм min
форма - прямой

**КОРПУС
С ЗАПИРАЮЩИМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА
КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО**

Модель АЛБ.27-GA

Размер ПКС 27

Серийный №: 01082

Дата изготовления: 2021-01 Использовать до: 2024-01

ИЗДЕЛИЕ УКОМПЛЕКТОВАНО:

- Калибр стерильный в упаковке
РУ № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г. - 2 шт.;
- Ручка-держатель стерильная в упаковке
РУ № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г. - 2 шт.;
- Карта идентификации пациента - 1 шт.;
- Наклейка с данными протеза
клапана сердца - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка картонной коробки ПКС модели АЛБ с закрепленным сосудистым протезом

**КОРПУС
С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
БИОЛОГИЧЕСКОГО**

Модель АЛБ.27-GA

Размер ПКС 27


Серийный №: 01082

Дата изготовления: 2021-01
Использовать до: 2024-01

**МАНЖЕТА
С ЗАКРЕПЛЕННЫМ
СОСУДИСТЫМ ПРОТЕЗОМ**

Модель код А.27-5.1
Серийный №: 2870

Диаметр 30 мм
Длина L = 125 мм min



форма - прямой

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка картонной коробки ПКС модели АЛБ с закрепленным сосудистым протезом

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕДИНЖ-БИО

с манжетой с закрепленным сосудистым протезом аортальный

ТУ 9444-018-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015

Протез клапана сердца
стерилизован
химическим методом

Не стерилизовать
повторно

Нетоксично

Запрещено
повторное
применение

Условия хранения:
температура: от 5°C до 25°C
влажность: от 0% до 80%

Комплекующие
стерилизованы
оксидом этилена

Не использовать при
повреждении упаковки

Апирогенно

Осторожно!
Обратитесь к
инструкции
по применению



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО» по ТУ 9444-018-27771122-2014.
Маркировка картонной коробки ПКС модели АЛБ с закрепленным сосудистым протезом

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

