

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор

ООО «Предприятие «АИСТ»

Воротникова А.А.


«24» 2021

**Фотографические изображения
Медицинского изделия
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ТУ 32.50.22-076-50110745-2021**

**Бандаж на пояснично-крестцовый отдел позвоночника «ФЭСТ», модель
№ 0555
Вид спереди**



Вид сзади



Маркировка

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Бандаж на пояснично-крестцовый отдел позвоночника "ФЭСТ"

Модель № 0555

02

4 603500 000035

черный

Состав сырья: ПЭ 88%, эластан 12%

Установочная серия № 3

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

20.09.2021 г.

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок эксплуатации - не менее 6 месяцев с даты продажи

Сорт 1

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

МОДЕЛЬ
0555

БАНДАЖ НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА



Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. Уменьшает болевые ощущения. Стабилизирует связочно-суставный аппарат поясничных позвонков, снижает вертикальную нагрузку, нормализует тонус мышц.

Особенности:

- Разгружает пояснично-крестцовый отдел позвоночника;
- Стабилизирует мышечный корсет поясницы и восстанавливает поясничную lordoz;
- Создает анти-скапиди и регулирует ее силу с помощью эластичных ремней;
- Не давит на бедра и область таза благодаря анатомической форме основы;
- Имеет малый вес, высокую влаго- и воздухопроницаемость;
- Удобен при надевании и комфортен при длительном ношении.

Показания к применению:

- Заболевания (дорсопатии) и травмы с сильными болями в пояснице, иррадиирующей в ногу (люмбашиалгия) и ограничением движения в позвоночнике, в том числе:
 - остеохондроз и другие дегенеративные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника;
 - миофасциальный болевой синдром;
 - спондилодисплазия (недоразвитие) пояснично-крестцового отдела;
 - остеопороз (с перенесенными ранее патологическими переломами костей).
- Отдаленный период реабилитации после травм и операций в области пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Применять бандаж по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях в упакованном виде при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха от 10 до 80% с защитой от прямых солнечных лучей.

Условия утилизации:

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 вместе с бытовыми отходами.



Обратитесь к инструкции по применению.

Таблица определения типоразмера бандажа:

Типоразмер	01	02	03	04	05	06
Обхват талии, см	60 - 80	80 - 100	100 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180



МОДЕЛЬ

0555

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50 22-076-50110745-2021, вариант исполнения
Бандаж на пояснично-крестцовый отдел позвоночника "ФЭСТ"

Модель № 0666

02


4 603500 000035

черный

Состав сырья: ПЭ 88%, эластан 12%

Установочная серия № 3

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Изгот.: ООО "Предприятие" Аист"


Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 7, каб. 403.

Срок эксплуатации - не менее 6 месяцев с даты продажи.


Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Сорт 1

**Бандаж на пояснично-крестцовый отдел позвоночника «ФЭСТ», модель
№ 1257
Вид спереди**



Вид сзади



Маркировка

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Бандаж на пояснично-крестцовый отдел позвоночника "ФЭСТ"
Модель № 1257

4 603500 000059

Состав сырья: ПА 66%, хлопок 18%,
эластан 8%, ПЭ 8%

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок эксплуатации - не менее 6 месяцев с даты продажи

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

04


черный

Установочная серия № 4

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Сорт 1

Маркировка потребительской упаковки



БАНДАЖ

НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА



Дополнительные ленты регулируют степень фиксации



Четыре
ребра жесткости

МОДЕЛЬ

1257

БАНДАЖ НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА



Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. Уменьшает болевые ощущения. Стабилизирует связочно-суставный аппарат поясничных позвонков, снижает вертикальную нагрузку, нормализует тонус мышц.

Особенности:

- Разгружает пояснично-крестцовый отдел позвоночника;
- Стабилизирует «мышечный корсет» поясницы и восстанавливает поясничную осанку;
- Создает эффект фиксации и регулирует ее силу с помощью эластичных ремней;
- Не давит на ребра и в области таза благодаря анатомической форме основы;
- Имеет малый вес, высокую влаго- и воздухопроницаемость;
- Удобен при надевании и комфортен при длительном ношении.

Показания к применению:

- Заболевания (дорсопатии) и травмы с сильными болями в пояснице и иррадиацией болей в ногу (люмбаго, ишиалгия) и ограничением движения в поясничнике, в том числе:
 - остеохондроз и другие дегенеративные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника;
 - миофасциальный болевой синдром;
 - спондилодисплазии (недоразвитие) пояснично-крестцового отдела;
 - остеопороз (с перенесенными ранее патологическими переломами костей).
- Отдаленный период реабилитации после травм и операций в области пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Применять бандаж по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях в упакованном виде при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха от 10 до 80% с защитой от прямых солнечных лучей.

Условия утилизации:

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21 вместе с бытовыми отходами.



Обратитесь к инструкции по применению.

Таблица определения типоразмера бандажа:

Типоразмер	01	02	03	04	05
Обхват талии, см	73 - 80	81 - 88	89 - 96	97 - 104	105 - 112



1257

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Бандаж на пояснично-крестцовый отдел позвоночника "ФЭСТ"
Модель № 1257

4 603500 000059

Состав сырья: ПА 66%, хлопок 18%,
эластан 8%, ПЭ 8%

РУ (№ РЗН XXXX/XXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок эксплуатации - не менее 5 месяцев с даты продажи

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

04

черный

Установочная серия № 4

Дата изготовления
20.09.2021 г.


Сорт 1

[illegible]

Вид сзади



Маркировка



Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Корректор осанки универсальный "ФЭСТ"
Модель № 0463

4 603500 000028

02
бежевый

Состав сырья: хлопок 85%, полиэфир 15%

Установочная серия № 1

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - не менее 6 месяцев с даты продажи.
Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Сорт 1

[illegible]

МОДЕЛЬ
0453 КОРРЕКТОР
ОСАНКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Корректор осанки с полужесткой степенью фиксации изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного материала. Корректор выполнен в виде основания с усиливающими 4-мя ребрами жесткости, расположенного на спине, с подмышечными петлями и поясом из эластичной ленты (реклинирующие ремни), крепящимися на нижнем отделе грудной клетки. Незаметен под одеждой, удобен в повседневной жизни.

Особенности:

- Разгружает позвоночник и стабилизирует мышечный корсет спины;
- Плотно прилегает к туловищу за счет возможности моделировать ребра жесткости;
- Формирует и поддерживает правильную осанку;
- Фиксирует и разгружает грудной отдел позвоночника;
- Нормализует мышечный тонус;
- Удобен при надевании и комфортен при длительном ношении.

Показания к применению:

- Сколиотическое нарушение;
- Остеохондроз и другие дегенеративные заболевания грудного отдела позвоночника;
- Профилактика деформации позвоночника;

Применять корректор осанки по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях в упакованном виде при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха от 10 до 80% с защитой от прямых солнечных лучей.

Условия утилизации:


Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.



Обратитесь к инструкции по применению.

Таблица определения типоразмера корректора осанки:

Типоразмер	01	02	03	04	05
Обхват грудной клетки, см	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110



МОДЕЛЬ

0453

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Корректор осанки универсальный "ФЭСТ"

Модель № 0453



4 603500 000028

02

бежевый

Состав сырья: хлопок 85%, полиэфир 15%

Установочная серия № 1

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - не менее 6 месяцев с даты продажи.

Сорт 1

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.


**Бандаж на шейный отдел позвоночника для взрослых «ФЭСТ», модель
№ 0251
Вид сверху**




Вид сбоку



Маркировка






Размер
05

Модель
0251

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32 50 22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Бандаж на шейный отдел позвоночника для взрослых "ФЭСТ"
Модель № 0251



05

бежевый

Состав сырья: вязаная основа - лансополи-
уретан 100%, чехол - хлопок 95%, эластан 5%

Установочная серия № 2

РУ (№ РЗН XXXX/XXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев с даты продажи
Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Сорт 1

Маркировка потребительской упаковки



МОДЕЛЬ

☒ 0251

☐ 0251Б4

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Бандаж на шейный отдел позвоночника для взрослых "ФЭСТ"
Модель № 0251

4 603500 000004

Состав сырья: анатом. основа - пенополи-
уретан 100%, чехол - хлопок 95%, эластан 5%

РУ (№ РЗН XXXXXXXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот. ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев с даты продажи

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

05


бежевый

Установочная серия № 2


Дата изготовления
20.09.2021 г.

Сорт 1

**Бандаж на шейный отдел позвоночника для взрослых «ФЭСТ», модель
№ 0251БЧ
Вид сверху**



Вид сбоку



Маркировка потребительской упаковки



МОДЕЛЬ
00251
00251Б4

БАНДАЖ
для шеи (для студент.
трудолюбивых граждан)
для взрослых



Бандаж выполнен в виде разъемной анатомической основы с выемкой для подбородка. Анатомическая основа изготовлена из эластичного пенополиуретана, чехол — из хлопчатобумажного полотна. Бандаж фиксируется на шее при помощи застежки «Велкро».

Особенности:

- Обеспечивает фиксацию шейного отдела позвоночника;
- Минимизирует осевую нагрузку на шейный отдел позвоночника;
- Оказывает стабилизирующее и разгружающее действие, восстанавливает шейный лордоз, устраняет патологическое давление позвоночника на кровеносные сосуды и нормализует кровоснабжение головного мозга;
- Удобен и комфортен при длительном ношении.

Показания к применению:

- Заболевания (дорсопатии) и травмы области шеи с болями умеренной интенсивности (цервикалгия) с/без ограничения движений в шейном отделе позвоночника, в том числе:
 - ушибы,
 - растяжения мягких тканей,
 - остеохондроз,
 - «шейный миозит»;
 - шейный синдром (головные боли, головокружения, нарушения сна).
- Различные периоды реабилитации после травм и операций в области шеи, шейного отдела позвоночника и черепно-мозговой травмы;
- Профилактика травм и заболеваний шейного отдела позвоночника.

Применять бандаж по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях в упакованном виде при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха от 10 до 80% с защитой от прямых солнечных лучей.

Условия утилизации:

Использованные медицинские изделия, в т.ч. изделия с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21 вместе с бытовыми отходами.



Обратитесь к инструкции по применению

Таблица определения типоразмера бандажа

Длина бандажа подбирается по высоте шеи

Типоразмер	01	02	03	04	05
Расстояние от ветви нижней челюсти до затылка, см	8	9	10	11	12
Обхват шеи, см	30-35	30-35	35-45	35-45	35-45



Состав сырья:

Анатомическая основа — пенополиуретан,
чехол, шейный чехол — хлопок.

МОДЕЛЬ

☐ 0251

☒ 0251Б4

Изделия медицинские ортопедические
по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021, вариант исполнения:
Бандаж на шейный отдел позвоночника для взрослых "ФЭСТ"
Модель № 0251Б4

4 603500 000004

05

бежевый

Состав сырья: анатом.основа - пенополи-
уретан 100%, чехол - хлопок 95%, эластан 5%

Установочная серия № 2

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления
20.09.2021г.

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"


Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев с даты продажи


Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Сорт 1

**Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей «ФЭСТ», модель №
0151
Вид сверху**



Вид сбоку




Маркировка



Изделия медицинские ортопедические по ТУ 32.60.22-076-60110746-2021,
вариант исполнения:

Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей "ФЭСТ"

Модель № 0151



Состав сырья: анатом.основа - пенополи-
уретан 100%, чехол - хлопок 95%, эластан 5%

РУ (№ РЗН XXXXXXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев с даты продажи
Срок годности - 5 лет с даты изготовления

05

бежевый

Установочная серия № 2

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Сорт 1

Маркировка потребительской упаковки



МОДЕЛЬ

☒ 0151

☐ 0151Б4

БАНДАЖ

ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



Бандаж выполнен в виде разъемной анатомической основы с выемкой для подбородка. Анатомическая основа изготовлена из эластичного пенополиуретана, чехол - из хлопчатобумажного полотна. Бандаж фиксируется на шее при помощи застежки «Велкро».

Особенности:

- Легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- Разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- Нормализация кровообращения головы и шеи;
- Ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания и применению:

- Заболевания (дорсопатии) и травмы области шеи с болями умеренной интенсивности, деформацией и ограничением движений в шейном отделе позвоночника, в том числе:
 - растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата;
 - мышечная кривошея;
 - ушибы мягких тканей;
 - шейный синдром.
- Различные периоды реабилитации после травм и операций в области шеи, шейного отдела позвоночника и черепно-мозговой травмы.
- Профилактика травм и заболеваний шейного отдела позвоночника.

Применять бандаж по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить изделие на стеллах в закрытых помещениях в упакованном виде при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха от 70 до 80% с защитой от прямых солнечных лучей.

Условия утилизации:

Использованное медицинское изделие, а также изделия с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.



Обратитесь к инструкции по применению

Таблица определения типоразмера бандажа

Длина бандажа подбирается по высоте шеи

Типоразмер	01	02	03	04	05
Расстояние от верхней части шеи до ключицы, см	5	6,5	6,5	8	8
Обхват шеи, см	20-25	20-25	20-25	20-25	20-32



Состав сырья:

анатомическая основа — пенополиуретан;
чехол, шейный чехол — хлопок.

МОДЕЛЬ



0151



0151Б4

Изделия медицинские ортопедические по ТУ 32.50.22-076-50110746-2021,
вариант исполнения:

Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей "ФЭСТ"

Модель № 0151



Состав сырья: анатом.основа - пенополи-
уретан 100%, чехол - хлопок 95%, эластан 5%

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев с даты продажи

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

05


бежевый

Установочная серия № 2


Дата изготовления
20.09.2021г.

Сорт 1

**Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей «ФЭСТ», модель №
0151БЧ.
Вид сверху**



Вид сбоку



ФСТ

МОДЕЛЬ
☐ 0151
☐ 0151Б4

Исходные данные: Изготовитель: ООО "ФСТ", г. Москва, ул. Восточная, д. 10, стр. 1. Контакт: 8 (495) 100-0000. Сайт: www.fst.ru. Модель: 0151. Описание: Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей. Состав: 100% Полиэстер. Страна: Россия. Дата: 10.05.2018. Версия: 1.0.0.0. Стр. 1

БАНДАЖ
 НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
 ПОЗВОНОЧНИКА
 ДЛЯ ДЕТЕЙ

Удобная застежка «Велкро»

Вытечка под подбородком

МОДЕЛЬ

☐ 0151

☐ 0151БЧ

БАНДАЖ

ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



Бандаж выполнен в виде разъемной анатомической основы с выемкой для подбородка. Анатомическая основа изготовлена из эластичного пенополиуретана, чехол - из хлопчатобумажного полотна. Бандаж фиксируется на шее при помощи застёжки «Велкро».

Особенности:

- Легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- Разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- Нормализация кровообращения головы и шеи;
- Ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- Заболевания (дорсопатии) и травмы области шеи с болями умеренной интенсивности, деформацией и ограничением движений в шейном отделе позвоночника, в том числе
 - растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата;
 - мышечная кривошея;
 - ушибы мягких тканей;
 - шейный синдром.
- Различные периоды реабилитации после травм и операций в области шеи, шейного отдела позвоночника и черепно-мозговой травмы.
- Профилактика травм и заболеваний шейного отдела позвоночника.

Применять бандаж по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях в упакованном виде при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха от 10 до 80% с защитой от прямых солнечных лучей.

Условия утилизации:

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.



Обратитесь к инструкции по применению



МОДЕЛЬ

☐ 0151

☐ 0151Б4

Изделия медицинские ортопедические по ТУ 32.50.22-076-60110746-2021,
вариант исполнения:
Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей "ФЭСТ"
Модель № 0151Б4

4 603500 000004

Состав: сырок - акрилат, основа - пенополи-
уретан 100%, чехол - хлопок 95%, эластан 5%

РУ (№ РЗН XXXXXXXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев с даты продажи

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

05

бежевый

Установочная серия № 2

Дата изготовления
20.09.2021 г.

Сорт 1

Маркировка лицевой стороны ярлыка изделий



[illegible]

Маркировка транспортной упаковки

ТЭФ



Грузоотправитель:

ООО «Предприятие «Аист»
г. Кострома, т.(4942) 39-45-57

Грузополучатель:

(Наименование грузополучателя)
(Пункт назначения и № телефона
грузополучателя)

Изделия медицинские ортопедические по ТУ 32.50.22-076-50110745-2021:
Вариант исполнения: Корректор осанки универсальный «ФЭСТ»
Количество изделий : ____ штук



ФЭСТ

ФЭСТ®

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью

48 (сорок восемь) листа(ов).

ООО «Предприятие «АИСТ»

В.А. Воротникова /Воротникова А.А.

«27» Декабря 2021 г.

