

Фотографические изображения

Пульсоксиметры в вариантах исполнения с принадлежностями, зарегистрированный товарный знак MED-MOS:

1. Пульсоксиметр CMS 50 D+ в составе:

- 1.1. Пульсоксиметр CMS 50 D+ - 1 шт.
- 1.2. Кабель USB - 1 шт.
- 1.3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 1.4. Диск - 1 шт.

Принадлежность:

- 1. Шнур - 1 шт.

2. Пульсоксиметр CMS 50 DL в составе:

- 2.1. Пульсоксиметр CMS 50 DL - 1 шт.
- 2.2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Чехол - 1 шт.
- 2. Шнур - 1 шт.

3. Пульсоксиметр CMS 50 E в составе:

- 3.1. Пульсоксиметр CMS 50 E - 1 шт.
- 3.2. Кабель USB - 1 шт.
- 3.3. Адаптер питания - 1 шт.
- 3.4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 3.5. Диск - 1 шт.

Принадлежность:

- 1. Шнур - 1 шт.

4 Пульсоксиметр CMS 50 FW в составе:

- 4.1. Пульсоксиметр CMS 50 FW - 1 шт.
- 4.2. Кабель USB - 1 шт.
- 4.3. Адаптер питания - 1 шт.
- 4.4. Датчик SPO2 - 1 шт.
- 4.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 4.6. Диск - 1 шт.

5 Пульсоксиметр CMS 50 QB в составе:

- 5.1. Пульсоксиметр CMS 50 QB - 1 шт.
- 5.2. Адаптер питания - 1 шт.
- 5.3. Кабель USB - 1 шт.
- 5.4. Батарея - 1 шт.

5.5. Устройство для заряда батарей - 1 шт.

5.6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежность:

1. Шнур - 1 шт.

6. Пульсоксиметр CMS 60 C в составе:

6.1. Пульсоксиметр CMS 60 C - 1 шт.

6.2. Адаптер питания - 1 шт.

6.3. Датчик SPO2 - 1 шт.

6.4. Кабель USB - 1 шт.

6.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.6. Диск - 1 шт.

7. Пульсоксиметр CMS 60 D в составе:

7.1. Пульсоксиметр CMS 60 D - 1 шт.

7.2. Датчик SPO2 - 1 шт.

7.3. Кабель USB - 1 шт.

7.4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.5. Диск - 1 шт.

8. Пульсоксиметр CMS 70 A в составе:

8.1. Пульсоксиметр CMS 70 A - 1 шт.

8.2. Кабель питания - 1 шт.

8.3. Кабель USB - 1 шт.

8.4. Датчик SPO2 - 1 шт.

8.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.6. Диск - 1 шт.

Управляющий-ИП ООО «Медтехника-Р»

«»

февраля 2022 г.

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или иного лица,
имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

М.П.



И.В. Сирин

(Подпись)

Фото маркировки на изделии CMS 50




Фото маркировки на упаковке CMS 50 DL




Фото маркировки на упаковке CMS 50 DL




Фото места нанесения на изделие предупреждения «нет сигнала SpO2 CMS 50DL



Фото маркировки на упаковке CMS 50 D+

Пульсоксиметр CMS 50 D+, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic&Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 50(±10) г

Изделие типа BF, соотв. часть



Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP22

U: 2,6-3,6 В, постоянный ток 1,5 В*2



Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 80 \text{ mA}$

Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № РЗН 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



0123



Пульсоксиметр CMS 50 E, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic&Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 50(±10) г

Изделие типа BF, соотв. часть



Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP22

U:3,6-4,2 В, постоянный ток 3,7 В



Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 100 \text{ mA}$

Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № РЗН 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



0123



Пульсоксиметр CMS 50 FW, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic&Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 50(±10) г

Изделие типа BF, соотв. часть  Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP22

U:3,6-4,2 В, постоянный ток 3,7 

Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 100 \text{mA}$

Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № РЗН 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



Пульсоксиметр CMS 50 QB, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic&Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 55(±10) г

Изделие типа BF, соотв. часть



Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP22

U:3,6-4,2 В, постоянный ток 3,7



Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 80 \text{ mA}$

Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № P3H 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



0123



Пульсоксиметр CMS 60 C, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 175(±10) г

Изделие типа BF, соотв. часть



Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP22

U: 3,6-4,2 В, постоянный ток 3,7



Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 100 \text{ mA}$


Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № P3H 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



CE 0123



Пульсоксиметр CMS 60 D, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic&Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 122(±10) г

Изделие типа BF, соотв. часть  Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP22

U: 2,6-3,6 В, постоянный ток 1,5*2 

Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 100 \text{ mA}$

Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № РЗН 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



Фото маркировки на упаковке CMS 70 A

Пульсоксиметр CMS 70A, зарегистрированный товарный знак MED-MOS



Contec Medical Systems Co., Ltd.
(Контек Медикал Системс Ко., Лтд.)

Адрес: No.112 Qinhuang West Street, Economic&Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China

Тел.: +86-335-8015430

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2 этаж 1, помещение X.

Номер партии: 388700000009



01.2022

Масса: 1000(±50) г

Изделие типа BF, соотв. часть  Изделие по ЭМС: группа I класс B, IP21

U:3,6-4,2 В, постоянный ток 3,7 

Гарантийный срок: 12 месяцев

$I_{max} \leq 100 \text{ mA}$


Условия хранения: при T от -40 до +60°C и влажности не более 95%

Условия эксплуатации: при T от 0 до +40°C и влажности не более 75%

РУ № P3H 2019/9427 от 10 сентября 2020 г.



CE 0123



12 (*Григорьев*) листа (ов)
Управляющий ИП Сирин Ю.В.

