



ИНСТРУКЦИЯ **по применению Бинтов марлевых медицинских стерильных** **ТУ 9393-004-10715071-2014**

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Бинты марлевые медицинские стерильные ТУ 9393-004-10715071-2014

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бинты могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты предназначены для фиксации перевязочных средств, наложения в качестве готовых перевязочных средств, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Бинты изготавливаются из марли медицинской по ГОСТ 9412 или по ТУ 9393-001-10715071-2014.

4.2 Бинты марлевые медицинские выпускаются 33-х типоразмеров: 2м x 3см, 2м x 5см, 2м x 7см, 2м x 8,5см, 2м x 10см, 3м x 3см, 3м x 5см, 3м x 7см, 3м x 8,5см, 3м x 10см, 4м x 3см, 4м x 4см, 4м x 5см, 4м x 7см, 4м x 8,5см, 4м x 10см, 5м x 3см, 5м x 4см, 5м x 5см, 5м x 7см, 5м x 8,5см, 5м x 10см, 7м x 5см, 7м x 7см, 7м x 8,5см, 7м x 10см, 7м x 12см, 7м x 14см, 10м x 5см, 10м x 7см, 10м x 8,5см, 10м x 10см, 10м x 16см.

4.3 Стерильные бинты имеют индивидуальную упаковку, выполненную из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

4.4 Стерилизация бинтов осуществляется радиационным методом.

4.5 Бинты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре до 42°C и относительной влажности до 80%.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Проверить целостность упаковки бинтов.

6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Бинты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности бинтов – 5 лет со дня стерилизации.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные стерильные бинты относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества Бинтов марлевых медицинских стерильных ТУ 9393-004-10715071-2014, производства фирмы

ООО «ХБК«Навтекс», страна Россия.

обращаться по адресу: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул Промышленная, д.1

ООО «ХБК«Навтекс» ИНН 3703047618

Юр. Адрес: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

тел (49332) 9-74-79 адрес электронной почты E-mail: navtex@mail.ru

В данном документе прошито
скреплено печатью на бланке

м. Бух. № 101 (Маслова Е. В.)

