

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ХБК «Навтекс»
И.В. Столярова
2.5 2014 г.



ИНСТРУКЦИЯ **по применению Отрезов марлевых медицинских нестерильных** **ТУ 9393-002-10715071-2014**

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Отрезы марлевые медицинские нестерильные ТУ 9393-002-10715071-2014

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отрезы могут быть использованы в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях и домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Отрезы предназначены для изготовления сорбционных перевязочных средств: салфеток, шариков и турунд, а также ватно-марлевых повязок.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Отрезы изготавливаются из отбеленной марли по ГОСТ 9412 или по ТУ 9393-001-10715071-2014.

4.2 Отрезы выпускаются в индивидуальной упаковке 10-ти типоразмеров: 1 м х 90 см; 1,7 м х 90 см; 2 м х 90 см; 3 м х 90 см; 5 м х 90 см; 7 м х 90 см; 9 м х 90 см; 10 м х 90 см; 50 м х 90 см; 100 м х 90 см.

4.3 Отрезы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки отрезов.
- 6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Отрезы могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Отрезы должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности отрезов – 5 лет со дня изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные отрезы относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества отрезков марлевых медицинских нестерильных ТУ 9393-002-10715071-2014, производства фирмы

ООО «ХБК«Навтекс»», страна Россия.

обращаться по адресу: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1

ООО «ХБК«Навтекс» ИНН 3703047618

Юр. Адрес: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

тел (49332) 9-74-79 адрес электронной почты E-mail: navtex@mail.ru

Дир. Дир. Удмуртского края (И.И.)

