

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "Маке"

Медникова А.М.

"19" апреля 2022 г.

(Подпись, печать)



Фотографические изображения медицинского изделия:

Система операционного освещения Maquet PowerLed II

2022 г.

Система операционного освещения Maquet PowerLed II, в составе:
1. Светильник, варианты исполнения:



Фото 1.1. Однокупольный Maquet PowerLED II 500




Фото 1.2. Однокупольный Maquet PowerLED II 700



Фото 1.3. Двухкупольный Maquet PowerLED II 500+700



Фото 1.4. Двухкупольный Maquet PowerLED II 500+500




Фото 1.5. Трехкуольный Maquet PowerLED II 500+500+700



Фото 2. Рычаг-удлинитель – не более 4 шт.



Фото 3.1. Подпружиненный рычаг DF– не более 4 шт.



Фото 3.2. Подпружиненный рычаг SF – не более 4 шт.



Фото 4. Блок питания – не более 3 шт.



Фото 5.1. Рукоятки стерилизуемые, 5 шт./уп. – не более 6 уп.:
- стерилизуемая рукоятка PSX



Фото 5.2. Рукоятки стерилизуемые, 5 шт./уп. . – не более 6 уп.:
- стерилизуемая рукоятка HLX

6. Крепление потолочное SA – не более 30 шт. (при необходимости):



Фото 6.1. Потолочная плата – не более 4 шт.



Фото 6.2. Контрплата (при необходимости) – не более 4 шт.



2019-6-28 12:01

Фото 6.3. Потолочное крепление – не более 4 шт.




Фото 6.4. Анкерные болты – не более 12 шт.



Фото 6.5. Шпильки – не более 12 шт.



Фото 6.6. Фланец – не более 4 шт.




Фото 6.7. Труба подвески – не более 4 шт.

7. Крепление потолочное СВ – не более 30 шт. (при необходимости):



Фото 7.1. Потолочная плата – не более 4 шт.



Фото 7.2. Контрплата (при необходимости) – не более 4 шт.



2019-6-28 12:01

Фото 7.3. Потолочное крепление – не более 4 шт.




Фото 7.4. Анкерные болты – не более 12 шт.



Фото 7.5. Шпильки – не более 12 шт.



Фото 7.6. Фланец – не более 4 шт.



Фото 7.7. Труба подвески – не более 4 шт.



Фото 8.1. Потолочная плата – не более 4 шт.



Фото 8.2. Контрплата (при необходимости) – не более 4 шт.



2019-6-28 12:01

Фото 8.3. Потолочное крепление – не более 4 шт.



Фото 8.4. Анкерные болты – не более 12 шт.



Фото 8.5. Шпильки – не более 12 шт.



Фото 8.6. Фланец – не более 4 шт.



Фото 8.7. Труба подвески – не более 4 шт.



Фото 9. Рычаг-удлинитель ХО – не более 3 шт. (при необходимости)



Фото 10. Видеокамера – не более 3 шт. (при необходимости)



Фото 11. Приемное устройство VP01– не более 3 шт. (при необходимости)



Фото 12. Держатель для видеокамеры SC/SHD – не более 2 шт. (при необходимости)



Фото 13. Держатель для 1 монитора, модели: FHS/MHS/XHS/XS - не более 2 шт. (при необходимости)



Фото 14. Держатель для 2-х мониторов, модели: XD/MHD не более 2 шт. (при необходимости)



Фото 15. Монитор – не более 4 шт. (при необходимости)




Фото 16. Прибор управления яркостью «LMD» - не более 2 шт. (при необходимости)



Фото 17. Рукоятки стерилизуемые для встроенной камеры и/или модуля LMD – не более 10 шт.



Фото 18. Рукоятка TILT – не более 3 шт. (при необходимости)




Фото 19. Экран свинцовый, модели: ОТ 50001 и/или ОТ 54001 – не более 2 шт. (при необходимости)



Фото 20. Панель управления – не более 4 шт. (при необходимости)




Фото 21. Дополнительные держатели рукояток для мониторов, модели: PSX, HLX, DEVON/DEROYAL- не более 4 шт. (при необходимости)



Фото 22. Интерфейс VESA 300x100/200x100 для установки монитора – не более 4 шт. (при необходимости)



Фото 23. Короб для крепления дополнительного оборудования – не более 4 шт. (при необходимости)




Фото 24. Аккумуляторная батарея аварийного режима работы светильника – не более 6 шт. (при необходимости)



MAKE CAC (MAQUET SAS)

**Parc de Limere - Avenue de la Pomme de Pin CS
10008 Ardon - 45074 Orleans cedex 2 - France,**

Франция

**Наименование МИ: Система операционного освещения
Maquet PowerLed II**

Серийный номер: см.  на маркировке

Номер по каталогу: см.  на маркировке

Дата изготовления: см. на маркировке

Электропитание: см.  или см. маркировку

Предупреждения и знаки опасности:

см.  на маркировке и см. 

Регистрационное удостоверение на МИ:

«Система операционного освещения Maquet PowerLed II»

№ XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Маке», 109004, Россия, Москва, ул.

Станиславского, д. 21, стр. 3, тел. +7 4955140055

EAC

Фото 25. Пример русскоязычной маркировки после государственной регистрации медицинского изделия

Примечание, промунировано и
скреплено нитями 50 (пятьдесят)
мест
Генеральный директор ООО «Макет»
Медникова А.М.

