

veropharm

РАСШИРЯЯ ВЫБОР РАЗУМНЫХ РЕШЕНИЙ

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель фармакологической группы
Регуляторного отдела АО «ВЕРОФАРМ»




Соломахина Н.В.

20 _____ 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И МАКЕТЫ УПАКОВКИ С
МАРКИРОВКОЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«ПЛАСТЫРЬ «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» ГИДРОКОЛЛОИДНЫЙ»


**Общий вид медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®»
гидроколлоидный от влажных мозолей 44x69 мм**



Макеты маркировки пластиковой коробки с картонным диспенсером медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44x69 мм, № 5



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

унипласт®

гидроколлоидный

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей за счёт поддержания оптимального уровня увлажнённости и адсорбции экссудата из мозолей способствует быстрому заживлению кожи.

- мгновенно уменьшает боль от мозолей;
- защищает мозоль от трения и внешнего давления;
- обеспечивает быстрое заживление кожи, создавая оптимальные условия;
- предотвращает образование мозолей;
- способствует правильному воздухообмену в ране, что предохраняет от образования рубцов и шрамов.

ШТРИХ-КОД

СОСТАВ: полиуретановая плёнка, термопластичный клей, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль, полиизобутилен, пропиленгликоль, подкладочная бумага, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать. Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.

унипласт®

гидроколлоидный

НАЗНАЧЕНИЕ

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный предназначен для эффективной защиты мозолей от загрязнения, намокания, воздействия внешней среды, бактерий, поддержания естественного уровня увлажнённости, адсорбции экссудата из мозолей, уменьшения боли, создания оптимальных условий для заживления, а также для предотвращения образования мозолей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость;
- не использовать для инфицированных ран.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны реакции гиперчувствительности.

15°C / 30°C



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветное оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

Общий вид пластиковой коробки с картонным диспенсером с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44х69 мм, № 5



Макет маркировки этикетки промежуточной упаковки медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
44x69 мм, № 5



унипласт® veropharm

гидроколлоидный
ПЛАСТЫРЬ
ОТ ВЛАЖНЫХ МОЗОЛЕЙ

РАЗМЕР
44×69
мм

6
УПАКОВОК
ПО 5
ШТУК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд", Китай,
Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd, Building.1, No.20 Xingzhong Rd,
Qijiashan Str, Ningbo 315000, China.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: АО "ВЕРОФАРМ", Россия,
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Тел.: (495) 792-53-30, 797-57-37.
E-mail: info@veropharm.ru. Сайт: www.veropharm.ru.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя,
в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре
от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать.
Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности
утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.
РУ № РЗН 2019/9476 от

15°C 30°C


LOT

REF

ШТРИХ-КОД

Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветное оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

**Общий вид промежуточной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
44x69 мм, № 5**



Макет маркировки этикетки групповой (транспортной) упаковки медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44х69 мм, № 5




100Y811001S38	
Description / Наименование	«УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» hydrocolloid plaster against wet corns, 44x69mm, № 5 Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44x69мм, № 5 RU NE P3H 20180476 GT XXXX.XXXX
Batch / Номер серии	XXXXXX
Manufacturing date / Дата производства	YY-YY-MM-DD
Expiry date / Дата до	YY-YY-MM-DD
Quantity / Количество в упаковке	TBD by plant
Manufacturer / Производитель	Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd / Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд
Storage condition EN Store the product in the manufacturer's packaging, in a place protected from light and out of the reach of children at a temperature of +15 °C to +30 °C, away from heating devices, Not freeze, Storage condition RU Хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15 °C до +30 °C, вдали от нагревательных приборов, Не замораживать.	

Общий вид групповой (транспортной) упаковки с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44x69 мм, № 5



**Общий вид медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®»
гидроколлоидный от влажных мозолей 44x69 мм**



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
44х69 мм, № 1

унипласт®

гидроколлоидный

ПЛАСТЫРЬ ОТ ВЛАЖНЫХ МОЗОЛЕЙ

РАЗМЕР 44×69 мм

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный, поддерживая естественный уровень увлажнённости: мгновенно уменьшает боль от мозолей; защищает мозоль от трения и внешнего давления; обеспечивает быстрое заживление кожи, создавая оптимальные условия для заживления; предотвращает образование мозолей.

НАЗНАЧЕНИЕ: Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный предназначен для эффективной защиты мозолей от загрязнения, намокания, воздействия внешней среды, бактерий, поддержания естественного уровня увлажнённости, адсорбции экссудата из мозолей, уменьшения боли, создания оптимальных условий для заживления, а также для предотвращения образования мозолей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Вымыть руки перед применением. 2. Поверхность мозоли промыть водой и мылом, в случае повреждения кожи обработать антисептическим раствором. 3. Просушить и наложить пластырь, предварительно сняв с пластыря защитную плёнку. 4. После наклеивания желательно прогреть пластырь теплом руки. 5. Пластырь снимать не нужно, он может оставаться на коже, пока сам не отклеится от мозоли. 6. Пластырь рекомендуется применять 24 часа в сутки до заживления мозоли.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость; не использовать для инфицированных ран.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны реакции гиперчувствительности.

СОСТАВ: полиуретановая плёнка, термоплавкий клей, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, полиизобутен, пропиленгликоль, подкладочная бумага.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15 °С до +30 °С, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать. Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



"Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд", Китай,
Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd, Building. 1, No.20
Xingzhong Rd, Qijiashan Str, Ningbo 315000, China.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: АО "ВЕРОФАРМ",
Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18,
стр. 9, эт. 2. Тел.: (495) 792-53-30, 797-57-37.

E-mail: info@veropharm.ru. Сайт: www.veropharm.ru

РУ № РЗН 2019/9476 от



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;

- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

ШТРИХ-КОД

Общий вид контурной безъячейковой упаковки с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44х69 мм, № 1

унипласт®
гидроколлоидный

ПЛАСТЫРЬ ОТ ВЛАЖНЫХ МОЗОЛЕЙ

РАЗМЕР 44х69 мм

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный, поддерживая естественный уровень увлажнённости мгновенно уменьшает боль от мозолей; защищает мозоль от трения и внешнего давления; обеспечивает быстрое заживление кожи, создавая оптимальные условия для заживления; предотвращает образование мозолей.

НАЗНАЧЕНИЕ: Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный предназначен для эффективной защиты мозолей от загрязнения, намокания, воздействия внешней среды, бактерий, поддержания естественного уровня увлажнённости, адсорбции экссудата из мозолей, уменьшения боли, создания оптимальных условий для заживления, а также для предотвращения образования мозолей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Вымыть руки перед применением. 2. Поверхность мозоли промыть водой и мылом, в случае повреждения кожи обработать антисептическим раствором. 3. Просушить и наложить пластырь, предварительно сняв с пластыря защитную плёнку. 4. После наклеивания желательно прогреть пластырь теплом руки. 5. Пластырь снимать не нужно, он может оставаться на коже, пока сам не отклеится от мозоли. 6. Пластырь рекомендуется применять 24 часа в сутки до заживления мозоли.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость; не использовать для инфицированных ран.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны реакции гиперчувствительности.

СОСТАВ: полиуретановая плёнка, термоплавкий клей, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, полиизобутен, пропиленгликоль, подкладочная бумага.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15 °С до +30 °С, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать. Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
"Нинбо Чинмед Технологии Ко, Лтд", Китай,
Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd, Building 1, No.20
Xingzhong Rd, Qijiaoshan Str, Ningbo 315000, China.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: АО "ВЕРОФАРМ",
Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18,
стр. 9, эт. 2. Тел.: (495) 792-53-30, 797-57-37.
E-mail: info@veropharm.ru. Сайт: www.veropharm.ru


РУ № РЗН 2019/9476 от 04.07.2022

veropharm



14574P01






Макет маркировки этикетки промежуточной упаковки медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
44x69 мм, № 1



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветовое оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

Общий вид промежуточной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
44x69 мм, № 1



Макет маркировки этикетки групповой (транспортной) упаковки медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей 44х69 мм, № 1



(01)38002660033841

100Y811002S38

Description / Наименование	«УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®», hydrocolloid plaster against wet corns, 44x69mm, № 1 Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®», гидроколлоидный от влажных мозолей 44х69мм № 1 ТУ № 731.2019-2478 ОТ ХХ.ХХ.ХХХХ
Batch / Номер серии	XXXXXXX
Manufacturing date / Дата производства	YYYY-MM-DD
Expiry date / Годен до	YYYY-MM-DD
Quantity / Количество в упаковке	1 BU by plant
Manufacturer / Производитель	Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd / Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд





Storage condition EN

Store the product in the manufacturer's packaging, in a place protected from light and out of the reach of children at a temperature of +15 °C to +30 °C, away from heating devices. Not freeze.

Storage condition RU


Хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, «доступном для детей» месте при температуре от +15 °C до +30 °C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать.

100YB11002538

(01) 3800260033841

Description / Наименование	Ningbo Chimmed Technology Co., Ltd / Ningbo Chimmed Technology Co., Ltd				
Batch / Номер партии	XXXXXXX				
Manufacturing date / Дата изготовления	YYYY-MM-DD				
Expiry date / Дата истечения	YYYY-MM-DD				
Quantity / Количество в упаковке	TBD by plant				
Remarks / Примечания	Ningbo Chimmed Technology Co., Ltd / Ningbo Chimmed Technology Co., Ltd Нинбо Чиммед Текнолоджи Ко., Лтд / Нинбо Чиммед Текнолоджи Ко., Лтд Attention: please do not open the package until the date of expiry of the product is reached. The product should be stored in a dry and cool place. The storage temperature should be +15 °C to +35 °C. Any other handling should be in accordance with the instructions on the package.				

**Общий вид медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®»
гидроколлоидный от влажных мозолей малый 20х60 мм**



Макеты маркировки пластиковой коробки с картонным диспенсером медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей малый 20х60 мм, № 6



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

унипласт®

гидроколлоидный

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей малый за счёт поддержания оптимального уровня увлажнённости и адсорбции экссудата из мозолей способствует быстрому заживлению кожи.

- мгновенно уменьшает боль от мозолей;
- защищает мозоль от трения и внешнего давления;
- обеспечивает быстрое заживление кожи, создавая оптимальные условия;
- предотвращает образование мозолей;
- способствует правильному воздухообмену в ране, что предохраняет от образования рубцов и шрамов.

ШТРИХ-КОД

СОСТАВ: полиуретановая плёнка, термолепкий клей, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль поливинилового спирта, пропелленгликоль, подкладочная бумага. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15°С до +30°С, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать. Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.

унипласт®

гидроколлоидный

НАЗНАЧЕНИЕ

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный предназначен для эффективной защиты мозолей от загрязнения, намокания, воздействия внешней среды, бактерий, поддержания естественного уровня увлажнённости, адсорбции экссудата из мозолей, уменьшения боли, создания оптимальных условий для заживления, а также для предотвращения образования мозолей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость;
- не использовать для инфицированных ран.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны реакции гиперчувствительности.

15/30 °C



CE 1639



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветное оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

Общий вид пластиковой коробки с картонным диспенсером с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей малый 20х60 мм, № 6



Макет маркировки этикетки промежуточной упаковки медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
малый 20х60 мм, № 6



унипласт® veropharm

гидроколлоидный

ПЛАСТЫРЬ
ОТ ВЛАЖНЫХ МОЗОЛЕЙ
МАЛЫЙ

РАЗМЕР
20×60
ММ

6
УПАКОВОК
ПО 6
ШТУК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд", Китай,
Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd, Building. 1, No.20 Xingzhong Rd,
Qijiashan Str, Ningbo 315000, China.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: АО "ВЕРОФАРМ", Россия,
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Тел.: (495) 792-53-30, 797-57-37.
E-mail: info@veropharm.ru. Сайт: www.veropharm.ru.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя,
в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре
от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать.
Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности
утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.
РУ № РЗН 2019/9476 от

15°C / 30°C

LOT

REF

CE 1639

ШТРИХ-КОД

Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветное оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

**Общий вид промежуточной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей
малый 20х60 мм, № 6**



Макет маркировки этикетки групповой (транспортной) упаковки медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей малый 20х60 мм, № 6




100Y812001S38	
Description / Наименование	«УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» hydrocolloid plaster against wet corns, small 20x60mm, № 6 Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей малый 20х60мм № 6 RU № F3H 2019/0478 OT XX.XX.XXXX
Batch / Номер серии	XXXXXXX
Manufacturing date / Дата производства	YYYY-MM-DD
Expiry date / Годен до	YYYY-MM-DD
Quantity / Количество в упаковке	TBD by plant
Manufacturer / Производитель	Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd / Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд
   Storage condition EN Store the product in the manufacturer's packaging, in a place protected from light and out of the reach of children at a temperature of +15 °C to +30 °C, away from heating devices, Not freeze, Storage condition RU Хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15 °C до +30 °C, вдали от нагревательных приборов, Не замораживать,	

Общий вид групповой (транспортной) упаковки с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от влажных мозолей малый 20х60 мм, № 6



**Общий вид медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®»
гидроколлоидный от натоптышей 42х45 мм**



Макеты маркировки пластиковой коробки с картонным диспенсером медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей 42x45 мм, № 6



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

унипласт®

гидроколлоидный

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей за счёт увлажнения и смягчения кожи способствует мягкому удалению натоптыша.

- мгновенно уменьшает боль от натоптышей;
- защищает натоптыши от трения и внешнего давления;
- обеспечивает быстрое заживление кожи, создавая оптимальные условия;
- предотвращает образование натоптышей.

ШТРИХ-КОД

СОСТАВ: полиуретановая плёнка, термопластичный клей, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль, полиизобутилен, пропиленгликоль, подкладочная бумага. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать. Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.

унипласт®

гидроколлоидный

НАЗНАЧЕНИЕ

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный предназначен для эффективной защиты натоптышей от загрязнения, намокания, воздействия внешней среды, бактерий, поддержания естественного уровня увлажнённости, адсорбции экссудата из натоптышей, уменьшения боли, создания оптимальных условий для заживления, а также для предотвращения образования натоптышей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость;
- не использовать для инфицированных ран.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны реакции гиперчувствительности.

15°C / 30°C



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки.




- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветное оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

Общий вид пластиковой коробки с картонным диспенсером с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей 42x45 мм, № 6



Макет маркировки этикетки промежуточной упаковки медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей 42х45 мм,
№ 6

унипласт® veropharm

гидроколлоидный

ПЛАСТЫРЬ ОТ НАТОПТЫШЕЙ

РАЗМЕР 42×45 мм

6 УПАКОВОК ПО 6 ШТУК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд", Китай,
 Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd, Building.1, No.20 Xingzhong Rd,
 Qijiashan Str, Ningbo, 315000, China.
 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: АО "ВЕРОФАРМ", Россия,
 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
 Тел.: (495) 792-53-30, 797-57-37.
 E-mail: info@veropharm.ru. Сайт: www.veropharm.ru.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя,
 в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре
 от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать.
 Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности
 утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.
 РУ № РЗН 2019/9476 от

15°C 30°C

LOT


REF

CE 1639

ШТРИХ-КОД


Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветовое оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

**Общий вид промежуточной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей 42x45 мм,
№ 6**






100Y814001S38	
Description / Наименование	«УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» hydrocolloid plaster, against plantar callosities, 42x45mm, № 6 Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей 42x45мм, № 6 КУ № КЭН 2019/04/8 01 XX.XX.XXXX
Batch / Номер серии	XXXXXXX
Manufacturing date / Дата производства	YYYY-MM-DD
Expiry date / Годен до	YYYY-MM-DD
Quantity / Количество в упаковке	TBD by plant
Manufacturer / Производитель	Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd / Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд
 Storage condition EN Store the product in the manufacturer's packaging, in a place protected from light and out of the reach of children at a temperature of +15 °C to +30 °C, away from heating devices, Not freeze. Storage condition RU Хранить изделие в упаковке производителя, в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +15 °C до +30 °C, вдали от нагревательных приборов, Не замораживать.	

Общий вид групповой (транспортной) упаковки с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от натоптышей 42x45 мм, № 6




**Общий вид медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®»
гидроколлоидный от сухих мозолей 17х48 мм**



Макеты маркировки пластиковой коробки с картонным диспенсером медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от сухих мозолей 17х48 мм, № 10



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

унипласт®

гидроколлоидный

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный от сухих мозолей посредством поддержания естественного уровня увлажнённости предотвращает пересыхание кожи, размягчает сухие мозоли и способствует их более легкому удалению.

- мгновенно уменьшает боль от мозолей;
- защищает мозоль от трения и внешнего давления;
- обеспечивает быстрое заживление кожи, создавая оптимальные условия;
- предотвращает образование мозолей;
- способствует правильному воздухообмену в ране, что предохраняет от образования рубцов и шрамов.

ШТРИХ-КОД

СОСТАВ: полиуретановая плёнка, термопластичный клей, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль, полиизобутилен, пропиленгликоль, подкладочная бумага. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя, в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать. Использовать изделие в течение срока годности, указанного на упаковке. Не использовать изделие с истекшим сроком годности или утилизировать в мусорном. Изделие нетоксично.

унипласт®

гидроколлоидный

НАЗНАЧЕНИЕ

Пластырь «УНИПЛАСТ® / UNIPLAST®» гидроколлоидный предназначен для эффективной защиты мозолей от загрязнения, намокания, воздействия внешней среды, бактерий, поддержания естественного уровня увлажнённости, адсорбции экссудата из мозолей, уменьшения боли, создания оптимальных условий для заживления, а также для предотвращения образования мозолей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость;
- не использовать для инфицированных ран.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны реакции гиперчувствительности.

15°C / 30°C



CE 1639



Примечание: увеличенный масштаб для идентификации маркировки



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.



Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветное оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

Общий вид пластиковой коробки с картонным диспенсером с маркировкой
медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от
сухих мозолей 17x48 мм, № 10



Макет маркировки этикетки промежуточной упаковки медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от сухих мозолей 17х48
мм, № 10

унипласт® veropharm

ГИДРОКОЛЛОИДНЫЙ

**ПЛАСТЫРЬ
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ**

РАЗМЕР
**17×48
мм**

6
УПАКОВОК
ПО **10**
ШТУК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд", Китай,
Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd, Building 1, No.20 Xingzhong Rd,
Qijiaoshan Str, Ningbo 315000, China.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: АО "ВЕРОФАРМ", Россия,
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Тел.: (495) 792-53-30, 797-57-37.
E-mail: info@veropharm.ru. Сайт: www.veropharm.ru.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить изделие в упаковке производителя,
в защищённом от света, недоступном для детей месте при температуре
от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать.
Использованный пластырь и пластырь с истёкшим сроком годности
утилизировать в ёмкости с бытовым мусором. Изделие нетоксично.
РУ № РЗН 2019/9476 от

15°C / 30°C

LOT

REF

CE 1639

ШТРИХ-КОД

Примечание:

- увеличенный масштаб для идентификации маркировки;
- цветовое оформление упаковок коммерческих серий может немного отличаться от представленного макета, в зависимости от технических характеристик принтеров.



- место нанесения производственного кода для внутреннего использования производителем.

**Общий вид промежуточной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от сухих мозолей 17x48
мм, № 10**





100Y813001S38	
Description / Наименование	«УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» hydrocolloid plaster, against dry corns, 17x48mm, № 10 Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от сухих мозолей 17x48мм, № 10 РУ № РЗН 2019/6476 ОТ XX.XX.XXXX
Batch / Номер серии	XXXXXXX
Manufacturing date / Дата производства	YYYY-MM-DD
Expiry date / Годен до	YYYY-MM-DD
Quantity / Количество в упаковке	TBD by plant
Manufacturer / Производитель	Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd / Нинбо Чинмед Технолоджи Ко, Лтд
   Storage condition EN Store the product in the manufacturer's packaging, in a place protected from light and out of the reach of children at a temperature of +15 °C to +30 °C, away from heating devices. Not freeze. Storage condition RU Хранить изделие в упаковке производителя, в защищенном от света недоступном для детей месте при температуре от +15 °C до +30 °C, вдали от нагревательных приборов. Не замораживать.	

Общий вид групповой (транспортной) упаковки с маркировкой медицинского изделия Пластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST®» гидроколлоидный от сухих мозолей 17х48 мм, № 10



Прошито и пронумеровано
() листов
Генеральный директор АО «ВЕРОФАРМ»
Иван Поляк

