

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Веллнесс Медикал»



Помазанов С.М.

«17» февраля 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»
по ТУ 32.50.50-001-02925618-2022

2. 3:

Облучатель бактерицидный медицинский "ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ 20м²» комплект поставки: -Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»; -Лампа бактерицидная ультрафиолетовая PHILIPS TUV 15W T8 G13; -Подставка металлическая; -Винт для крепления подставки металлической; -Кожух защитный; -Руководство по эксплуатации




Фото -Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»;
-Лампа бактерицидная ультрафиолетовая PHILIPS TUV 15W T8 G13;




Фото -Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ» с кожухом защитным




Фото -Подставка металлическая;

Серийный номер
51111

ООО «Веллнесс Медикал» Российская Федерация, 125080, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 1, стр. 1, этаж 5, помещение VI – комната 31, оф. 36. Интернет-сайт: www.wellness-medical.ru. Тел.: +7 (495) 145-28-45

Место производства: ООО «Веллнесс Медикал». Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10, стр. 16, Помещение № III, 1 этаж, комната № 10

Облучатель бактерицидный медицинский "ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ 20м²" комплект поставки:

-Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»	-Винт для крепления подставки металлической
-Лампа бактерицидная ультрафиолетовая PHILIPS TUV 15WTS613	-Кожух защитный
-Подставка металлическая	-Упаковка
	-Руководство по эксплуатации

месяц, год изготовления: 01.2021

номинальные сетевые параметры (напряжение, частота, мощность): 220 В, 50 Гц, 15 Вт

номер и дата регистрационного удостоверения: № _____ от _____

утилизация облучателя и его составных частей после истечения срока службы или вышедших из строя должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» класса А.

Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ» по ТУ 32.50.50-001-02925618-2022




Фото - Маркировка облучателя




Фото -Упаковка;

на примере:

Облучатель бактерицидный медицинский "ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ 50м²» комплект поставки: -Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»; -Лампа бактерицидная ультрафиолетовая L1H ULC 30W T8 G13; -Подставка металлическая; -Винт для крепления подставки металлической; -Кожух защитный; -Руководство по эксплуатации




Фото -Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»;
-Лампа бактерицидная ультрафиолетовая L1H ULC 30W T8 G13;




Фото -Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ» с кожухом защитным




Фото -Подставка металлическая;

51110

Серийный номер

ООО «Веллнесс Медикал» Российская Федерация, 125080, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 1, стр. 1, этаж 5, помещение VI – комната 31, оф. 36. Интернет-сайт: www.wellness-medical.ru, Тел.: +7 (495) 145-28-45

Место производства: ООО «Веллнесс Медикал». Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.10, стр.16, Помещение № III, 1 этаж, комната № 10

Облучатель бактерицидный медицинский "ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ 50м²" комплект поставки:

-Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ»	-Винт для крепления подставки металлической
-Лампа бактерицидная ультрафиолетовая UIN ULC 30W T8 G13	-Кожух защитный
-Подставка металлическая	-Упаковка
	-Руководство по эксплуатации

месяц, год изготовления: 01.2021

номинальные сетевые параметры (напряжение, частота, мощность): 220 В, 50 Гц, 30 Вт

номер и дата регистрационного удостоверения: № _____ от _____

утилизация облучателя и его составных частей после истечения срока службы или вышедших из строя должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» класса А.

Облучатель бактерицидный медицинский «ДОКТОР УЛЬТРАФИОЛЕТ» по ТУ 32.50.50-001-02925618-2022




Фото - Маркировка облучателя




Фото -Упаковка;

Прошнуровано и пронумеровано
Количество страниц 11

ООО «ВеллнессМедикал»
Генеральный директор Помазанов С.М.

