

«УТВЕРЖДАЮ»

**Руководитель группы регистрации
медицинских изделий департамента регистрации
лекарственных средств и медицинских изделий**



**АО «Р-Фарм»
Е.И. Гелах**

Фотографические изображения

**«Устройство автоматическое для подготовки и окрашивания
препаратов на предметном стекле, модель LTS-3000 в вариантах
исполнения LTS-3000A, LTS-3000B»**

**Производитель: Hunan Lituo Biotechnology Co., Ltd. / Хунань Литуо
Биотехнолоджи Ко., Лтд**

**Место производства: No. 129, Weiloke Road, Wangcheng Economic
Development Zone, Changsha, Hunan, China. 410200**



Фотография 1 – Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле, автоматическое LTS-3000B. Общий вид изделия



Фотография 2 – Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле, автоматическое LTS-3000A. Общий вид изделия



Фотография 3 – Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле, автоматическое LTS-3000A. Ближний план



Liquid-based Cytology Smear Processor

Model: LTS-3000B

Power Supply: AC 220~240V 50Hz, 300W



Serial No.: SN0196





Mfg. Date: 2021.03



HUNAN LITUO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

Add: No. 129, Weilluoke Road, Wangcheng Economic
Development Zone, Changsha, Hunan, China.



Weilkang Ltd. (www.CE-marking.eu)
Suite B 29 Harley St., LONDON W1G 9QR, UK



Фотография 4 – Маркировка изделия. Модель LTS-3000B



Liquid-based Cytology Smear Processor

Model: LTS-3000A

Power Supply: AC 220~240V 50Hz, 300W



Serial No.: SN0421




Mfg. Date: 2021.02



HUNAN LITUO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

Add: No. 129, Weilluoke Road, Wangcheng Economic
Development Zone, Changsha, Hunan, China.




Weilkang Ltd. (www.CE-marking.eu)
Suite B 29 Harley St., LONDON W1G 9QR, UK



Фотография 5 – Маркировка изделия. Модель LTS-3000A



Фотография 6 - Кабель электропитания




Фотография 7 - Штатив с двумя отверстиями для образцов (для образцов для модели LTS-3000B)



Фотография 8 - Штатив с одним отверстием для образцов (для модели LTS-3000A)



Фотография 9 - Кабель передачи данных (для модели LTS-3000B)




Фотография 10 - Кабель передачи данных (для модели LTS-3000A)




Фотография 11 - Предохранитель.




Фотография 12- Силиконовая трубка для слива отходов (20,0 мм×1,5 м)



Фотография 13 - Силиконовое кольцо (80,0 мм × 5,7 мм)



Фотография 14 - Силиконовое кольцо (7,0 мм×1,0 мм)



Фотография 15 - Насос




Фотография 16 - Контейнер для отходов



Фотография 17 - Набор ключей для контейнера для отходов:
- Ключ для контейнера для отходов (155,0 мм×115,0мм×5,0мм)
- Ключ для контейнера для отходов (190,0 мм×140,0мм×5,0мм)



Фотография 18 - Штатив для флаконов с растворами



Фотография 19 - Флакон для растворов (для модели LTS-3000B)



Фотография 20 - Флакон для растворов (для модели LTS-3000A)




Фотография 21 - Фильтр для сброса давления контейнера для отходов



Фотография 22 - Карта приема изображений



Фотография 23 - Силиконовая трубка для подачи жидкости (6,0 мм×1,5 м) (для модели LTS-3000B)




Фотография 24 - Силиконовая трубка для подачи жидкости (6,0 мм×0,2 м) (Модель LTS-3000B)



Фотография 25 - Силиконовая трубка для подачи жидкости (6,0 мм×1,5 м) (для модели LTS-3000A)



Фотография 26 - Силиконовая трубка для подачи жидкости (6,0 мм×0,2 м) (Модель LTS-3000A)



Фотография 27 - Емкость для сбора наконечников (для модели LTS-3000В)




Фотография 28 - Емкость для промывки игл (для модели LTS-3000B)



Фотография 29 - Емкость для отходов - (для модели LTS-3000A)



Фотография 30 - Штатив для позиционирования стекол, осадочных камер и наконечников (для модели LTS-3000A)



**Фотография 31 - Штатив для позиционирования стекол, осадочных камер и наконечников
(для модели LTS-3000B)**



Фотография 32 - Персональный компьютер

Устройство автоматическое для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле, модель LTS-3000 в вариантах исполнения LTS-3000A, LTS-3000B
Модель: LTS-3000A
Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXXX
Номер серии, срок службы, условия хранения, содержимое и графические символы указаны на оригинальной упаковке
Производитель Hunan Lituo Biotechnology Co., Ltd., No. 129, Weiluohe Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China. 410200
Уполномоченный представитель производителя в РФ: АО «Р-Фарм» Юр. адрес: 123154, г. Москва, улица Берзарина, дом 19, корпус 1 Тел.: +7 (495) 956-79-37; Факс: +7 (495) 956-79-38, Адрес электронной почты: info@rpharm.ru

Устройство автоматическое для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле, модель LTS-3000 в вариантах исполнения LTS-3000A, LTS-3000B
Модель: LTS-3000B
Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXXX
Номер серии, срок службы, условия хранения, содержимое и графические символы указаны на оригинальной упаковке
Производитель Hunan Lituo Biotechnology Co., Ltd., No. 129, Weiluohe Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China. 410200
Уполномоченный представитель производителя в РФ: АО «Р-Фарм» Юр. адрес: 123154, г. Москва, улица Берзарина, дом 19, корпус 1 Тел.: +7 (495) 956-79-37; Факс: +7 (495) 956-79-38, Адрес электронной почты: info@rpharm.ru

Фотография 33 - Макет маркировки упаковки на русском языке для приборов LTS-3000

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 33 листов
Подпись _____

