

Общество с ограниченной ответственностью «НАТАНА ГРУПП»

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, пом. II, комн. 21 e-mail: natana171@rambler.ru
ИНН/КПП 7706669928/770201001 ОГРН 1077760327589 р/с 40702810700040140933
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360 к/с 30101810445250000360
Тел. (495) 788-74-97, 223-34-36, Факс 223-34-36

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НАТАНА ГРУПП»
Кожин Н.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Помпа инфузионная стерильная одноразовая «НАТАНА ГРУПП
Софт»» в вариантах исполнения

производства компании Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co.,
Ltd. (Чжэцзян Рунцянь Медикал Инструментс Ко., Лтд.), Китайская
Народная Республика

Вариант исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт” для непрерывной инфузии с постоянной скоростью без болюса, объем 60 мл, скорость инфузии 2 мл/ч, тип SZB-CX-F, REF 05060002002, LOT 20210529



Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт”
для непрерывной инфузии с постоянной скоростью без болюса, объём 60 мл,
скорость инфузии 2 мл/ч, тип SZB-CX-F, REF 05060002002, LOT 20210529
(стерильная упаковка)



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с постоянной скоростью без болюса, объем 60 мл,
скорость инфузии 2 мл/ч, тип SZB-CX-F, REF 05060002002, LOT 20210529
(маркировка стерильной упаковки)

1
Disposable infusion pump

Nominal volume: 60mL
Nominal flow rate: 2.0mL/hr
Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.



STERILE EO



CE 0123

Type: SZB-CX-F



05060002002



2021-05-29



20210529



2026-05-29



Zhejiang Runjiang Medical Instruments Co., Ltd.
No. 618 Dade Road, Jiaxing Xiuzhou District Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R. China

Tel: +86-573-88037135

Fax: +86-573-88110618



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вариант исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт” для непрерывной инфузии с постоянной скоростью без болюса, объем 500 мл, скорость инфузии 500 мл/ч, тип 2-SZB-CX-F, REF 05500500002, LOT 20210529



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с постоянной скоростью без болюса, объем 500 мл,
скорость инфузии 500 мл/ч, тип 2-SZB-CX-F, REF 05500500002, LOT 20210529
(стерильная упаковка)



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с постоянной скоростью без болюса, объём 500 мл,
скорость инфузии 500 мл/ч, тип 2-SZB-CX-F, REF 05500500002, LOT 20210529
(маркировка стерильной упаковки)

2

Disposable infusion pump

Nominal volume: 500mL
Nominal flow rate: 500mL/hr
Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.



STERILE EO



CE 0123

Type: SZB-CX-F

REF

05500500002



2021-05-29

LOT

20210529



2026-05-29



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.
No. 618 Dada Road, Juying Xuzhou District Juying City,
Zhejiang Province, P.R. China

Tel: +86-573-88037135

Fax: +86-573-88110618



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вариант исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт” для непрерывной инфузии с постоянной скоростью с болюсом, объём 150 мл, скорость инфузии 8 мл/ч, объём болюса 0,5 мл, отсрочка болюса 15 мин, тип 3-SZB-CZ-F, REF 07150008052, LOT 20210529



**Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с постоянной скоростью с болюсом, объём 150 мл,
скорость инфузии 8 мл/ч, объём болюса 0,5 мл, отсрочка болюса 15 мин,
тип 3-SZB-CZ-F, REF 07150008052, LOT 20210529 (стерильная упаковка)**



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с постоянной скоростью с болюсом, объём 150 мл,
скорость инфузии 8 мл/ч, объём болюса 0,5 мл, отсрочка болюса 15 мин,
тип 3-SZB-CZ-F, REF 07150008052, LOT 20210529
(маркировка стерильной упаковки)

Disposable infusion pump

Nominal volume: 150mL
Nominal flow rate: 8.0mL/hr
Bolus: 0.5mL/time/15min
Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.



STERILE EO



CE 0123

Type: SZB-CZ-F

REF

07150008052



2021-05-29

LOT

20210529



2026-05-29



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.
No. 618 Dade Road, Jiaxing Xuzhou District Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R. China

Tel: +86-573-88037135

Fax: +86-573-88110618



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Bismarckstr. 20, 20557 Hamburg, GERMANY
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вариант исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью без болюса, объем 60 мл,
скорость инфузии 0/1/2/3/4/5/6/7 мл/ч, тип 4-SZB-DX-F,
REF 17060301802, LOT 20210529



**Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт”
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью без болюса, объем 60 мл,
скорость инфузии 0/1/2/3/4/5/6/7 мл/ч, тип 4-SZB-DX-F, REF 17060301802,
LOT 20210529 (стерильная упаковка)**



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью без болюса, объём 60 мл,
скорость инфузии 0/1/2/3/4/5/6/7 мл/ч, тип 4-SZB-DX-F, REF 17060301802,
LOT 20210529 (маркировка стерильной упаковки)

Disposable infusion pump

Nominal volume: 60mL
Nominal flow rate: 0-1-2-3-4-5-6-7mL/hr
Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.



STERILE EO



CE 0123

Type: SZB-DX-F



17060301802



2021-05-29



20210529



2026-05-29



Zhejiang Rongxing Medical Instruments Co., Ltd.
No.618 Dade Road, Jiaxing Xuzhou District Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R.China


Tel: +86-573-38037135
Fax: +86-573-88110618



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 30, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вариант и исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт” для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью без болюса, объем 275 мл, скорость инфузии 0/5/10/15/20/25/30/35 мл/ч, тип 5-SZB-DX-F, REF 17275306802, LOT 20210529



Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт”
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью без болюса, объем 275 мл,
скорость инфузии 0/5/10/15/20/25/30/35 мл/ч, тип 5-SZB-DX-F,
REF 17275306802, LOT 20210529 (стерильная упаковка)



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью без болюса, объем 275 мл,
скорость инфузии 0/5/10/15/20/25/30/35 мл/ч, тип 5-SZB-DX-F, REF 17275306802,
LOT 20210529 (маркировка стерильной упаковки)

Disposable infusion pump

Nominal volume: 275mL
Nominal flow rate: 0-5-10-15-20-25-30-35mL/h
Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.

⚠ **STERILE** EO Ⓢ CE 0123

Type: SZB-DX-F

REF 17275306802 M 2021-05-29

LOT 20210529 ⌚ 2026-05-29

Zhejiang Runjiang Medical Instruments Co., Ltd.
No. 919 Dade Road, Jiaxing Xiazhou District Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R. China

Tel: +86-573-85057135

Fax: +86-573-88110618

Shenghui International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вариант исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт” для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью и болюсом объемом 0,5 мл, отсрочка болюса 15 минут, объем 100 мл, скорость инфузии 0/1/2/3/4/5/6/7 мл/ч, тип 6-SZB-DZ-F, REF 19100301852, LOT 20210529



Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт”
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью и болюсом объемом 0,5 мл,
отсрочка болюса 15 минут, объем 100 мл, скорость инфузии 0/1/2/3/4/5/6/7 мл/ч,
тип 6-SZB-DZ-F, REF 19100301852, LOT 20210529 (стерильная упаковка)



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с регулируемой скоростью и болюсом объемом 0,5 мл,
отсрочка болюса 15 минут, объем 100 мл, скорость инфузии 0/1/2/3/4/5/6/7 мл/ч,
тип 6-SZB-DZ-F, REF 19100301852, LOT 20210529
(маркировка стерильной упаковки)

Disposable infusion pump

Nominal volume: 100mL

Nominal flow rate: 0-1-2-3-4-5-6-7mL/hr

Bolus: 0.5mL/time 15min

Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.



STERILE EO



CE 0123

Type: SZB-DZ-F



19100301852



2021-05-29



20210529



2026-05-29



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.
No. 618 Dade Road, Jiaxing Xiaozhou District Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R. China
Tel: +86-573-83037135
Fax: +86-573-83410615



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Poststrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вариант исполнения: Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт” для непрерывной инфузии с 1 регулируемой скоростью и болюсом объемом 0,5 мл, отсрочка болюса 15 минут, объем 275 мл, скорость инфузии 0/2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, тип SZB-DZ-F, REF 19275302852, LOT 20210529



Помпа инфузионная стерильная одноразовая “НАТАНА ГРУПП Софт”
для непрерывной инфузии с 1 регулируемой скоростью и болюсом объемом 0,5 мл,
отсрочка болюса 15 минут, объем 275 мл, скорость инфузии 0/2/4/6/8/10/12/14 мл/ч,
тип SZB-DZ-F, REF 19275302852, LOT 20210529 (стерильная упаковка)



Помпа инфузионная стерильная одноразовая "НАТАНА ГРУПП Софт"
для непрерывной инфузии с 1 регулируемой скоростью и болюсом объёмом 0,5 мл,
отсрочка болюса 15 минут, объём 275 мл, скорость инфузии 0/2/4/6/8/10/12/14 мл/ч,
ип SZB-DZ-F, REF 19275302852, LOT 20210529 (маркировка стерильной упаковки)

Disposable infusion pump

Nominal volume: 275ml
Nominal flow rate: 0-2-4-6-8-10-12-14ml/hr
Bolus: 0.5ml/time/15min
Residual volume: <10%

- *This product is used for continuance minim infusion during clinical treatment.
- *Please read the instruction before use, for make sure patients security.
- *The period of validity for sterilization is two years.
- *Do not use it if the package is damaged.
- *Please stock the product in Shade and cool, dry and air place, and protection against moisture.
- *Before add medicine, please infuse the physiological brine needed for dilute the medicine, then add the medicine, for fear the un-diluted medicine flow into the pump pipeline.
- *Please infuse the stated dosage when use this product, do not over infuse, or it will effect the cure purpose.



STERILE EO



CE 0123

Type: SZB-DZ-F

REF

19275302852



2021-05-29

LOT

20210529



2026-05-29



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.
No.613 Dade Road, Jiaxing, Xuzhou District Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R.China

Tel: +86-573-88037135

Fax: +86-573-88110618



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)

Fifflstrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA

Вторичная упаковка (пример)



Транспортная упаковка (пример)





Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

(24) листов

