

ПОДТВЕРЖДАЮ


Главный врач
ООО «МЯТ»
Короид О.А.




«22» августа 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 / рубидий-82 по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021




Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 / рубидий-82 по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021 (вид спереди)





Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 / рубидий-82 по ТУ 26.60.11-00
18948294-2021 (вид сзади)




Блок передвижной (вид спереди)










Канюля «Мини-Спайк® Фильтр Микро-Тип» (MiniSpike® Filter Micro-Tip), производства B. Braun Melsungen AG, Германия, ФСЗ 2008/03190

B|BRAUN B|BRAUN B|BR

Mini-Spike® Filter Micro-Tip



2024-03




2019-03



19C20A8131



4550528




02158001



0815

6414354



STERILE R


CE 0123



B|BRAUN

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

Упаковка канюли «Мини-Спайк® Фильтр Микро-Тип» (MiniSpike® Filter Micro-Tip), производства B. Braun Melsungen AG, Германия, ФСЗ 2008/03190



Тайгоновая трубка




Cole-Parmer®
Delivering Solutions You Trust

TUBING


**LAST BOX?
Reorder NOW!**


Упаковка тайгоновых трубок (вид сверху)




Кран трехходовый запорный

Классификация электромагнитный







Шприц однократного применения, трехдетальный с наконечником "Луер-лок" номинальной вместимостью 150 мл, производства ООО "МИМ",
Россия. РЗН 2017/6650



Клапан обратный



Датчик давления



Датчик радиоактивности проточный



СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ГЕНЕРАТОРА СТРОНЦИЙ 82 / РУБИДИЙ 82

по ТУ 26.60.11-002-18948294 2021

ПУ №


от



Напряжение ~ 220 В ± 10 %
Частота 50 Гц



ООО "МНТ"
Адрес: 123098, город Москва, площадь
Академика Курчатова, 1, стр. 322
Контакты: +7 (495) 739-90-37
E-mail: info@mnutech.ru



SN

IS-1 1021 01


REF



15.10.2021

Сделано в России

Контейнер защитный для генератора с закрытой крышкой (вид сверху)



Контейнер защитный для генератора с открытой крышкой (вид сбоку)

**СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ГЕНЕРАТОРА СТРОНЦИЙ-82 / РУБИДИЙ-82**

по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021

ПУ №


от



Напряжение $\sim 220 \text{ В} \pm 10 \%$
Частота 50 Гц



IS-1-1021-01



15.10.2021




ООО "МЯТ"
Адрес: 123098, город Москва, площадь
Академика Курчатова, 1, стр. 322
Контакты: +7 (495) 739-90-37
E-mail: info@mnutech.ru





Сделано в России

Маркировка медицинского изделия «Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 / рубидий-82
по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021»




Система сбора отходов (общий вид)







Датчик радиоактивности



Датчик веса сосуда с отходами



Сосуд для отходов






Электронная панель на блоке управления








Концентратор сетевой (хаб)



Внешний вид медицинского изделия «Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021» с включенный программным обеспечением


Файл Процесс Вид Справка



Программа: D:\Флешка_носимая\RaChel Test\11_12_19Пролив 100 мл в отходы с интегрированием.prg

Шаг	Начало шага	Конец шага	Длительность, с	Комментарий
1	V1, Насос, D1	V1, Насос	67,00	Набор 105 мл
2	V1, V2, V3, V4, Насос, D1	V2, V3	200,00	Инфузия 100 мл через колонку
3	V2, V3	Насос	15,00	Додавливание 5 мл
4			600,00	Ожидание 10 минут

Графики процесса




Готово

NUM




EN 12:25 06.09.2021


Программное обеспечение




Кабели сетевые (комплект)



Кабели соединительные (комплект)




Кабель-шлейф (комплект) - вид сзади




Кабель-шлейф (комплект) - вид сбоку



Блок питания 24В



Источник бесперебойного питания



Класс аварийного отключения шприцевого насоса

Упа



Упаковка медицинского изделия «Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 / рубидий-82 по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021»



Маркировка на упаковке медицинского изделия «Система инфузионная автоматизированная генератора стронций-82 / рубидий-82 по ТУ 26.60.11-002-18948294-2021»

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

двадцати двух листах

