

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

Камнева А.И.

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся с иглой и без иглы,
стерильный»

Производства:

Riverpoint Medical LLC, 825 NE 25th Avenue Portland, OR 97232, United States

Варианты исполнения:

1. Материал шовный хирургический плетёный нерассасывающийся BroadBand:

Черно/Голубая лента, Черная лента, в составе:

1.1. Черно/Голубая лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 97 см (38 дюймов) - 1 шт.,

1.2. Черная лента шириной 1,5 мм диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 97 см (38 дюймов) - 1 шт.



2. Материал шовный хирургический плетёный нерассасывающийся BroadBand:

Черно/Голубая лента длиной 102 см (40 дюймов) с иглой, Голубая лента длиной 102 см (40 дюймов) с иглой, в составе:

2.1. Черно/Голубая лента шириной 2,3 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,700-0,899 мм длиной 102 см (40 дюймов) с иглой длиной 77 мм, обратно режущей, 3/8 - 1 шт.,


2.2. Голубая лента шириной 2,3 мм диаметром круглого в сечении концевой участка 0,700-0,899 мм длиной 102 см (40 дюймов) с иглой длиной 77 мм, обратно режущей, 3/8 - 1 шт.



3. Материал шовный хирургический плетёный нерассасывающийся BroadBand:

Голубая лента длиной 64 см (25 дюймов), в составе:

3.1. Голубая лента шириной 1,5 мм диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 64 см (25 дюймов) с петлей длиной 13 см (5 дюймов) - 1 шт.



4. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Черно/Голубая лента, в составе:

4.1. Черно/Голубая лента шириной 1,5 мм диаметром круглого в сечении концевого участка 0,500-0,699 мм длиной 64 см (25 дюймов) с петлей длиной 13 см (5 дюймов) - 1 шт.



5. Материал шовный хирургический плетёный нерассасывающийся BroadBand:

Голубая лента длиной 76 см (30 дюймов), в составе:

5.1. Голубая лента шириной 1,5 мм диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 76 см (30 дюймов) с петлей длиной 8 см (3 дюйма) - 1 шт.



6. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Черная лента, в составе:

6.1. Черная лента шириной 1,5 мм диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 76 см (30 дюймов) с петлей длиной 8 см (3 дюймов) - 1 шт.



7. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Голубая лента с иглой конической, в составе:

7.1. Голубая лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 66 см (26 дюймов) с петлей длиной 64 см (25 дюймов) с иглой длиной 26 мм, конической 1/2 - 1 шт.



8. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Голубая лента с иглой прямой, в составе:

8.1. Голубая лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 66 см (26 дюймов) с петлей длиной 64 см (25 дюймов) с иглой длиной 60 мм, прямой - 1 шт.



9. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Черно/Голубая лента с иглой конической, в составе:

9.1. Черно/Голубая лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 66 см (26 дюймов) с петлей длиной 64 см (25 дюймов), с иглой длиной 26 мм, конической 1/2 - 1 шт.



10. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Черно/Голубая лента с иглой прямой, в составе:

10.1. Черно/Голубая лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 66 см (26 дюймов) с петлей длиной 64 см (25 дюймов) с иглой длиной 60 мм, прямой - 1 шт.



11. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Черно/Голубая лента длиной 61 см (24 дюйма) с иглой, Голубая лента длиной 61 см (24 дюйма) с иглой, в составе:

11.1. Черно/Голубая лента шириной 2,3 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,700-0,899 мм длиной 61 см (24 дюйма) с петлей длиной 58 см (23 дюйма), с иглой длиной 48 мм, обратно режущей, 1/2 - 1 шт.,

11.2. Голубая лента шириной 2,3 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,700-0,899 мм длиной 61 см (24 дюйма) с петлей длиной 58 см (23 дюйма), с иглой длиной 48 мм, обратно режущей, 1/2 - 1 шт.



12. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Бело/Голубая лента с иглой, Черная лента с иглой, в составе:

12.1. Бело/Голубая лента шириной 2,3 мм, диаметром круглого в сечении концевого участка 0,700-0,899 мм длиной 61 см (24 дюйма) с петлей длиной 58 см (23 дюйма), с иглой длиной 48 мм, обратно режущей, 1/2 - 1 шт.,


12.2. Черная лента шириной 2,3 мм, диаметром круглого в сечении концевого участка 0,700-0,899 мм длиной 61 см (24 дюйма) с петлей длиной 58 см (23 дюйма), с иглой длиной 48 мм, обратно режущей, 1/2 - 1 шт.



13. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:

Голубая лента для мениска с двумя иглами, в составе:

13.1. Голубая лента для мениска шириной 1,0 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,300 - 0,399 мм длиной 76 см (30 дюймов) с двумя иглами-троакарами прямой длиной 254 мм (10 дюймов) - 1 шт.



14. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся MaxBraid:

Черно/Голубая нить диаметром 0,500-0,699 мм, Голубая нить диаметром 0,500-0,699 мм, в составе:

14.1. Черно/Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,500-0,699 мм - 1 шт.,

14.2. Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,500-0,699 мм - 1 шт.



15. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся MaxBraid:

Черно/Голубая нить диаметром 0,500-0,699 мм с иглой, Голубая нить диаметром 0,500-0,699 мм с иглой, в составе:

15.1. Черно/Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,500-0,699 мм с иглой длиной 26 мм, конической 1/2 - 1 шт.,

15.2. Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,500-0,699 мм с иглой длиной 26 мм, конической 1/2 - 1 шт.



16. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся MaxBraid:

Черно/Голубая нить диаметром 0,700-0,899 мм с иглой, Голубая нить диаметром 0,700-0,899 мм с иглой, в составе:

16.1. Черно/Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,700-0,899 мм с иглой длиной 26 мм, конической 1/2 - 1 шт.,

16.2. Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,700-0,899 мм с иглой длиной 26 мм, конической 1/2 - 1 шт.




17. Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся MaxBraid:

Черно/Голубая нить с иглой 48 мм, Голубая нить с иглой 48 мм, в составе:

17.1. Черно/Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,700-0,899 мм с иглой длиной 48 мм, обратно режущей, 1/2 - 1 шт.,

17.2. Голубая нить длиной 91 см (36 дюймов) диаметром 0,700-0,899 мм с иглой длиной 48 мм, обратно режущей, 1/2 - 1 шт.





Пример наклеек для пациента – не более 5 шт.,

REF CM-0322

BroadBand™ Tape

Distributed by:

Cayenne Medical, a Zimmer Biomet Company

Scottsdale, AZ 85260 | 800-613-6131

LOT 19110107

ZB-SWAGE-P01

REF CM-0322

BroadBand™ Tape

Distributed by:

Cayenne Medical, a Zimmer Biomet Company

Scottsdale, AZ 85260 | 800-613-6131

LOT 19110107

ZB-SWAGE-P01

REF CM-0322

BroadBand™ Tape

Distributed by:

Cayenne Medical, a Zimmer Biomet Company

Scottsdale, AZ 85260 | 800-613-6131

LOT 19110107

ZB-SWAGE-P01

REF CM-0322

BroadBand™ Tape


Distributed by:

Cayenne Medical, a Zimmer Biomet Company

Scottsdale, AZ 85260 | 800-613-6131

LOT 19110107

ZB-SWAGE-P01



Макет маркировки на русском языке

Материал шовный хирургический плетеный нерассасывающийся BroadBand:
Черно/Голубая лента, Черная лента, в составе: 1. Черно/Голубая лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 97 см (38 дюймов) - 1 шт., 2. Черная лента шириной 1,5 мм, диаметром круглого в сечении концевой участка 0,500-0,699 мм длиной 97 см (38 дюймов) - 1 шт., 3. Наклейки для пациента – не более 5 шт., 4. Инструкция по применению - 1 шт.

Производитель: Риверпоинт Медикал ЛЛС США XXXXXX

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ»

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;

Тел: (495) 980 08 95

Регистрационное удостоверение № XXX **от** ЧЧ.ММ.ГГГГ

Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: см. упаковку
см. инструкцию
см. символы на упаковке

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 22 (двадцать два) листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.

202 2 Г.