

Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный», производства ООО «Компания Алкор Био»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 200-85

На коробку:

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО www.alkorbio.ru

V001

Для профессионального применения

LOT

E004

**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**

2021-10-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный», по ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

LOT E004
REF 200-85
IVD

2021-02-06
2021-10-06
Σ 96
Biohazard symbol



Состав набора:

- | | | | |
|---|---------|--|--------|
| 1. Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 | 1 упак. | 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. | 9. Стрипы чистые | 1 шт. |
| 3. Контрольная проба | 1 фл. | 10. Одноразовый наконечник | 16 шт. |
| 4. Буфер А | 1 фл. | 11. Одноразовая ванночка | 2 шт. |
| 5. Конъюгат Е | 1 фл. | 12. Пленка для ИФА планшетов | 2 шт. |
| 6. Буфер Н (20X) | 1 фл. | 13. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. | | |

ТУ 21.20.23-574-98539446-2021
РУ №

**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

2021-10-06

LOT E004

Для профессионального применения

V001

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО www.alkorbio.ru

На флаконы (стрипы):

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №1 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
0 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
125 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №5 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
500 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №2 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
10 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
250 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №6 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
1000 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 200-85

На флаконы (стрипы):

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантным
антигеном SARS-CoV-2
**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**
серия № **004**
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Стрипы чистые
**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**
серия № **004**
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный
объем 25 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)
объем 50 мл
серия № H086
годен до 2022-09-30
хранить при +2...+8 °C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный
объем 14 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001



АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 14 мл
серия № 551a
годен до 2023-09-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

АЛКОР БИО
Контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
150-300 BAU/mL, годен до 2021-10-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
только для диагностики in vitro

V002



АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 157AB
годен до 2023-03-06
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток



Кат. № 200-85A

На коробку:

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

Для профессионального применения
V001 F1

LOT E004

2021-10-06

**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**

ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО

SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный», по ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

LOT E004
REF 200-85A
IVD

2021-02-06
2021-10-06
Σ %
+8
+2
°C
!

ТУ 21.20.23-574-98539446-2021
РУ №

Состав набора:

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-------|
| 1. Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 | 1 упак. | 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. | 9. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт. |
| 3. Контрольная проба | 1 фл. | | |
| 4. Буфер А | 1 фл. | | |
| 5. Конъюгат Е | 1 фл. | | |
| 6. Буфер Н (20X) | 1 фл. | | |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. | | |

**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**



2021-10-06

LOT E004

Для профессионального применения

F1

V001

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

На флаконы (стрипы):

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №1 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
0 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
125 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №5 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
500 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №2 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
10 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
250 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №6 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
1000 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 200-85A

На флаконы (стрипы):

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
серия № **004**
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
объем 14 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 157AB
годен до 2023-03-06
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
объем 25 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)
объем 50 мл
серия № H086
годен до 2022-09-30
хранить при +2...+8 °C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 50 мл
серия № 551a
годен до 2023-09-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
150-300 BAU/mL
объем 0,5 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
готов к использованию
хранить при +2...+8 °C
только для диагностики in vitro

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

группа компаний
АЛКОР-БИО

Кат. № 200-86

На коробку:

SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD)

«SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный», по ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

Состав набора:

- | | | | |
|---|---------|---|--------|
| 1. Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 | 2 упак. | 8. Стоп-реагент | 2 фл. |
| 2. Калибровочные пробы | 12 фл. | 9. Стрипы чистые | 2 шт. |
| 3. Контрольная проба | 2 фл. | 10. Одноразовый наконечник | 16 шт. |
| 4. Буфер А | 2 фл. | 11. Одноразовая ванночка | 2 шт. |
| 5. Конъюгат Е | 2 фл. | 12. Пленка для ИФА планшетов | 4 шт. |
| 6. Буфер Н (20Х) | 2 фл. | 13. Пленка закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт. |
| 7. Раствор ТМБ | 2 фл. | | |

LOT E004

REF 200-86

2021-02-05

2021-10-06



**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**

LOT E004



2021-10-06


ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

РУ №

Для профессионального применения

V001

F1



LOT

E004



2021-10-06

**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**

ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

РУ №

Для профессионального применения

V001

F1



Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 200-86

На флаконы (стрипы):

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №1 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
0 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 шт

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №2 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
10 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 шт

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
125 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 шт

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
250 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 шт

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №5 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
500 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 шт

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №6 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
1000 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 шт

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

-2 уп

АЛКОР БИО
Стрипы чистые
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

-2 уп

АЛКОР БИО
Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
объем 25 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

-2 фла

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)
объем 50 мл
серия № H086
годен до 2022-09-30
хранить при +2...+8°C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

-2 фла

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
объем 14 мл
серия № 004
годен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

-2 фла

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 157AB
годен до 2023-03-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

-2 фла

АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 14 мл
серия № 551a
годен до 2023-09-16
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

-2 фла

АЛКОР БИО
Контрольная проба V002
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
150-300 BAU/mL годен до 2021-10-06
объем 0,5 мл готов к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

-2 фла

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

Кат. № 200-86A

На коробку:

SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD)

«SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный». по ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

Состав набора:

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-------|
| 1. Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 | 2 упак. | 8. Стоп-реагент | 2 фл. |
| 2. Калибровочные пробы | 12 фл. | 9. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт. |
| 3. Контрольная проба | 2 фл. | | |
| 4. Буфер А | 2 фл. | | |
| 5. Конъюгат Е | 2 фл. | | |
| 6. Буфер Н (20X) | 2 фл. | | |
| 7. Раствор ТМБ | 2 фл. | | |



E004



200-86A



2021-02-08



2021-10-08



SARS-CoV-2ИФА- анти-RBD-количественный



E004



2021-10-08

ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

РУ №

Для профессионального применения

V001

F1



E004



2021-10-08

SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный

ТУ 21.20.23-574-98539446-2021

РУ №


Для профессионального применения

V001

F1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену
поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2
(анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 200-86А

На флаконы (стрипы):

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №1 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
0 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №2 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
10 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
125 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
250 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №5 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
500 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №6 V001
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
1000 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 1,8 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантным
антигеном SARS-CoV-2
**SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный**
серия № 004
голен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный
объем 14 мл
серия № 004
голен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-
анти-RBD-количественный
объем 25 мл
серия № 004
голен до 2021-10-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)
объем 50 мл
серия № H086
голен до 2022-09-30
хранить при +2...+8°C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 157AB
голен до 2023-03-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 14 мл
серия № 551а
голен до 2023-09-16
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

- 2 фл

АЛКОР БИО
Контрольная проба V002
SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный
150-300 BAU/mL голен до 2021-10-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № 004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

- 2 фл

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (девят) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев




Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену
поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2
(анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.



COVID-19-анализатор

Система для проведения экспресс-анализа на наличие антител к SARS-CoV-2 в образцах биологических жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Диагностика COVID-19 в амбулаторных условиях.

Преимущества:

- Высокая чувствительность и специфичность.
- Простота использования.
- Быстрый результат (15 минут).
- Не требует сложной подготовки образцов.

Параметр	Единица измерения	Значение
Чувствительность	%	≥ 95
Специфичность	%	≥ 95
Время анализа	мин	15
Объем образца	мкл	10
Температура хранения	°C	2-8

Комплектация:

- 1. Набор реагентов (10 шт).
- 2. Набор планшетов (10 шт).
- 3. Набор пипеток (10 шт).
- 4. Набор пробирок (10 шт).

Условия хранения: 2-8°C, срок годности 12 месяцев.

ANON-2000

SARS-CoV-2-ИФА-анализатор

Система для проведения экспресс-анализа на наличие антител к SARS-CoV-2 в образцах биологических жидкостей.

Преимущества:


- Высокая чувствительность и специфичность.
- Простота использования.
- Быстрый результат (15 минут).
- Не требует сложной подготовки образцов.




Параметр	Единица измерения	Значение
Чувствительность	%	≥ 95
Специфичность	%	≥ 95
Время анализа	мин	15
Объем образца	мкл	10
Температура хранения	°C	2-8

Комплектация:

- 1. Набор реагентов (10 шт).
- 2. Набор планшетов (10 шт).
- 3. Набор пипеток (10 шт).
- 4. Набор пробирок (10 шт).

Условия хранения: 2-8°C, срок годности 12 месяцев.





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

5 (пять) лист 06

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Е. Полинцев

