

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»
А.В. Шаламов



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей

Производитель Мерит Медикал Системс, Инк., США.


Merit Medical Systems, Inc.

Юридический адрес: 1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA

Вариант исполнения

1. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:


- игла биопсийная, диаметром 14 G (2,1 мм), 16 G (1,6 мм), 18 G (1,25 мм), 20 G (0,9 мм), длиной 6 см, 9 см, 11 см, 15 см, 20 см, 25 см – 1 шт.;
- интродьюсер коаксиальный, диаметром 13,5 G (2,45 мм), 15 G (1,8 мм), 17 G (1,45 мм), 19 G (1,1 мм); длиной: 6 см; 10 см; 15 см – 1 шт. (при необходимости),
- инструкция по применению.






2. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:

- игла биопсийная, диаметром 14 G (2,1 мм), 16 G (1,6 мм), 18 G (1,25 мм), 20 G (0,9 мм), 22 G (0,7 мм), длиной 6 см, 9 см, 11 см, 15 см, 20 см, 25 см – 1 шт.;
- интродьюсер коаксиальный, диаметром 13,5 G (2,45 мм), 15 G (1,8 мм), 17 G (1,45 мм), 19 G (1,1 мм); 20 G (0,9 мм); длиной: 6 см; 10 см; 15 см – 1 шт. (при необходимости),
- инструкция по применению.







3. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, диаметром 14 G (2,1 мм), 16 G (1,6 мм), 18 G (1,25 мм), 20 G (0,9 мм), 22 G (0,7 мм), длиной 11 см, 15 см, 20 см – 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, диаметром 13,5 G (2,45 мм), 15 G (1,8 мм), 17 G (1,45 мм), 19 G (1,1 мм); 20 G (0,9 мм); длиной: 6 см; 10 см; 15 см – 1 шт.,


- инструкция по применению.






4. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:

- игла биопсийная, диаметром 14 G (2,1 мм), 16 G (1,6 мм), 18 G (1,25 мм), 20 G (0,9 мм), длиной 6 см, 11 см, 15 см, 20 см – 1 шт.;
- интродьюсер коаксиальный, диаметром 13,5 G (2,45 мм), 15 G (1,8 мм), 17 G (1,45 мм), 19 G (1,1 мм); длиной: 6 см; 10 см; 15 см – 1 шт,
- инструкция по применению






Пример маркировки медицинского изделия, включая русскоязычный стикер для обращения на территории Российской Федерации

MERIT MEDICA

REF CA1620 VERSION B **16G x 20.0 cm**

ACHIEVE
Programmable Automatic Biopsy System



15G x 15.0 cm

16G x 20.0 cm

000081238635

REF CA1620 VERSION B

LOT I1710769

2018-09-30 Use By: 2023-09-30

STERILE EO

Single Use Do not resterilize

Do not use if package is damaged Caution: Consult accompanying documents

Rx ONLY **5 Units**

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095 U.S.A. 1-801-253-1600
U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

EC REP Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com

Medical Device
Made in Mexico

CE 2797

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис»,
Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий
переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-
221-89-02

Регистрационное удостоверение: №
XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.
XXXX

Набор для получения биопсийных
образцов из мягких тканей Achieve,
с иглой 16 G (1,6 мм),
интродьюсером 15 G (1,8 мм)

Нетоксично. Условия хранения от
+5°C до +27 °C
Условия транспортировки от -35°C
до +55 °C

Пример групповой упаковки медицинского изделия





ТЕХПАВБИИ
ДИРЕКТОР
ШААМОВ А.Б.