



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

На медицинское изделие

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Мерит Медикал Системз, Инк.", США,

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA

Производитель

"Мерит Медикал Системз, Инк.", США,

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-50156/98825 от 18.05.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 21 апреля 2023 года № 2567
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0071893

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 апреля 2023 года

№ РЗН 2023/20136

Лист 1

На медицинское изделие

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей,
варианты исполнения:

1.1. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.2. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.3. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.4. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.5. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.


1.6. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.7. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0122272

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 2

шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.8. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.9. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.10. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.11. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

1.12. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Achieve, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

2.1. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temp, в составе:


- игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

2.2. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temp, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0122273


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 3

- игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.3. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.4. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.5. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.6. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.7. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.8. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Темпо, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0122274

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 4

- 2.9. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.10. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.11. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.12. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.13. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 22 G (0,7 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 2.14. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 22 G (0,7 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 3.1. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0122275



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 5

длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

3.2. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

3.3. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

3.4. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

3.5. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

3.6. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;


- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

3.7. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0122276


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 6

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 3.8. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 22 G (0,7 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 3.9. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno ADJUSTABLE, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 22 G (0,7 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 4.1. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 4.2. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 4.3. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 14 G (2,1 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 13,5 G (2,45 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 4.4. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:
 - игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0122277

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 7

шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

4.5. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

4.6. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 16 G (1,6 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 15 G (1,8 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

4.7. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

4.8. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:

- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

4.9. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:


- игла биопсийная, наружным диаметром 18 G (1,2 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;

- интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 17 G (1,4 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

4.10. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0122278

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 апреля 2023 года № РЗН 2023/20136

Лист 8

- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 11 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 6 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 4.11. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 10 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.
- 4.12. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей Temno Evolution, в составе:
- игла биопсийная, наружным диаметром 20 G (0,9 мм), эффективной длиной 20 см - 1 шт.;
 - интродьюсер коаксиальный, наружным диаметром 19 G (1,1 мм), эффективной длиной 15 см - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на групповую упаковку из 5 наборов.

Место производства:

1. Merit Medical Systems Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA.
2. Merit Maquiladora Mexico, S. DE R.L. DE C.V., Avenida Sor Juana Ines de la Cruz 19970 Interior B, Edificio 2, Parque Industrial Frontera Tijuana, Baja California, 22630, MEXICO.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0122280