

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

И.В. Урсу
« 01 » 2021 г.
МП




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Система транспортная со средой Кэри-Блэйра
по ТУ 20.59.52-004-18847814-2021**

г. Дубна, 2021

1.1. «Система транспортная R00061 со средой Кэри-Блэяра жидкой, материал тампона вискоза».







1.2. «Система транспортная R00064 со средой Кэри-Блэйра агаризованной, материал тампона вискоза».





ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00064

«Система транспортная R00064»
из серии Курь-Белый
аппаратной.

Материал упаковки: пластик
ТУ 20.59.52-004-1984/314-2021

REF: R00064

Система: прибор с транспортной
серией Курь-Белый аппаратной
(4-м), стандартный комплект
(модель) - 1 шт.

Для профессионального
применения

Р/У № _____ 07.00.00.00004

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

LOT

0016 07 2023

STERILE M

IVD

Производитель: ООО ТЕРРАМЕД
Адрес: г. Москва, ул. Дубна,
д. 10, стр. 1

Пронумеровано, прочито и скреплено печатью 4 листа/-ов

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

Урсу урсу



РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ООО «Полипак»

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»



А.В. Левкович

2021 г.



И.В. Урсу

2021 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИ

Система транспортная со средой Кэри-Блэйра

по ТУ 20.59.52-004-18847814-2021

г. Дубна, 2021

1. Маркировка этикетки пробирки со средой

Система транспортная R00064

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD LOT



Хранить не более 48 часов с момента взятия пробы
Пробирка с транспортной средой Кэри-Блэйдера
агаризованной (4 мл) REF R00064

Изготовитель:
ООО «ПОЛИГЕМ» **ПОЛИГЕМ**

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.


Система транспортная R00061

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD LOT



Хранить не более 48 часов с момента взятия пробы
Пробирка с транспортной средой Кэри-Блэйдера
жидкой (2 мл) REF R00061

Изготовитель:
ООО «ПОЛИГЕМ» **ПОЛИГЕМ**

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00061

«Система транспортная R00061
со средой Кари-Блэйд жидкой,
материал тампона вискоза»
ТУ 20.59.52-004-18847814-2021

REF R00061

Состав: пробирка с транспортной
средой Кари-Блэйд жидкой (2 мл),
стандартный зонд-тампон
(вискоза) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

1



2



3



4



5



LOT



+28°C
+2°C

STERILE R



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1.

2. маркировка индивидуального изделия (оплеченной) упаковки медицинского изделия (продолжение)

ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00064

«Система транспортная R00064
со средой Кари-Блэяра
агаризованной,
материал тампона вискоза»
ТУ 20.59.52-004-18847814-2021

REF R00064

Состав: пробирка с транспортной
средой Кари-Блэяра агаризованной
(4 мл), стандартный зонд-тампон
(вискоза) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

1



2



3



4



5



LOT



+28°C
+2°C

STERILE R



IVD



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1.

3. Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия



Срок годности (мм гггг) — см. на упаковке.
 Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).
 Возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.
 Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях хранения не допускать воздействия прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе использования действия прямых солнечных лучей и влаги, солнечного света, огня, испарений.
 Основные хранения и транспортировки:
 Изделие с транспортной средой Кари-Блэра аэризованной (4 мл), стандартный зонд-тампон (вискоза) — 1 шт.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Способ применения:
 Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения образцов биологического материала, потенциально содержащего бактерии III — IV групп патогенности. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии — см. в инструкции по применению.
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R0064»
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R0064 СО СРЕДОЙ КАРИ-БЛЭРА АЭРИЗОВАННОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
 TV 20.59.52-004-18847814-2021



Срок годности (мм гггг) — см. на упаковке.
 Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).
 Возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.
 Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях хранения не допускать воздействия прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе использования действия прямых солнечных лучей и влаги, солнечного света, огня, испарений.
 Основные хранения и транспортировки:
 Изделие с транспортной средой Кари-Блэра жидкой (2 мл), стандартный зонд-тампон (вискоза) — 1 шт.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Способ применения:
 Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения образцов биологического материала, потенциально содержащего бактерии III — IV групп патогенности. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии — см. в инструкции по применению.
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R0061»
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R0061 СО СРЕДОЙ КАРИ-БЛЭРА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
 TV 20.59.52-004-18847814-2021

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Фрагмент 1

		
ПОЛИГЕМ ПОЛИМЕДИКА	ПОЛИГЕМ ПОЛИМЕДИКА	 

Фрагмент 2

		
ПОЛИГЕМ ПОЛИМЕДИКА	ПОЛИГЕМ ПОЛИМЕДИКА	 

Фрагмент 3

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 1)

	ПОЛИГЕМ СЕРВИС ИНСЕРВИС	 ↑ OPEN
	ПОЛИГЕМ СЕРВИС ИНСЕРВИС	

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 2)

	  OPEN	
	     	

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 3)

ПОЛИГЕМ

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Обозначение транспортной этикетки
(располоение может отличаться)

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00061

Система транспортная R00061 со средой Кэри-Блэяра жидкой,
материал тампона вискоза
ТУ 20.59.52-004-18847814-2021

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

РУ № _____ от XX.XX.XXXX г.



XXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



R00061

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг



Стерильно



Условия хранения и транспортировки:
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00064

Система транспортная R00064 со средой Кэри-Блэяра агаризованной,
материал тампона вискоза
ТУ 20.59.52-004-18847814-2021

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

РУ № _____ от XX.XX.XXXX г.



XXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



R00064

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг



Стерильно



Условия хранения и транспортировки:
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

