


РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ООО «Полипак»

 А.В. Левкович

«» 2021 г.

МП



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

 И.В. Урсу

«» 2021 г.

МП



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИ

Система транспортная со средой для вирусов

по ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

г. Дубна, 2021

1. Маркировка этикетки пробирки со средой

Система транспортная R00084

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD LOT



Хранить при +2...+28°C не более 48 ч или при +2...+8°C не более 120 ч с момента взятия пробы
Пробирка с транспортной средой для вирусов (2мл) REF R00084

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ» **ПОЛИГЕМ**

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

Система транспортная R00085

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD LOT



Хранить при +2...+28°C не более 48 ч или при +2...+8°C не более 120 ч с момента взятия пробы
Пробирка с транспортной средой для вирусов (2мл) REF R00085

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ» **ПОЛИГЕМ**

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

Система транспортная R00086

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD LOT



Хранить при +2...+28°C не более 48 ч или при +2...+8°C не более 120 ч с момента взятия пробы
Пробирка с транспортной средой для вирусов (2мл) REF R00086

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ» **ПОЛИГЕМ**

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

Система транспортная R00386

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD LOT



Хранить при +2...+28°C не более 48 ч или при +2...+8°C не более 120 ч с момента взятия пробы
Пробирка с транспортной средой для вирусов (2мл) REF R00386

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ» **ПОЛИГЕМ**

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

1



ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00085

«Система транспортная R00085
со средой для вирусов,
материал тампона вискоза»
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

REF R00085

Состав: пробирка с транспортной
средой для вирусов (2 мл),
стандартный зонд-тампон
(вискоза) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от _____.XXXX г.



LOT



STERILE R



Изготовитель: ООО "ПОЛИГЕМ",
Адрес производства: 141963, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00086


«Система транспортная R00086
со средой для вирусов,
2 зонда-тампона,
материал тампонов нейлон»
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

REF R00086

Состав: пробирка с транспортной
средой для вирусов (2 мл),
стандартный зонд-тампон
(нейлон) – 1 шт.,
назофарингеальный зонд-тампон
(нейлон) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.



LOT



STERILE R



Изготовитель ООО "ПОЛИГЕМ",
Адрес производства 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00386

«Система транспортная R00386
со средой для вирусов,
2 зонда-тампона, материал
тампонов нейлон, 2 крышки»
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

REF R00386

Состав: пробирка с транспортной
средой для вирусов (2 мл),
стандартный зонд-тампон (нейлон)
– 1 шт., назофарингеальный
зонд-тампон (нейлон) – 1 шт.,
дополнительная крышка – 1 шт.
(нестерильна, упакована отдельно).

Для профессионального
применения

РУ № _____ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.



LOT



+2°C
+28°C

STERILE R



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1.

3. Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00084

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00084 СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА НЕЙЛОН

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ ПО ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изделие предназначено для отбора, транспортирования и хранения образцов биологического материала, потенциально содержащего вирусы. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PY Na OT XOLXOLXOLX F

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой для вирусов (2 мл); стандартный зонд-тампон (нейлон) — 1 шт.

Условия хранения и транспортировки:

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искробразования,

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гттг) — см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00085

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00085 СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ ПО ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изделие предназначено для отбора, транспортирования и хранения образцов биологического материала, потенциально содержащего вирусы. Функциональное назначение – вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PY No. OT JOL JOL XXXX E

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой для вирусов (2 мл): стандартный зонд-тампон (вискоза) — 1 шт.

Условия хранения и транспортировки:

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия влаги, солнечного света, огня, искробразования.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гтт) — см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00086

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00086 СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ, 2 ЗОНДА-ТАМПОНА, МАТЕРИАЛ ТАМПОНОВ НЕЙЛОН

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ ПО ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изделие предназначено для отбора, транспортирования и хранения образцов биологического материала, потенциально содержащего вирусы. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ПУ № _____ ОТ ХХ.ХХ.ХХХХ Г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой для вирусов (2 мл); стандартный зонд-тампон (нейлон) - 1 шт.; назофарингеальный зонд-тампон (нейлон) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки:

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00386

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00386 СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ, 2 ЗОНДА-ТАМПОНА, МАТЕРИАЛ ТАМПОНОВ НЕЙЛОН, 2 КРЫШКИ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ДЛЯ ВИРУСОВ ПО ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изделие предназначено для отбора, транспортирования и хранения образцов биологического материала, потенциально содержащего вирусы. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ПУ № _____ ОТ ХХ.ХХ.ХХХХ Г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой для вирусов (2 мл); стандартный зонд-тампон (нейлон) - 1 шт.; назофарингеальный зонд-тампон (нейлон) - 1 шт.; дополнительная крышка - 1 шт. (нестерильна, упакована отдельно).

Условия хранения и транспортировки:

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Фрагмент 1		Фрагмент 2	
 		 	
ПОЛИГЕМ 	ПОЛИГЕМ    	ПОЛИГЕМ 	ПОЛИГЕМ    

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 1)

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 2)

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 3)

ПОЛИГЕМ

 СДЕЛАНО
В РОССИИ



Обозначение транспортной этикетки
(расположение может отличаться)

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00084

Система транспортная R00084 со средой для вирусов,
материал тампона нейлон
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

LOT

XXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF

R00084

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг

STERILE R

Стерильно



Условия хранения и транспортировки:
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00085

Система транспортная R00085 со средой для вирусов,
материал тампона вискоза
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

LOT

XXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF

R00085

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг

STERILE R

Стерильно



Условия хранения и транспортировки:
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00086

Система транспортная R00086 со средой для вирусов,
2 зонда-тампона, материал тампонов нейлон
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.



XXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



R00086

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг



Стерильно



Условия хранения и транспортировки:

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.



Стерильно



СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00386

Система транспортная R00386 со средой для вирусов,
2 зонда-тампона, материал тампонов нейлон, 2 крышки
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.



XXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



R00386

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг



Стерильно



Условия хранения и транспортировки:

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования.

6. Маркировка этикетки на упаковку с дополнительными крышками
(только для варианта исполнения R00386)

Система транспортная R00386

Система транспортная R00386 со средой для вирусов,
2 зонда - тампона, материал тампонов нейлон, 2 крышки
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

РУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

REF R00386

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА

40 шт.

LOT XXXXX  ММ ГГГГ     

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28 °С
и относительной влажности воздуха не более 70%

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

Примечание. Этикетка может быть напечатана в черно – белом варианте по согласованию с заказчиком

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 16 листа/-ов


ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»
Уриц И.В.



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

И.В. Урсу
« 01 » 2021 г.
МП



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система транспортная со средой для вирусов
по ТУ 20.59.52-002-18847814-2021**

г. Дубна, 2021





ПОЛИТЕМ

«Система транспортная Р00084»
 от фирмы для перевозки
 опасных веществ
 в соответствии с
 ГОСТ 20.99.52-002-98/19714-002-1

REF: R00084

Содержит: 1 шт.
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)


Доп. информация: 1 шт.
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)


Р/У № 07.10.10.1000.1

1 

2 

3 

4 

5 

LOT 0224 07 2023

Исходные данные: 1 шт.
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)
 1 шт. (1 шт. в упаковке)



1.2. «Система транспортная R00085 со средой для вирусов, материал тампона вискоза»







ПОЛИГЕМ

Система транспортная R00085
«Система транспортная R00085»
св. средой для вирусов
материал тонкопленочный
ТУ 20.59.52-000-18847514-2021

REF: R00085

Состав: прибор с транспортной средой для вирусов (2 мл), стандартный зонд-зонд (алюминий) – 1 шт.

Для профессионального применения

ру № _____ от 07.09.2023 г.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

LOT 0225 07 2023


STERILE

IVD

Производитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес: 141000, Россия, Московская обл., г. Балашиха
г. Балашиха, д. 26, А, стр. 1

1.3. «Система транспортная R00086 со средой для вирусов, 2 зонда-тампона, материал тампонов нейлон»






1.4. «Система транспортная R00386 со средой для вирусов, 2 зонда-тампона, материал тампонов нейлон, 2 крышки»







ПОЛИГЕМ

Система транспортная Р00386
«Система транспортная Р00386»
со средой для вирусов,
2 зонда-пипетки, материал
транспортной упаковки, 2 крышки
ТУ 20.59.52-002-18847814-2021

REF R00386

Состав: пробирка с транспортной
средой для вирусов (2 шт.),
стандартный зонд-пипетка (нейлон)
– 1 шт., наконечник зонда-пипетки
(полипропилен) – 1 шт.,
дополнительная крышка – 1 шт.,
инструкция, упаковка стерильная.

Для профилактического
применения

RV № 07.08.08.00.0.0

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOT

0227 07 2023



Исполнитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Средства профилактики ТАБМ, Россия,
Москва, ул. ...
г. ...



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 14 листа/-ов

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

Урку Урку И.В.

