

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:

Микротом криостатический Cryostat microtome 6250

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Кокотов О.Б.



Версия 2

Микротом криостатический Cryostat microtome 6250

в составе:


1. Основной модуль Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 (6250 Main unit) - 1 шт.
2. Держатель лезвия (Blade holder) - не более 30 шт. (при необходимости).
3. Диски для образцов (Specimen discs) - не более 30 комплектов по 5 шт. (при необходимости).
4. Диски для образцов 34 мм (34mm specimen discs) - не более 30 комплектов по 5 шт. (при необходимости).
5. Лоток для отходов (Waste trough) - не более 30 шт. (при необходимости).
6. Молоточек для отвода тепла (Heavy hammer)- не более 30 шт. (при необходимости).
7. Ключ для винтов с головкой под торцевой ключ (Socket head screw wrench) - не более 30 шт. (при необходимости).
8. Кисточка (Brush) - не более 30 шт. (при необходимости).
9. Кисточка № 5 (No.5 Brush) - не более 30 шт. (при необходимости).
10. Кисточка-ручка № 4 (No. 4 hook line pen) - не более 30 шт. (при необходимости).
11. 6250 Держатель кисточки (6250 front Brush shelf) - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Накладные пластины на винты для маховика (Screw cover plates for hand wheel) - не более 30 шт. (при необходимости).
13. Держатель образца (Sample holder)- не более 30 шт. (при необходимости).
14. Маховик (Hand wheel)- не более 30 шт. (при необходимости).
15. Кабель питания (Power cable)- не более 30 шт. (при необходимости).
16. Руководство пользователя (User's manual) - 1 шт. (при необходимости).

Производства Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd (Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.), Китай

Фотографические изображения Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 и его компонентов, входящих в комплект поставки



**1.Основной модуль Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250
(6250 Main unit)**




2. Держатель лезвия (Blade holder)



3. Диски для образцов (Specimen discs)



4. Диски для образцов 34 мм (34mm specimen discs)



5. Лоток для отходов (Waste trough)




6. Молоточек для отвода тепла (Heavy hammer)




7. Ключ для винтов с головкой под торцевой ключ (Socket head screw wrench)




8. Кисточка (Brush)




9. Кисточка № 5 (No.5 Brush)




10. Кисточка-ручка № 4 (No. 4 hook line pen)




11. 6250 Держатель кисточки (6250 front Brush shelf)



12. Накладные пластины на винты для маховика (Screw cover plates for hand wheel)



13. Держатель образца (Sample holder)



14. Маховик (Hand wheel)



15. Кабель питания (Power cable)

Фотографические изображения транспортной упаковки Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250



Транспортная упаковка Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 (ракурс 1)



Транспортная упаковка Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 (пакурс 2)



Транспортная упаковка Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 (ракурс 3)




Транспортная упаковка Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 (ракурс 4)

Макеты маркировок

Микротом криостатического Cryostat microtome 6250

Макет маркировки Микротом криостатического Cryostat microtome 6250

Cryostat Microtome



SN XXXXXXXX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX

Product **Cryostat Microtome**

Model **6250**

Apparent Power **1200VA**

Input **220 - 240V ~ 50Hz**



DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street,
Pingshan District, Shenzhen, China
<http://www.dakewe.com>



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1 e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
peter@lotusnl.com
+31644168999

Таблица 1. Перевод маркировки Микротом криостатического Cryostat microtome 6250 на русский язык

Английский язык	Русский язык
Cryostat Microtome	Микротом криостатический
Product	Изделие
Model 6250	Модель 6250
Apparent Power 1200VA	Потребляемая мощность 1200 ВА
220-240V~50Hz	220-240 В~50 Гц
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай
Lotus NL B.V.	«Лотус НЛ Б.В.»
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.	Конингин Джулияплайн 10, 1й этаж, 2595АА, Гаага, Нидерланды

**Микротом криостатический
Cryostat microtome 6250**

ДАКЕШЕ

РУ № РЗН 2022/18692 от XX.XX.XXXX

Срок службы – 7 лет



Напряжение 220-240 В

Частота ~50 Гц

Мощность 1200 ВА



XXXXXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX



Эксплуатация от +5 до +30 °C

Хранение/транспортировка от +5 до +55 °C

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /

Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., LTD.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.

тел.: +86 755 2640 5921

Место производства:

Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. / Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

DAKEWE	
Product	
Cryostat Microtome	
Model	
6250	
Part No.	 P/N:130.023.001-00  S/N:02030001  Customer P.O.  Date of Manufacture  2022-07-08
Serial No.	
Dakewe Sales Order	
Customer P.O.	
L*W*H(MM)	
913×807×1467	
G.W. (KG)	N.W. (KG)
208	120
 [UDI] (01)06971182570954(11)220708(21)02030001	
 55°C 5°C	
 60%, non-condensing	
 DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD. Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China	
Made in China	

Таблица 2. Перевод маркировки транспортной упаковки Микротомы криостатического Cryostat microtome 6250 на русский язык

Английский язык	Русский язык
Product	Наименование изделия
Cryostat Microtome	Микротом криостатический
Model	Модель
Part No.	Номер по каталогу (внутренний производственный номер)
P/N	Номер по каталогу (внутренний производственный номер)
Serial No.	Серийный номер
S/N	Серийный номер
Dakewe Sales Order	Заказ на продажу Дакэве
Customer P.O.	Ордер на покупку заказчика
LxWxH(MM)	Длина x ширина x высота (мм)

Английский язык	Русский язык
G.W. (KG)	Вес брутто (кг)
N.W. (KG)	Вес нетто (кг)
UDI	Уникальный идентификатор изделия
non-condensing	без конденсации
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай
Made in China	Сделано в Китае
Date of manufacture	Дата производства

**Макет транспортной маркировки Микротомы криостатического Cryostat
microtome 6250 на русском языке**

**Микротом криостатический
Cryostat microtome 6250**

DAKESHE

РУ № РЗН 2022/18692 от XX.XX.XXXX
Серийный номер XXXXXXXXXXXX



**Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)**

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China).
Страна происхождения: CHINA (Китай)

**Масса нетто 120 кг
Масса брутто 208 кг**

**Дата изготовления XX.XX.XXXX
Дата упаковывания XX.XX.XXXX**

Условия транспортирования/хранения:

- допустимая температура от +5 до +55 °С;
- допустимая относительная влажность до 60%, без конденсации.

Грузополучатель _____

Пункт назначения _____

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-РМ», (ООО «МЕДТЕХ-РМ»)

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81



e-mail: info@medteh-mo.ru



60%, non-condensing

Описание символов, используемых на маркировке и упаковке

Таблица 3. Символы на маркировке и упаковке

Символ	Описание
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	До
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Соответствие требованиям Регламента ЕС 2017/746/EU к медицинским изделиям для диагностики <i>in vitro</i> .
	Знак защиты окружающей среды Директивы RoHS. Цифра в символе указывает на количество лет экологически чистого использования (EFUP) прибора. Обратите внимание на этот символ, если период использования вещества ограниченного применения превышает максимально допустимый предел.
	Осторожно Указание на важную предупреждающую информацию, с которой пользователи должны ознакомиться в Руководстве пользователя.
	Указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Импортёр
	Уникальный идентификатор изделия
	Температурный диапазон Требования к температуре при транспортировке: минимум 5 °C, максимум 55 °C
	Диапазон влажности Допустимый диапазон относительной влажности при хранении и транспортировке: максимум 60 %, без конденсации

Символ	Описание
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обозначение правильного вертикального положения упаковочного контейнера
	Не допускать воздействия влаги
	Не вращать и не переворачивать транспортную упаковку.
	Штабелировать запрещается.
	Этикетка для контроля наклона прибора во время транспортировки и хранения. Если угол наклона превысит 60°, синий кварцевый песок попадет в индикаторное окошко в форме стрелки и навсегда останется в нем. Таким образом проверка сразу покажет, что имело место ненадлежащее обращение с прибором при транспортировке или хранении.
	Система Shockwatch с индикатором ударов, который становится красным, если упаковка подвергалась ударам или толчкам, сила которых превышает спецификацию. В случае превышения установленного значения ускорения (величина g) цвет трубки индикатора меняется.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

27 (двадцать семь) листов
цифрами

Должность

Подпись

« 05 » апреля 20 24 г.

Генеральный директор
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Кокотов О.Б.

