


Фотографические изображения общего вида
Раствор для предотвращения испарения «Alinity m Vapor Barrier Solution» при исследованиях
методом ПЦР на анализаторе Alinity m



Alinity^m

Abbott

REF 09N20-004


IVD

Alinity m Vapor Barrier Solution
Флакoн с раствором

In Vitro Test

For In Vitro Diagnostic Use

1 x 975 мл.



CE

PRODUCT OF USA

53-602064/R2

EC REP

ООО «Эбботт Лабораториз»,
Россия, 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 16А, стр. 1
Abbott-russia@abbott.com



www.molecular.abbott/portal



Abbott Molecular Inc.
(3660011 Молекуллар Инк.)
1300 E. Touhy Avenue, Des
Plaines, IL 60018, USA

Флакoн с раствором Alinity m Vapor Barrier solution, 975 мл

Alinity m

Vapor Barrier Solution

Редакция: октябрь 2018 г.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА: 1-800-553-7042
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА:
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ
ABBOTT

Необходимо точно следовать данной инструкции по применению. При отклонении от инструкции по применению надежность результатов теста не гарантируется.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В случае возникновения серьезных инцидентов при использовании данного изделия необходимо сообщить об этом изготовителю и в соответствующую полномочную организацию государства, на территории которого зарегистрирован пользователь и/или пациент. Контактную информацию для направления сообщений изготовителю см. в разделе "Техническая поддержка" данной инструкции по применению.

НАИМЕНОВАНИЕ

Alinity m Vapor Barrier Solution

НАЗНАЧЕНИЕ

Испытательный барьер Alinity m Vapor Barrier Solution используется для подготовки образцов для исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на анализаторе Alinity m System. Подробное описание использования раствора см. в Руководстве по эксплуатации Alinity m System.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Испытательный барьер Alinity m Vapor Barrier Solution предназначен для использования лаборантами, которые выполняют исследование образцов, врачами, которые используют результаты исследований, и пациентами, для которых выполняются исследования. Учреждения, в которых может использоваться испытательный барьер Alinity m Vapor Barrier Solution:

- Лечебные учреждения
- Референсные диагностические лаборатории
- Частные диагностические лаборатории
- Больничные диагностические лаборатории
- Учреждения здравоохранения

РЕАГЕНТЫ

Содержимое набора

Испытательный барьер Alinity m Vapor Barrier Solution
(Кат. № 09N20-04) (1 флакон, 975 mL)
Содержит: Минеральное масло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Для диагностики **IN VITRO**

Меры предосторожности

Важная информация о безопасном обращении, транспортировке и утилизации данного продукта содержится в паспорте безопасности. Подробную информацию о необходимых мерах предосторожности при работе с анализатором см. в Руководстве по эксплуатации Alinity m System. Разделы 7 и 8.

Предупреждение

RU
Vapor Barrier Solution
REF 09N20-04
G76556R01
H9NX0R

Следующие предупреждения и меры предосторожности относятся к: Испытательный барьер Alinity m Vapor Barrier Solution. Данный продукт не классифицируется как опасный в соответствии с критериями 29 CFR 1910.1200 или в соответствии с общей классификацией ЕС по препаратам.

Транспортировка реагентов

Условия транспортировки	
Alinity m Vapor Barrier	Температура окружающей среды

Хранение реагентов

	Условия хранения	
	Температура хранения	Максимальное время хранения
Неоткрытый флакон	15 - 30°C	До окончания срока годности
На борту	Температура в системе	До окончания срока годности

ПРОЦЕДУРА

Инструкции по загрузке испытательного барьера Alinity m Vapor Barrier Solution в анализатор см. в Руководстве по эксплуатации Alinity m System, Раздел 5. Дополнительную информацию см. в Руководстве по эксплуатации Alinity m System, Разделы 1 и 5.

Формат чисел:

- В качестве разделителя тысяч используется пробел (пример: 10 000 образцов).
- В качестве разделителя десятичных используется точка (пример: 3.12%).

ИСПОЛЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

REF	Каталожный номер
IVD	Медицинское изделие для диагностики In Vitro
LOT	Номер серии
In Vitro Test	Тест In Vitro
For In Vitro Diagnostic Use	Для диагностики In Vitro
PRODUCT OF USA	Продукт США
	См. инструкцию по применению
	Температурный режим
	Использовать до/Срок годности
	Авторизованный представитель в Европейском Сообществе
	Изготовитель

Abbott

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

За технической поддержкой обращайтесь в службу технической поддержки Abbott Molecular Technical Services по тел. 1-800-553-7042 (в США) или +49-5122-580 (вне США) или на сайт Abbott Molecular www.molecular.abbott/portal.

Abbott Molecular Inc. является законным изготовителем Alinity m Vapor Barrier Solution.




Abbott Molecular Inc.
1300 East Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018 USA



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

©2018 Abbott. Alinity является торговой маркой компании Abbott. Все другие торговые марки являются собственностью своих владельцев.
www.molecular.abbott/portal

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лаборатории»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 80; факс: +7 (495) 258 42 81



Инструкция

Alinity m
Vapor Barrier Solution

Редакция: октябрь 2018 г.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА: 1-800-553-7042
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА:
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ
АВБОТТ

Необходимо точно следовать

Alinity m

Раствор для предотвращения испарения
«Alinity m Vapor Barrier Solution» при
исследованиях методом ПЦР на
анализаторе Alinity m


1 x 975 мл.

Abbott

IVD

In Vitro Test

For In Vitro Diagnostic Use



PRODUCT OF USA

53-602068/R2



www.molecular.abbott/portal

ООО «Эбботт Лаборатории», Россия, 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Abbott-russia@abbott.com

EC REP



Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, USA

REF 09N20-004

29.04.2022

LOT 2315722

Alinity m

Alinity m Vapor Barrier Solution
Флакон с раствором

1 x 975 мл.

Abbott

REF 09N20-004

IVD

In Vitro Test

For In Vitro Diagnostic Use



PRODUCT OF USA

53-602068/R2

EC REP

Abbott Molecular Inc.

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue, Des
Plaines, IL 60018, USA

Раствор для предотвращения испарения «Alinity m Vapor Barrier Solution» при исследованиях методом ПЦР на анализаторе Alinity m с компонентами

Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»



Е.Р. Коничева

Сшито и заверено печатью 6
ишея) лист об

Руководитель подразделения молекулярной диагностики
по России ООО Эбботт Лэбораториз
Копичева Е.Р.

