

**Общество с ограниченной ответственностью
«СКИНВЕЛ»**

123557, Москва г, Пресненский Вал ул, дом 14, корпус 2, ЭТ 1 ПОМ ХБ КОМ. 4, Р.М. 2
ИНН 7703478682 КПП 770301001 тел. +7 (495) 125-48-99

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «СКИНВЕЛ»**

«25» августа 2021 года



Карсунов С.П.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Аппарат лазерный длинноимпульсный
неодимовый (Nd: YAG) Derma V»**

производства

**LUTRONIC Corporation / ЛУТРОНИК Корпорейшн
Корея**



Фото 1.

Warning

disassemble.

LUTRONIC



2460

Product Name : Long-pulsed Nd:YAG Laser

Model Name : DermaV

Laser Product Class : CLASS 4

Laser Wavelength : 532nm / 1064nm

Weight : 115 kg

Electrical Shock Class : CLASS I, TYPE B

Electrical Rating : AC220-230V, 50/60Hz / 6.0kVA

SN DV021G003 2021.07.13



Manufacturer : Lutronic Corporation.

**Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea**

TEL : +82-31-908-3440

**Website: <http://int.aesthetic.lutronic.com>
<http://www.lutronic.com>**

FAX: +82-31-907-3440



Before operating the device, read the operator's manual.



EC Representative : Emergo Europe

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, the Netherlands

MADE IN KOREA

Фото 2.




Фото 3.




Фото 4.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:



Фото 5.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 6.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Зажим для стойки для оптоволоконного кабеля.




Фото 7.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 8.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:



Фото 9.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU сирующий футляра для картриджей.



Фото 10.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

Держатель манипулы.




Фото 11.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 12.

Аппарат лазерный плинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

Картридж манипулы, диаметр пятна 2 мм.




Фото 13.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru Ж манипулы, диаметр пятна 3 мм.



Фото 14.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirml.ru www.goszdravnadzor.ru

Два вида манипулы, диаметр пятна 5 мм, 7 мм.




Фото 15.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru Апулы, диаметр пятна 8 мм, 10 мм, 12 мм.




Фото 16.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Карtridge манипулы, диаметр пятна 12 мм, 14 мм, 16 мм.



Фото 17.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 18.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU манипулы, диаметр пятна 3 x 10 мм.



Фото 19.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 20.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

Наконечник О-образный (средний).




Фото 21.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Наконечник О-образный (малый).




Фото 22.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 23.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 24.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 25.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 26.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 27.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU и для H-образного наконечника IntelliTrak.




Фото 28.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:



Фото 29.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:



Фото 30.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

Манжета Velcro.



Фото 31.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:



Фото 32.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:





Фото 33.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

LUTRONIC

DANGER



**LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO**

**DIRECT OR SCATTERED RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT**

Фото 34.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

Знак предупреждающий о лазерном излучении (для процедурного кабинета).




Фото 35.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Очки для защиты оператора.



Фото 36.


Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru Очки для защиты пациента.

Аппарат лазерный длинноимпульсный
неодимовый (Nd: YAG)

DermaV

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ: Перед использованием оборудования просим внимательно
ознакомиться с настоящим руководством!

QF-705-02 / 4100184000 (Ред. 0)

4/13

ИРКОМС

Фото 37.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Руководство по эксплуатации.

DermaV

Vascular Lesions

532 nm

Indication	Skin Type	Spot size (mm)	Pulse mode	Pulse width (ms)	Fluence (J/cm ²)	Pulse rate (Hz)	ICD (Pre/Delay/Post)	Pass	Interval (week)	Session
Facial Flushing	Pink	I-II	12	Sub-Micro	9	5.5-6.5	1	10/0/5	1	3
	Purple	I-II	12	Sub-Micro	10	5-6	1	10/0/5	1	3
		III-IV	8	Sub-Micro	10	2.6	2	10/0/5	2	2-3
Telangiectasia (Nasal, facial)	I-II	8	Single	10	8-9	1	5/0/5			3-5
	III-IV	5	Sub-Micro	30/40	9-11	1	10/20/10			3
Spider Angioma	I-II	5	Sub-Micro	5	10	1	5/0/5	1		
	III-IV	5	Sub-Micro	30	11	1	10/0/10		3-4	1-
Port Wine Stain	Light Pink	I-II	12	Sub-Micro	9	5-0	2	10/0/5		
	Deep Purple	I-II	12/14	Sub-Micro	12	6.5-7.5	2	10/0/5	1	3-4
		III-IV	8	Sub-Micro	10/20	8-10	1	20/20/0	1	3-5

532 nm

Indication	Skin Type	Spot size (mm)	Pulse mode	Pulse width (ms)	Fluence (J/cm ²)	Pulse rate (Hz)	ICD (Pre/Delay/Post)	Pass	Interval (week)	Session
Poikiloderma	I-II	14	Sub-Micro	9	5-6	2	OFF	1	3-4	
	III-V	10	Single	10	8-10	1	10/10/0	1	4	3-5

♦ Facial Flushing

- Normalize dilated vessels with multi passes. If the patient feels heat sensation, cool down the skin during the procedure.

• **Endpoint: Mild feeling of heat, even and mild erythema**

♦ Telangiectasia

- Treat the path of the fine pink or red vessel lines in 1 pass, and check the lesion disappears.
- If there is no change in the lesion, increase the fluence or pulse width.
- **Endpoint: Disappearance of vessel, darkening of vessels or lesions, or blanching. These are all acceptable.**

♦ PWS

- Treat in 1 pass, including the area around the lesion.
- If the lesion swells up after treatment, apply hydrocortisone (1%).

• **Endpoint: Erythema and mild edema**



Before Immediately after



Before Immediately after

LUTRONIC
Intelligent Care

Rev 0.1 LUTRONIC Corporation. All Rights Reserved.

Фото 38.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:




Фото 39.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:

Брошюра об изделии.



Фото 40.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:
Брошюра для пациента.

LUTRONIC
Intelligent Care

INTELLIGENT DESIGN FOR INTELLIGENT CARE

Intelligent Design for Intelligent

Фото 41.

Аппарат лазерный длинноимпульсный неодимовый (Nd: YAG) DermaV:
Мультиброшюра Lutronic.

ООО «СКИНВЕЛ»
Итого в настоящем документе
42 (сорок две) листа(-ов)
Генеральный директор:
Карсунов С.П. _____

