

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»



Левин К.Г.

2023 г.

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow для реставрации фронтальных и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения




Фото 1 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: A1



Фото 2 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: A2



Фото 3 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: A3



Фото 4 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: A3,5



Фото 5 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: A4



Фото 6 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: BW



Фото 7 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: D1



Фото 8 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: D3



Фото 9 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок: E1



Neo Spectra™ ST flow Flowable Composite Restorative

Composite fluide de restauration
Composite restaurador fluido
Текущий композитный материал
Akışkan Restoratif Kompozit

حشوات كومبوزيت سيال
Płynny materiał kompozytowy do wypełnień




with
SphereTEC®
Filler Technology



Barcode, Reorder
42 x 22 mm
Frame will not be printed

Content:


Neo Spectra™ ST flow
2 x Syringe (1.8 g each)
25 x Syringe Tips*



Available in five universal **CLOUD** shades: A1, A2, A3, A3.5, A4

VITA®

universal CLOUD shade



* Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

Manufactured by
Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
CE 0123 www.dentsplysirona.com


* Manufactured by
Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY

Shade	mW/cm²	sec.	mm
A1-A4	≥ 550	20	2
BW	≥ 800	10	
D1, D3	≥ 550	40	2
E1	≥ 800	30	

Made in Germany

Rx Only
For Dental Use Only

www.dentsplysirona.com
www.dentsply.ru



Siegelrand

Siegelrand

Siegelrand

Siegelrand

Фото 10, 11 – Потребительская упаковка Материала стоматологического текучего Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D3, E1

Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок A1, в составе:

- Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow в шприцах по 1.8 г, оттенок A1 – 2 шт.;
- Канюля для шприца - 25 шт.
- Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 1 шт.
- Канюля для шприца в отдельной упаковке - 50 шт. (при необходимости)

РУ № РЗН####/#### от ##. ##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению

Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH /

Дентсплай Ди Трей ГмбХ

Адрес: De-Tray-Strasse 1,

78467 Konstanz

GERMANY/ Ди-Трей-

Штрассе 1, 78457 Констанц,

ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

115035, г. Москва, в.тер.г.

муниципальный округ Замоскворечье,

наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2,

помещ. 3Н

тел. +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия




Фото 12 – Пример макета маркировки на русском языке



Фото 13 – Материал
стоматологический текучий Neo
Spectra ST flow (Compules® tips) в
компьюлах по 0.25 г, оттенок: A1



Фото 14 – Материал
стоматологический текучий Neo
Spectra ST flow (Compules® tips) в
компьюлах по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 15 – Материал
стоматологический текучий Neo
Spectra ST flow (Compules® tips) в
компьюлах по 0.25 г, оттенок: A3



Фото 16 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 17 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок: A4



Фото 18 – Материал стоматологический текучий Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок: BW



Фото 19 – Материал
стоматологический текущий Neo
Spectra ST flow (Compules® tips) в
компьюлах по 0.25 г, оттенок: D1



Фото 20 – Материал
стоматологический текущий Neo
Spectra ST flow (Compules® tips) в
компьюлах по 0.25 г, оттенок: D3



Фото 21 – Материал
стоматологический текущий Neo
Spectra ST flow (Compules® tips) в
компьюлах по 0.25 г, оттенок: E1



Neo Spectra ST flow Flowable Composite Restorative

Composite fluide de restauration
Composite restaurador fluido
Текучий композитный материал
Akıykan Restoratif Kompozit

جسٹوانہ گرومیوریل سیال

Płynny materiał kompozytowy do wypełnień



with
SphereTEC®
Filler Technology



Content:

16 x Neo Spectra ST flow
Compules® Tips (0.25 g each)

Available in five universal CLOUD shades: A1, A2, A3, A3.5, A4

VITA® A1 B1 C1 A2 B2 D2 A3 C2 D3 E4

universal CLOUD shade A1 A2 A3

VITA® A3.5 B3 B4 C3 A4 C4

universal C1 C2 D1 E1 E2 E3 E4

Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.



PS Only
For dental use only

Manufactured by
Dentsply De Trey GmbH
De Trey Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
0120 www.dentsplysirona.com

Made in Germany

Shade	mm	mm	mm
A1-A4	> 550	20	2
BW	> 600	10	2
D1, D3	> 550	40	2
E1	> 600	50	2

Freifläche
80 x 60 mm

Фото 22 – Потребительская упаковка Материала стоматологического текучего Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D3, E1 - 16 шт. в упаковке

Материал стоматологический текущий Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, в вариантах исполнения:

Материал стоматологический текущий Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок A1 - 16 шт. в упаковке; инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде— 1 шт.

РУ № РЗН#####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Производитель:
Dentsply De Trey GmbH /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ
Адрес: De-Tray-Strasse 1,
78467
Konstanz:GERMANY/
Ди-Трей-Штрассе 1,
78457 Констанц,
ГЕРМАНИЯ

Страна происхождения:
Германия

**Уполномоченный
представитель:**
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация, 115035, г.
Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2,
помещ. 3Н,
тел.: +7(495) 725 10 87,
E-mail:MoscowRus@dentplysirona.com
Reception@dentplysirona.com



www.dentsplysirona.com/ru-ru
Инструкция в электронном виде



Фото 23 – Пример макета маркировки на русском языке



Фото 24 - Канюля для шприца



Фото 25 - Канюля для шприца (потребительская упаковка)



Фото 26 -Транспортная упаковка

Сшито и скреплено печатью «14» листов.

Директор по регистрации Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»
Ханндрова В.Г.

Дата: «11» августа 2023 г.



ПО ДОЗВЛЕНИЮ
№ 1/23 ОТ 21.06.2023