


Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения Н1
Консоль с сенсорным дисплеем




Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения Н1

Маркировка



Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения Н1

Маркировка





Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения Г1

Блок питания





Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения MEK-GTS
Консоль с сенсорным дисплеем



PI OON

Wuhan Pioon Tech. Co., Ltd

Rechargeable Lithium Ion Battery

Model: 18650-3500mAh-14.4V 4S1P

Rating: 14.4V, 3500mAh, 50.4Wh

Charge limit voltage: 16.8V

Implementation of standards: IEC62133-2

Battery Designation: 4ICR19/66



WARNING!

Do not disassemble, impact, squeeze, throw or pierce the battery.

Do not short circuit the battery or put it into the water or fire.

Use only the charging method specified by the manufacturer.

Use only the same type of battery to replace.

Do not store it in a high temperature environment (above 60°C)



Dongguan Yunfan Electronic Technology Co., Ltd



Medical Diode Laser

Model: MER-G15

Laser: 980±10nm, CW, MAX. 10±1W

Aiming Beam: 650±20nm, <2mW

Continuous operation

Input: 18V DC, 5.55A

Battery Capacity: 3500mAh

SN

PNM201094



2021/01



Wuhan Pioon Tech. Co., Ltd

3rd Floor, Great Wall Park Industrial Center Building,

#323 Minzu Avenue, 430223 Wuhan, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA



V1.0

Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения MER-G15

Блок питания



Лазер медицинский (стоматологический) диодный, вариант исполнения MER-G15
Кабель блока питания



Оптическое волокно (для всех вариантов исполнения)



Световоды: диаметр 200мкм, 300мкм, 400мкм. (для всех вариантов исполнения)



Педаль (для всех вариантов исполнения)



Защитные очки (для всех вариантов исполнения)



Пластиковые аппликаторы для оптического волокна (для всех вариантов исполнения)





- 1 - Стоматологический наконечник с фиброоптическим волокном
- 2 - Инструмент для подрезания оптического волокна
- 3 - Наконечник для биостимуляции
- 4 - Наконечник для биомодуляции
- 5 - Инструмент для зачистки оптического волокна
- 6 - Наконечник для отбеливания зубов

Прошито и скреплено печатью

14 ЛИСТОВ

