



Общество с ограниченной ответственностью
«Ассоциация Медицины и Аналитики»
(ООО «АМА»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики» (ООО «АМА»)

И.А.Дмитриенко



«26» октября 2021 г.

Фотографии изделия медицинского назначения:

Тест-набор ХЕЛИК

для экспресс-диагностики Helicobacter pylori дыхательным методом

по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021

набор Хелик) выпускается в составе:

Комплект 1

1. Индикаторная трубка - 1 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 1 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 1 шт.
4. Одноразовый мундштук - 1 шт.
5. Соединительный шланг - 1 шт.
6. Стаканчик одноразовый - 1 шт.
7. Палочка для размешивания – 1 шт.
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию – 1 шт.
9. Бланк результата обследования – 1 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-

2014) – 1 шт.

Комплект 2

1. Индикаторная трубка - 3 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 3 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 3 шт.
4. Одноразовый мундштук - 3 шт.
5. Соединительный шланг - 3 шт.
6. Стаканчик одноразовый - 3 шт.
7. Палочка для размешивания – 3 шт.
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию – 3 шт.
9. Бланк результата обследования – 3 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-

2014) – 1 шт.

Комплект 3.1

1. Индикаторная трубка - 10 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 10 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 10 шт.
4. Памятка пациенту для подготовки к обследованию – 10 шт.
5. Бланк результата обследования – 10 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-

2014) – 1 шт.

1. Индикаторная трубка - 10 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 10 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 10 шт.
4. Одноразовый мундштук - 10 шт.
5. Стаканчик одноразовый - 10 шт.
6. Палочка для размешивания – 10 шт.
7. Соединительный шланг - 10 шт. (при необходимости)*
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию – 10 шт.
9. Бланк результата обследования – 10 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-

2014) – 1 шт.

*-Соединительные шланги поставляются по требованию заказчика.

Комплект 4.1

1. Индикаторная трубка - 50 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 50 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 50 шт.
4. Памятка пациенту для подготовки к обследованию – 50 шт.
5. Бланк результата обследования – 50 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-

2014) – 1 шт.

Комплект 4.2

1. Индикаторная трубка - 50 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 50 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 50 шт.
4. Одноразовый мундштук - 50 шт.
5. Стаканчик одноразовый - 50 шт.
6. Палочка для размешивания – 50 шт.
7. Памятка пациенту для подготовки к обследованию – 50 шт.
8. Бланк результата обследования – 50 шт.
9. Инструкция по применению - 1 шт.
10. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-


2014) – 1 шт.

Фотографии компонентов


Тест-набора ХЕЛИК



Индикаторная трубка



Вид сверху




Вид снизу


Индикаторная трубка в первичной упаковке (пленка полипропиленовая по ГОСТ Р 58061)



Индикаторные трубки в первичной упаковке (пакеты полиэтиленовые с замком по ГОСТ 12302)



Вид сверху



Вид снизу

Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина)




Вид сверху




Вид снизу


Пищевая добавка E421 D-маннитол



Одноразовый мундштук



Одноразовый мундштук в первичной упаковке (пленка полипропиленовая по ГОСТ Р 58061)



Соединительный шланг



Стаканчик одноразовый



Палочка для размешивания

Фотографии общего вида Тест-набора Хелик



Тест-набор Хелик. Комплект 1: Индикаторная трубка - 1 шт., Пищевая добавка Е927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 1 шт., Пищевая добавка Е421 D-маннитол, 2 г/уп. - 1 шт., Одноразовый мундштук - 1 шт., Соединительный шланг - 1 шт., Стаканчик одноразовый - 1 шт., Палочка для размешивания - 1 шт., Макеты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования, Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 7933-89



Тест-набор Хеликс. Комплект 2: Индикаторная трубка - 3 шт., Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 3 шт., Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 3 шт., Одноразовый мундштук - 3 шт., Соединительный шланг - 3 шт., Стаканчик одноразовый - 3 шт., Палочка для размешивания - 3 шт., Макеты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования., Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИКС®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 33772-2016

с ограниченной ответственностью
«Ассоциация Медицины и Аналитики»
(ОАО «АМА»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
(ОАО «АМА»)
М.А. Дмитриенко
20 21 г.

а с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой
комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014)

кого изделия:

ОАО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
190094, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-й этаж В.О. д.4-4-4 кв. 10
Тел: +7 (812) 302-21-11, 302-21-12, 302-21-13, 302-21-14, 302-21-15
Факс: +7 (812) 302-21-16, 302-21-17, 302-21-18, 302-21-19
E-mail: info@ama.ru, sales@ama.ru
Регистрационный номер: RU.78.01.2023-011-59483502-2021

1. Индикаторная трубка - 10 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 10 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 10 шт.
4. Макеты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования, Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 33781

Общество с ограниченной ответственностью
«Ассоциация Медицины и Аналитики»
(ОАО «АМА»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
(ОАО «АМА»)
М.А. Дмитриенко
20 21 г.

Памятка пациенту для подготовки к обследованию
с помощью медицинского изделия:

Тест-набор ХЕЛИК
для экспресс-диагностики Helicobacter pylori дыхательным методом
по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021

При использовании мушкетера

ОАО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
190094, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-й этаж В.О. д.4-4-4 кв. 10
Тел: +7 (812) 302-21-11, 302-21-12, 302-21-13, 302-21-14, 302-21-15
Факс: +7 (812) 302-21-16, 302-21-17, 302-21-18, 302-21-19
E-mail: info@ama.ru, sales@ama.ru
Регистрационный номер: RU.78.01.2023-011-59483502-2021

Информационная трубка
Количество: 10 шт.
Пометил М. - 3 шт.

LOT 319 2022.08

Инструкция по применению
Тест-набор ХЕЛИК
для экспресс-диагностики Helicobacter pylori дыхательным методом
по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021

Тест-набор Хелик. Комплект 3.1: Индикаторная трубка - 10 шт., Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 10 шт., Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 10 шт., Макеты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования, Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 33781



Тест-набор Хелик. Комплект 3.2: Индикаторная трубка - 10 шт., Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 10 шт., Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 10шт., Одноразовый мундштук - 10 шт., Соединительный шланг - 10 шт., Стаканчик одноразовый - 10 шт., Палочка для размешивания – 10 шт., Макеты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования., Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 33781




Тест-набор Хелик. Комплект 4.1: Индикаторная трубка - 50 шт., Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 50 шт., Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 50 шт., Макеты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования., Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 33781



Тест-набор Хелик. Комплект 4.2: Индикаторная трубка - 50 шт., Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. – 50 шт., Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. – 50шт., Одноразовый мундштук - 50 шт., Стаканчик одноразовый - 50 шт., Палочка для размешивания – 50 шт., Матреты эксплуатационных д-в: Памятка пациенту для подготовки к обследованию, Бланк результата обследования, Инструкция по применению, Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИКС-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014), Потребительская уп. по ГОСТ 33781

Фотографии потребительской упаковки Тест-набора Хелик с маркировкой



Тест-набор Хелик. Комплект 1 в потребительской упаковке: пакете по ГОСТ 33772-2016, вид спереди



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6 лит. Е, пом. 1Н;
т.ф. (812) 380-76-99, 321-75-01, 327-74-98; ama@sp.ru

Тест-набор ХЕЛИК для экспресс-диагностики *Helicobacter pylori* дыхательным
методом по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021. Комплект I.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

в составе:

1. Индикаторная трубка - 1 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 1 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 1 шт.
4. Одноразовый мундштук - 1 шт.
5. Соединительный шланг - 1 шт.
6. Стаканчик одноразовый - 1 шт.
7. Палочка для размешивания - 1 шт.
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию - 1 шт.
9. Бланк результата обследования - 1 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014) - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования. Тест-набор следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 40 °С до плюс 45 °С. Срок транспортировки - не более 30 дней. Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. После транспортирования в условиях отрицательных температур до начала эксплуатации изделия должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 12 ч. Эксплуатацию изделия необходимо осуществлять при температуре от плюс 17 °С до плюс 30 °С.

LOT

319

IVD



2022.08

Тест-набор Хелик. Комплект 1 в потребительской упаковке: пакете по ГОСТ 33772-2016, вид спереди



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6 лит. Е, пом. 1Н;
т/ф. (812) 380-76-99, 321-75-01, 327-74-98; ama@sp.ru


Тест-набор ХЕЛИК для экспресс-диагностики *Helicobacter pylori* дыхательным
методом по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021. Комплект 1.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

в составе:

1. Индикаторная трубка - 1 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 1 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 1 шт.
4. Одноразовый мундштук - 1 шт.
5. Соединительный шланг - 1 шт.
6. Стакайчик одноразовый - 1 шт.
7. Палочка для размешивания - 1 шт.
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию - 1 шт.
9. Бланк результата обследования - 1 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014) - 1 шт.

Тест-набор Хелик. Комплект 1 в потребительской упаковке: коробке из картона по ГОСТ 7933-89 , вид спереди



Тест-набор Хелик. Комплект 1 в потребительской упаковке: коробке из картона по ГОСТ 7933-89 , вид сзади



Тест-набор Хелик. Комплект 2 в потребительской упаковке: пакете по ГОСТ 33772-2016, вид спереди



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6 лит. Е, пом. 1Н;
т/ф. (812) 380-76-99, 321-75-01, 327-74-98, ama@sp.ru

Тест-набор ХЕЛИК для экспресс-диагностики *Helicobacter pylori* дыхательным методом по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021. Комплект 2.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

в составе:

1. Индикаторная трубка - 3 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 3 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 3 шт.
4. Одноразовый мундштук - 3 шт.
5. Соединительный шланг - 3 шт.
6. Стаканчик одноразовый - 3 шт.
7. Палочка для размешивания - 3 шт.
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию - 3 шт.
9. Бланк результата обследования - 3 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014) - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования: Тест-набор следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 40 °С до плюс 45 °С. Срок транспортировки – не более 30 дней. Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. После транспортирования в условиях отрицательных температур до начала эксплуатации изделия должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 12 ч. Эксплуатацию изделия необходимо осуществлять при температуре от плюс 17 °С до плюс 30 °С.



319



2022.08

Тест-набор Хелик. Комплект 2 в потребительской упаковке: пакете по ГОСТ 33772-2016, вид сзади



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6 лит. Е, пом. III,
т/ф. (812) 380-76-99, 321-75-01, 327-74-98, ama@sp.ru

Тест-набор ХЕЛИК для экспресс-диагностики *Helicobacter pylori* дыхательным
методом по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021. Комплект 3.1

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

в составе:

1. Индикаторная трубка - 10 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 10 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 10 шт.
4. Памятка пациенту для подготовки к обследованию - 10 шт.
5. Бланк результата обследования - 10 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014) - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования: Тест-набор следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 40 °С до плюс 45 °С. Срок транспортировки - не более 30 дней. Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. После транспортирования в условиях отрицательных температур до начала эксплуатации изделия должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 12 ч. Эксплуатацию изделия необходимо осуществлять при температуре от плюс 17 °С до плюс 30 °С.

LOT

319

MD

2022.08

Тест-набор Хелик. Комплект 3.1 в потребительской упаковке по ГОСТ 33781



ISO 9001
EN ISO 13485

www.amamed.eu
www.amamed.ru



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6 лит. Е, пом. 1Н;
т/ф. (812) 380-76-99, 321-75-01, 327-74-98; ama@sp.ru

Тест-набор ХЕЛИК для экспресс-диагностики *Helicobacter pylori* дыхательным
методом по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021. Комплект 3.2

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

в составе:

1. Индикаторная трубка - 10 шт.
2. Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 10 шт.
3. Пищевая добавка E421 D-маннитол, 2 г/уп. - 10 шт.
4. Одноразовый мундштук - 10 шт.
5. Соединительный шланг - 10 шт.
6. Стаканчик одноразовый - 10 шт.
7. Палочка для размешивания - 10 шт.
8. Памятка пациенту для подготовки к обследованию - 10 шт.
9. Бланк результата обследования - 10 шт.
10. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014) - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования: Тест-набор следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 40 °С до плюс 45 °С. Срок транспортировки - не более 30 дней. Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. После транспортирования в условиях отрицательных температур до начала эксплуатации изделия должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 12 ч. Эксплуатацию изделия необходимо осуществлять при температуре от плюс 17 °С до плюс 30 °С.

LOT 320



2022.10

HD

Тест-набор Хелик. Комплект 3.2 в потребительской упаковке по ГОСТ 33781



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6 лит. Е, пом. 1Н;
т/ф. (812) 380-76-99, 321-75-01, 327-74-98; ama@sp.ru

**Тест-набор ХЕЛИК для экспресс-диагностики Helicobacter pylori
дыхательным методом по ТУ 21.20.23-011-59483502-2021.**

Комплект 4.1

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

в составе:

1. Индикаторная трубка - 50 шт.
2. Пищевая добавка Е927b Карбамид (мочевина), 0,5 г/уп. - 50 шт.
3. Пищевая добавка Е421 D-маннитол, 2 г/уп. - 50 шт.
4. Памятка пациенту для подготовки к обследованию - 50 шт.
5. Бланк результата обследования - 50 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (ТУ 9443-007-59483502-2014) - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования. Тест-набор следует транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 40 °С до плюс 45 °С. Срок транспортировки - не более 30 дней. Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности. Место хранения должно быть защищено от возможных механических воздействий (трение, давление, удары). Изделия необходимо беречь от паров аммиака, попадания прямого солнечного света и влаги. После транспортирования в условиях отрицательных температур до начала эксплуатации изделия должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 12 ч. Эксплуатацию изделия необходимо осуществлять при температуре от плюс 17 °С до плюс 30 °С.

LOT


319

MD



2022.08

Тест-набор Хелик. Комплект 4.1 в потребительской упаковке по ГОСТ 33781



Тест-набор Хелик. Комплект 4.2 в потребительской упаковке по ГОСТ 33781

17-я линия В.О. д. 4-6, литер Е, помещение 1Н, Санкт-Петербург, 199034 Офис: +7 (812) 321-75-01;
 Отдел продаж: 8 800 2222-840, +7 (812) 380-76-99; www.amamed.ru, e-mail: ama@sp.ru
 ОКПО 59483502 ОГРН 1027800543210 ИНН 7801223114 КПП 780101001

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

31 лист

Генеральный директор ООО «АМА»

Дмитриенко М.А. Дмитриенко

