

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АВАНТМЕД»



Качкин Р.В.

«17» сентября 2022 г.
М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Иглы Verifine стерильные для инсулиновых шприц-ручек,
в вариантах исполнения: 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм,
0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм,
0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм.**

производства

Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd., China /
Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай



Фото 1. Иглы VeriFine для инсулиновых шприц-ручек, 0,33(29G) x 12 мм, 100 шт.
Общий вид.




Фото 2. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,30(30G) x 8 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 3. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 8 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 4. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 6 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 5. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 5 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 6. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 4 мм, 100 шт.
Общий вид.

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,33(29G)TW x12мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd.

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,30(30G) TW x8мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd.

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x8мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd.

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x 6 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd.

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x 5 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd.

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x 4 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd.

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

Фото 7. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм, 0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм.
Маркировка потребительской упаковки



Фото 8. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм, 0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм.
Маркировка потребительской упаковки



Фото 9. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 8 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 10. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 6 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 11. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 5 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 12. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 4 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 13. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,20(33G) x 4 мм, 100 шт.
Общий вид.

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)

Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 8 мм



Promised

Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 65386 St.
Ingbert, Germany

CE 0197



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)

Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 6 мм



Promised

Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 65386 St.
Ingbert, Germany

CE 0197



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)

Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 5 мм



Promised

Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 65386 St.
Ingbert, Germany

CE 0197



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)

Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 4 мм



Promised

Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 65386 St.
Ingbert, Germany

CE 0197



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)

Вариант исполнения: 0,20(33G) TW x 4 мм



Promised

Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50°C, относительная влажность не более 80%.



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 65386 St.
Ingbert, Germany

CE 0197



Фото 14. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм, 0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм.

Маркировка потребительской упаковки



Фото 15. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм, 0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм.

Маркировка потребительской упаковки.

VeriFine Иглы стерильные для инсулиновых шприц-ручек

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы VeriFine стерильные для инсулиновых шприц-ручек, варианты 0,33(29G)х12мм, 0,30(30G)х8мм, 0,25(31G)х8мм, 0,25(31G)х6мм, 0,25(31G)х5мм, 0,25(31G)х4мм, 0,23(32G)х8мм, 0,23(32G)х6мм, 0,23(32G)х5мм, 0,23(32G)х4мм, 0,20(33G)х4мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Иглы VeriFine предназначены для подкожного введения инсулина при лечении диабета в условиях клиник, больниц, в полевых условиях, а также для использования пациентами в домашних условиях.

Внимание: рекомендацию по выбору размера иглы, места укола и технике введения нужно получить у лечащего врача.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При использовании медицинского соблюдайте правила антисептики: руки и место укола необходимо обработать антисептиком.
- Не используйте иглу без упаковки или в поврежденной упаковке.
- Регулярно меняйте место инъекции.
- После вскрытия упаковки немедленно используйте иглу, затем утилизируйте ее.
- Выбрасывайте использованные иглы только с надетым на них внешним защитным колпачком.
- Не используйте иглу с истекшим сроком годности.
- Не храните шприц-ручку с установленной иглой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Использовать при температуре от 0 до +50 °С.
- Хранить от 0 до +50 °С и отн. влажности воздуха не выше 80% в сухом проветриваемом помещении, в месте защищенном от прямых солнечных лучей.
- Транспортировка от -20 до +50 °С.
- После транспортировки в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 24 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




Оторвите защитный ярлык иглы.

1




Совместите шприц-ручку с внутренней резьбовой частью основания иглы, накрутив иглу по часовой стрелке.

2



Снимите верхний колпачек иглы (сохраните его).
Снимите и выбросьте внутренний колпачок иглы.

3 4



Удалите воздух из резервуара шприц-ручки и иглы. Установите дозировку для инъекции. Обработайте место инъекции спиртовой салфеткой. Введите иглу под кожу. Большим пальцем нажмите на ручку установки дозы. Оставьте иглу на месте на 5-10 секунд для предотвращения вытекания инсулина из места введения. Вытащите иглу из кожи.

5

Фото 16. Иглы VeriFine для инсулиновых шприц-ручек. Инструкция-вкладыш, стр.1.



Завершите инъекцию, надев на иглу внешний колпачок.



Удалите иглу со шприц ручки, повернув ее против часовой стрелки.

Внимание: чтобы избежать случайных уколов, никогда не надевайте внутренний колпачок обратно на иглу.

Универсальная винтовая резьба (согласно стандарта ISO11608-2:2012) обеспечивает совместимость игл Verifine с одноразовыми и многоразовыми шприц-ручками типа А, в том числе следующих производителей: ХумаПенЛюксера ДТ, ХумаПен® Саввио, ХумаПен® Эргролл, Хумалог® КвикПен, НовоРapid® ФлексПен®, НовоПен® 4, Левемир® ФлексПен®, Тресиба® ФлексТач®, НовоПен Эхо®, Виктоза®, КликСТАР, СолоСтар®, AutopenClassic, Autopen 24, Биосулин® Пен и других.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Иглы Verifine – 100 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Фирменная упаковочная коробка – 1 шт.;

В комплект не входит:

- Шприц-ручка;
- Спиртовая салфетка.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Иглы Verifine простерилизованы в окиси этилена. Изделия в первичной ненарушенной упаковке являются стерильными, нетоксичными и апирогенными в течение 5 лет.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с момента производства. Иглы Verifine должны использоваться в течение срока годности, иглы с истекшим сроком годности применению не подлежат.

СИМВОЛЫ И НАДПИСИ

	Наименование и адрес производителя		Дата производства
REF	Код по каталогу		Температурные ограничения
LOT	Код и номер партии		Обратитесь к инструкции по применению
	Срок годности		Не использовать при поврежденной упаковке
	Не использовать повторно		Апирогенно
[STERILE] [EO]	Стерилизовано в окиси этилена	CE	Маркировка CE
	Не использовать повторно		Беречь от солнечных лучей

Производитель:

Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «АВАНТМЕД»

119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4, офис 104

тел.: +7 (495) 220-17-19; e-mail: info@avantmed.ru; www.avantmed.ru.

Фото 17. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек. Инструкция-вкладыш, стр.2.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

18/Восемьдесят лист 08

Генеральный директор

ООО «АВАНТМЕД»

Р.В. Качкин

