



**Фотографические изображения и макеты маркировки
медицинского изделия
«Средство для замещения синовиальной жидкости
АРТЕОН® (ARTEON®)
по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019»**

1. Средство для замещения синовиальной жидкости АРТЕОН® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты Contipro объёмом 1 мл, в шприце объёмом 1 мл, без иглы, в концентрации 1,2%.

LOT S-ARC 1012/01 Дата производства 11/2021 срок годности 11/2024







Адрес производства:
1. ООО «ФБК», Россия, 141270, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Коломна, ул. Мухоморова, д. 28.
2. ООО «ФБК», Россия, 401022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Советская, 10 (быв. заводская (бывшая посольская)).
3. Тиньков
1. ООО «Синал Пулс», Россия, 141024, г. Москва, территория индустриального центра «Сколково», Комитет Охраны, д. 42, стр. 1, 21.3, 1004-285.






2. Средство для замещения синовиальной жидкости АРТЕОН® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты Contipro объемом 3 мл, в шприце объемом 3 мл, с иглой, в концентрации 2,2 %.

LOT S-ARC 1022/03 Дата производства 11/2021 срок годности 11/2024



3. Средство для замещения синовиальной жидкости ARTEON® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты Contipro объемом 8 мл в шприце объемом 10,25 мл, без иглы, в концентрации 1,8%.

LOT S-ARC 1018/08 Дата производства 11/2021 срок годности 11/2024





4. Средство для замещения синовиальной жидкости АРТЕОН® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты Bloomage объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл, с иглой, в концентрации 1,5%.

LOT S-ARB 1015/02



Дата производства 11/2021

срок годности 11/2024



5. Средство для замещения синовиальной жидкости АРТЕОН® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты Bloomage объемом 10 мл, в шприце объемом 10,25 мл, без иглы, в концентрации 2,0 %.

LOT S-ARB 1020/10 Дата производства 11/2021 срок годности 11/2024







Адрес производителя:
1. ООО «ФБК», Россия, 141371, Московская область, Серпуховский район, с. Колпаево, ул. Молодежная, д. 2А
2. ООО «ФБК», Россия, 401022, Владимирская область, р.п. Александровский, МО Краснопольское (с/пос. поселение), с. Тарасово
3. ООО «Сител Лаб», Россия, 143276, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, РНХ-765

Адрес дистрибутора:
ТУ 32.50.50-002-18527908-2019
Произведено ООО «ФБК»,
170302, г. Москва, ул. Мухоморова ш. д.146,
4-й этаж, 1222. тел: +7 (495) 778 62 10.
E-mail: bbs@sitell.ru
Не загромождайте
Не использовать во истечении указанного
срока годности

АРТЕОН
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ





6. Средство для замещения синовиальной жидкости ARTEON® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты Bloomage объёмом 3 мл, во флаконе объёмом 5 мл, в концентрации 1%.

LOT S-ARB 1010/03 Дата производства 11/2021 срок годности 11/2024



7. Средство для замещения синовиальной жидкости ARTEON® (ARTEON®) по ТУ 32.50.50-002-18527908-2019 на основе гиалуроновой кислоты **Bloomage** объемом 10 мл, во флаконе объемом 10 мл, в концентрации 2,1%.

LOT S-ARB 1021/10 Дата производства 11/2021 срок годности 11/2024



РУ

ТУ 32.50.50-002-18527908-2019

АРТЕОН®

ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ

флакон

XX%

XXмл




Макет маркировки наклейки флакона

XXXXXX

РУ
ТУ 32.50.50-002-18527908-2019

LOT




Synovial fluid substitute

ARTEON®

XX ml

bottle




ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

НЕ ТОКСИЧНО

Не замораживать!
Не использовать по истечении указанного срока годности.



0 000000 000000



Средство для замещения синовиальной жидкости

ARTEON®

XX мл

флакон

Sodium hyaluronate	XX mg/ml
Phosphate buffer pH 7.4:	
Sodium chloride (NaCl)	8,1 mg/ml
Potassium chloride (KCl)	0,2 mg/ml
Sodium dihydrogen phosphatic dibasic 12 water [Na ₂ HPO ₄ x 12H ₂ O]	1,45 mg/ml
Monobasic potassium phosphate (KH ₂ PO ₄)	0,25 mg/ml
Water for Injection	up to 1000 mg/ml

Гиалуронат натрия	XX мг/мл
Фосфатный буфер pH 7,4:	
Натрия хлорид (NaCl)	8,1 мг/мл
Калия хлорид (KCl)	0,2 мг/мл
Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12 водный [Na ₂ HPO ₄ x 12H ₂ O]	1,45 мг/мл
Калия дигидрофосфат (KH ₂ PO ₄)	0,25 мг/мл
Вода для инъекций	до 1000 мг/мл

Произведено

ООО «ФБК», Россия 129347, г.Москва, Ярославское ш., д.146, к.2, пом.1222
Тел.: +7 (495) 778 62 10. E-mail: fbk-company@mail.ru

Адреса мест производства:

1. ООО «ФБК», 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.о. г.Хотьково ул. Молодогвардейская, д. 26.
2. ООО «ФБК», 601622, Владимирская область, р-н Александровский, МО Краснопламенское (сельское поселение), д. Тириброво.
3. ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.



Макет маркировки наклейки шприца

 **FBK Pharm** Произведено ООО «ФБК», Россия

РУ
ТУ 32.50.50-002-18527908-2019


АРТЕОН®

Средство для замещения синовиальной жидкости

Гиалуронат натрия	XX мг/мл
Фосфатный буфер pH 7,4:	
Натрия хлорид (NaCl)	8,1 мг/мл
Калия хлорид (KCl)	0,2 мг/мл
Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12 водный ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times 12\text{H}_2\text{O}$)	1,45 мг/мл
Калия дигидрофосфат (KH_2PO_4)	0,25 мг/мл
Вода для инъекций	до 1000 мг/мл



STERILE
НЕ ТОКСИЧНО



XX мл

Макет маркировки блистерной упаковки



Макет маркировки потребительской упаковки (коробки) шприца

Офисное и др. (13/11/2019) м.б.
Информационный отдел
Москва 5.5

