

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биопалитра»

В.Н. Окруль /  
«04» октября 2021 г.



## МАРКИРОВКА.

### МАКЕТЫ УПАКОВКИ И ЭТИКЕТОК

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для мультиплексного выявления маркеров  
гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С,  
сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа

**«МультиПлекс госпитальный комплекс»**


по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021

Макеты этикеток, упаковки, транспортной тары разработаны в соответствии с требованиями ТУ 21.20.23-001-69860259-2021.

**Макеты этикеток** компонентов Набора реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа «МультиПлекс госпитальный комплекс» по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021 по форме, размеру и цветовой гамме должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице ниже.

| №<br>п/п | Наименование                                                                     |          | Размер<br>этикетки,<br>мм | Отличительные особенности                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | полное                                                                           | краткое  |                           |                                                                                                                                                      |
| 1        | Планшет-иммуносорбент                                                            | ИС       | 50x80<br>(+/- 2)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в синем цвете, скругленные концы. |
| 2        | Положительный контрольный образец                                                | К+       | 18x46<br>(+/- 1)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в красном цвете                   |
| 3        | Отрицательный контрольный образец                                                | К-       | 18x46<br>(+/- 1)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в сером цвете                     |
| 4        | Раствор для разведения образцов                                                  | РРО      | 29x73<br>(+/- 2)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в оранжевом цвете                 |
| 5        | Конъюгат 1 (лиофилизированный)                                                   | КГ-1     | 29x73<br>(+/- 2)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в красном цвете                   |
| 6        | Раствор для разведения конъюгата 1                                               | РРКГ-1   | 29x73<br>(+/- 2)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в сером цвете                     |
| 7        | Конъюгат 2                                                                       | КГ-2     | 29x73 (+/- 2)             | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в желтом цвете                    |
| 8        | Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин | пТМБ     | 29x73<br>(+/- 2)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в голубом цвете                   |
| 9        | Промывочный раствор 25-кратный                                                   | ФСБ-Тх25 | 50x115<br>(+/- 2)         | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в синем цвете                     |
| 10       | Ванночка для растворов одноразовая                                               | Ванночка | 18x46<br>(+/- 1)          | Белый фон. Прямоугольники в правом верхнем и левом нижнем углу, полное и краткое наименование компонента выполнены в сером цвете, скругленные концы  |

Макеты этикеток компонентов набора реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа «МультиПлекс госпитальный комплекс» по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021









**Макет вторичной упаковки (пачки)** Набора реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа «МультиПлекс госпитальный комплекс» по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021. Размеры макета 696x1020x158x131x111 мм




А1  
696x1020  
158x131x11



**Макет транспортной упаковки** Набора реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа **«МультиПлекс госпитальный комплекс»** по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021

|                                  |                                                                   |                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div> <div>FN-4386L</div> </div> | <div> <div>наименование заказа</div> <div>Биопалитра</div> </div> | <div> <div>Диаметр вала</div> <div></div> </div>     |
|                                  | <div> <div>внутренние размеры</div> <div>570x310x230</div> </div> | <div> <div>Толщина полимера</div> <div></div> </div> |
|                                  |                                                                   | <div> <div>286</div> </div>                          |



FN-4386L

наименование заказа


Биопалитра

внутренние  
размеры 570x310x230


Диаметр вала

Толщина полимера

286



|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ила  | Направление печати                                               | <b>ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТ!!!</b><br>Утвержденный макет свидетельствует о том, что Вы полностью согласны с графическим, цветовым и текстовым содержанием макета и несете ответственность за соответствие макета Вашим пожеланиям. Утверждением считается макет, заверенный печатью Вашей компании и подписанный проверяющим с указанием даты утверждения. Утвержденный макет является сигналом к изготовлению фотополимерной формы. Претензии по ошибкам, обнаруженным позднее, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! | Дата: _____ Подпись: _____ (_____)<br>М.П. _____ расшифровка подписи _____ |
| мера | <div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>→</div> <div>←</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |



Макет этикетки для транспортной упаковки Набора реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа «МультиПлекс госпитальный комплекс» по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021, размеры 100х100 мм

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>БИОПАЛИТРА®</b>                                                                                                                                               | <br>Общество с ограниченной ответственностью "Биопалитра"<br>197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку,<br>дом 74, литер А, ч.п. 1-Н ком. 305<br>Тел.: +7 (812) 425-64-59<br>www.biopalitra.com |
| Набор реагентов для мультиплексного выявления маркеров<br>гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис)<br>методом качественного иммуноферментного анализа<br>"МультиПлекс госпитальный комплекс" по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>МУЛЬТИПЛЕКС</b><br>госпитальный комплекс                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LOT</b> <b>XXX</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>REF</b> <b>МРНС-96</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>YYYY-MM-DD</b>                                                                                                                                                   |  <b>YYYY-MM-DD</b>                                                                                                                                                                                 |
| Масса нетто X кг<br>Масса брутто X кг<br>Масса нетто набора реагентов X кг<br>Количество наборов X шт                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IVD</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  2°C — 8°C<br><br>H317<br>P261, P272<br>P280                                                                  |

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

11 (одиннадцать)

Директор  
ООО «Биопалитра»

В.Н. Овруль





БИОПАЛИТРА®

диагностика социально значимых  
инфекционных заболеваний

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биопалитра»

/ В.Н. Окруль /

« 07 » 12 2021 г.



МП.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ФАЙЛ

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для мультиплексного выявления маркеров  
гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом  
качественного иммуноферментного анализа

«МультиПлекс госпитальный комплекс»

по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021

## Оглавление

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Наименование и состав компонентов .....                                                                               | 4  |
| 1.1. Наименование .....                                                                                                  | 4  |
| 1.2. Краткие наименования компонентов : .....                                                                            | 4  |
| 2. Набор реагентов «МультиПлекс госпитальный комплекс».....                                                              | 5  |
| 2.1. Общий вид медицинского изделия.....                                                                                 | 5  |
| 2.2. Набор реагентов «МультиПлекс госпитальный комплекс». Общий вид в сборе.....                                         | 6  |
| 3. Набор реагентов «МультиПлекс госпитальный комплекс» в составе:.....                                                   | 7  |
| 3.1. Планшет – иммуносорбент, 1 шт.. Общий вид спереди. ....                                                             | 7  |
| 3.2. Планшет – иммуносорбент, 1 шт.. Общий вид сзади. ....                                                               | 8  |
| 3.3. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Общий вид.....                                                 | 9  |
| 3.3.1. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид слева. ....                                              | 10 |
| 3.3.2. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид справа. ....                                             | 11 |
| 3.4. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Общий вид.....                                                 | 12 |
| 3.4.1. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид слева. ....                                              | 13 |
| 3.4.2. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид слева. ....                                              | 14 |
| 3.4.3. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид справа. ....                                             | 15 |
| 3.5. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл. Общий вид. ....                                                    | 16 |
| 3.5.1. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл. Вид слева. ....                                                  | 17 |
| 3.5.2. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл. Вид справа. ....                                                 | 18 |
| 3.6. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон. Общий вид. ....                                                           | 19 |
| 3.6.1. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон. Вид справа. ....                                                        | 20 |
| 3.6.2. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон. Вид слева.....                                                          | 21 |
| 3.7. Раствор для разведения Конъюгата 1, 1 флакон, 10 мл. Общий вид. ....                                                | 22 |
| 3.7.1. Раствор для разведения Конъюгата 1, 1 флакон, 10 мл. Вид слева. ....                                              | 23 |
| 3.7.2. Раствор для разведения Конъюгата 1, 1 флакон, 10 мл. Вид справа. ....                                             | 24 |
| 3.8. Конъюгат 2, 1 флакон, 8 мл. Общий вид.....                                                                          | 25 |
| 3.8.1. Конъюгат 2, 1 флакон, 8 мл. Вид справа.....                                                                       | 26 |
| 3.8.2. Конъюгат 2, 1 флакон, 8 мл. Вид слева. ....                                                                       | 27 |
| 3.9. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл. Общий вид. ....   | 28 |
| 3.9.1. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл. Вид слева.....  | 29 |
| 3.9.2. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл. Вид справа..... | 30 |
| 3.10. Промывочный раствор 25-кратный, 1 флакон, 60 мл. Общий вид.....                                                    | 31 |
| 3.10.1. Промывочный раствор 25-кратный, 1 флакон, 60 мл. Вид слева и справа. ....                                        | 32 |
| 3.11. Ванночка для растворов одноразовая, 3 шт. Общий вид в упаковке. ....                                               | 33 |
| 3.12. Ванночка для растворов одноразовая, 3 шт. Общий вид. ....                                                          | 34 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.13. Пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая, 3 шт. Общий вид ..... | 35 |
| 3.14. Инструкция по применению, 1 шт.. Общий вид .....                               | 36 |
| 4. УПАКОВКА.....                                                                     | 37 |
| 4.1. Вторичная упаковка. Общий вид.....                                              | 37 |
| 4.2. Вторичная упаковка. Вид сбоку.....                                              | 38 |
| 4.3. Вторичная упаковка. В раскрытом виде. ....                                      | 39 |
| 4.4. Вторичная упаковка. Вид сбоку.....                                              | 40 |
| 4.5. Вторичная упаковка. Вид сбоку.....                                              | 41 |
| 4.6. Вторичная упаковка. Вид сбоку.....                                              | 42 |
| 4.7. Вторичная упаковка. Ложемент.....                                               | 43 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА.....                                                        | 44 |
| 5.1. Транспортная упаковка. Общий вид транспортной упаковки .....                    | 44 |
| 5.2. Транспортная упаковка. Вид сбоку .....                                          | 45 |
| 5.3. Транспортная упаковка. Вид сбоку .....                                          | 46 |

# 1. Наименование и состав компонентов

## 1.1. Наименование

Медицинское изделие для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа «МультиПлекс госпитальный комплекс» по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021» в составе:

1. Планшет-иммуносорбент, 1 шт.
2. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл;
3. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл;
4. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл;
5. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон;
6. Раствор для разведения конъюгата 1, 1 флакон, 10 мл;
7. Конъюгат 2, 1 флакон, 8 мл;
8. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл;
9. Промывочный раствор 25-кратный, 1 флакон, 60 мл;
10. Ванночка для растворов одноразовая, 3 шт.;
11. Пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая, 3 шт.;
12. Инструкция по применению, 1 шт.


Далее по тексту Медицинское изделие

## 1.2. Краткие наименования компонентов :


|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Планшет-иммуносорбент:                                                            | ИС         |
| Положительный контрольный образец:                                                | К+         |
| Отрицательный контрольный образец:                                                | К-         |
| Раствор для разведения образцов:                                                  | РРО        |
| Конъюгат 1 (лиофилизированный):                                                   | КГ-1       |
| Раствор для разведения конъюгата 1:                                               | РРКГ-1     |
| Конъюгат 2:                                                                       | КГ-2       |
| Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген – тетраметилбензидин: | пТМБ       |
| Промывочный раствор 25-кратный:                                                   | ФСБ-Тх25   |
| Ванночка для растворов одноразовая:                                               | Ванночка   |
| Пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая:                          | Пленка     |
| Инструкция по применению:                                                         | Инструкция |

## 2. Набор реагентов «МультиПлекс госпитальный комплекс».

### 2.1. Общий вид медицинского изделия.



2.2. Набор реагентов «МультиПлекс госпитальный комплекс». Общий вид в сборе.



3. Набор реагентов «МультиПлекс госпитальный комплекс» в составе:


3.1. Планшет – иммуносорбент, 1 шт.. Общий вид спереди.



3.2. Планшет – иммуносорбент, 1 шт.. Общий вид сзади.



3.3. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Общий вид.




3.3.1. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид слева.




3.3.2. Положительный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид справа.



3.4. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Общий вид.



3.4.1.Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид слева.




3.4.2. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид слева.




3.4.3. Отрицательный контрольный образец, 1 флакон, 1,5 мл. Вид справа.




3.5. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл. Общий вид.



3.5.1. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл. Вид слева.




3.5.2. Раствор для разведения образцов, 1 флакон, 5 мл. Вид справа.



3.6. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон. Общий вид.




3.6.1. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон. Вид справа.




3.6.2. Конъюгат 1 (лиофилизированный), 1 флакон. Вид слева.




3.7. Раствор для разведения Коньюгата 1, 1 флакон, 10 мл. Общий вид.




3.7.1. Раствор для разведения Коньюгата 1, 1 флакон, 10 мл. Вид слева.




3.7.2. Раствор для разведения Коньюгата 1, 1 флакон, 10 мл. Вид справа.




3.8. Коньюгат 2, 1 флакон, 8 мл. Общий вид.



3.8.1. Конъюгат 2, 1 флакон, 8 мл. Вид справа.



3.8.2. Коньюгат 2, 1 флакон, 8 мл. Вид слева.




3.9. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл. Общий вид.




3.9.1. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл. Вид слева.



3.9.2. Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода и хромоген - тетраметилбензидин, 1 флакон, 8 мл. Вид справа.



3.10. Промывочный раствор 25-кратный, 1 флакон, 60 мл. Общий вид.



3.10.1. Промывочный раствор 25-кратный, 1 флакон, 60 мл. Вид слева и справа.




3.11. Ванночка для растворов одноразовая, 3 шт. Общий вид в упаковке.



3.12. Ванночка для растворов одноразовая, 3 шт. Общий вид.



3.13. Пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая, 3 шт. Общий вид.





ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ООО «Биопалитра»  
/ В.Н. Окруль /  
«22» *сентября* 20*11* г.



МП.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для мультиплексного выявления маркеров  
гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис)  
методом качественного иммуноферментного анализа

«МультиПлекс госпитальный комплекс»

по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021

Стр. 1

#### 4. УПАКОВКА.

##### 4.1. Вторичная упаковка. Общий вид.



**МУЛЬТИПЛЕКС**  
ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

НАБОР РЕАГЕНТОВ  
ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО  
ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ  
ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ (ВИЧ, ГЕПАТИТ В,  
ГЕПАТИТ С, СИФИЛИС)  
МЕТОДОМ КАЧЕСТВЕННОГО  
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА  
«МультиПлекс госпитальный комплекс»  
по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021

**БИОПАЛИТРА**  
ИННОВАЦИОННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ



Общество с ограниченной ответственностью «Биопалитра»  
197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку,  
дом 74 литер А, ч.п. 1-Н, ком. 305  
Тел.: +7 (812) 425-64-59  
[www.biopallitra.com](http://www.biopallitra.com)

Набор реагентов для мультиплексного выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций  
(ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) методом качественного иммуноферментного анализа  
«МультиПлекс госпитальный комплекс» по ТУ 21.20.23-001-69860259-2021

**МУЛЬТИПЛЕКС**  
ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ру №



2021-09-24




2022-03-24




001



МРНС-96



+2°C



H317  
P261, P272  
P280




Для профессионального применения

4.2. Вторичная упаковка. Вид сбоку



#### 4.3. Вторичная упаковка. В раскрытом виде.





4.5. Вторичная упаковка. Вид сбоку.

  
**БИОПАЛИТРА®**  
инновационная биотехнологическая  
компания

Хранить и транспортировать  
при температуре от 2 °С до 8 °С.



### МультиПлекс госпитальный комплекс

Состав набора реагентов:

Планшет-иммуносорбент – 1 шт.

Положительный контрольный образец – 1 флакон, 1,5 мл

Отрицательный контрольный образец – 1 флакон, 1,5 мл

Раствор для разведения образцов – 1 флакон, 5 мл

Конъюгат 1 (лиофилизированный) – 1 флакон

Раствор для разведения конъюгата 1 – 1 флакон, 10 мл

Конъюгат 2 – 1 флакон, 8 мл

Раствор, содержащий субстрат – перекись водорода  
и хромоген-тетраметилбензидин – 1 флакон, 8 мл

Промывочный раствор 25-кратный – 1 флакон, 60 мл

Ванночка для растворов одноразовая – 3 шт.

Пленка для заклеивания лунок  
иммуносорбента одноразовая – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

4.6. Вторичная упаковка. Вид сбоку.



#### 4.7. Вторичная упаковка. Ложемент.



## 5. ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

### 5.1. Транспортная упаковка. Общий вид транспортной упаковки



5.2. Транспортная упаковка. Вид сбоку



5.3. Транспортная упаковка. Вид сбоку



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью № (

сорок шесть) листов

Директор ОИД В.И.

