


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Технопарк «Медтехника»»




В.М. Литвер
«01» сентября 2022 г.

**«Бароаппарат одноместный медицинский
стационарный «ВОЛГА-101»
ТУ 33.10.16-001-93678350-2021**

Сводный комплект фотографий

2022



Рисунок 1 – демонстрация лечебного сеанса



Рисунок 2 – ложе пациента на тележке прикатной

Ложе пациента устанавливается на прикатную тележку, накрывается сверху матрацем в чехле из негорючего материала НТ-7, плотно покрытого простыней. Пациент укладывается на ложе, тележка пристыковывается к барокамере, после чего ложе вместе с пациентом вдвигается в барокамеру через открытый передний люк.



Рисунок 3 – матрац в чехле из негорючего материала НТ-7

Ложу пациента устанавливается на прикатную тележку, накрывается сверху матрацем в чехле из негорючего материала НТ-7, плотно покрытого простыней. Пациент укладывается на ложе, тележка пристыковывается к барокамере, после чего ложе вместе с пациентом вдвигается в барокамеру через открытый передний люк.




Рисунок 4 – Антистатический браслет SMK 229621

Антистатический браслет SMK 229621 используется для снятия статического электричества с тела пациента.




Рисунок 5 – Место присоединения антистатического браслета специальным винтом к ложе пациента (заземление)




Рисунок 6 – Таймер-секундомер цифровой RST 04201 (в комплекте с инструкцией)

Слежение за временем процедур осуществляется с помощью автономного таймера, входящего в комплект поставки к бароаппарату и в соответствии с инструкцией на данный таймер. Имеет магнит для крепления на металлическую поверхность.



Рисунок 7 – Ручка-съемник



Рисунок 8 – Комплект ключей (6-22 мм)



Рисунок 9 – Смазка ВНИИНП-282



Рисунок 10 – Смазка «Криогель»



Рисунок 11 – Поглотитель химический известковый ХП-И, ГОСТ 6755

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12
(двенадцати) листах
Генеральный директор
ООО «Технопарк «Медтехника»
В.М. Литвер

