




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE однократного применения стерильная, варианты исполнения:

Micro Cannula, размеры:



22G (0,70 x 50)




22G (0,70 x 70)





23G (0,60 x 50)




25G (0,50 x 40),





25G (0,50 x 50)





27G (0,40 x 25)





27G (0,40 x 40)




27G (0,40 x 50)




30G (0,30 x 25)




Micro Cannula Plus в комплекте с иглой для прокалывания кожи, размеры:
18G (1,25 x 70) в комплекте с иглой 18G (1,25 x 25)




20G (0,90 x 70) в комплекте с иглой 20G (0,90 x 25)




22G (0,70 x 50) в комплекте с иглой 21G (0,80 x 25)




22G (0,70 x 70) в комплекте с иглой 21G (0,80 x 25)




23G (0,60 x 50) в комплекте с иглой 23G (0,60 x 25)




25G (0,50 x 40) в комплекте с иглой 23G (0,60 x 25)




25G (0,50 x 50) в комплекте с иглой 23G (0,60 x 25)




27G (0,40 x 25) в комплекте с иглой 26G (0,45 x 13)




27G (0,40 x 40) в комплекте с иглой 26G (0,45 x 13)




27G (0,40 x 50) в комплекте с иглой 26G (0,45 x 13)



30G (0,30 x 25) в комплекте с иглой 27G (0,40 x 13)





Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 12 листа/ов

Генеральный директор
ООО «АЛЪЯНЗА»
Филимонов А.А.



ООО «АЛЬЯНЗА»

медицинские изделия

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНЗА»

ИНН: 7720554083; ОГРН: 1067746656229; КПП: 772501001
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. первый, пом. II, ком. 101
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593
Расчетный счет: 40702810801300014592
Корреспондентский счет: 30101810200000000593

Тел.: +7 (499) 707 09 00
e-mail: info@alianzallc.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АЛЬЯНЗА»

Филимонов А.А.



« 05 » _____ 2022 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная**

Micro Cannula, пластиковый футляр (Dental type), 50 шт./уп., размеры:

22G (0,70 мм [TW] x 50,0 мм),
22G (0,70 мм [TW] x 70,0 мм),
23G (0,60 мм [TW] x 50,0 мм),
25G (0,50 мм [TW] x 40,0 мм),
25G (0,50 мм [TW] x 50,0 мм),
27G (0,40 мм [TW] x 25,0 мм),
27G (0,40 мм [TW] x 40,0 мм),
27G (0,40 мм [TW] x 50,0 мм),
30G (0,30 мм [TW] x 25,0 мм)

1. Маркировка медицинского изделия в варианте исполнения «Micro Cannula»

1.1. Индивидуальная упаковка - Пластиковый футляр (Dental type) (увеличено)




Pantone 5275C



Black 100%

33 mm

8 mm






Pantone 264C



Black 100%

33 mm

8 mm






Pantone 271C



Black 100%

33 mm

8 mm






Pantone 564C



Black 100%

33 mm

8 mm




 Pantone 549C

 Black 100%

33 mm

8 mm





Pantone 472C



Black 100%

33 mm

8 mm

27G

Uniglance®

0,40mm x 25mm



Model



FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT




Pantone 576C



Black 100%

33 mm

8 mm






Pantone 7543C



Black 100%

33 mm

8 mm





Pantone 615C



Black 100%

33 mm

8 mm

30G

Uniglance®

0,30mm x 25mm



Model



FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT

1.2. Потребительская упаковка для пластиковых футляров (Dental type) (уменьшено)

Black 100% Pantone 5275C

Black 65% Pantone 5275C
23%

Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 22G (0,70мм [TW] x 50,0мм)

"Micro" – обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd


3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianszallc.ru.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT





Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 22G (0,70мм [TW] x 70,0мм)

"Micro" - обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd



3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianzallc.ru.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н»

Model
Size


LOT



 Black 100%
  Pantone 271C

 Black 65%
  Pantone 271C 23%





Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 25G (0,50мм [TW] x 40,0мм)

"Micro" – обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd




3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АльянЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianzallc.ru.

Стерильно, апиrogenно,
нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT



В пластиковом футляре
Micro Cannula
Uniglance
25G
0,50mm x 50mm

Uniglance[®]

Micro Cannula

Канюля инъекционная
внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре

25G
0,50mm x 50mm

50 шт.



Внимание! Выбор канюль для проведения процедуры должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При использовании канюль необходимо знать и соблюдать технику проведения инъекции и стандарты эстетической инъекции. Необходимо соблюдать стандарты набора материалов из ампулы или из флакона. Запрещается использовать изделия с истекшим сроком годности. Не используйте изделия с дефектами или признаками коррозии. Хранить в недоступном для детей месте.

Способ применения:

Вымойте и высушите руки, наденьте перчатки и обработайте их спиртом или другим антисептиком. Подготовьте кожу или флакон с препаратом к работе. Соберите стерильный шприц*. Вскройте упаковку с канюлей в указанном месте, соблюдая правила асептического вскрытия, извлеките канюлю и присоедините ее к шприцу* для набора препарата. Осуществите прокол кожи иглой в предполагаемом месте введения канюли. Наберите в шприц* препарат (доза согласно врачебному назначению). Удалите воздух, проветривая канюлю, извлеките канюлю из шприца*. Приложите подушку из кожи или иглы. Обработайте с помощью ватных тампонов место инъекции антисептическим средством сначала шприцом, а затем иглой. Сделайте кожу, чтобы из прокола не вытекала кровь, надавив на кожу, которая посылает сигнал. Место введения канюли. Уложите кожу в первоначальное направление рубца, не вводя иглы, чтобы увеличить отверстие для введения канюли. Поместите указательный палец руки, проведя иглу канюлей, ближе к кончику канюли или держите шприц как доску. Медленно введите препарат в ткань на всю глубину, надавливая на поршень пальцем руки. Аккуратными движениями извлеките канюлю, приложите к месту инъекции ватный тампон, пропитанный антисептическим средством, и помассируйте кожу в месте введения препарата. После корректного введения канюли на иглу для прокола и канюлю канюли. Утилизируйте изделие в соответствии с инструкцией по применению.

*шприц и игла для прокола не входят в комплект поставки изделия

size (length x width x height)
120 x 70 x 98 mm



Black 100%



Pantone 549C



Black 65%



Pantone 549C
23%

Uniglance[®]

Micro Cannula

Канюля инъекционная
внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре

25G
0,50mm x 50mm

50 шт.




Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C в влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Избегать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Канюль в упаковке, до тех пор, пока не будет вскрыта канюль - эстетическая канюль. Канюль 25G (0,50mm x 50mm). *шприц - одноразовый медицинский тонкой стенки, трубка ПВХ по ISO 9625. Пластиковый футляр (Dental type). Количество в упаковке: 50 шт. Рег. удостоверение № _____ от 01.01.2007 года.

Feel Tech Co., Ltd.
1, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 50-1, 15, Inyungwon 2-gil,
Dunsan-si, Incheon-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd. 1, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 50-1, 15, Inyungwon 2-gil, Dunsan-si, Incheon-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производства в РФ: ООО «МедТехС» Россия, 115063, г. Москва, ул. Пашковская, д. 7, стр. 1, пом. 18, комн. 305, тел. +7 (495) 707-09-00, info@medtech.ru.

Стерильный, асептический, нетоксичный, «H»

Model
Size



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 25G (0,50мм [TW] x 50,0мм)

"Micro" - обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd



3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianzallc.ru.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT



--

Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °С и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 27G (0,40мм [TW] x 25,0мм)

"Micro" - обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd



3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianzallc.ru.

Стерильно, апиrogenно,
нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT



 Black 100%
  Pantone 576C

 Black 65%
  Pantone 576C 23%



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °С и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 27G [0,40мм (TW) x 40,0мм]

"Micro" - обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd



3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianzallc.ru.

Стерильно, апиrogenно,
нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT



В пластиковом футляре
Micro Cannula
Uniglance®
27G
0,40мм x 50мм

Uniglance®

Micro Cannula

Канюля инъекционная
внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре

27G
0,40мм x 50мм



50 шт.


Внимание! Выбор калибра канюли для проведения процедуры должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При использовании канюли необходимо знать и соблюдать технику проведения инъекции и стандарты подкожной инъекции. Необходимо соблюдать стандарты набора канюли: не иглы или из фольги. Запрещается использовать изделие с истекшим сроком годности. Не используйте изделие с дефектами или признаками коррозии. Хранить в надлежащем для детей месте.

Способ применения:


Вымойте и высушите руки, канюлю вынуть из упаковки и обработать из спиртом или другим антисептиком. Подготовьте ампулу или флакон с препаратом к работе. Соберите стерильный «шприц». Вскройте упаковку с канюлей в указанном месте, соблюдая правила асептического вскрытия, возьмите канюлю и присоедините ее к «шприцу» или набору препарата. Обработайте место инъекции в предполагаемом месте введения канюли. Наберите в «шприц» препарат (доза согласно врачебному назначению). Удалите воздух, проверьте проходимость канюли, нажимая с ней колпачок. Проведите надкожную инъекцию. Обработайте с помощью ватного тампона место инъекции антисептическим средством сначала широко, а затем узко. Сдвиньте кожу, чтобы из проколочного отверстия вышла небольшая капля крови, которая поможет найти место введения канюли. Расставьте кожу в противоположном направлении рукой, не вводящей инъекцию, чтобы увеличить отверстие для введения канюли. Поместите указательный палец руки, производящей инъекцию, ближе к кончику канюли или держите канюлю как долото. Медленно введите препарат в течение всей процедуры, надавливая на поршень пальцем руки. Аккуратным движением извлеките канюлю, приложите к месту инъекции ватный тампон, пропитанный антисептическим средством, и обработайте кожу в месте введения препарата. После применения процедуры изделие не использовать для прокола и канюлю утилизируйте изделие в соответствии с инструкцией по применению.

*«шприц» и игла для прокола не входят в комплект поставки изделия


size (length x width x height)
120 x 70 x 98 mm




Black 100%



Pantone 7543C



Black 65%



Pantone 7543C

23%

Uniglance®

Micro Cannula

Канюля инъекционная
внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре

27G
0,40мм x 50мм



50 шт.


Хранить в трансформерской при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 70%. Подробная информация об условиях хранения и трансформации изделия в инструкцию по применению. Изделие от всасывания влаги, содержащей спирт и воду. Канюля в упаковке, которая канюля не содержит коррозионно-активных веществ. Канюля 27G (0,40мм x 50мм). «Микро» обозначение, указывающее на тонкую стенку. Пробитие TW по ISO 8536. Пластиковый футляр (Central type). Количество в упаковке: 50 шт. Рег. удостоверения № _____ от XXX.XXXX года

Teel Tech Co., Ltd.
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 5th-L, 15, Jeonamyeok 2-gil,
Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства Teel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 5th-L, 15, Jeonamyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителем в РФ: ООО «Альфарис», Россия, 119035, г. Москва, ул. Парковая, д. 2, эт. 1, пом. II, комн. 401, тел. +7 (495) 207-09-00, info@alfariss.ru

Стерильный, одноразовый, нестерилизуемый, «н»

Model
Size
(шт)



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Канюля 27G [0,40мм [TW] x 50,0мм]

"Micro" - обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626

Пластиковый футляр (Dental type)

Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd

3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЪЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alanzallic.ru.


Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT



Blank box for Model, Size, and LOT information.



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °С и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.
Канюля 30G (0,30мм [TW] x 25,0мм)
"Micro" - обозначение производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 9626
Пластиковый футляр (Dental type)
Количество в упаковке: 50 шт.

Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года



Feel Tech Co., Ltd



3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬЯНЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@alianzallc.ru.

Стерильно, апиrogenно,
нетоксично, «Н»

Model
Size

LOT



1.3. Групповая упаковка для пластиковых футляров (Dental type) (уменьшено)

size (length x width x height)
365 x 127 x 207 mm

Black 100% Pantone 5275C
Black 65% Pantone 5275C 23%




Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °С и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно-активных примесей. Канюля 22G (0,70мм [TW] x 50 [мм]) "Micro" - обозначения производителя тонкой стенки трубки TW по ISO 5836 (Пластиковый футляр [Dental type]) Количество в упаковке 500 шт. (10уп. по 50шт.) Рег. удостоверение № _____ от XX.XX.XXXX года

Feel Tech Co., Ltd.
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jangjeon-guk 2-gil, Gyeongsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jangjeon-guk 2-gil, Gyeongsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Полномоченный представитель: ООО «АлтанСэл», Россия, 115093, г. Москва, ул. Рязановская, д. 7, эт. 1, пом. II, комн. 101, тел.: +7 (499) 707-03-00, info@alanzall.ru


Стерильно, асепригенно, натертично, «Н»



size (length x width x height)
365 x 127 x 207 mm




Black 100%




Pantone 264C





Black 65%



Pantone 264C
23%







size (length x width x height)
365 x 127 x 147 mm

- Black 100%
- Pantone 564C
- Black 65%
- Pantone 564C 23%

 Black 100%
  Pantone 549C

 Black 65%
  Pantone 549C 23%






size (length x width x height)
365 x 127 x 147 mm


- Black 100%
- Pantone 472C
- Black 65%
- Pantone 472C 23%

 Black 100%
  Pantone 576C

 Black 65%
  Pantone 576C 23%







size (length x width x height)
365 x 127 x 147 mm

- Black 100%
- Pantone 615C
- Black 65%
- Pantone 615C 23%

1.4. Транспортная упаковка 650,0 мм x 380,0 мм x 165,0 мм для пластиковых футляров (Dental type) (уменьшено)

Uniglance® Micro Cannula Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE однократного применения стерильная в пластиковом футляре 	<table border="1"> <tr><td>Model</td><td></td></tr> <tr><td>Size</td><td></td></tr> <tr><td>LOT</td><td></td></tr> <tr><td>Q'ty</td><td></td></tr> <tr><td>Exp</td><td>5 лет с даты изготовления/5 years from MFG</td></tr> </table>	Model		Size		LOT		Q'ty		Exp	5 лет с даты изготовления/5 years from MFG	Uniglance® Micro Cannula Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE однократного применения стерильная в пластиковом футляре 	Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионные активные примеси. Пластиковый футляр (Dental type) Состав: канюля в пластиковом футляре - диаметр см. в поле SIZE, кол-во см. в поле Q'ty, краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку Feel Tech Co., Ltd 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, SH-1, B, Jayungyeok 2-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsang-do, Republic of Korea Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, B, Jayungyeok 2-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsang-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производства в РФ: ООО «АТЛАНТИКА», Россия, 156001, г. Москва, ул. Павловская, д. 2, эт. 5, пом. 8, ком. 101. тел.: +7 (499) 707-09-00, info@atlantic.ru Стерильно, асепрично, нетоксично, «H» 
Model													
Size													
LOT													
Q'ty													
Exp	5 лет с даты изготовления/5 years from MFG												

1.4.1. Транспортная упаковка 650,0 мм x 380,0 мм x 165,0 мм для пластиковых футляров (Dental type). Фрагмент 1 (уменьшено)

Uniglance® Micro Cannula Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE однократного применения стерильная в пластиковом футляре 	<table border="1"> <tr><td>Model</td><td></td></tr> <tr><td>Size</td><td></td></tr> <tr><td>LOT</td><td></td></tr> <tr><td>Q'ty</td><td></td></tr> <tr><td>Exp</td><td>5 лет с даты изготовления/5 years from MFG</td></tr> </table>	Model		Size		LOT		Q'ty		Exp	5 лет с даты изготовления/5 years from MFG
Model											
Size											
LOT											
Q'ty											
Exp	5 лет с даты изготовления/5 years from MFG										

1.4.2. Транспортная упаковка 650,0 мм x 380,0 мм x 165,0 мм для пластиковых футляров (Dental type). Фрагмент 2 (уменьшено)

Uniglance® Micro Cannula Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE однократного применения стерильная в пластиковом футляре 	Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионные активные примеси. Пластиковый футляр (Dental type) Состав: канюля в пластиковом футляре - диаметр см. в поле SIZE, кол-во см. в поле Q'ty, краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку Feel Tech Co., Ltd 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, SH-1, B, Jayungyeok 2-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsang-do, Republic of Korea Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, B, Jayungyeok 2-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsang-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производства в РФ: ООО «АТЛАНТИКА», Россия, 156001, г. Москва, ул. Павловская, д. 2, эт. 5, пом. 8, ком. 101. тел.: +7 (499) 707-09-00, info@atlantic.ru Стерильно, асепрично, нетоксично, «H» 
--	---

1.5. Транспортная упаковка 650,0 мм x 380,0 мм x 225,0 мм для пластиковых футляров (Dental type) (уменьшено)

Uniglance®

Micro Cannula

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре



Model	
Size	
LOT	
Q'ty	
	5 лет с даты изготовления/5 years from MFG

Uniglance®

Micro Cannula

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионно-активных примесей. Пластиковый футляр (Dental type). Состав: канюля в пластиковом футляре - (размер см. в поле SIZE, кол-во см. в поле Q'ty); краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку.

Feel Tech Co., Ltd
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АйбизАкс», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: +7 (499) 707-09-00, info@ai-biz-aks.ru

Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н»

1.5.1. Транспортная упаковка 650,0 мм x 380,0 мм x 225,0 мм для пластиковых футляров (Dental type). Фрагмент 1 (уменьшено)

Uniglance®

Micro Cannula

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре



Model	
Size	
LOT	
Q'ty	
	5 лет с даты изготовления/5 years from MFG

1.5.2. Транспортная упаковка 650,0 мм x 380,0 мм x 225,0 мм для пластиковых футляров (Dental type). Фрагмент 2 (уменьшено)

Uniglance®

Micro Cannula

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная

В пластиковом футляре



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионно-активных примесей. Пластиковый футляр (Dental type). Состав: канюля в пластиковом футляре - (размер см. в поле SIZE, кол-во см. в поле Q'ty); краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку.

Feel Tech Co., Ltd
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АйбизАкс», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: +7 (499) 707-09-00, info@ai-biz-aks.ru

Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н»

Micro Cannula Plus, комплект с иглой для прокалывания кожи, блистерная упаковка (Blister type), 24 шт./уп., варианты:

- Канюля 18G (1,20 мм [TW] x 70,0 мм) в комплекте с иглой 18G (1,20 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 20G (0,90 мм [TW] x 70,0 мм) в комплекте с иглой 20G (0,90 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 22G (0,70 мм [TW] x 50,0 мм) в комплекте с иглой 21G (0,80 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 22G (0,70 мм [TW] x 70,0 мм) в комплекте с иглой 21G (0,80 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 23G (0,60 мм [TW] x 50,0 мм) в комплекте с иглой 23G (0,60 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 25G (0,50 мм [TW] x 40,0 мм) в комплекте с иглой 23G (0,60 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 25G (0,50 мм [TW] x 50,0 мм) в комплекте с иглой 23G (0,60 мм [TW] x 25,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 27G (0,40 мм [TW] x 25,0 мм) в комплекте с иглой 26G (0,45 мм [TW] x 13,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 27G (0,40 мм [TW] x 40,0 мм) в комплекте с иглой 26G (0,45 мм [TW] x 13,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 27G (0,40 мм [TW] x 50,0 мм) в комплекте с иглой 26G (0,45 мм [TW] x 13,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку;
- Канюля 30G (0,30 мм [TW] x 25,0 мм) в комплекте с иглой 27G (0,40 мм [TW] x 13,0 мм), в составе: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 24 шт., краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку.

2. Маркировка медицинского изделия в варианте исполнения «Micro Cannula Plus»

2.1. Индивидуальная упаковка - Блистерная упаковка (Blister type) (увеличено)



2.2. Потребительская упаковка для блистеров (Blister type) (уменьшено)



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 695C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

Black 100%

Pantone 507C

Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 5275C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 264C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 549C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 564C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 549C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 472C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 576C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 7543C
- Black 65%



size (length x width x height)
194 x 147 x 55 mm

- Black 100%
- Pantone 615C
- Black 65%

2.3. Транспортная упаковка для блистеров (Blister type) (уменьшено)

Uniglance® Micro Cannula Plus

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная
Комплект с иглой для прокалывания кожи
В блистерной упаковке



Model	
Size	
LOT	
Q'ty	
	5 шт. с датой изготовления/5 units from MFG

Uniglance® Micro Cannula Plus

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная
Комплект с иглой для прокалывания кожи
В блистерной упаковке



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%.
Подобная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции
по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионно-активные примеси
Блистерная упаковка (Blister type)

Состав: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 1 шт. на транспортную упаковку
или по 5 шт. в поле QTY, краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2 dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si,
Jollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «АЛЬЯНС-ЗД», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павлинская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101,
тел.: +7 (499) 707-09-00, info@aliance-zd.ru

Составные вещества: неоксидно, «H»



2.3.1. Транспортная упаковка для блистеров (Blister type). Фрагмент 1 (уменьшено)

Uniglance® Micro Cannula Plus

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная
Комплект с иглой для прокалывания кожи
В блистерной упаковке



Model	
Size	
LOT	
Q'ty	
	5 шт. с датой изготовления/5 units from MFG

2.3.2. Транспортная упаковка для блистеров (Blister type). Фрагмент 2 (уменьшено)

Uniglance® Micro Cannula Plus

Канюля инъекционная внутридермальная UNIGLANCE
однократного применения стерильная
Комплект с иглой для прокалывания кожи
В блистерной упаковке



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%.
Подобная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции
по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионно-активные примеси
Блистерная упаковка (Blister type)

Состав: канюля в комплекте с иглой в блистерной упаковке - 1 шт. на транспортную упаковку
или по 5 шт. в поле QTY, краткая инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2 dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil,
Gunsan-si, Jollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «АЛЬЯНС-ЗД», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павлинская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101,
тел.: +7 (499) 707-09-00, info@aliance-zd.ru

Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «H»





Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 58 листа/-ов

Генеральный директор
ООО «АЛЪЯНЗА»
Филимонов А.А.

