



ЭР-МЕД

127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 16, стр. 4, подъезд 1, эт. 7, каб. 18
тел: +7 (495) 108-69-53

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:

Аппарат для заключения гистологических препаратов под покровное стекло

Glass Coverslipper CS500

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭР-МЕД»

Кокотов О.Б.





1. Основной модуль аппарата для заключения гистологических препаратов под покровное стекло CS500 (CS500 main unit)




2. Лоток (Tray)



3. Вентиляционная труба (Ventilation tube)




4. Зажим для вентиляционной трубы (Ventilation tube clamp)




5. Блок загрузки покровного стекла (Cover glass box)



6. Присоска (Suction cup)



7. Дозирующая игла 16G (Dispensing needle 16G)



8. Контейнер для отходов (Waste plastic box)




9. Одноразовый контейнер для отходов (Disposable Waste plastic box)



10. Загрузочная коробка (Loading box)



11. Крышка загрузочной коробки не более (Loading box lid)



12. Штатив для предметных стёкол (Slide holder)



13. Предметные стекла 25*75 (25*75 Slide), производства "Цитотест Лэбвэа Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд", Китай, РУ № РЗН 2015/2954




14. Кисть (Brush)



15. Соединительный сетевой кабель (Network cable), производитель MISUMI, модель: GLHR5ET-FTP-GY-2




16. Регулировочный рычаг (Adjusting lever)



17. Поддон для сбора фрагментов (Fragment collection box)



18. Покровные стекла 24*50 (24*50 Cover glass), производства "Цитотест Лэбвэа Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд", Китай, РУ № РЗН 2015/2953




19. Сетевой кабель (Main power supply cable), производитель KING-CORE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD, модель: KC-015+KC-003, H05VV-F 3G*1.0MM2



20. Флакон для очищающего реагента (Cleaning bottle assembly)




21. Флакон для отработанной жидкости (Waste bottle assembly)



22. Флакон для заливочной среды (200 ml) (Coverslip mountant bottle assembly) (200 ml)



23. Флакон для заливочной среды (100 ml) Coverslip mountant bottle assembly) (100 ml)



24. Карбоновый фильтр (Activated carbon filter)

Маркировка основного модуля:



Маркировка транспортной упаковки:



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) листов
цифрами прописью

Должность гендиректор

Подпись Романов

« 26 » октября 20 11 г. М.П.

