


УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»


Лихаев Д.Н.



«28» декабря 2021г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе




Комплект поставки - Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе:

1. Лента-имплантат стерильная сетчатая (1 шт.);
2. Проводники металлические изогнутые (2 шт.: "правый" и "левый");
3. Направитель металлический (1 шт.).
4. Инструкция по применению (1 шт.)




Стерильная упаковка - Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе



Стерильная упаковка - Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе



Общий вид изделия - Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе



Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе
1. Лента-имплантат стерильная сетчатая (1 шт.);
2. Проводники металлические изогнутые (2 шт.: "правый" и "левый");



Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе:
3. Направитель металлический (1 шт.).

продукта: 810081L

Система гинекологическая GYNECARE TVT Obturator, в составе:

1. Лента-имплантат стерильная сетчатая (1 шт.);
2. Проводники металлические изогнутые (2 шт.: "правый" и "левый");
3. Направитель металлический (1 шт.).
4. Инструкция по применению (1 шт.)

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/04353 от XX.XX.XXXX

Производитель (изготовитель): Этикон САПЛ, Швейцария (Ethicon SARL, Switzerland),
Puits Godet 20 Neuchatel CH-2000, Switzerland

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Джонсон & Джонсон», 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. +7 (495) 580-7777

Назначение: для использования у женщин в качестве субуретрального стропа для лечения
стрессового недержания мочи, вызванного гипермобильностью уретры и / или
недостаточностью внутреннего сфинктера.

Материал проводников металлических изогнутых и направителя металлического:
Нержавеющая сталь.

Количество: 1 шт.

Хранение: Изделия следует хранить при температуре от -60°C до +25°C.

Нетоксично.



Проект маркировки на русском языке (для распространения в РФ)

ПРОШУ И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬ 8
10.02



Лихаев Д.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ 77 АГ
6347813 ОТ 09.11.2021