


***Фотографические изображения
медицинского изделия
Установка стоматологическая Shinhung
в вариантах исполнения:
Taurus C1, Taurus G2, Maxpert***


Установка стоматологическая Shinhung, вариант исполнения: Taurus C1



Кресло стоматологическое Taurus C1



Подлокотник






Чаша плевательница




Модуль врача инструментальный Taurus C1, в составе




Панель управления




Регулятор воды и воздуха



Шланги для наконечников



Держатель для инструментов




Пистолет «вода/воздух»



Негатоскоп



Интраоральная камера и монитор




Держатель монитора



Столик для инструментов




Пантографический рычаг




Скайлер пьезоэлектрический FS-433



Электромотор MC3



Педадь управления инструментами и креслом



Модуль ассистента Taurus C1, в составе



Панель управления








Пистолет «вода/воздух»



Лампа светополимеризационная



Светильник стоматологический



Стул врача



Стул ассистента



문서 번호 IFU-C1 140730

TAURUS II

User Operating Manual

CE
1639



SHINHUNG

Установка стоматологическая Shinhung, вариант исполнения Taurus G2




Кресло стоматологическое Taurus G2



Подлокотник




Гидроблок




Чаша плевательница




Модуль врача инструментальный Taurus G2




Панель управления




Держатель для инструментов



Регулятор воды и воздуха




Шланги для наконечников




Пистолет «вода/воздух»



Негатоскоп




Интраоральная камера и монитор



Держатель монитора



Столик для инструментов и пантографический рычаг



Пантографический рычаг

Столик для
инструментов


Скайлер пьезоэлектрический FS-433




Электромотор MC3




Педаль управления инструментами и креслом



Модуль ассистента Taurus G2 в составе




Панель управления



Лампа светополимеризационная



Светильник стоматологический





Стул врача

Стул ассистента



TAURUS G2

Инструкция по эксплуатации
Конфиденциально



SI-G2/Rev2.0

SHINHUNG

Установка стоматологическая Shinhung, вариант исполнения Maxpert



Кресло стоматологическое Maxpert



Подлокотник



Гидроблок и чаша плевательница



Модуль врача инструментальный Maxpert




Панель управления




Держатель для инструментов




Столик для инструментов




Пантографический рычаг



Регулятор воды и воздуха






Пистолет «вода/воздух»



Негатоскоп



Интраоральная камера и монитор



Держатель монитора




Скайлер пьезоэлектрический FS-433



Электромотор MC3



Педадь управления инструментами и креслом




Модуль ассистента Maxpert



Панель управления




Слюноотсос, пылесос, пистолет «вода/воздух»



Лампа светополимеризационная



Светильник стоматологический





Стул врача




Стул ассистента

Maxpert

Инструкция по применению

CE
1639




SHINHUNG

IFU-MAXPERT Верс.7 (2021.02)


Фото транспортной упаковки

Установка стоматологическая Shinhung в вариант исполнения:
Taurus C1



Shinhung Co., Ltd.

42-25, 27beon-gil, Dongsan-ro, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15433, Korea
Tel: +82-2-6366-2000 Fax: +82-2-6366-2131
<http://www.shinhung.co.kr>



CE Medical

Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands



BOX-TAURUS C1-CHAIR-E Rev.0

SHINHUUNG

3 OPTION:

Shinhung Co., Ltd.

42-25, 27beon-gil, Dongsan-ro, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15433, Korea
Tel: +82-2-6366-2000 Fax: +82-2-6366-2131
<http://www.shinhung.co.kr>



CE Medical

Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands

Dark Blue	☐	Charal
Purple	☐	Bronzi
Purple Pink	☐	Olive
Blue	☐	Mango
Red	☐	Mint G
Black	☐	Orang



BOX-TAURUS C1-OPTION-E Rev.0

Фото транспортной упаковки

Установка стоматологическая Shinhung в вариант исполнения:


Taurus G2



Shinhung Co., Ltd.



42-25, 27beon-gil, Dongsan-ro, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15433, Korea
Tel: +82-2-6366-2000 Fax: +82-2-6366-2131
<http://www.shinhung.co.kr>

Purple Pink ☐ O
Blue ☐ M
Red ☐ M
Black ☐ O



CE Medical

Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands



BOX-TAURUS G2G3-CHAIR-E Rev.0

SHIN HUNG



Shinhung Co., Ltd.

42-25, 27beon-gil, Dongsan-ro, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15433, Korea
Tel: +82-2-6366-2000 Fax: +82-2-6366-2131
<http://www.shinhung.co.kr>



Red ☐ Mint Green ☐
Black ☐ Orange ☐

Shi



CE Medical

Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands



BOX-TAURUS G2G3-OPTION-E Rev.0

Maxpert

