

Medtronic

ООО «Медтроник»

Пресненская наб., д.10,

Башня С

9 эт., пом. III, ком.41

г. Москва, 123112

Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com



УТВЕРЖДАЮ
ООО «Медтроник»
Генеральный директор
_____ Е.В. Плясунова
«12» сентября 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетеры для дренирования в различных вариантах исполнения



Производитель:

Медтроник Инк. (Medtronic Inc.)
710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN 55432, USA

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 24154 X1

Ventricular Catheter, 23 cm



(01500763000030658)1725102210221084935
M8907MA001 A 0034

Фото 1. Вентрикулярный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I, 1), вторичная упаковка



Фото 3. Вентрикулярный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,1), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки



Фото 4. Вентрикулярный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,1), в ложементе




Фото 5. Вентрикулярный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,1), без упаковки, стилет







Фото 6. Вентрикулярный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,1), дистальный конец



ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 41101 x1

Ventricular Catheter, Standard,
Barium Impregnated, 23cm



(01)00763000026038(17)260128(10)0221629384

M889492A001 A 0076

Фото 7. Вентрикулярный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,2), вторичная упаковка



Фото 8. Вентрикулярный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,2), содержимое упаковки





Фото 9. Вентрикулярный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,2), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 10. Вентрикулярный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,2), в ложементе




Фото 11. Вентрикулярный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,2), без упаковки, стилет




Фото 12. Вентрикулярный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,2), дистальный конец




Фото 13. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,3), вторичная упаковка



Фото 14. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,3), содержимое упаковки




Фото 15. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,3), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 16. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,3), в ложементе





Фото 17. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,3), без упаковки, стилет




Фото 18. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,3), дистальный конец




Фото 19. Вентрикулярный катетер стандартный, с дополнительными маркерами длины, импрегнирован барием, 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,4), вторичная упаковка



Фото 20. Вентрикулярный катетер стандартный, с дополнительными маркерами длины, импрегнирован барием, 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,4) содержание упаковки





Фото 21. Вентрикулярный катетер стандартный, с дополнительными маркерами длины, импрегнирован барием, 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,4), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 22. Вентрикулярный катетер стандартный, с дополнительными маркерами длины, импрегнирован барием, 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,4), в ложементе




Фото 23. Вентрикулярный катетер стандартный, с дополнительными маркерами длины, импрегнирован барием, 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,4), без упаковки, стилет




Фото 24. Вентрикулярный катетер стандартный, с дополнительными маркерами длины, импрегнирован барием, 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,4), дистальный конец



Фото 26. Вентрикулярный катетер стандартный, повышенной гибкости, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,5), содержимое упаковки



Фото 27. Вентрикулярный катетер стандартный, повышенной гибкости, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,5), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 28. Вентрикулярный катетер стандартный, повышенной гибкости, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,5), без упаковки, стилет.




Фото 29. Вентрикулярный катетер стандартный, повышенной гибкости, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,5), дистальный конец.




Фото 30. Вентрикулярный катетер стандартный, с покрытием BioGlide®, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,6), вторичная упаковка




Фото 32. Вентрикулярный катетер стандартный, с покрытием BioGlide, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,6), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 33. Вентрикулярный катетер стандартный, с покрытием BioGlide, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,6), в ложементе




Фото 34. Вентрикулярный катетер стандартный, с покрытием BioGlide, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,6), без упаковки, стилет




Фото 35. Вентрикулярный катетер стандартный, с покрытием BioGlide, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,6), дистальный конец




Фото 36. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, отверстия для потока - 8 мм, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,7), вторичная упаковка



Фото 37. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, отверстия для потока - 8 мм, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,7), содержимое упаковки.




Фото 38. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, отверстия для потока - 8 мм, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,7), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 39. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, отверстия для потока - 8 мм, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,7), в ложементе





Фото 40. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, отверстия для потока - 8 мм, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,7), без упаковки, стилет






Фото 41. Вентрикулярный катетер тонкий, импрегнирован барием, отверстия для потока - 8 мм, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,7), дистальный конец.

ОБРАЗЕЦ
вспомогательного средства
идентификации

REF 20046 x1
Ventricular Catheter, Large, Barium
Impregnated, 23 cm



R Only
STERILE



Medtronic
Medtronic, Inc.
715 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55412 USA
Made in Dominican Republic



(P) 0016300028146/17251106/10022002875

1980786A001 B 0006

Фото 42. Вентрикулярный катетер толстый, с увеличенными отверстиями для потока - 2.4 см, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт I,8), вторичная упаковка.



Фото 43. Вентрикулярный катетер толстый, с увеличенными отверстиями для потока - 2,4 см, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт I,8), содержимое упаковки



Фото 44. Вентрикулярный катетер толстый, с увеличенными отверстиями для потока - 2.4 см, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт I,8), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 45. Вентрикулярный катетер толстый, с увеличенными отверстиями для потока - 2.4 см, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт 1,8), в ложементе




Фото 46. Вентрикулярный катетер толстый, с увеличенными отверстиями для потока - 2.4 см, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт 1,8), без упаковки, стилет.




Фото 47. Вентрикулярный катетер толстый, с увеличенными отверстиями для потока - 2.4 см, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт 1,8), дистальный конец.



Фото 48. Вентрикулярный катетер щелевой, толстый, с увеличенными отверстиями для потока, импрегнирован бариумом, длина 15 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт 1,9), вторичная упаковка.




Фото 50. Вентрикулярный катетер щелевой, толстый, с увеличенными отверстиями для потока, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт I,9), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки.




Фото 51. Вентрикулярный катетер щелевой, толстый, с увеличенными отверстиями для потока, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт I,9), в ложементе





Фото 52. Вентрикулярный катетер щелевой, толстый, с увеличенными отверстиями для потока, импрегнирован бариом, длина 15 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт 1,9), без упаковки, стилет




Фото 53. Вентрикулярный катетер щелевой, толстый, с увеличенными отверстиями для потока, импрегнирован барием, длина 15 см, наружный диаметр 2,8 мм (пункт 1,9), дистальный конец




Фото 54. Вентрикулярный катетер Orus тонкий, импрегнирован бариером, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,10), вторичная упаковка



Фото 55. Вентрикулярный катетер Orus тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,10), содержимое упаковки.





Фото 56. Вентрикулярный катетер Opus тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,10), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 57. Вентрикулярный катетер Opus тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт 1,10), в ложементе




Фото 58. Вентрикулярный катетер Orus тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,10), без упаковки, стилет




Фото 59. Вентрикулярный катетер Opus тонкий, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт I,10), дистальный конец



Фото 60. Вентрикулярный катетер Orus стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,11), вторичная упаковка



Фото 61. Вентрикулярный катетер Opus стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,11), содержимое упаковки





Фото 62. Вентрикулярный катетер Opus стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,11), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 63. Вентрикулярный катетер Ориз стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,11), в ложементе.




Фото 64. Вентрикулярный катетер Orus стандартный, импрегнирован барием, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,11), без упаковки, стилет




Фото 65. Вентрикулярный катетер Orus стандартный, импрегнирован бариом, длина 23 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,11), дистальный конец



Фото 67. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,12), содержимое упаковки




Фото 68. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,12), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 69. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,12), в ложементе.




Фото 70. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,12), без упаковки, стилет




Фото 71. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,12), дистальный конец.




Фото 72. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,13), вторичная упаковка.




Фото 74. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,13), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 75. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,13), в ложементе




Фото 76. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,13), без упаковки, стилет





Фото 77. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,13), дистальный конец

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 5005 G

x1

Ventricular Catheter, Right Angle, 6 cm



CE
0344

Rx Only

STERILE EO



Medtronic

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic

BARIUM-IMPREGNATED

2025-12-16



(01)00763000029470(17)251216(10)0221236133

M994582A001 A 0030

Фото 78. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1.14), вторичная упаковка



Фото 79. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,14), содержимое упаковки




Фото 80. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,14), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 81. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,14), в ложементе




Фото 82. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,14), без упаковки, стилет




Фото 83. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,14), дистальный конец

ОБРАЗЕЦ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ

REF 5005 A x1

Ventricular Catheter, Right Angle, 7 cm



R Only

STERILE EO




Medtronic, Inc.

710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic

BARRIER IMPREGNATED

2025-11-08



(01)007630000309 19(17)251108(10)0221268651

M983543A001 A 0036




Фото 84. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован бариером, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,15), вторичная упаковка




Фото 86. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,15), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 87. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,15), в ложементе




Фото 88. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,15), без упаковки, стилет





Фото 89. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,15), дистальный конец

Фото 90. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1.16), дистальный конец






Фото 92. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,16), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки



Фото 93. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1.16), в ложементе




Фото 94. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,16), без упаковки, стилет




Фото 95. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,16), дистальный конец




Фото 96. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,17), дистальный конец





Фото 98. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,17), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки



Фото 99. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,17), в ложементе




Фото 100. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,17), без упаковки, стилет




Фото 101. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,17), дистальный конец

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 5005 H

x1

Ventricular Catheter, Right Angle,

10 cm

R Only

STERILE EO

BARUM-IMPREGNATED

2025-07-12

Medtronic

Medtronic, Inc.

710 Medtronic Parkway NE

Minneapolis, MN 55432 USA

Made in Dominican Republic

(01)00763000028463(17)250712(10)0220285345

MSS4584A001 A 0011

Фото 102. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 10 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,18), вторичная упаковка



Фото 103. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 10 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,18), содержимое упаковки




Фото 104. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 10 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,18), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 105. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 10 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,18), в ложементе




Фото 106. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 10 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,18), без упаковки, стилет




Фото 107. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 10 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,18), дистальный конец




Фото 108. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 11 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,19), вторичная упаковка



Фото 109. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 11 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,19), содержимое упаковки




Фото 110. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 11 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,19), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки



Фото 111. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 11 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,19), в ложементе




Фото 112. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 11 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,19), без упаковки, стилет




Фото 113. Вентрикулярный катетер стандартный с прямым углом, импрегнирован барием, длина от угла до дистального конца 11 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,19), дистальный конец


Фото 114. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1.20), вторичная упаковка

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 41404

x1

Snap Shunt Ventricular Catheter,
Standard, Barium Impregnated, 4 cm



Rx Only

STERILE EO


BARIUM-IMPREGNATED

2025-06-03



Medtronic

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic



(01)00763000029203(17)250603(10)0220649777

MS93708A001 A 0010



Фото 115. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,20), содержимое упаковки





Фото 116. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,20), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 117. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,20), в ложементе




Фото 118. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,20), без упаковки, стилет






Фото 119. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 4 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,20), дистальный конец

REF 41405 **x1**

Snap Shunt Ventricular Catheter,
Standard, Barium Impregnated, 5 cm



Rx Only

STERILE EO



BARIUM-IMPREGNATED

2027-08-12



Medtronic

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic



(01)00763000028503(17)270812(10)0225060660

M993710A001 A 0004

Фото 120. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезное отверстие диаметром 6 мм, длина 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1.2.1), вторичная упаковка



Фото 121. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,21), содержимое упаковки





Фото 122. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,21), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 123. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,21), в ложементе




Фото 124. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,21), без упаковки, стилет





Фото 125. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 5 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,21), дистальный конец

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 41406 x1

Snap Shunt Ventricular Catheter,
Standard, Barium Impregnated, 6 cm



CE ROnly 0344
STERILE
2026-02-13

BARIUM-IMPREGNATED



Medtronic

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic



(01)00763000028510(17)260213(10)0221098858

M993712A001 A 0125

Фото 126. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,22), вторичная упаковка




Фото 128. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,22), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки



Фото 129. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,22), в ложементе




Фото 130. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,22), без упаковки, стилет




Фото 131. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 6 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,22), дистальный конец

Фото 132. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 7 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,23), вторичная упаковка


ОБРАЗЕЦ

использовать только в
демонстрационных целях

REF 41407

x1

Snap Shunt Ventricular Catheter,
Standard, Barium Impregnated, 7 cm



Rx Only

STERILE EO

BARIUM-IMPREGNATED



2026-02-13



Medtronic

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA

Made in Dominican Republic



(01)00763000028527(17)260213(10)0221161281

M993714A001 A 001B



Фото 133. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 7 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,23), содержимое упаковки




Фото 134. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 7 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,23), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 135. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 7 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,23), в ложементе




Фото 136. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 7 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,23), без упаковки, стилет




Фото 137. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 7 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,23), дистальный конец




Фото 138. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,24), вторичная упаковка



Фото 139. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,24), содержимое упаковки




Фото 140. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,24), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки



Фото 141. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,24), в ложементе




Фото 142. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,24), без упаковки, стилет



Фото 143. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 8 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,24), дистальный конец


ОБРАЗЕЦ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ

REF 41409 **x1**

Snap Shunt Ventricular Catheter,
Standard, Barium Impregnated, 9 cm

I.D.: 1.3 mm O.D.: 2.5 mm

9 cm



 **CE** 0344 **R Only** **STERILE EO** **Medtronic** **BARIUM-IMPREGNATED** **2025-12-24** 

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55435 USA
Made in Dominican Republic



(01)00763000029197(17)251224(10)0221542749

M993716A001 A 0015

Фото 144. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,25), вторичная упаковка



Фото 145. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,25), содержание упаковки





Фото 146. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,25), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 147. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,25), в ложементе




Фото 148. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,25), без упаковки, стилет





Фото 149. Вентрикулярный катетер с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 9 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,25), дистальный конец

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 24094 **x1**

Ventricular Catheter with Snap
Assembly Ventriculostomy Reservoir
Base



CE **R Only** **STERILE EO** **0344** **REUSABLE/RESTERILIZABLE** **2025-07-08** **2** **2**

Medtronic
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic



(01)0076300000000889(17)2507081 010220499541

M/S65478A001 A 0026

Фото 150. Вентрикулярный катетер стандартный с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,26), вторичная упаковка




Фото 152. Вентрикулярный катетер стандартный с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,26), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 153. Вентрикулярный катетер стандартный с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт I,26), в ложементе




Фото 154. Вентрикулярный катетер стандартный с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,26), без упаковки, стилет, унифицированное защелкивающееся основание




Фото 155. Вентрикулярный катетер стандартный с установленной защелкой под фрезевое отверстие диаметром 6 мм, длина 15 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт 1,26), дистальный конец




Фото 156. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,1), вторичная упаковка




Фото 157. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,1), содержимое упаковки




Фото 158. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,1), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 159. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,1), без упаковки




Фото 160. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,1), дистальный конец



Фото 161. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,2), вторичная упаковка



Фото 162. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,2), содержимое упаковки




Фото 163. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,2), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 164. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,2), без упаковки




Фото 165. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,2), дистальный конец




Фото 166. Перитонеальный катетер стандартный, повышенной гибкости, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,3), вторичная упаковка




Фото 167. Перитонеальный катетер стандартный, повышенной гибкости, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,3), содержимое упаковки




Фото 168. Перитонеальный катетер стандартный, повышенной гибкости, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,3), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 169. Перитонеальный катетер стандартный, повышенной гибкости, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,3), без упаковки





Фото 170. Перитонеальный катетер стандартный, повышенной гибкости, с щелевыми отверстиями, импрегнирован бариом, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,3), дистальный конец

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях

REF 25024 x1

Peritoneal Catheter, Open Ended with
Wall Slits, 90cm



ROnly


STERILE ED

Medtronic

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway NE
Minneapolis, MN 55432 USA
Made in Dominican Republic

BARUM STRIPE

2025-09-30



(01)00763000030841(17)25093010-0221051612

M569358A001 A 6008

Фото 171. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной бариумом, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,4), вторичная упаковка



Фото 172. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,4), содержимое упаковки




Фото 173. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,4), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 174. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной бариом, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,4), без упаковки




Фото 175. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,4), дистальный конец



Фото 176. Перитонеальный катетер с уменьшенным внутренним диаметром, рентгеноконтрастный, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,5), дистальный конец



Фото 177. Перитонеальный катетер с уменьшенным внутренним диаметром, рентгеноконтрастный, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,5), содержимое упаковки




Фото 178. Перитонеальный катетер с уменьшенным внутренним диаметром, рентгеноконтрастный, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,5), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 179. Перитонеальный катетер с уменьшенным внутренним диаметром, рентгеноконтрастный, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,5), без упаковки




Фото 180. Перитонеальный катетер с уменьшенным внутренним диаметром, рентгеноконтрастный, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,5), дистальный конец



Фото 181. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, с покрытием BioGlide, в комплекте с Луер-коннектором, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,6), вторичная упаковка




Фото 183. Перитонеальный катетер стандартный, с шелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, с покрытием BioGlide, в комплекте с Луер-коннектором, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,6), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 184. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, с покрытием BioGlide, в комплекте с Луер-коннектором, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,6), в ложементе




Фото 185. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, с покрытием BioGlide, в комплекте с Луер-коннектором, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,6), без упаковки,




Фото 186. Перитонеальный катетер стандартный, с щелевыми отверстиями, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной бариом, с покрытием BioGlide, в комплекте с Луер-коннектором, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,6), дистальный конец




Фото 187. Перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,7), вторичная упаковка




Фото 188. Перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,7), содержимое упаковки




Фото 189. Перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,7), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 190. Перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,7), без упаковки




Фото 191. Перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован бариом, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,7), дистальный конец




Фото 192. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,8), вторичная упаковка



Фото 193. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,8), содержимое упаковки



Фото 194. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,8), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 195. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,8), без упаковки




Фото 196. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,8), дистальный конец




Фото 197. Кардио-перитонеальный катетер тонкий, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,9), вторичная упаковка



Фото 198. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,9), содержимое упаковки




Фото 199. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,9), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 200. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,9), без упаковки




Фото 198. Перитонеальный катетер тонкий, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,9), дистальный конец.




Фото 201. Кардиальный катетер тонкий, с зауженным кончиком, импрегнирован барием, длина 58 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,10), вторичная упаковка



Фото 202. Кардиальный катетер тонкий, с зауженным кончиком, импрегнирован барием, длина 58 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,10), содержимое упаковки




Фото 203. Кардиальный катетер тонкий, с зауженным кончиком, импрегнирован барием, длина 58 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,10), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 204. Кардиальный катетер тонкий, с зауженным кончиком, импрегнирован барием, длина 58 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,10), без упаковки




Фото 205. Кардиальный катетер тонкий, с зауженным кончиком, импрегнирован барием, длина 58 см, наружный диаметр 2,1 мм (пункт II,10), дистальный конец




Фото 206. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт П,11), вторичная упаковка



Фото 207. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,11), содержимое упаковки



Фото 208. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,11), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 209. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован бариером, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,11), без упаковки




Фото 210. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,11), дистальный конец




Фото 211. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,12), вторичная упаковка




Фото 212. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,12), содержимое упаковки




Фото 213. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,12), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 214. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,12), без упаковки




Фото 215. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,12), дистальный конец




Фото 216. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,13), вторичная упаковка



Фото 217. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,13), содержимое упаковки




Фото 218. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,13), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 219. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной барием, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,13), без упаковки




Фото 220. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, полупрозрачный, с полосой, импрегнированной бариом, длина 90 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,13), дистальный конец




Фото 221. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 110 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт П,14), вторичная упаковка



Фото 222. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 110 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,14), содержимое упаковки




Фото 223. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 110 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,14), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки




Фото 224. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 110 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,14), без упаковки




Фото 225. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 110 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,14), дистальный конец




Фото 226. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,15), вторичная упаковка




Фото 228. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,15), первичная упаковка, маркировка первичной упаковки





Фото 229. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,15), без упаковки




Фото 300. Кардио-перитонеальный катетер стандартный, импрегнирован барием, длина 120 см, наружный диаметр 2,5 мм (пункт II,15), дистальный конец.

Образец русскоязычного стикера

	Название медицинского изделия: Катетеры для дренирования в различных вариантах исполнения	
	Производитель:	«Медтроник Инк.», США Medtronic Inc., USA
	Страна происхождения:	REF номер
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № ____ от ____	
	Дата изгот./Серия: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Пример русскоязычного стикера МИ " Катетеры для дренирования в различных вариантах исполнения"

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
233 листа(ов)

