




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения прокальцитонина (PCT)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT i "B•R•A•H•M•S Прокальцитонин
Контрольные материалы (ARCHITECT B•R•A•H•M•S PCT Controls)"**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)









всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5/12.05.2015 листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения прокальцитонина (PCT)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT i
"B·R·A·H·M·S Прокальцитонин Контрольные материалы
(ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Controls)"**

После получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие маркировка
будет введена в обращение и нанесена на медицинское изделие.

1. В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Контрольные материалы (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Controls)

1.1. Маркировка на внешней упаковке В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Контрольные материалы (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Calibrators)

	 6P22-10		
Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения прокальцитонина (PCT) Иммунохимическим методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT i "В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Контрольные материалы (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Controls)" В составе: - Низкий контроль (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Low Control) – 2 x 3,0 мл - Средний контроль (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Medium Control) – 2 x 3,0 мл - Высокий контроль (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT High Control) – 2 x 3,0 мл - Инструкция по эксплуатации Производитель: Fisher Diagnostics, A Division of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc. 8365 Valley Pike, Middletown, VA 22645 USA (США) для Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden Germany (Германия) / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют / Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лабораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)			

Q1080/ROT

LOT 12345M100

EXP 2099-12-31

REF 6P2210

www.abbott-diagnostic.com/PLU

R02

B-R-A-H-M-S PCT Ctls

(01) 00380740138912 (17) 991231

(10) 12345M100 (240) 6P2210

CE

ARCHITECT B-R-A-H-M-S PCT Controls

	TARGET	RANGE
	ng/mL	ng/mL
CONTROL L	2 x 3.0 mL	0.20 0.14 - 0.26
CONTROL M	2 x 3.0 mL	2.00 1.38 - 2.62
CONTROL H	2 x 3.0 mL	70.00 42.00 - 98.00

Abbott Control & Co. AG
Max-Planck-Ring 7
65205 Wiesbaden
Germany

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Teva Diagnostics
A Div. of Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
505 Valley Road
Millsboro, DE 19966 USA

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

PRODUCT OF USA

Abbott

1.2. Низкий контроль (ARCHITECT B-R-A-H-M-S PCT Low Control) –3,0 мл

В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Контрольные материалы
(ARCHITECT B-R-A-H-M-S PCT Controls)

CONTROL L

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

Abbott

65205 Wiesbaden, Germany

(Германия)

IVD REF

6P22L

3.0 mL

0.20 нг/мл

ARCHITECT B-R-A-H-M-S PCT

CONTROL L

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

65-2620/ROT1

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

IVD REF

6P22L

3.0 mL

0.20 нг/мл

1.3. Средний контроль (ARCHITECT B-R-A-H-M-S PCT Medium Control) – 3,0 мл

В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Контрольные материалы
(ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Controls)



CONTROL M



40°C

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER



Exp.

LOT

IVD

REF

6P22M

3.0 мл

2.00 нг/мл

Abbott
65205 Wiesbaden, Germany
(Германия)

ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT

CONTROL M



40°C

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER



Exp.

LOT

IVD

REF

6P22M

3.0 мл

2.00 нг/мл

65-2621,701
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

1.4. Высокий контроль (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT High Control) – 3,0 мл

В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Контрольные материалы
(ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Controls)



CONTROL H



40°C

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER



Exp.

LOT

IVD


REF

6P22N

3.0 мл

70.00 нг/мл

Abbott
65205 Wiesbaden, Germany
(Германия)



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

37 листов листов

