

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДЖИ-ЭН ХИРИНГ РУС»


Ю.А. Федюк

2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY с принадлежностями



Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE188-DWH

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE288-DWH

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE388-DWH

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE488-DWH



Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE277-DW

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE377-DW

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE477-DW



Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE267-DW
Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE367-DW
Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE467-DW




Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE298-DW

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE398-DW


Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY модель KE498-DW




Программное обеспечение ReSound Smart Fit



Металлический звуковод для взрослых



Металлический звуковод для детей




Звуковод для взрослых




Звуковод для детей




Звуковод для маленьких детей



Адаптер для тонкого звуковода



Инструмент для замка батарейного отсека;



Цветной маркер красный
Цветной маркер синий




Пластиковый футляр




Набор для очистки в составе: салфетка, щетка




Тонкий звуковод SF для соединения с ушными вкладышами с леской для чистки, размеры -1-3 – 5 шт./уп.



Вкладыш тюльпан - не более 10 шт.



Вкладыш мощный, размеры: малый, средний, большой - не более 10 шт.



Вкладыш открытый, размеры: малый, средний, большой - не более 10 шт.

Сменный корпус: Передняя часть корпуса (HSG BELLY BAND), левая часть корпуса (HSG L); Правая часть корпуса (HSG R); задняя часть корпуса (HSG REAR BAND ASM); дверца батарейного отсека (BAT DOOR ASM), соединительные штыри (PINS) – 3 шт.; инструкция по замене. (модели KE477-DW, KE377-DW, KE277-DW, KE177-DW)



Сменный корпус, цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



Сменный корпус, цвет DARK BROWN (DBR)



Сменный корпус, цвет BEIGE (BGE)



Сменный корпус, цвет BLACK (BLK)



Сменный корпус, цвет STERLING GREY (SGR)

Сменный корпус: Передняя часть корпуса (HSG BELLY BAND), левая часть корпуса (HSG L); Правая часть корпуса (HSG R); задняя часть корпуса (HSG REAR BAND ASM); дверца батарейного отсека (BAT DOOR), соединительные штыри (PINS) – 3шт.; инструкция по замене. (для моделей: KE467-DW, KE367-DW, KE267-DW)



Сменный корпус, цвет BEIGE (BGE)



Сменный корпус, цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



Сменный корпус, цвет DARK BROWN (DBR)



Сменный корпус, цвет BLACK (BLK)



Сменный корпус, цвет STERLING GREY (SGR)

Сменный корпус: Передняя часть корпуса (HSG BELLY BAND), левая часть корпуса (HSG L); Правая часть корпуса (HSG R); задняя часть корпуса (HSG REAR BAND ASM); дверца батарейного отсека (BAT DOOR ASM), соединительные штыри (PINS) – 3шт.; инструкция по замене. (модели KE488-DWH, KE388-DWH, KE288-DWH, KE188-DWH)



Сменный корпус, цвет BEIGE (BGE)



Сменный корпус, цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



Сменный корпус, цвет DARK BROWN (DBR)




Сменный корпус, цвет BLACK (BLK)




Сменный корпус, цвет STERLING GREY (SGR)


Части корпуса для моделей KE498-DW, KE398-DW, KE298-DW: Заглушка на регулятор громкости




цвет BEIGE (BGE)




цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



цвет DARK BROWN (DBR)




цвет BLACK (BLK)




цвет STERLING GREY (SGR)


Кнопка переключения программ (PB)




цвет BEIGE (BGE)




цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



цвет DARK BROWN (DBR)




ЦВЕТ BLACK (BLK)




ЦВЕТ STERLING GREY (SGR)


Регулятор громкости (TOGGLE)



цвет BEIGE (BGE)




цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



цвет DARK BROWN (DBR)




цвет BLACK (BLK)




цвет STERLING GREY (SGR)


Передняя часть корпуса (HSG TOP)




цвет BEIGE (BGE)




цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



цвет DARK BROWN (DBR)



цвет BLACK (BLK)



цвет STERLING GREY (SGR)

Задняя часть корпуса (HSG BOT)




цвет BEIGE (BGE)




цвет MEDIUM BLONDE (MBL)



цвет DARK BROWN (DBR)



цвет BLACK (BLK)



ЦВЕТ STERLING GREY (SGR)

Батарейный отсек (BAT DOOR)



цвет BEIGE (BGE)



цвет MEDIUM BLONDE (MBL)




цвет DARK BROWN (DBR)



цвет BLACK (BLK)



цвет STERLING GREY (SGR)



GN Making Life Sound Better




Аппарат слуховой в потребительской упаковке




Потребительская упаковка

Маркировка на примере аппарата слухового заушного ReSound серии KEY: модель KE477-DW:





Маркировка потребительской упаковки:



Этикетка на упаковке:



Проект маркировки на упаковке для поставок в Российскую Федерацию:

Маркировка на примере аппарата слухового заушного ReSound серии KEY: модель KE498-DW:

Наименование медицинского изделия:

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY с принадлежностями, модель KE498-DW



Производитель: GN ReSound A/S (Джи-Эн РиСаунд А/С),
Лаутрупбьерг 7, 2750, Баллеруп, Дания

Представитель производителя: ООО «Джи-Эн Хиринг РУС» 125009, г. Москва, Нижний
Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1

Тел.: +7 495 697 30 10, email: request@gnresound.ru

Регистрационное удостоверение №



IP68

Дата изгот. / Серия см. упаковку

Срок службы: см. инструкцию

Маркировка на примере аппарата слухового заушного ReSound серии KEY: модель KE488-DWH:

Наименование медицинского изделия:

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY с принадлежностями, модель KE488-DWH



Производитель: GN ReSound A/S (Джи-Эн РиСаунд А/С),
Лаутрупбьерг 7, 2750, Баллеруп, Дания

Представитель производителя: ООО «Джи-Эн Хиринг РУС» 125009, г. Москва, Нижний
Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1

Тел.: +7 495 697 30 10, email: request@gnresound.ru

Регистрационное удостоверение №



IP68

Дата изгот. / Серия см. упаковку

Срок службы: см. инструкцию

Маркировка на примере аппарата слухового заушного ReSound серии KEY: модель KE477-DW:

Наименование медицинского изделия:

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY с принадлежностями, модель KE477-DW



Производитель: GN ReSound A/S (Джи-Эн РиСаунд А/С),
Лаутрупбьерг 7, 2750, Баллеруп, Дания

Представитель производителя: ООО «Джи-Эн Хиринг РУС» 125009, г. Москва, Нижний
Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1

Тел.: +7 495 697 30 10, email: request@gnresound.ru

Регистрационное удостоверение №



IP68

Дата изгот. / Серия см. упаковку

Срок службы: см. инструкцию

Маркировка на примере аппарата слухового заушного ReSound серии KEY: модель KE467-DW:

Наименование медицинского изделия:

Аппарат слуховой заушный ReSound серии KEY с принадлежностями, модель KE467-DW



Производитель: GN ReSound A/S (Джи-Эн РиСаунд А/С),
Лаутрупбьерг 7, 2750, Баллеруп, Дания

Представитель производителя: ООО «Джи-Эн Хиринг РУС» 125009, г. Москва, Нижний
Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1

Тел.: +7 495 697 30 10, email: request@gnresound.ru


Регистрационное удостоверение №



IP68

Дата изгот. / Серия см. упаковку

Срок службы: см. инструкцию



Всего пронумеровано,
----- пронумеровано и
сертифицировано печатью
68 листа (ов)

