

Фотографические изображения на медицинское изделие:

Краситель азур-эозин по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р) по ТУ 9398-270-27428909-02

Комплектация 1 (кат № 435) до вскрытия упаковки	Стр 2
Общий вид комплектации 1(кат № 435) после вскрытия упаковки	Стр 3
Комплектация 2 (кат № 504) до вскрытия упаковки	Стр 4
Общий вид комплектации 2 (кат № 504) после вскрытия упаковки	Стр 5
Комплектация 3 (кат № 435Б) до вскрытия упаковки	Стр 6
Комплектации 3 (кат № 435Б) после вскрытия упаковки	Стр 7
Общий вид Комплектации 3 (кат № 435Б)	Стр 8
Фотографическое изображение красителя азур-эозин по Романовскому Профессионал (1 л)	Стр 9
Фотографическое изображение «Диахим-Буфер Г» (20 мл)	Стр 10
Комплектация 4 (кат № 504Б) до вскрытия упаковки	Стр 11
Общий вид Комплектации 4 (кат № 504Б)	Стр 12
Фотографическое изображение красителя азур-эозин по Романовскому Профессионал (500 мл)	Стр 13
Фотографическое изображение «Диахим-Буфер Г» (10 мл)	Стр 14

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС +»



Марковский В.М.









НПФ АБРИС+
180006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цивильная, д. 16, лит. М, 2 этаж

РЕФ 4355

**КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЗОЛИН
ПО РОМАНОВСКОМУ
(Диахром-ГаммаСтар-Р)**

Состав набора. Комплектация 3. _____

1. Краситель азур-золин по Романовскому 1х1000 мл
Профессионал 1х20 мл
2. Диахром-Буфер Г 1х20 мл

2°C/25°C



ТУ 9398-270-27428909-02
ФСР 2008/02341 от



Для профессионального применения














ПРОФЕССИОНАЛ
КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ (ДИАХИМ-ГЕМИСТЕЙН-Р)

Применение

IVD

0°C 25°C

только для профессионального применения

Зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюневальда - 2-3 мин

Развести краситель забуференной водой 1:10-1:15

Красить 10-15 минут

Промыть 3-5 сек

500 мл

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р)

REF 504Б

LOT 301

10-2022

ТУ 9398-270-27428908-02

ФСР 2098-02341 от

АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера М, БЦ Осиповф (2-й этаж)



Прошито и пронумеровано

лист 06

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



Макеты этикеток на медицинское изделие

Краситель азур-эозин по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р) по ТУ 9398-270-27428909-02

- Комплектация 1 – лист 2,
- Комплектация 2 – лист 3,
- Комплектация 3- лист 4,
- Комплектация 4 – лист 5

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС +»

17.03.2022



Марковский В.М.

Комплектация 1 (кат № 435)

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

ПРОФЕССИОНАЛ

Диахим-Гемистейн-Р

Применение

1 ЛИТР

**КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЭОЗИН
по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р)**

REF 435

LOT 301

10-2022

ТУ 9398-270-27428909-02
ФСР 2008/02341 от

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

IVD

0°C 25°C

только для профессионального применения

Зафиксировать в фиксаторе
типа Лейшмана или
Май-Грюнвальда — 2-3 мин.
Развести краситель
забуференной водой

1:10 — 1:15.
Красить 10-15 минут.
Промыть 3-5 сек.



Комплектация 2 (кат № 504)

КР

ПРОФЕССИОНАЛ



Применение

Диахим-Гемистейн-Р

IVD



25°C

1

только для профессионального применения

Зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда - 2-3 мин.

Развести краситель забуференной водой 1:10-1:15.

Красить 10-15 минут.

Промывать 3-5 сек.

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р)

REF

504

LOT

301

 10-2022



ТУ 9398-270-27428909-02

ФСР 2008 02341 от

 АБРИС+

190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.15, литера М, Б.Ц.ОсиповФ.12-и этаж.

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3

Комплектация 3 (кат № 435Б)



Комплектация 4 (кат № 504Б)

LOT

301

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН

ПО РОМАНОВСКОМУ

(Диахим-Гемистейн-Р)

2021-10

2022-10

НПФ

АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

REF

504Б

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН

ПО РОМАНОВСКОМУ

(Диахим-Гемистейн-Р)

Состав набора. Комплектация 4.

1. Краситель азур-эозин по Романовскому

Профессионал 1x500 мл

2. Диахим-Буфер Г 1x10 мл

25°C

IVD

ТУ 9398-270-27428909-02

ФСР 2008/02341 от

Для профессионального применения

!

🔥

☠️

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

ПРОФЕССИОНАЛ

Применение

IVD

0°C

25°C

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда - 2-3 мин.

Развести краситель забуференной водой 1:10-1:15.

Красить 10-15 минут.

Промыть 3-5 сек.

500 мл

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р)

REF

504Б

LOT

301

10-2022

!

ТУ 9398-270-27428909-02

ФСР 2008/02341 от

АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Цветочная, д. 16, литера М,

Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

Диахим-Гемистейн-Р

QR

НПФ

АБРИС+

REF

504Б

LOT

101021

Диахим-Гемистейн-Р

ДИАХИМ-БУФЕР-Г pH 6,8-7,2

25°C

IVD

10мл на 10л концентрат

Для 1л буферной воды смешать 999 мл дистиллированной воды и 1 мл концентрата


2022-10

000 ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5



Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист 2

Генеральный директор

ООО «НПО «АБРИС+»

В.М. Марковский